



Gruppe 3



3M Artikel	146	C			
A		Cardiologie Stethoskop	143, 146	Fiberoptik Taschenotoskope	168
Abheftstreifen	174	Chirurgische Pinzetten	190, 209, 221	Fieberthermometer	154f
Ablageboxen	175	Chirurgischer Nervenfinder	220	Fingerring Schneidegerät	202
Ablagetaschen	174	Chirurgische Scheren	187, 223	Flachkopfstethoskope	140
Ablassventil	151	Cilienpinzette	191	Flachmeissel	217
Abortuszange	198	Classic Stethoskope	142, 144	Flaschenständer Sauerstoff	231
Adreßfeldaufkleber	175	Clinipack Container	172	Folienschild	161
Adson Pinzette	190, 209	Constant	158	Folienschweißgerät	179
Aerosol Vernebler	235	Containerlabel	185	G	
Akkus	157	Cusco Spekulum	197	Gasindikator	185
Alkoholspender	170	D		Gassteri-Klebeband	185
Alkoholtupfer	170	Dampfindikator	185	Geburtszange	214
Alkotip	170	Darmschere	214	Gefäßpinzetten	191
Allspec Einweg-Tips	164	DCT Sauerstoffbrille	234	Gesichtssauna	229
Allspec Tip Dispenser	164	DCT Sauerstoffkatheter	232ff	Gipsabreißzange	199
Alphanorm	174f	DCT Sauerstoffmaske	232f	Gipsschere	199
Aluminium Hand	209	DCT Sauerstoffschlauch	232, 234	Gipsspreizer	199
Ampullenbrechhilfe	172	DCT Verneblerset	235	Glasthermometer	154
Ampullenfeile	172	Dermatoskop	163, 167	Griff Kehlkopfspiegel	194
Anästhesie Stethoskope	140	Dermojet Injektor	203	Gummibläse	151
Anatomische Pinzette	190f, 208, 221	Deschamps Verbindungsnadeln	218	H	
Archivierungskästen	175	Diagnostikleuchte	159f	Hakenzange	198
Arterienklemmen	192, 211, 224	Digitalthermometer	156	Halogenlampen Heine Artikel	165
Arztschild Folien	161	Digitemp Thermometerhüllen	154, 156	Hammer	203
Arztwaage	176	Dilatoren	198	Hautklammerentferner	225
Atemgasbefeuchter	230	Doppelkopfstethoskope	141	Hautscheren	188
Atemtrainer	236	Drahtfasszange	219	Haut- und Fadenschere	188
Aufkleber Kartei	175	Drahtschneidezange	213, 219	Heine Artikel	163ff
Aufladbare Akkubatterien	157	Druckball Blutdruckmesser	151	Heißluftsterilisationsrollen	181
Augenleuchte	159f	Druckinjektor	203	Heißluftsterilisator	178
Augenmagnet	190	Druckminderer	230f	Heißsiegelgerät	179
Autoclave	178	Dual Stethoskop	143	Helix Test	184
Autoclave Beutel	182	E		Hochtemperaturkauter	220
Autoclave Rollen	181	Edelstahl Instrumentenschalen	205	Hohlsonde	216
B		Edelstahl Nierenschalen	206	Holzkasten Studentenetui	204
Babymanschette	151	Edelstahl Schüssel	206	Hüllen Thermometer	154, 156
Babystethoskop	142	Edelstahl Sputumbecher	206	Humi-Rainbow Luftbefeuchter	226
Babywaage	176f	Edelstahl Standzylinder	205	Hyperventilationsbeutel	233
Backhaus Tuchklemme	195	Edelstahl Stechbecken	206	I	
Bälle Blutdruckmessgeräte	151	Edelstahl Universalschalen	206	Industrial	158
Batteriegriff für Ophthalmoskope	165	Einmal Instrumente	221ff	Infrarot-Fieberthermometer	154
Batterieleuchte	159f	Einmal Pinzetten	221	Infrarot-Wärmeleuchte	226
Batterien	157f	Einweg Ohrtrichter	166	Inhalatoren	228f
Batterien für Laryngoskop	158	Einweg-Tips	164, 167, 227	Instrumente	187ff, 207ff, 223
Bettpfanne	206	Einweg-Tuben	166	Instrumentenaufbewahrung	204
Biopsiezange	197	Elektrodenreiniger	220	Instrumentenpflege	179
Blasenschlauch	235	Elektronisches Fieberthermometer	156	Instrumentenschalen	205
Blockbatterie	157	Episiotomie Schere	225	Instrumentenset	204
Blutdruckmessgeräte	148ff	Ersatzmanschette	150	Irisscheren	207, 223
Bohrdraht Extraktionszange	213	Ersatz O2-Flasche	230f	Ishihara Sehprüftafel	162
Boso Geräte	152	Ersatzset Inhalation	231	IUP-Faßzange	198
Bowie & Dick Testpaket	184	Ersatzteile Heine	165	K	
Boxen Zellstofftupfer	171	Etiketten sterile Ware	185	Kardiologiestethoskop	146
Braun Thermoscan	155	Euroseal Valida Folienschweißgerät	179	Karteiaufkleber	175
Breeze Care Sauerstoffset	230	Extraktionszange	219	Karteitaschen	174
		F		Katheter	233
		Fadenschere	188	Kauter	220
		Fahrbarer Flaschenständer	231	Kehlkopfspiegel	194
		Farb-Sehprüftafel	162	Kern Waagen	177
		Fasszange	215, 218	Kindermanschette	151
		Feilchenfeld Pinzetten	191, 209, 221	Kindersauerstoffmaske	232f
		Feile	188	Kinderstethoskop	141, 145
				Kinderverneblerset	235

Klammerzange	200	Nagelzangen	196, 199	S	
Klarsichtrollen Sterilisation	181	Nasenspekulum	201, 210	Sanduhr Puls	153
Klebeband Sterilisation	185	Nervendetektor	220	Sauerstoffblasenschlauch	235
Kleiderschere	195	Nervenlokalisator	220	Sauerstoffbrille	234
Klemmen	192f, 224	Nervenrad nach Wartenberg	201	Sauerstoffdruckminderer	230
Klettmanschette	151	Nerve Stim Nervendetektor	220	Sauerstofffeinheit	231
Knopfhäkchen	194	Netzgerät für Seca Waagen	176	Sauerstoffflaschen	230f
Knopfsonde	202	Niedertemperatur Kauter	220	Sauerstoffgeräte	230f
Kocherklemme	192, 224	Nierenschalen	206	Sauerstoffkatheter	233
Komedonenquetscher	201	Notdienstschild	161	Sauerstoffmasken	232f
Kopfleuchte	162	Notfall Arztschild	161	Sauerstoffverbindungsschlauch	232, 234f
Kopfschneidezange	196			Sauerstoff Zubehör	230ff
Kopfstück für Unispec Einwegtuben	166	O		Säuglingsstethoskop	145
Kornzange	193, 218	O2-Aufsatz Thermovent T	231	Säuglingswaage	176f
Kreppfix Zungenlappchen	170	O2-Brille	234	Scharfer Löffel	194, 199, 222
Kristeller Spekulum	197	O2-Einheit	230f	Scheren	187ff, 195, 204, 222f, 225
Künstliche Nase	231	O2-Flaschen	230	Schlauchklemme	192, 216
Küretten	197	O2-Flaschenständer	231	Schlauchverbinder	234
		O2-Maske	232f	Schneidegerät Fingerring	202
L		O2-Verbindungsschlauch	232, 234	Schüsseln Edelstahl	206
Ladebatterie Heine Beta Ladegriff	165	Oberschenkelmanschette	151	Schutzkappen Thermoscan	155
Ladegerät für Otoskope	165	Oculus Sehtesttafeln	162	Schwesternsets	188
Ladegriff für Heine Beta	165	Ohrenspritzen	226	Schwesternstethoskope	140
Lampen für Heine Artikel	165	Ohrenzängchen	210	Schwesternuhr	153
LED Diagnostikleuchte	159	Ohrfieberthermometer	155	Seal Easy Steribeutel	182
LED Kopfleuchte	162	Ohrpinzette	190, 210	Seca Waagen	139, 176
Leichtgewicht Stethoskop	147	Ohrschlinge	201	Sehprobentafel	162
Ligaturschere Spencer	189	Ohrspülgerät	227	Selbstklebebeutel	182
Listerschere	189, 193, 195, 214, 225	Ohrtips	155, 164, 167, 227	Selfseal Autoclave Beutel	182
Littmann Classic III	144	Ohrtrichter	164, 166f	Servoclean Bowie & Dick Testpaket	184
Littmann Stethoskope	144ff	Ölspray	179	Servoclean Heißluftsterilisatoren	178
Littmann Zubehör	147	Omron Blutdruckmessgerät	152	Servoclean Praxisautoclave	178
Löffel nach Volkmann	199	Ophthalmoskop Aufsatz	165	Servoclean Zubehör	178
Löffel nach Willinger	222	OP-Instrumente I. Wahl	207f	Servoprax Helix Test	184
Luftbefeuchter	226	Otoskope	163ff, 168	Servoprax Venenstauer	169
				Sicherheitsbehälter	172
M		P		Siegelgerät	179
Magillzange	193	Paillettenentnahme Pinzette	191	Silikonspray	179
Manometer	151	Peanklemmen	192, 224	Skalpelle	204
Manschetten Blutdruckmessgeräte	150f	Penisklemme	214	Spatel	194
Master Kardiologiestethoskope	146	Penlight Leuchten	159f	Spekulum	197
Mathieu Nadelhalter	200	Percussionshammer	203	Spezialbatterien	158
Mayo-Scheren	208	Personenwaagen	176f	Spiegel Kehlkopf	194
Medicus Blutdruckmessgerät	152	Pinzetten	190f, 204, 221	Splitterpinzetten	191, 221
Medispray Silikonspray	179	Präpariernadel	204	Standzylinder	205
Mediware Dermatoskop	167	Präparierschere	189, 204, 208	Staubänder	169
Mediware Otoskope	168	Praxisautoclave	178	Stechbecken	206
Med & Org Artikel	173ff	Praxisorganisation	174f	Steribeutel	180, 183
Mehrzweckschere	195	Praxis Zootiere Sortiment	161	Steriindikator	185
Messband	139	Pressure Man Blutdruckmessgeräte	148ff	Steriklebeband	185
Metzenbaumschere	195, 222	Privat Blutdruckmessgerät	150	Sterikrepp	180
Michel Klammerzange	200	Probentafel	162	Sterilisator	178
Micro Nadelhalter	212	Procell	158	Sterilisiervlies	180
Mikulicz Klemmen	193, 211	ProJet Ohrspülgerät	227	Sterimax	185
Mini Dermatoskop	163	Proktoskope	166	Sterirollen	181
Mini Otoskop	163	Pulsuhr	153	Steri Zubehör	178
Mosquitoklemmen	192, 216, 222			Stethoskope	139ff
M-Spray Ölspray	179	R		Stille Gipsschere	199
Mundsperrer	210	Rappaport Stethoskope	139	Stimmgabel	201
Myrtenblattsonde	202, 215	Rasiermesser	204	Stirnleuchte	162
		Raspatorium	217	Studentenetui	204
N		Reflexhammer	203		
Nabelschnurzange	214	Rektoskoptuben	166		
Nadelhalter	200, 212f, 223f	Rotlichtleuchte	226		
Nagelausreisszange	199				
Nagelfeile	188				
Nagelscheren	188				

T

Taschendermatoskope	167
Taschenleuchte	159f
Taschenotoskope	168
Terminplaner	173
Thermometer	154, 156
Thermometerhülle	154, 156
Thermoscan Ohrtips	155
Thermovent O2-Aufsatz	231
Thermovent T	231
Tip Cleaner	220
Tippfix Alkoholspender	170
Triflo Atemtrainer	236
Tuchklemme	195, 216
Tupferbehälter	205
Tupferbox	171
Tupfer Fasszange	193
Tupferzange	218

U

Uhr Schwestern	153
Ultraschallluftbefeuchter	226
Ultraschallvernebler	228f
Umfangsmessband	139
Unispec Einwegtuben	166
Universalbatterien	158
Universalblasenschlauch	235
Universalpinzette	191
Universalschalen	206
Universalscheren	195
Uterus Dilator	198
Uterussonde	198

V

Varta Batterien	158
Venenstauer	169
Verbandschere	195, 214, 225
Verbinder für Schläuche	234
Verbindungsschlauch	232, 234
Vernebler	228
Vernebler Systeme	229, 235
Volkman Löffel	199


W

Waagen	176f
Wärmeleuchte	226
Watteträger	202
Wischstäbchen	170
Wundhaken	202, 215
Wundspreizer	200
Wund- und Trachealhäkchen	215

Z

Zangen	193, 196
Zeckenzangen	196
Zellstoff Tupfer	171
Zelltip Tupfer	171
Zootiere Sortiment	161
Zubehör Littmann Stethoskope	147
Zubehör Studenteneti	204
Zubehör Ultraschallvernebler	228
Zungenläppchen Kreppfix	170
Zungenspatel	194
Zungenzange	193





RAPPAPORT STETHOSKOP

- Mit besonders schwerem, schwenkbarem Doppelkopf
- Diverse Aufsätzen und Ersatzteile im Etui
- Mit Gummi-Doppelschlauch
- Membrane, Ø 45 mm
- Trichter mit Membrane, Ø 35 mm
- Im Display-Karton verpackt

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 001	
rot	1 Stück	G5 0010	
blau	1 Stück	G5 0011	
grün	1 Stück	G5 0012	
grau	1 Stück	G5 0014	

SUPERIOR QUALITY



ERGONOMISCHES UMFANGSMESSBAND SECA 201

Weil auch Umfangsmessbänder heute höchsten medizinischen Ansprüchen genügen müssen, hat seca das seca 201 entwickelt, mit dem der Körperumfang millimetergenau gemessen werden kann. Denn die hochwertige Mechanik gewährleistet, dass sich das 205 cm lange Band leicht herausziehen lässt und präzise einrastet. Dabei liegt das Gehäuse gut in der Hand, fühlt sich angenehm an und ist so robust, dass es auch mal auf den Boden fallen kann.

Messbereich: 0 - 205 cm
 Teilung (Längenmesssysteme): 1 mm
 Maße (BxHxT): 70 x 22 x 65 mm
 Eigengewicht: 50 g
 Funktionen: Mobiles Messen und Wiegen

Typ	VE	REF	Preis VE
SECA 201 - Umfangsmessband	1 Stück	G3 201	



FLACHKOPFSTETHOSKOP MODELL SCHWESTER

- Mit Flachmembrane
- Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
- Bruststück Ø 45 mm mit Schraubring
- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt
- In diversen Schlauchfarben


Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei



Farbe	VE	REF	Preis VE
rot	1 Stück	G5 007	
blau	1 Stück	G5 0084	
pink	1 Stück	G5 0088	
grün	1 Stück	G5 0085	
weiß	1 Stück	G5 00811	
gelb	1 Stück	G5 00812	
grau	1 Stück	G5 00813	
schwarz	1 Stück	G5 008	
orange	1 Stück	G5 0040	



SUPERIOR QUALITY



FLACHKOPFSTETHOSKOP MODELL KINDER

- Mit Flachmembrane
- Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
- Bruststück Ø 35 mm mit Schraubring
- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt
- In diversen Schlauchfarben

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei



Farbe	VE	REF	Preis VE
rot	1 Stück	G5 007CH	
blau	1 Stück	G5 0084CH	
gelb	1 Stück	G5 00812CH	



KOWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

FLACHKOPFSTETHOSKOP MODELL ANÄSTHESIE

110 cm Schlauch, Bruststück Ø 45 mm,
mit Luer Lock-Metallverbinder



Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 00162	



DOPPELKOPFSTETHOSKOP ECONOMY

Standardausführung mit Doppelkopf, drehbarem Trichter, Gummiring, silbernem Bruststück und Bügelfeder außerhalb des Schlauches.

- Latex- und Nickelfrei
- Im Display-Karton verpackt

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei

Membrane: Ø 45 mm
Trichter: Ø 30 mm



Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 005	
blau	1 Stück	G5 0054	
grün	1 Stück	G5 0055	
pink	1 Stück	G5 0058	
weiß	1 Stück	G5 00511	
gelb	1 Stück	G5 00512	
orange	1 Stück	G5 0045	
rot	1 Stück	G5 00513	



SUPERIOR QUALITY



DOPPELKOPFSTETHOSKOP KINDER

Mit kleinerem Doppelbruststück

Membrane: Ø 35 mm
Trichter: Ø 25 mm



Farbe	VE	REF	Preis VE
blau	1 Stück	G5 004	
schwarz	1 Stück	G5 0041	



DOPPELKOPFSTETHOSKOP SUPER

Mit innenliegender Feder im Schlauch.

Membrane: Ø 45 mm
Trichter: Ø 30 mm



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Aluminium-Kopf	schwarz	1 Stück	G5 006	
Edelstahl-Kopf	grau	1 Stück	G5 003	



CLASSIC - STETHOSKOP

Edelstahl

- Mit schwerem, handlichen Edelstahl-Doppelkopf
- Großer Schlauchdurchmesser
- Bruststück und innenliegende Feder aus Edelstahl
- Mit harten und weichen Ohrhaken
- Im Display-Karton verpackt
- In 2 Größen lieferbar

Farbe	VE	REF	Preis VE
Erwachsene			
schwarz	1 Stück	G5 1101	
rot	1 Stück	G5 1111	
Säuglinge			
schwarz	1 Stück	G5 1103	
rot	1 Stück	G5 1113	



SUPERIOR QUALITY

CLASSIC - STETHOSKOP SET

Set mit 3 Bruststücken

- Aus haltbarem Edelstahl
- Ohrbügel mit innenliegender Feder
- Schwarzer Schlauch mit großem Lumen
- Mit weichen, auswechselbaren Ohrhaken
- Im Display-Karton verpackt
- 3 verschiedene Doppelkopf-Bruststücke aus Edelstahl

Typ		Membrane	Trichter
Erwachsene	=	47 mm Ø	36 mm Ø
Kinder	=	38 mm Ø	30 mm Ø
Säuglinge	=	30 mm Ø	23 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1100SET	



CLASSIC SET STETHOSCOPE






CARDIOLOGIE STETHOSKOP CLASSIC II

- Besonders gut verarbeitetes Kardiologie Edelstahl Stethoskop
- In 3 unterschiedlichen Schlauchfarben erhältlich.
- Im Display-Karton verpackt.
- Mit Ersatzmembran und Ohroliven.

Membrane: 43,3 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1300	
rot	1 Stück	G5 1301	
blau	1 Stück	G5 1302	



SUPERIOR QUALITY



CARDIOLOGIE STETHOSKOP DUAL

- Mit besonders schwerem Edelstahl-Cardiologie-Doppelkopf
- Mit wärmeisolierenden Kunststoffringen
- Großlumiger PVC-Schlauch
- Innenliegende Edelstahl-Feder
- Extra weiche Ohroliven
- Komplett mit Ersatzmembran und Ersatzoliven im Etui
- Im Display-Karton verpackt

Membrane: 43,3 mm Ø

Trichter: 36 mm Ø

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	G5 1201	
rot	1 Stück	G5 1202	



DUAL
STETHOSCOPE

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



ORIGINAL LITTMANN CLASSIC III STETHOSKOP

Hohe akustische Empfindlichkeit bei der allgemeinen Auskultation. Dual Frequency Membrane auf beiden Seiten des Bruststücks für Erwachsene und für Kinder. Die pädiatrische Seite verwandelt sich in einen traditionellen offenen Trichter, indem man die Membrane durch einen Kälteschutzring austauscht. Die einteilige Membrane ist leicht anzubringen und durch die glatte Oberfläche leicht zu reinigen. Durch das neue widerstandsfähige Material hält der Schlauch länger und ist robuster gegen Flecken und Verfärbungen.

Membrane: Erwachsene 43 mm Ø

Pädieatrie 33 mm Ø

Gewicht: 150 g

Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
schwarz	1 Stück	G5 5620	
grau	1 Stück	G5 5621	
marineblau	1 Stück	G5 5622	
karibikblau	1 Stück	G5 5623	
burgund	1 Stück	G5 5627	
hellblau	1 Stück	G5 5630	
pflaume	1 Stück	G5 5831	
perlmutter	1 Stück	G5 5633	
zitronengelb	1 Stück	G5 5839	
Black Edition			
schwarz	1 Stück	G5 5803	
burgund	1 Stück	G5 5868	
Regenbogen Edition			
himbeerrot	1 Stück	G5 5806	
karibikblau	1 Stück	G5 5807	
schwarz	1 Stück	G5 5870	
Kupfer Edition			
schokoladenfarben	1 Stück	G5 5809	
Smoke Edition			
schwarz	1 Stück	G5 5811	
limettengrün	1 Stück	G5 5875	
Champagner Edition			
schwarz	1 Stück	G5 5861	
burgund	1 Stück	G5 5864	
Mirror Edition / hochglanzpoliert			
marineblau	1 Stück	G5 5863	
Hochglanzpoliert/Smoke			
perlmutter	1 Stück	G5 5962	



**ORIGINAL LITTMANN CLASSIC II
STETHOSKOP, TYP KINDER**

Membrane: 35 mm Ø
Trichter: 30 mm Ø
Gewicht: 100 g
Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
schwarz	1 Stück	G5 2113	
rot	1 Stück	G5 2113R	
karibikblau	1 Stück	G5 2119	
himbeerrot	1 Stück	G5 2122	
Regenbogen/Messing/Messing			
karibikblau	1 Stück	G5 2153	



**ORIGINAL LITTMANN CLASSIC II
STETHOSKOP, TYP SÄUGLINGE**

Membrane: 30 mm Ø
Trichter: 23 mm Ø
Gewicht: 85 g
Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
schwarz	1 Stück	G5 2114	
rot	1 Stück	G5 2114R	
karibikblau	1 Stück	G5 2124	
Regenbogen/Messing/Messing			
himbeerrot	1 Stück	G5 2157	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



ORIGINAL LITTMANN MASTER CARDIOLOGY STETHOSKOP

Das Spezialinstrument für die Kardiologie mit dem besonders gut aufliegenden Master-Bruststück und der „Dual Frequenz Membran“. Doppelschlauch-System, aufsteckbare Soft-Oliven. Die besondere Form des Bruststückes erlaubt die gute Handhabung.

Membrane: 50 mm Ø

Gewicht: 235 g Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
burgund	1 Stück	G5 2163	
marineblau	1 Stück	G5 2164	
pflaume	1 Stück	G5 2167	
Edelstahl poliert			
schwarz	1 Stück	G5 2160	
Black Edition			
schwarz	1 Stück	G5 2161	
Einheitlich Messing-Finish			
schwarz	1 Stück	G5 2175	
Einheitlich Smoke-Finish			
schwarz	1 Stück	G5 2176	




ORIGINAL LITTMANN CARDIOLOGY IV STETHOSKOP

Exzellente akustische Leistung verbunden mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit – das Cardiology IV Stethoskop verfügt über abstimmbare Dual Frequency Membranen auf beiden Seiten des Bruststücks.

Membrane: 43 mm und 33 mm Ø

Gewicht: 177 g

Länge: 69 cm



	Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl				
①	schwarz	1 Stück	G5 6152	
②	marineblau	1 Stück	G5 6154	
③	dunkelgrün	1 Stück	G5 6155	
④	pflaume	1 Stück	G5 6156	
⑤	himbeerrot	1 Stück	G5 6158	
Einheitlich Schwarz				
⑥	marineblau	1 Stück	G5 6168	
⑦	schwarz	1 Stück	G5 6163	
Regenbogen/Schwarz/Schwarz				
⑧	schwarz	1 Stück	G5 6165	
Hochglanzpoliert/Standard/Hochglanzpoliert				
⑨	schwarz	1 Stück	G5 6177	
⑩	burgund	1 Stück	G5 6170	
Champagner/Smoke/Smoke				
⑪	schwarz	1 Stück	G5 6179	
Champagner/Schwarz/Champagner				
⑫	burgund	1 Stück	G5 6176	
⑬	karibikblau	1 Stück	G5 6190	
Schwarz/Schwarz/Farbe				
⑭	schwarz	1 Stück	G5 6200	
⑮	schwarz	1 Stück	G5 6201	
⑯	schwarz	1 Stück	G5 6203	
Hochglänzend Smoke/Schwarz/Farbe				
⑰	marineblau	1 Stück	G5 6202	
⑱	schwarz	1 Stück	G5 6204	
⑲	schwarz	1 Stück	G5 6232	
⑳	karibikblau	1 Stück	G5 6234	
Regenbogen/Schwarz/Farbe				
㉑	pflaume	1 Stück	G5 6205	
Hochglänzend Smoke/Smoke/Farbe				
㉒	grau	1 Stück	G5 6238	
Hochglanz-Regenbogen/Smoke				
㉓	schwarz	1 Stück	G5 6240	
㉔	himbeerrot	1 Stück	G5 6241	
Hochglanz-Regenbogen/Farbe				
㉕	marineblau	1 Stück	G5 6242	
㉖	pflaume	1 Stück	G5 6239	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



ORIGINAL LITTMANN LIGHTWEIGHT II S.E. STETHOSKOP

Das Littmann Lightweight II S.E. Stethoskop mit einstellbarer Dual-Frequency-Membran, zweiseitigem Bruststück und zuverlässiger akustischer Leistung ist eine gute Wahl für Einsteiger. Seine Tropfenform erleichtert die Auskultation an einer Blutdruckmanschette. Mit 118 Gramm das leichteste aller Littmann Stethoskope für Erwachsene

- Das doppelseitige Bruststück ermöglicht die flexible Verwendung der einstellbaren Dual-Frequency-Membran oder des offenen Trichters
- Tropfenförmiges Bruststück für erleichterte Positionierung unter Blutdruckmanschetten und an Verbänden.

Durchmesser: Doppelseitig
Bruststück ca.: 52 x 45 mm
35 x 32 mm
Gewicht: 118 g
Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Edelstahl			
schwarz	1 Stück	G5 2450	
burgund	1 Stück	G5 2451	
karibikblau	1 Stück	G5 2452	
hellblau	1 Stück	G5 2454	
perlmutter	1 Stück	G5 2456	



LITTMANN ZUBEHÖR FÜR STETHOSKOPE

Typ	VE	REF	Preis VE
Ersatzteil-Set: Soft-Ohroliven, groß und klein, Farbe: schwarz	1 Set	G5 40001	
Ersatzteil-Set: Soft-Ohroliven, groß und klein, Farbe: grau	1 Set	G5 40002	
Ersatzteil-Set: Kälteschutzring, weiche/kleine Ohroliven schwarz, Membran & Ring, für Classic II S.E.	1 Set	G5 40005	
Ersatzteil-Set: Kälteschutzring, weiche/kleine Ohroliven grau, Membran & Ring, für Classic II S.E.	1 Set	G5 40006	
Stethoskop-Namensschild, Einheitsgröße, schwarz	1 Stück	G5 40007	
Stethoskop-Namensschild, Einheitsgröße, grau	1 Stück	G5 40008	
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, schwarz, Membran & Ring, für Master Cardiology	1 Set	G5 40011	
Ersatzteil-Set: Membran-Set, schwarz/grau für das Classic II Kinder	1 Set	G5 40012	
Ersatzteil-Set: Membran-Set, schwarz/grau für das Classic II Säugling	1 Set	G5 40013	
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, schwarz, Membran & Ring für Classic III & Cardiology IV	1 Set	G5 40016	
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, grau, Membran & Ring für Classic III & Cardiology IV	1 Set	G5 40017	
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, grau, Membran & Ring, für Master Cardiology	1 Set	G5 40018	
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, schwarz, Membran & Ring, Kälteschutzring für Lightweight II S.E.	1 Set	G5 40020	
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, hellbraun, Membran & Ring, Kälteschutzring für Lightweight II S.E.	1 Set	G5 40021	
Ersatzteil-Set: weiche Ohroliven, schwarz, Membran & Ring für Master Classic II	1 Set	G5 40022	
Ersatzteil-Set: weiche Ohroliven, grau, Membran & Ring für Master Classic II	1 Set	G5 40023	

PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE

2-Schlauch Blutdruckmesser mit kalibrier-tem, verchromten 50 mm Durchmesser Manometer, inkl. Klettmanchette, deutsche Qualität.

Besondere Merkmale:

- Leicht ablesbare Skalenmarkierungen
- Bewährte Doppelschlauch-Konstruktion
- Kalibrierte Klettmanchetten
- Progressive Ventile für besonders gleichmäßigen Druckablauf
- Ansprechende Farben der Manchetten
- Mit farblich angepasstem Stethoskop auch als Set lieferbar

HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1079	
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1079R	
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1079G	
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1079B	

PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE SET

2-Schlauch Blutdruckmesser mit verchromten 50 mm Durchmesser Manometer. Klettmanchette komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Set - grau	1 Stück	E3 1079-ST	
Set - rot	1 Stück	E3 1079R-ST	
Set - grün	1 Stück	E3 1079G-ST	
Set - blau	1 Stück	E3 1079B-ST	



PRESSURE MAN II

PRESSURE MAN II CHROME LINE IMPORT


2-Schlauch Blutdruckmesser, Gehäuse mit großer Skala, 60 mm Durchmesser, mit kalibrierter Klettmanchette.

Typ	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1090	
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1090R	
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1090G	
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1090B	



PRESSURE MAN I

Diese Blutdruckmeßgeräte bringen Farbe in die Praxis. Farblich abgestimmte Manschetten und Stethoskope: Ideal für den gezielten Einsatz in Abteilungen und Stationen.



PRESSURE MAN I IMPORT

Der besonders preiswerte Economy Blutdruckmesser mit separatem Metallgehäuse 50 mm Durchmesser, Gehäuse blau, getrennter Schlauch mit Ventil wie auch Tonometer-Uhr. Erhältlich in den 4 Farben.



Typ	VE	REF	Preis VE
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 2079	
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 2079R	
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 2079G	
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 2079B	



PRESSURE MAN I SET

Economy Blutdruckmesser mit getrenntem Schlauch, Ventil und Tonometer-Uhr, komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.

HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Set - grau	1 Stück	E3 2079-ST	
Set - rot	1 Stück	E3 2079R-ST	
Set - grün	1 Stück	E3 2079G-ST	
Set - blau	1 Stück	E3 2079B-ST	



PRESSURE MAN I



KOWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

PRESSURE MAN I PRIVAT

Das preiswerte Selbstmessgerät mit eingebautem Stethoskop. Manometergehäuse metallverchromt, gehärtete Spezialmembran mit Velcro-Zugbügel-Klettmanchette. HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Blutdruckmessgerät	1 Stück	E3 1174	
Velcro-Ersatzmanschette	1 Stück	E3 1357	



PRESSURE MAN II



PRESSURE MAN II KINDER SET

Komplettes 2-Schlauch Manometergerät mit jeweils einer Baumwollmanschette für Kinder und für Säuglinge. In passender Kindermotiv-Aufbewahrungstasche.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kinder-Set	1 Stück	E3 1090K-SET	





PRESSURE MAN II

Zubehör für servoprax - Blutdruckmessgeräte

MANOMETER

Für 2-Schlauch, ohne Manschette.

Typ	Artikel-Beschreibung	VE	REF	Preis VE
Pressure Man Import	60 mm Skala	1 Stück	E3 03-68	
Pressure Man Chrome	50 mm Skala	1 Stück	E3 03-CHROM	



ARMANSCHETTEN FÜR ERWACHSENE

Kalibriert mit 2-Schlauch-Innenblase, Velcro-Klettverschluss. Schlauchlänge ca. 70 cm.
Maß: 51 x 14,5 cm (Länge x Breite)

Farbe	Länge	Breite	VE	REF	Preis VE
schwarz	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1222	
rot	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1223	
blau	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1224	
grün	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1225	



KLETTMANSCHETTENBEZUG FÜR BLUTDRUCKMESSERBLASE

Klettmanischettenbezug, kalibriert, passend für Blasen mit den Maßen von 12 x 23 cm bis 12 x 28 cm.

Farbe	Länge	Breite	VE	REF	Preis VE
Für Erwachsene					
grau	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 110102	
rot	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 000001	
grün	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 000003	
blau	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 000010	



SPEZIALMANSCHETTEN FÜR BLUTDRUCKMESSGERÄTE

Klettmanischettenbezüge mit innenliegender PVC Blase.

Typ	Länge	Breite	VE	REF	Preis VE
Oberschenkel	72 cm	20 cm	1 Stück	E3 1342	
Kinder	34,5 cm	10,5 cm	1 Stück	E3 1250	
Babies	19 cm	5,5 cm	1 Stück	E3 1240	



LATEXFREIE PVC BLASEN, EINZELN

Typ	Länge	Breite	VE	REF	Preis VE
Ersatzblase 2-Schlauch für Erwachsene	23 cm	12 cm	1 Stück	E3 1103	
Ersatzblase 2-Schlauch für Kinder	20 cm	8 cm	1 Stück	E3 1104	
Druckball, schwarz			1 Stück	E3 1105	
Ablassventil Standard mit Drehschraube			1 Stück	E3 1106	



OMRON M500 INTELLI IT

Das M500 intelli IT ist ein klinisch validiertes, Bluetooth-fähiges Blutdruckmessgerät. Ausgezeichnet mit dem Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga für Messgenauigkeit.

- Das OMRON M500 intelli IT ist ein Blutdruckmessgerät, das auch mögliches Vorhofflimmern (AFib) erkennt. (Spezifität (93,8 %) und Empfindlichkeit (95,5 %))
- Im Afib-Modus misst das OMRON M500 intelli IT drei Blutdruckwerte, errechnet den Durchschnittswert und ermittelt auf diese Weise ein genaueres Ergebnis.
- Das Gerät ist mit einer neuen Funktion zum Vergleich von bis zu 100 Blutdruckwerten ausgestattet, die im Gerät gespeichert werden können. Auch wöchentliche sowie morgendliche oder abendliche Durchschnittswerte können angezeigt werden.
- Das OMRON M500 intelli IT kann auf Wunsch die Blutdruckwerte automatisch per Bluetooth an Ihr Smartphone übermitteln, sodass in der App OMRON connect immer die neuesten Werte zur Verfügung stehen. Mit der App OMRON connect können Sie Ihre Fortschritte nachverfolgen oder die Messergebnisse an Ihren Arzt weitergeben.

Technische Daten

Gerätetyp:	Oberarm-Blutdruckmessgerät
Manschettentyp:	Intelli Wrap Manschette 22 - 42 cm
Speicher:	max. 2 Nutzer / jeweils 100 Messwerte
Armmanschettensitzkontrolle:	Ja
LED-Ampel für Bluthochdruck:	Ja
Mittelwertfunktion:	Ja
Erkennung unregelmäßiger Herzschläge:	Ja
Erkennung von Körperbewegungen:	Ja
Aufbewahrungsbehälter im Lieferumfang:	Ja
Validierung:	Klinische Validierung, Validierung für Diabetes, Validierung für Schwangerschaft
Intellisense-Technologie:	Ja
Schlaganfallprävention:	Ja
Länge:	19,1 cm
Höhe:	8,5 cm
Tiefe:	12 cm
Gewicht Verkaufsverpackung:	460 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Omron M500 intelli IT	1 Stück	E3 HEM-7361T-D	



BOSO MEDICUS

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät – mit hoher Arztverwendung:

- Vollautomatische Messung
- Komfortable Einknopf-Bedienung
- Manuelle Druckvorwahl
- Messbereich bis 280 mm Hg
- Batterieschonende Abschaltautomatik
- Netzteil-Anschluss für batteriefreien Betrieb

Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Medicus Medicus (421-0-143)	21.28.01.2012	07365845	1 Stück	E3 421	



BOSO MEDICUS UNO

Das Basisgerät für die Oberarmmessung mit Einknopfbedienung:

- Die Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- Intelligente Aufpumpautomatik für sanftes Aufpumpen und schnelles Ablassen
- Speicher für die letzte Messung

Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Medicus Uno (451-0-143)	21.28.01.2003	02227831	1 Stück	E3 451	
Medicus Uno XL (451-0-143), starke Arme	21.28.01.2003	07147545	1 Stück	E3 451 XL	

QUECK-
-FREI-
SILBER



PRESSURE MAN

PRESSURE MAN „PROFESSIONAL“

Das preiswerte, quecksilberfreie (digitale) Tisch-Arztmodell mit großem, gut lesbarem Display. Es entspricht der gleichen Größe mit Aufbewahrungsbox eines professionellen Quecksilber-Tischgerätes, jedoch als ungiftige, digitale Variante.



Druckanzeige: 0 - 300 mm HG (oder bis 40 kPa)
Genauigkeit: +/- 3 mm HG / +/- 0,4 kPa
Puls wiedergabe: 30 - 200 / Min. +/- 5 %
Memory Funktion: 5 Werte-Speicher, Low battery-Anzeige, 3 Volt, 2 AA-Batterien.

Typ	VE	REF	Preis VE
Pressure Man „Professional“	1 Stück	E3 3070	



SCHWESTERNUHR

Diese werden vom Pflegepersonal in Kliniken oder von Helferinnen in Arztpraxen verwendet. Schwesternuhr mit stabilem Clip und Sekundenanzeiger in einer Metalldose, Design: blau/silber. Durchmesser: 2,7 cm. Sie wird aus Hygienegründen nicht am Handgelenk getragen, sondern ist an einer kurzen Kette befestigt und wird mittels eines Clips oft freihängend an der Kleidung getragen. Das Ziffernblatt ist um 180° verdreht und zeigt noch Skalen an, die z. B. das Messen des Pulses eines Patienten erleichtern.



Typ	VE	REF	Preis VE
mit Clip und Kette	1 Stück	B8 2000	



SANDUHR

Im Metallgehäuse mit Ring und Clip.

Typ	VE	REF	Preis VE
1/4-Minuten Messung	1 Stück	B8 09	
1/2-Minuten Messung	1 Stück	B8 10	



GERATHERM CLASSIC FIEBERTHERMOMETER

Glasthermometer - garantiert ohne Quecksilber.

Gut ablesbar, mit blauleuchtender Skala von 35 °C - 42 °C.

In Kunststoffhülle verpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Glasthermometer in Hartschalenhülle	1 Stück	H7 4541103588	
Thermometerhülle, leer, Hart-Kunststoff mit Kappe	1 Stück	H7 1102	



Lieferumfang: ohne Batterien.

Produkteigenschaften

- Langlebige Messzelle (ca. 100.000 Messungen ohne Neukalibrierung)
- Hygienisch und einfach zu bedienen, keine Kreuzkontamination
- Reaktionszeit: 1 Sekunde
- Auflösung der Temperaturanzeige: 0,1 °C (0,1 °F)
- Farbliche Fieber-Warnanzeige
- Integrierter akustischer Alarm
- Geeignet für Neugeborene und Erwachsene
- Automatische Abschaltung: < 30 Sekunden
- Messwertspeicher: für 32 Messungen

Technische Daten

Messentfernung:	3 cm ~ 5 cm (1,2in ~ 2in)
Messbereich	
Körper-Modus:	32 °C ~ 42,9 °C (89,6 °F ~ 109,2 °F)
Oberflächentemperatur-Modus:	0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F)
Raum-Modus:	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Genaugkeit:	32,0 °C ~ 34,9 °C (89,6 °F ~ 94,8 °F) ±0,3 °C (±0,6 °F) 35,0 °C ~ 42,0 °C (95 °F ~ 107,6 °F) ±0,2 °C (±0,4 °F) 42,1 °C ~ 42,9 °C (107,8 °F ~ 109,2 °F) ±0,3 °C (±0,6 °F)
Energieversorgung:	2 Stück 1,5 Volt AA
Umgebungstemperatur:	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit:	≤ 85 %
Abmessungen:	187 x 120 x 57 mm (L x B x H)
Gewicht (ohne Batterien):	80 g

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Infrarot-Thermometer	16837131	1 Stück	E3 25-178	

INFRAROT-THERMOMETER

Noch nie war die Temperaturmessung einfacher. Das kontaktlose Infrarot-Thermometer Berrcom 178 bietet Komfort, Genauigkeit und Präzision bei der Temperaturmessung. Mit nur einem Knopfdruck ermittelt das Gerät sofort und präzise die Temperatur einer Person, ohne die Gefahr einer Kontamination. Richten Sie das Thermometer einfach auf die Stirn des Patienten, drücken Sie die Auslösetaste und der Messwert wird unverzüglich angezeigt. Ausgabe der Messwerte wahlweise in Celsius oder Fahrenheit. Farbliche Fieber-Warnanzeige (grün/orange/rot) und integrierter akustischer Alarm, wenn die gemessene Körpertemperatur mehr als 38 °C (100,4 °F) beträgt. Drei wählbare Temperaturmessmodi: Körper-, Raum- und Oberflächentemperatur.



BRAUN THERMOSCAN PRO 6000 OHRTHERMOMETER

Das Braun ThermoScan Pro 6000 Ohrthermometer bietet die Schnelligkeit und einfache Bedienung, die Sie für präzise und zuverlässige Temperaturmessungen benötigen.

- Vorgewärmte Sondenspitze verbessert den Patientenkomfort während der Messung
- Sondenschutzhüllen sind für zusätzlichen Komfort weich ummantelt
- und für den Einmalgebrauch vorgesehen, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern
- Speicherabruf-taste zeigt die zuletzt durchgeführte Messung an
- 60-Sekunden-Timer unterstützt die manuelle Messung der Pulsfrequenz und Atmung
- C/F-Taste für schnelles Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit
- Elektronische und mechanische Sicherheitsfunktionen schützen vor Diebstahl und Verlust
- Grün leuchtende LED signalisiert ExacTemp Positionierungsfeedback
- für die Sondenspitze
- Ergonomisches Griffdesign – angenehm und sicher zu halten
- Optionen der Basiseinheit:
- Kleine Basiseinheit mit 1 Schachtel Sondenschutzhüllen (20 St.)
- Große Basiseinheit mit 2 Schachteln Sondenschutzhüllen (2 x 20 St.)

Typ	VE	REF	Preis VE
Braun ThermoScan Pro 6000, mit kleiner Basiseinheit	1 Stück	E3 06000200	
Braun ThermoScan Pro 6000, mit großer Basiseinheit	1 Stück	E3 06000300	
Einmal-Schutzkappen/Ohrtips	2 x 20 Stück	E3 06000800-40	
Einmal-Schutzkappen/Ohrtips	200 Stück	E3 06000800-200	
Braun ThermoScan Pro 6000 Ladestation (einschließlich Akkueinheit)	1 Stück	E3 06000125	



BRAUN THERMOSCAN 7 MIT AGE PRECISION

Das meistverkaufte Ohrthermometer – mit neuer, zusätzlicher Funktion

Das Braun ThermoScan 7 mit altersabhängiger Temperaturmessung.

- Patentierte, vorgewärmte Messspitze zur Sicherstellung höchster Genauigkeit
- ExacTemp Technologie bestätigt in Sekunden die sichere Positionierung und damit ein genaues Messergebnis
- Patentiertes, farbcodiertes Age Precision Display hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren
- Einstellung des Alters für Age Precision: 0 - 3 Monate, 3 - 36 Monate, 36 Monate - Erwachsene
- Großes LCD Display auf der Oberseite des Gerätes
- Ergonomische Form
- Nachtlicht
- Separater Memory-Button
- +1 Speicher (9 Messwerte)
- Inkl. 2 AA Batterien, Aufbewahrungsbox und 21 Einmal-Schutzkappen

Typ	VE	REF	Preis VE
Braun ThermoScan 7 IRT6520	1 Stück	E3 6520	



DIGIttemp™

DIGITEMP ELEKTRONISCHES FIEBERTHERMOMETER

- 4-stellige große Digitalanzeige. Messbereich: 32 – 42 °C
- Kindersicher, bruchsicher, quecksilberfrei, wasserdicht, desinfizierbar in Lösungen
- Signalton, Abschaltautomatik, auswechselbare Batterien
- Im Einzeldisplay mit Plastikhülle oder in der Hospitalpackung mit Plastikhülle (Preisvorteil!)

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
DIGIttemp im Einzeldisplay	01219746	1 Stück	E3 15	
DIGIttemp ECO im Hospitalpack	10545367	25 Stück	E3 15-ECO	



DIGIttemp™

Die besondere Thermometerhülle

DIGITEMP THERMOMETERHÜLLE

Aus besonders weicher Folie, griffgerechte Verpackung, großes Schriftfeld. Hygienisch, da sich die beschmutzte Außenhülle automatisch beim Abstreifen nach innen stülpt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Für alle gebräuchlichen Digital-Fieberthermometer (z. B. Philips, Hestia, Digitemp, etc.)			
Thermometerhülle, ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11033	
Thermometerhülle, mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11034	
Für Glasthermometer			
Thermometerhülle, ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11031	
Thermometerhülle, mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11032	





VARTA ACCUS - AUFLADBARE BATTERIEN

- Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen
- Bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit – "Ready to Use"
- Einzigartig: Die derzeit höchste „Ready To Use“ Kapazität am Markt – AA 2600 mAh
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen am Markt
- Durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer
- optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Fotokameras und Blitzgeräte.

	Typ	Spannung	Kapazität	VE	REF	Preis VE
1	Mono	1,2 V	3000mAh	2 Stück	K1 7202	
2	E-Block	8,4 V	200mAh	1 Stück	K1 7221	
3	Baby	1,2V	3000mAh	2 Stück	K1 7142	
4	Mignon	1,2 V	2600mAh	2 Stück	K1 7662	
5	Micro	1,2 V	1000mAh	2 Stück	K1 7632	



ENERGIZER INDUSTRIAL ALKALINE BATTERIEN

Energizer Industrial Alkaline Batterien stellen die neueste Generation professioneller Alkaline Batterien dar. Ideal für Behörden, Großverbraucher, Industrie, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik. Sie wurden entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Gerade im professionellen Bereich kommt es auf höchste Zuverlässigkeit an. Sensible Geräte müssen geschützt werden. High-Tech Anwendungen erfordern hundertprozentige Leistung. Mit der Energizer Industrial Alkaline sind Sie hier rundum auf der sicheren Seite.

- Höchster Qualitätsstandard und absolut zuverlässige Leistung
- Ideal in Rauchmeldern, Langzeit EKG's, Fernbedienungen, Mikrofone uvm.
- Ähnlich wie: Duracell Procell, Varta Industial, Panasonic Powerline
- Ausgezeichnetes Temperaturverhalten von -20 °C - +55 °C
- Optimaler Auslaufschutz

	Typ	Spannung	VE	REF	Preis VE
1	Mono, EN95/LR20	1,5 V	12 Stück	F3 623865	
2	Block, EN22/6LR61	9 V	12 Stück	F3 623866	
3	Baby, EN93/LR14	1,5 V	12 Stück	F3 623863	
4	Mignon, EN91/LR6	1,5 V	10 Stück	F3 633297	
5	Micro, EN92/LR03	1,5 V	10 Stück	F3 623862	



GREENCELL BLOCKBATTERIE - 9V

- Hohe Leistung und Kapazität
- Besonders preisgünstig
- Einzeln cellophaniert



Typ	VE	REF	Preis VE
Blockbatterie 9 V, MN 1604	1 Stück	F3 BLOCK	



PROCELL ALKALINE CONSTANT POWER INDUSTRIEBATTERIEN

Procell Alkaline Constant Power Industriebatterien sind ideal für die Energieversorgung professioneller Geräte, die über einen langen Zeitraum eine konstante Stromstärke benötigen, wie z. B. Sicherheitstastaturen, Fernbedienungen, Blutzuckermessgeräte u.v.m.

- Zuverlässige Leistung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- Erfüllt alle Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards
- Erhältlich in den Größen AAA, AA, C, D, 9 V

	Typ	Spannung	VE	REF	Preis VE
1	Micro – AAA	1,5 V	10 Stück	F3 LR03	
2	Mignon – AA	1,5 V	10 Stück	F3 LR6	
3	Baby	1,5 V	10 Stück	F3 LR14	
4	Mono	1,5 V	10 Stück	F3 LR20	
5	Block	9 V	10 Stück	F3 9V	



VARTA BATTERIEN VARTA INDUSTRIAL Alkaline

- Beste Qualität „Made in Germany“ mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit
- Kontinuierliche Qualitätsverbesserungen gewährleisten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
- Spezielle OEM Verpackungsgebilde für einfache Abwicklungsprozesse
- Hält seine Spannung länger als jede andere Industriezelle am Markt
- Bestens geeignet für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen
- Hermetisch dicht und daher gegen Auslaufen geschützt
- Bei AAA bis zu 11 % und bei AA bis 5 % besser als vergleichbare Konkurrenz Produkte im IEC Durchschnitt
- VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA garantiert eine zuverlässige Leistung auch bei extremen Temperaturen von -20 °C bis +50 °C
- Nicht wieder aufladbar

Zertifizierte Qualität

- Die Batterie ist auslaufsicher und nach internationalen Normen zertifiziert
- Jede Batterie wird von unserem VARTA-Qualitätsteam einzeln geprüft
- Öffentliche Institutionen verlassen sich seit Jahrzehnten auf VARTA Industrial Zellen

*Ausnahme: Industrial 9V Made in China.

Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren bei AA, AAA, C & D

	Typ	Spannung	VE	REF	Preis VE
1	Mono	1,5 V	1 Stück	K1 1072	
2	Block	9 V	1 Stück	K1 3367	
3	Mignon -AA	1,5 V	4 Stück	K1 4449	
4	Micro - AAA	1,5 V	10 Stück	K1 3730	
5	Baby	1,5 V	1 Stück	K1 7319	



PENLIGHT ELOXY -ALUMINIUM-

- Mit Druckschalter
- Auswechselbare Hochleistungsbatterien (im Lieferumfang)
- Einzeln im Display verpackt

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight Eloxy silber eloxiert	1 Stück	B6 1200	
Penlight Eloxy blau eloxiert	1 Stück	B6 1201	



PENLIGHT COMFORT -EDELSTAHL-

- Für Untersuchungen im Ohren-, Nasen- und Rachenbereich geeignet.
- Aus Edelstahl, rostfrei, matt gebürstet
- Mit Druckknopf-Schalter
- 2 Langzeitbatterien
- Einzeln im Display verpackt

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight Comfort Edelstahl	1 Stück	B6 1621	



PENLIGHT LED DELUXE

Deutlich helleres und weißeres Licht durch LED-Birne.

Wegen des besonders hellen Lichtes nicht als Pupillen-Leuchte verwenden.

- Aus Edelstahl
- Rostfrei, matt, gebürstet
- Mit Druckschalter und 2 Langzeitbatterien
- Einzeln im Display verpackt



Auf dem Foto sehen Sie im direkten Vergleich die konventionelle Beleuchtung im Verhältnis zur LED Beleuchtung.

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight LED Deluxe	1 Stück	B6 1300	



PENLIGHT

Gezieltes handliches Licht für die Klinik und die Praxis

- Helles, gezieltes Licht
- Mit Feder-Clip
- Mit aufgedrucktem Maßstab für die Pupillenmessung.
- Mit bewährten Langzeitbatterien = umweltfreundlich ohne Cadmium oder Quecksilber
- Eingesiegelt, nach Verbrauch komplett entsorgen

Typ	VE	REF	Preis VE
Penlight Classic Six Pack Dispenser	6 Stück	B6 1006	
Penlight Classic Einzel, unbedruckt	1 Stück	B6 10061	

PENLIGHT

DIAGNOSTIC LIGHTS



PENLIGHT DELUXE

- Gezieltes handliches Licht
- Mit Federclip Kontakt
- Mit 2 auswechselbaren Hochleistungsbatterien
- Helles, gezieltes Licht, ideal für jede Kitteltasche
- Einzel im Displaykarton

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Penlight Deluxe im Displaykarton	04425446	1 Stück	B6 1003	



Service macht den Unterschied.

VE = Verkaufseinheit. Alle Preise in Euro, zzgl. MwSt.



SORTIMENT ZOOTIERE

Für den kleinen Patienten.

Aus bemaltem Kunststoff. Das ideale Geschenk für den „tapferen“ kleinen Patienten. **Absolut giftfrei.** Packung = 100 + 4 Stück (kostenlos).

Typ	VE	REF	Preis VE
Zootiere	1 Packung	P1 004	



FOLIENSCHILD „MED.- TECHN. NOTDIENST“

Selbstklebend, für Windschutz- oder Schaufensterscheiben, für Anliefer- oder Servicefahrzeuge.

Typ	VE	REF	Preis VE
Schild „Med.-Techn.Notdienst“	1 Stück	E5 50	



SCHILD „ARZT IM DIENST“

Mit Saugfuß zum Einhängen an der Windschutzscheibe

Typ	VE	REF	Preis VE
Schild „Arzt im Dienst“	1 Stück	E5 51	





KOPFLAMPE LED

Kompakte, zuverlässige Kopflampe für anspruchsvolle Bedingungen, zielgerichtete Diagnosen und Arbeiten, bei denen helles, zentriertes Licht notwendig ist. Per Knopfdruck lassen sich zwei weiße und eine rote LED für die Ausleuchtung aktivieren. Die rote LED sorgt für Nachtsicht und die beiden weißen LEDs produzieren bis zu 66 Lumen leuchtendes, weißes Licht. Ein Sparmodus ermöglicht eine längere Brenndauer von bis zu 21 Stunden. Das Gehäuse ist witterungsbeständig und ermöglicht einen schnellen und problemlosen Batteriewechsel. Mit weichem, elastischem Kopfband. Ideal auch bei Reparaturarbeiten oder als Arbeitsleuchte z.B. bei Notfällen. Komplett mit 3 auswechselbaren Batterien.

Leuchtmittel:	LED
Gehäuse:	Polycarbonate, IPX4
Lichtleistung:	max. 66 lm
Leuchtweite:	bis zu 22 m
Spannung:	4,5 V
Brenndauer Batterie:	bis zu 21 Std.
Batterie:	3 x AAA Alkaline (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht:	(inkl. Batterien) 90 g
Farbe:	schwarz

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopflampe LED	1 Stück	I5 2740	



OCULUS SEHTESTTAFELN

Für den Sehtest aus 5 m Entfernung. Folienverschleißt.



Größe: 295 x 490 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
① E-Haken	1 Stück	H7 46926	
② Kinderbilder nach Löhlein	1 Stück	H7 46936	
Buchstaben (ohne Abb.)	1 Stück	H7 46016	
③ Zahlen / Buchstaben	1 Stück	H7 46346	

OCULUS FARBPRÜFTAFELN NACH ISHIHARA

Buch mit 14 Farbtäfel, zur Prüfung von angeborenen Rot-Grün-Sehstörungen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Farbprüftafeln	1 Stück	H7 47610	



HEINE mini 3000

Handliche Tascheninstrumente in höchster Qualität im Kompakt-Format.

- Instrumente mit XHL- oder LED-Beleuchtung in HEINE Qualität.
Für ein helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe.
- Einzigartiges ergonomisches Design mit hochwertiger Komplettausstattung.
Qualitätsprodukt mit maximaler Festigkeit bei geringem Gewicht
- Hochwertige Optiken und eine darauf abgestimmte Beleuchtung für eine eindeutige Diagnose
- Alle Geräte inkl. 2,5 V Batteriegriff



HEINE MINI 3000 OTOSKOP MIT DIREKTER BELEUCHTUNG

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- 3-fache Vergrößerung
- Sichtfenster integriert und seitlich schwenkbar
- Inkl. je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø

Typ	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Otoskop	1 Stück	I5 D0170210	

HEINE MINI 3000 OTOSKOP MIT FIBER OPTIK (F.O.) BELEUCHTUNG

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- Instrumente mit XHL- oder LED-Beleuchtung
- 3-fache Vergrößerung
- Sichtfenster integriert und seitlich schwenkbar
- Gebläse-Anschluss
- Inkl. je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø

Typ	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Otoskop mit XHL-Beleuchtung	1 Stück	I5 D0170110	
mini 3000 Otoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00870110	

HEINE MINI 3000 OPHTHALMOSKOP

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- Instrumente mit XHL- oder LED-Beleuchtung
- Gut geeignet für die Visite
- Fünf verschiedene Blenden inkl. Fixationsst.
- Refraktionsausgleich -20 bis + 20 D



Typ	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Ophthalmoskop mit XHL-Beleuchtung	1 Stück	I5 D0171120	
mini 3000 Ophthalmoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00871120	

HEINE MINI 3000 DERMATOSKOP

Kompaktes Dermatoskop, wahlweise mit 2,5V XHL oder langlebiger LED-Beleuchtung.

- Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- Instrument mit XHL- oder LED Beleuchtung
- 10-fache Vergrößerung mit fokussierbarer Optik
- Ausführliches Kompendium mit Bildatlas und Dermatoskopie-Öl im Lieferumfang enthalten

Typ	VE	REF	Preis VE
mini 3000 Dermatoskop mit XHL-Beleuchtung	1 Stück	I5 D0178107	
mini 3000 Dermatoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00878107	



HEINE MINI 3000 CLIPLAMPE

Stabile, langlebige Taschenleuchte in kompaktem Design, kombinierbar und ausbaubar mit weiteren Instrumenten aus dem HEINE mini 3000 System. Die starke XHL Linsenlampe sorgt für ein helles, fokussiertes Licht. Handgriff aus einer Kombination von veredeltem Kunststoff und einer Chromlegierung mit stabilem Halteclip und robustem Ein-/Aus Schalter (20.000 Schaltzyklen garantiert) und automatischer Abschaltung. Abnehmbarer Lampenkopf in verchromter Ausführung. Betrieb über zwei AA Trockenbatterien oder eine optional erhältliche Ladebatterie in Verbindung mit einer externen HEINE-NT mini Ladestation. Leuchtstab für otoplastische Anwendungen im Lieferumfang enthalten.

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Cliplampe mini 3000 - mit Griff	blau	1 Stück	I5 D0173131B	
Cliplampe mini 3000 - mit Griff	schwarz	1 Stück	I5 D0173131S	
Batteriegriff mini 3000 - einzeln	schwarz	1 Stück	I5 D0179021	



HEINE BETA 200 LED F.O. OTOSKOP

Fiber Optik Otoskop mit robustem Metallgehäuse und innenliegender F.O. LED HQ Beleuchtung. Helles, farbtreues LED Licht. Kratzfeste Schwenklupe aus mehrfach vergütetem Glas, mit 3-facher Vergrößerung für besonders randscharfe Bilder ohne Verzerrungen. 4 Stück Dauergebrauch-Tips im Lieferumfang enthalten.

Typ	VE	REF	Preis VE
BETA 200 LED F.O. Otoskop - mit 4 Dauergebrauch-Tips, ohne Griff	1 Stück	I5 B00811501	



HEINE BETA 400 LED F.O. OTOSKOP

Fiber Optik Otoskop mit robustem Metallgehäuse und innenliegender F.O. LED HQ Beleuchtung. Helles, farbtreues LED Licht mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer. Kratzfeste Schwenklupe aus mehrfach vergütetem Glas, mit 4,2-facher Vergrößerung für besonders randscharfe Bilder ohne Verzerrungen. 4 Stück Dauergebrauchs-Tips im Lieferumfang enthalten

Typ	VE	REF	Preis VE
BETA 400 LED F.O. Otoskop - mit 4 Dauergebrauchs-Tips, ohne Griff	1 Stück	I5 B00811401	

HEINE ALLSPEC EINWEG-TIPS

Für mini 3000, mini 3000 F.O., BETA 400, BETA 200 und K180

- Für den Einmalgebrauch, Hygienisch und sicher.
- Original HEINE-Ausführung. Fester Sitz auf dem Otoskop.
- Kontrollierte Qualität. Ohne scharfe Kanten.



Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Allspec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	50 Stück	I5 B0011128-50	
Allspec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	250 Stück	I5 B00011153	
Allspec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	10 x 250 Stück	I5 B0011151	
Allspec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	1000 Stück	I5 B0011128	
Allspec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	50 Stück	I5 B0011127-50	
Allspec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	10 x 250 Stück	I5 B0011150	
Allspec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	1000 Stück	I5 B0011127	
Allspec Tip-Spender		1 Stück	I5 B00011149	



HEINE BETA 200S OPHTHALMOSKOP AUFSATZ

Einzigartiges optisches System. HEINE verwirklicht in idealer Weise das Gullstrand-Prinzip, Hornhaut- und Irisreflexe werden eliminiert, auch bei engen Pupillen beleuchteter Netzhaut-Bereiche voll sichtbar.

- Wartungsfreier Gebrauch. Staubdichtes Design schützt die Präzisionsoptik
- Lange Lebensdauer. Aluminium-Trägerelement macht das Instrument resistent gegenüber Stößen
- XHL Xenon Halogenlampe mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe
- Rekoss-Scheibe mit 28 Einzellinsen. 74 Ein-Dioptrien-Schritte
- 7 Leuchtfeldblenden mit separat zuschaltbarem Rotfrei-Filter
- Kein Streulicht dank versenktem, mehrfach vergütetem Sichtfenster (Griff separat bestellen.)


Typ	VE	REF	Preis VE
BETA 200S Ophthalmoskop Aufsatz - 2,5 V	1 Stück	I5 C0130120	
BETA 200S Ophthalmoskop Aufsatz - 3,5 V	1 Stück	I5 C0230120	



HEINE BETA GRIFFPROGRAMM

Ladegriffe und Ladestationen

Typ	VE	REF	Preis VE
BETA Batteriegriff 145 x 30 mm / für handelsübliche Batterien 2,5 V	1 Stück	I5 X0199118	
BETA NT Ladegriff 145 x 30 mm / mit NiMH Ladebatterie 3,5 Volt	1 Stück	I5 X0299411	
BETA 4 NT Ladegriff, komplett mit Li-ion Ladebatterie und BETA 4 NT Bodeneinheit	1 Stück	I5 X00799396	
BETA 4 USB Li-ion Ladegriff, mit Li-ion Ladebatterie, BETA 4 USB Bodeneinheit, USB Kabel mit Steckernetzteil und Griffablage	1 Stück	I5 X00799388	
NiMH Ladebatterie 3,5 V für BETA Ladegriff	1 Stück	I5 X00299315	
NT4 Tisch-Ladegerät, ohne Griff, inkl. Adapter für BETA 4 NT Ladegriff, Standard F.O. 4 NT und F.O. 4 SHORT NT Laryngoskopgriff	1 Stück	I5 X00299494	
NT300 Tisch-Ladegerät für BETA Griffe, F.O. Winkelgriff, Standard F.O., sowie kleinen und kurzen F.O. Laryngoskopgriff (ohne Griff, inkl. Adapter)	1 Stück	I5 X00299495	



HEINE XHL XENON HALOGEN LAMPEN

Originale HEINE Ersatzleuchtmittel, speziell auf das jeweilige Instrument abgestimmt. Hohe Qualität für lange Lebensdauer, optimale Farbtreue und Sicherheit

	Für	VE	REF	Preis VE
1	HEINE mini 3000 Dermatoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188109	
2	HEINE mini 3000 F.O. Otoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188105	
3	HEINE mini 3000 Spatelhalter - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188037	
4	HEINE mini-c Cliplampe - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188108	
5	HEINE mini 3000 Cliplampe - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188107	
6	HEINE mini 3000 Ophthalmoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188106	
7	HEINE mini 3000 Otoskop - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188110	
8	HEINE Kehlkopfspiegel - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188057	
9	HEINE BETA 200S/BETA 200 - 2,5 V	1 Stück	I5 X0188069	
10	HEINE BETA 200S/BETA 200 - 3,5 V	1 Stück	I5 X0288070	
11	HEINE BETA 200/BETA 400 - 3,5 V	1 Stück	I5 X0288078	

HEINE KOPFSTÜCK FÜR UNISPEC TUBEN

- Einmalgebrauch. Keine Infektionsübertragung.
- Keine Reinigung notwendig. Zeitgewinn.
- Physiologisch einwandfreier, körperfreundlicher Kunststoff. Kein Kältegefühl beim Patienten.
- Lichttransmission durch Tubuswand. Distaler, ringförmiger Lichtaustritt. Helle, homogene Ausleuchtung des Beobachtungsfeldes.
- Graduierung in cm (Markierung auf Tubus-Innenseite). Insertionshöhe ist erkennbar.



Typ	VE	REF	Preis VE
UniSpec Einmal-Anoskope (85 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0319925	
UniSpec Einmal-Anoskope (85 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0319911	
UniSpec Einmal-Proktoskope (130 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0319825	
UniSpec Einmal-Proktoskope (130 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0319811	
UniSpec Einmal-Rektoskope (250 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0318825	
UniSpec Einmal-Rektoskope (250 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0318811	
Kopfstück für UniSpec Einmalgebrauchstuben, komplett mit Verschlussfenster und Schwenklupe	1 Stück	I5 E00318100	
Standard-Lichtleitkabel für HEINE Fiber Optik (F.O.) Projektoren	1 Stück	I5 Y00399518	
HK 7000 F.O. Projektor, inkl. 150 W XHL Halogensatzlampe und Sicherung	1 Stück	I5 Y09615121	



HEINE UNISPEC EINWEG-OHRTRICHTER

UniSpec Einweg-Ohrtrichter (grau) für BETA100, K100 und Operations-Otoskop.

- Für den Einmalgebrauch. Hygienisch und sicher.
- Original HEINE-Ausführung. Fester Sitz auf dem Otoskop.
- Kontrollierte Qualität. Ohne scharfe Kanten.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
UniSpec Einmal-Ohrtrichter	2,5 mm für Kinder	1000 Stück	I5 B0011242	
UniSpec Einmal-Ohrtrichter	4,0 mm für Erwachsene	1000 Stück	I5 B0011241	
Unispec Tip-Spender Die richtige Größe ist einfach zu entnehmen Für jeden Patienten einen neuen, sauberen Tip. (ohne Abbildung)		1 Stück	I5 B0011146	



EINMAL-OHRTRICHTER

Für den Einmalgebrauch, hygienisch und sicher. Fester Sitz auf dem Otoskop, kontrollierte Qualität ohne scharfe Kanten. Durchmesser der Öffnung 2,5 mm oder 4 mm. Abgepackt im Spender zu 250 Stück oder im Beutel zu 1000 Stück (20 x 50 Stück).

Ideal passend auf unsere Mediware Taschenotoskope.

Ebenfalls kompatibel mit:

- Heine Alpha
- Heine Beta 200
- Heine Mini I 2000 + FO
- Heine Mini 3000 + FO
- KaWe Picolight
- KaWe Combilight FO30
- KaWe Eurolight FO30
- Riester RI-Mini
- OPTICLAR

Größe	VE	REF	Preis VE
2,5 mm Öffnung	50 Stück	I5 1128-50	
2,5 mm Öffnung	250 Stück	I5 1128	
2,5 mm Öffnung	1000 Stück	I5 1128-1000	
4,0 mm Öffnung	50 Stück	I5 1127-50	
4,0 mm Öffnung	250 Stück	I5 1127	
4,0 mm Öffnung	1000 Stück	I5 1127-1000	



MEDIWARE TASCHEN-DERMATOSKOP

Lichtstarkes LED Dermatoskop, mit 10-facher Vergrößerung zur Beurteilung von Struktur und Pigmentierung der Haut.

- Stabiler Batteriegriff mit schraubbarem Dermatoskopie-Kopf
- 10 x magnification
- Achromatische Optik mit Fokussiererring
- Abnehmbare Kontaktscheibe für leichte Reinigung
- Hartschalen-Etui

Zum Betrieb werden zwei 1,5 Volt AA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Typ	VE	REF	Preis VE
Taschen-Dermatoskop, schwarz	1 Stück	I5 6850	





MEDIWARE TASCHEN-OTOSKOP

- Kompaktes Otoskop mit distaler Fiber-Optik Beleuchtung
- Schwenkbares Sichtfenster mit 4-facher Vergrößerung
- Metallclip am Griff zum sicheren Befestigen am Arztkittel
- Mit 10 Ohrtrichter im Spenderröhrchen (5 x 2,5 mm / 5 x 4 mm)
- Inkl. Aufbewahrungstasche aus Nylon

Zum Betrieb werden zwei 1,5 Volt AA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	I5 6800	
rot	1 Stück	I5 6800-ROT	
blau	1 Stück	I5 6800-BLAU	
grün	1 Stück	I5 6800-GRÜN	
burgund	1 Stück	I5 6800-BURGUND	



SERVOPRAX VENENSTAUER

- Kräftiges Gewebe, Kunststoffverschluß
- Einhandbedienung: Er läßt sich mit einer Hand spannen und öffnen
- Ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
- Band bei 60 °C waschbar
- Einzeln im Display verpackt



Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Blau	40 cm	1 Stück	G2 1001	
Rot	40 cm	1 Stück	G2 1001R	
Grün	40 cm	1 Stück	G2 1001G	
Kindermotiv	40 cm	1 Stück	G2 1001KM	

SERVOPRAX BUNTE VENENSTAUER


Die Spannbänder sind in modisch melierten Farben gestaltet.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Herbstfarben	50 cm	1 Stück	G2 2000	
Frühlingsfarben	50 cm	1 Stück	G2 2001	



So einfach geht's!

- 1 Band um den Arm legen, Verschluß zusammenstecken bis er hörbar einschnappt. Das Sicherheitsschloß ist jetzt verriegelt.
- 2 Bandende in Pfeilrichtung zum Stauen ziehen. Öffnungssicherung ist nun automatisch eingeschaltet.
- 3 Nach dem Setzen der Nadel kann nun das Band durch einen einfachen Druck auf die Taste 1 entspannt werden.
- 4 Zum Öffnen auf die Taste 2 drücken.





ALKOTIP®

ALKOTIP ALKOHOLTUPFER IN DER DISPENSERDOSE

- 155 fertige Alkoholtupfer (44 x 44 mm) mit 70 % Alkohol getränkt
- Saubere, schnelle + hygienische Entnahme aus der Dispenserdose mit Verschlussdeckel

+ MEHRWERTPACKUNG
= Ihr Preisvorteil!

extra value

Typ	Maße	PZN	VE	REF	Preis VE
Alkotip Alkohol-tupfer-Spender	44 x 44 mm	02512980	150+5 Stück	G6 0202	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



KREPP ZUNGENLÄPPCHEN

Für die HNO-Praxis

Aus Zellstoff, zur hygienischen Fixierung der Zunge.
Rollenlänge: 25 m, 150 Abrisse, perforiert.

Maße	Länge	PZN	VE	REF	Preis VE
160 x 55 mm	25 m	12381303	6 Rollen	F4 0107	



TIPPFIX TUPFERBEFEUCHTER

Aus Kunststoff.

Einfach auf Ventil auf tupfen und schon kommt eine ausreichende Alkoholmenge heraus.

Farbe	Volumen	VE	REF	Preis VE
grau-weiß	250 ml	1 Stück	F4 0105	

ZellTip

ZELLSTOFFTUPFER

+ extra value



ZellTip

ZELLTIP ZELLSTOFFTUPFER

- Rein weiß
- Medizinische Qualität
- Stark saugend
- Unsteril

Mehrwertpackung = Ihr Preisvorteil!

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm, unsteril	02512968	12 x 2 x 520 Stück	2 x 520 Stück	G6 0801	



ZellTip

ZELLTIP TUPFERDISPENSER

Kunststoffbox mit Abdeckhaube und Aufdruck, ohne Inhalt.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Tupferbox, leer	02512974	27 Stück	1 Stück	G6 0802	



ZellTip

ZELLTIP TUPFERBOX, LEER

weiß, rund, mit transparentem Deckel
passend für Zelltip, Purzellin, Zelletten, etc.

Typ	VE	REF	Preis VE
Tupferbox, leer	1 Stück	G6 0803	



AMPULLEN-FEILE

Mit Diamantbeschichtung. Aus vernickeltem Metall mit Diamant D91 Belag. Gesamtlänge 130 mm, Diamantbelag ca. 60 mm, mit Kunststoffgriff. Ideal zum Anritzen von Ampullen. Einmal kräftig an der Ampullenkante vorbei ziehen, schon kann der Ampullenkopf abgebrochen werden.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Ampullenfeile	130 mm	1 Stück	F4 0108	



EINWEG AMPULLENBRECHER

Passend für 1 - 10 ml Glasampullen, nach dem Abbrechen bleibt der Ampullenkopf im Plastikteil und wird gefahrlos entsorgt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Einweg-Ampullenbrecher	25 Stück	F4 0400	



CLINIPACK CONTAINER

für die sichere Entsorgung

Der Clinipack-Sicherheitsbehälter (3 l Inhalt) ist für die sichere Lagerung und Vernichtung von kontaminationsgefährdeten Artikeln wie Spritzen, Kanülen, Tupfern, etc. Der Deckel des Clinipack-Behälters ist mit einem schwenkbaren Teil versehen, so daß damit leicht Kanülen von den Spritzen abgezogen werden können. Durch Öffnen des Deckels können größere Abfälle leicht entsorgt werden. Durch einen Clip ist die gesamte Öffnung verschließbar. Der Clinipack-Behälter besteht aus kräftigem, verbrennbarem Kunststoff (umweltfreundlich). Die gelbe Farbe entspricht den gültigen Sicherheitsvorschriften.

Maße	Volumen	VE	REF	Preis VE
Ø 200 mm, Höhe 170 mm	3 Liter	1 Stück	B3 138013	



Mit Produktbereich *Ron McLaine* Zeitmanagement



TERMINPLANER

MED+ORG Zeitmanagement in der Praxis. Die Termingestaltung ist von entscheidender Bedeutung für den täglichen Arbeitsablauf und den wirtschaftlichen Erfolg einer Arztpraxis. Der im medizinischen Bereich universell einsetzbare MED+ORG Terminplaner verschafft Ärzten, Helferinnen, Ambulanzen und Krankenschwestern die notwendige „Sofort-Übersicht“. Der aufgeschlagene Monatskalender gibt durch die schuppenförmige Anordnung der Tagesblätter auf einen Blick Auskunft über bereits belegte und noch freie Termine bzw. Räume.

So einfach funktioniert der Terminplaner:

- 1 Tagesseite aufschlagen und den entsprechenden Wochentag in die Datumsleiste eintragen.
 - 2 Raumverteilung vornehmen, Sprechzeiten zuweisen.
 - 3 Patientennamen und Nutzungshinweise werden in den waagerechten Feldern der Zeitleiste zugeordnet.
 - 4 Zeiteintragungen werden per Bleistift in das vorgegebene 15-Minuten-Kästchen quittiert.
- Ein Schulungsvideo für den Terminplaner erhalten Sie auf Anforderung.

Aufgeschlagenes Buchformat:

4- und 6-spaltige Terminplaner: 32 x 55 cm

10-spaltige Terminplaner: 77 x 36 cm

Die 10-spaltigen Terminplaner sind nur in Verbindung mit der Grundplatte (REF: R1 60012GP) verwendbar. Diese Terminplaner sind natürlich auch für die Folgejahre erhältlich. Bitte die entsprechende Endnummer der REF mit der Jahreszahl abändern:

2023 = 23

2024 = 24

Typ	Zeitraum	VE	REF	Preis VE
Terminplaner 2023, 4-spaltig, Spaltenbreite 54 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2023	1 Stück	R1 60005-23	
für 6 Monate	Jan - Juni 2023	1 Stück	R1 60005-23-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2023	1 Stück	R1 60005-23-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2023	1 Stück	R1 60005-23-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2023	1 Stück	R1 60005-23-4	
Terminplaner 2023, 6-spaltig, Spaltenbreite 36 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2023	1 Stück	R1 60006-23	
für 6 Monate	Jan - Juni 2023	1 Stück	R1 60006-23-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2023	1 Stück	R1 60006-23-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2023	1 Stück	R1 60006-23-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2023	1 Stück	R1 60006-23-4	
Terminplaner 2023, 10-spaltig, Spaltenbreite 38 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2023	1 Stück	R1 60012-23	
für 6 Monate	Jan - Juni 2023	1 Stück	R1 60012-23-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2023	1 Stück	R1 60012-23-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2023	1 Stück	R1 60012-23-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2023	1 Stück	R1 60012-23-4	
Terminplaner 2024, 4-spaltig, Spaltenbreite 54 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2024	1 Stück	R1 60005-24	
für 6 Monate	Jan - Juni 2024	1 Stück	R1 60005-24-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2024	1 Stück	R1 60005-24-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2024	1 Stück	R1 60005-24-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2024	1 Stück	R1 60005-24-4	
Terminplaner 2024, 6-spaltig, Spaltenbreite 36 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2024	1 Stück	R1 60006-24	
für 6 Monate	Juli - Dez 2024	1 Stück	R1 60006-24-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2024	1 Stück	R1 60006-24-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2024	1 Stück	R1 60006-24-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2024	1 Stück	R1 60006-24-4	
Terminplaner 2024, 10-spaltig, Spaltenbreite 38 mm				
für 12 Monate	Jan - Dez 2024	1 Stück	R1 60012-24	
für 6 Monate	Jan - Juni 2024	1 Stück	R1 60012-24-1	
für 6 Monate	Juli - Dez 2024	1 Stück	R1 60012-24-3	
für 9 Monate	Apr - Dez 2024	1 Stück	R1 60012-24-2	
für 3 Monate	Okt - Dez 2024	1 Stück	R1 60012-24-4	
Grundplatte für Terminplaner 10-spaltig		1 Stück	R1 60012GP	



ALPHANORM KARTEITASCHEN DIN A5

DIN A5:180 g Computer-Karton, weiß

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Karteitasche für Facharzt / Allgemein	60105	1000 Stück	R1 60105V	
Karteitasche Standard (für viele Fachrichtungen)	60105A	1000 Stück	R1 60105AV	
Karteitasche für Heilpraktiker	60112	1000 Stück	R1 60112C	
Karteitasche für Heilpraktiker	60112H	100 Stück	R1 60112H	
Karteitasche für Augenarzt	60113	1000 Stück	R1 60113V	
Karteitasche für HNO-Arzt	60114	1000 Stück	R1 60114V	
Karteitasche für Gynäkologe	60115	1000 Stück	R1 60115V	
Karteitasche für Psychotherapeut	60116	1000 Stück	R1 60116TV	
Karteitasche für Psychotherapeut	60116H	100 Stück	R1 60116H	
Karteitasche für Pädiater	60125	1000 Stück	R1 60125V	
Karteitasche Altablage (blanko)	60155	1000 Stück	R1 60155	
Karteitasche EKG-Ablage	60165	1000 Stück	R1 60165V	



ALPHANORM KARTEIMAPPEN DIN A4

Neben den allgemeinen Vorzügen des MED+ORG Kartesystems ALPHAnorm erlaubt die leicht überformatige Karteitasche A4 eine knickfreie Ablage jeglicher Dokumentation im Format DIN A4 und die individuelle Wahl der Aufbewahrungsform - als Steh- oder Hängekartei. Als Stehkartei erfolgt die Ablage der Dokumente im Hochformat mittels eines Blitzabhefters in der dafür bereits vorgesehenen Lochung. Zur Ablage in einer Hängeregistratur wird in das dafür vorgesehene Klebefeld ein Abheftstreifen eingeklebt und mit einer Hängeschiene versehen. Alle Dokumente werden in diesem Fall seitlich gelocht. Parallel zum Seitenfalz dienen vorgestanzte Schlitze zur Aufnahme von farbigen Karteireitern für temporäre Markierungen.

Zur schnelleren Unterscheidung des Patientenklentels empfiehlt sich ggf. die Verwendung verschieden farbiger Karteimappen. So können bei Bedarf weibliche und männliche Patienten mit Migrationshintergrund, Risikopatienten, privat versicherte Patienten, etc. von einer Standardkarteimappe unterschieden werden. MED+ORG Karteimappen ALPHAnorm werden im Format DIN A4 quer, aus 280 gr Computerkarton gefertigt, die Anlieferung erfolgt plano und muss zur Anwendung nur 1x auf Format DIN A4 quer gefaltet werden.



Farbe	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Karteimappe Standard DIN A4				
grau	60204	100 Stück	R1 60204C	
blau		100 Stück	R1 60204B	
gelb		100 Stück	R1 60204Y	
grün		100 Stück	R1 60204G	
rot		100 Stück	R1 60204R	
EDV Ablagemappe DIN A4				
weiß		100 Stück	R1 60204EA	



ALPHANORM ABHEFTSTREIFEN

Zum Einkleben, selbstklebend mit großer Klebefläche, für DIN A4- und DIN A5-Taschen, zur sicheren Aufbewahrung des ALPHAnorm Karteiinhalts.

Typ	VE	REF	Preis VE
Abheftstreifen für ALPHAnorm	100 Stück	R1 60010	



Mit Produktbereich *NeuStart* Zeitmanagement

KARTEI AUFKLEBER

Für das Aus- und Ansehen einer Praxis-Kartei ist das Beste gerade gut genug. Alle Aufkleber sind extrem strapazierfähig, elastisch, vergilbungssicher und selbstklebend.

Typ	VE	REF	Preis VE
Adreßfeld-Aufkleber für Karteitaschen / für DIN A5 und DIN A4 , 2 Stück je Blatt	1000 Stück	R1 60173	
Adreßfeld-Aufkleber im Rezeptformat / 2 Stück je Blatt	500 Stück	R1 60173M	
Adreßfeld-Aufkleber im Rezeptformat / 2 Stück je Blatt	100 Stück	R1 60173MH	
Alphabetleisten-Aufkleber / für DIN A5 Karteitaschen, weiß	100 Stück	R1 60180	
Verstärker-Streifen / für Karteitaste DIN A4: R1 60204 C, R1 60204EA / und R1 60201C, Transparentfolie, 100 x 5 Streifen	500 Stück	R1 60184	
Verstärker-Streifen / für DIN A5 Karteitaste, Transparentfolie / 50 x 10 Streifen	500 Stück	R1 60185	



Mit Produktbereich *NeuStart* Zeitmanagement

ALPHANORM SIGNALKARTEN

Für temporäre Markierungen wie: Krankenschein fehlt, Schwangerschaft, etc. Mit überstehender, unterschiedlich hoher Seitenlasche.



Farbe	Größe	VE	REF	Preis VE
rot	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60315	
gelb	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60325	
blau	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60355	
grün	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60345	
grau	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60300	
4 Farben sortiert	DIN 5 - quer	100 Stück	R1 60305	



Mit Produktbereich *NeuStart* Zeitmanagement



MED+ORG ALT-ABLAGE UND -ARCHIV

Die Alt-Ablage entlastet die „aktive Stammkartei“. Alle dort entbehrlichen Unterlagen werden in Med+Org Ablageetaschen übernommen und gesondert aufbewahrt. Die Zuordnung erfolgt über das Med+Org Doppelnummer-System. Daten und Schriftgut von Patienten, die der Praxis nicht mehr zugehören, kommen bis zu Ihrer fristgerechten Vernichtung in die variablen beschriftbaren und raumsparenden Med+Org Alt-Archiv-Kartons.



Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel	420 x 238 x 167 mm	1 Stück	R1 60156	
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel	420 x 238 x 167 mm	25 Stück	R1 60156-25	
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel	420 x 238 x 167 mm	50 Stück	R1 60156-50	
Alt-Archiv-Karton für DIN A4, weiß mit Deckel	153 x 322 x 255 mm	1 Stück	R1 60158	
Alt-Archiv-Karton für DIN A4, weiß mit Deckel	153 x 322 x 255 mm	50 Stück	R1 60158-50	



DIGITALE PERSONENWAAGE MIT RUTSCHSICHERER PLATTFORM SECA 803

Wer die Einsteiger-Waage von seca betrachtet, sieht sofort: Sie besticht mit einer klassisch, klaren Form und einem hochwertigen Belag, der das Wiegen angenehm macht. Ebenso schön ist es, das Display abzulesen, denn es ist ungewöhnlich groß

Tragkraft: 150 kg
 Teilung (g): 100 g
 Stromversorgung: Batterien
 Maße (BxHxT): 316 x 37 x 326 mm
 Eigengewicht: 1,5 kg
 Funktionen: Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik, Kg/lbs/sts-Umschaltung, Mobiles Messen und Wiegen, Auto-HOLD



Farbe	VE	REF	Preis VE
SECA 803 - Waage			
schwarz	1 Stück	G3 803-S	
weiß	1 Stück	G3 803-W	

FLACHWAAGE MIT INDIVIDUALISIERBAREM NAMENSSCHILD SECA 878 DR

Die seca 878 dr ist als Arztwaage speziell auf die Arbeitsabläufe in der heutigen Praxis abgestimmt. Die Ausstattung mit dem aus zwei Richtungen ablesbaren LCD-Display und dem bequemen Fußschalter macht diese Flachwaage zu einem idealen Werkzeug in jeder Arztpraxis. Leicht genug, dass man sie in mehreren Behandlungsräumen einsetzen kann und robust genug, dass man sich Jahre an ihrer Leistungsfähigkeit erfreut. Eben ein echtes seca Qualitätsprodukt.

- Anwenderfreundlich, da speziell für den Gebrauch in Arztpraxen entwickelt
- Überzeugende Langlebigkeit. Robuste Qualitätsfertigung mit innovativem Design
- Doppel-Display für das zeitgleiche Ablesen aus verschiedenen Positionen
- Stressfrei gelingt auch das Wiegen von Kleinkindern durch die zuschaltbare Mutter-Kind-Funktion
- Austauschbares Label mit einem personalisierbaren Schriftzug

Lieferumfang: 6 Batterien, Typ AA
 • Optional: Individualisierbares Label seca 478

Tragkraft: 200 kg
 Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
 Funktionen: Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Abschaltautomatik Batteriebetrieben oder per Netzgerät seca 447

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
SECA 878 dr - Waage	878 7041 019	1 Stück	G3 878-DR	

Waage inkl. 53,- Euro Eichkosten

DIGITALE SÄULENWAAGE MIT BMI-FUNKTION SECA 799

- Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
- Einfach zu transportieren
- Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch
- Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz
- Optionales Zubehör: Meßstab seca G3 220 und seca G3 224,
- Netzgerät seca 447 = G3 6832

Tragkraft: 200 kg
 Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
 Maße (BxHxT): 294 x 831 x 417 mm
 Eigengewicht: 6,3 kg
 Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
 Funktionen: TARA, HOLD, BMI, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik
 Eichklasse: III



Typ	VE	REF	Preis VE
SECA 799 - Waage	1 Stück	G3 799	

Waage inkl. 53,- Euro Eichkosten

MOBILE SÄUGLINGSWAAGE UND FLACHWAAGE FÜR KLEINKINDER IN EINEM SECA 384

- Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem
- Einfaches Lösen der Wiegemulde vom Untergestell
- Breast-Milk-Intake-Function
- Mobil und robust für den Transport
- Optionales Zubehör: Taschen seca G3 414 und seca G3 413

Tragkraft: 20 kg
 Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
 Maße (BxHxT): 552 x 164 x 362 mm
 Maße Wiegefläche (BxHxT): 525 x 87 x 250 mm
 Eigengewicht: 2,8 kg
 Stromversorgung: Batterien
 Funktionen: TARA, BMIF, HOLD, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik
 Eichklasse: III



Typ	VE	REF	Preis VE
SECA 384 - Mobile Säuglingswaage und Flachwaage	1 Stück	G3 384	
SECA 447 - Netzgerät für seca Waagen	1 Stück	G3 6832	

Waage inkl. 32,- Euro Eichkosten



PERSONENWAAGE KERN MPE

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung

- Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Rückseitige Zweitanzeige
- Nur MPE-HM: Im Stativ integrierter, ausziehbarer Größenmessstab, Messbereich 88-205 cm
- Data-Hold Funktion
- Mutter-Kind-Funktion
- 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage

Technische Daten:

Hinterleuchtetes LCD-Display:	Ziffernhöhe 25 mm	Wägebereich max.:	250 kg
Abmessungen Wägeplatte:	365 x 360 x 80 mm (BxTxH)	Ablesbarkeit:	0,1 kg
Gesamtabmessungen MPE-HM:	365 x 620 x 2125 mm (BxTxH), mit ausgefahrenem Größenmessstab	Netzadapter (extern):	serienmäßig
MPE-PM:	365 x 450 x 1020 mm (BxTxH)	Datenschnittstelle RS 232:	serienmäßig
		Nettogewicht:	ca. 12 kg

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Personenwaage MPE mit Stativ	MPE 250K100PM	1 Stück	K8 250100PM	
Personenwaage MPE mit Stativ und Größenmessstab	MPE 250K100HM	1 Stück	K8 250100HM	

Waage inkl. 53,- Euro Eichkosten



STEP-ON-PERSONENWAAGE KERN MPD

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung

- Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.

Technische Daten:

Hinterleuchtetes LCD-Display:	Ziffernhöhe 25 mm	Ablesbarkeit Modell	
Abmessungen Wägeplatte:	365 x 360 x 80 mm (BxTxH)	MPD200K-1EM:	0,2 kg
Gesamtabmessungen:	365 x 495 x 120 mm (BxTxH)	Netzadapter (extern):	serienmäßig
Wägebereich max.:	250 kg	Nettogewicht:	ca. 10 kg
Ablesbarkeit Modell MPD250100:	0,1 kg		

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Step-On-Personenwaage MPD	MPD 250K100M	1 Stück	K8 MPD250100	
Step-On-Personenwaage MPD	MPD 200K-1EM	1 Stück	K8 MPD200K-1EM	

Waage inkl. 56,- Euro Eichkosten



STUHLWAAGE KERN MCC

Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung

- Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Fahrbare Ausführung mit besonders komfortablen Feststellbremsen an den hinteren 2 Rädern
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe
- Data-Hold Funktion
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Optionales Zubehör: Tasche MCC-A01

Technische Daten:

Netzadapter (extern):	serienmäßig	Ablesbarkeit:	0,1 kg
Großes hinterleuchtetes LCD-Display:	Ziffernhöhe 25 mm	Akkubetrieb intern, serienmäßig,	
Gesamtabmessungen:	625 x 990 x 985 mm (BxTxH)	Betriebsdauer:	bis zu 40 Stunden ohne Hinterleuchtung
Wägebereich max.:	250 kg	Nettogewicht:	ca. 22 kg

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Stuhlwaage MCC	MCC 250K100M	1 Stück	K8 MCC250100	

Waage inkl. 56,- Euro Eichkosten



BABYWAAGE KERN MBC

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung

- Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
- Data-Hold-Funktion
- Das Gewicht des Babys kann vor dem Stillen gespeichert werden.
- Optionales Zubehör: Akkupack MBC-A03
- Betriebsdauer bis zu 40 h, Ladezeit ca. 12 h

Technische Daten:

Hinterleuchtetes LCD-Display:	Ziffernhöhe 25 mm	Akkubetrieb (intern):	serienmäßig
Gesamtabmessungen:	600 x 407 x 120 mm (BxTxH)	Betriebsdauer:	bis zu 40 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Ablesbarkeit:	bis 6 kg = 0,002 kg, von 6 kg bis 15 kg = 0,005 kg	Netzadapter (extern):	serienmäßig
		Nettogewicht:	ca. 5,5 kg

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Babywaage MBC, max. 15 kg Belastbarkeit	MBC 15K2DM	1 Stück	K8 15	
Babywaage MBC, max. 20 kg Belastbarkeit	MBC 20K10M	1 Stück	K8 20	

Waage inkl. 35,- Euro Eichkosten

SERVOCLEAN 23B/2200 PRAXISAUTOKLAV

Edel im Design

servoclean

Dieses Gerät der Klasse B, erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 13060. Im edlen Kompaktdesign, hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, mit schlagfestem Polymer Frontpanel.

- Kammer aus nahtlos gezogenem Edelstahl mit großem **23 Liter** Volumen
 - Komplett mit Edelstahl-Gestell und 4 Loch-Tabletts
 - Mit automatischer, elektromotorischer Türöffnung/-schließung
 - Kein unbeabsichtigtes Öffnen unter Druck möglich
 - Großes Touch-Screen Bedienfeld (5.7 Zoll) zur leichten, logischen Benutzung
 - Mit integrierter Temperaturanzeige
 - Mit **integriertem** Drucker zur Dokumentation der Zyklen
 - Automatische Wasserfüllung durch doppelte 3-Liter-Tanks (Frisch-/Gebrauchtwasser)
 - Automatische Kontrolle der Wasserqualität (Leitfähigkeit)
 - Mehrere Sterilisationszyklen wählbar bei 134 °C und 121 °C, je nach Ladungsart
 - Hochwertige Dampferzeugung durch einen integrierten Dampfgenerator aus Edelstahl
 - Mit USB Stick zur Speicherung der Daten
 - Mit zusätzlichen Anschlüssen für zentrale Wasserversorgung
- Die starke Vakuumpumpe garantiert eine einwandfreie, fraktionierte Luftabsaugung.

Mit automatischer, elektromotorischer Türöffnung/-schließung
Wahlweise mit schwarzer oder weißer Front erhältlich.

Dieser Autoklav wird durch unsere erfahrenen Techniker aufgestellt und sorgfältig eingewiesen (innerhalb BRD).

Mit automatischer, elektromotorischer Türöffnung/-schließung

Technische Daten:

Maße (BxTxH):	480 x 655 x 460 mm
Druckkammer:	Ø 254 mm x 450 mm
Volumen:	23 Liter
Kammermaterial:	Edelstahl (Typ 304)
Mit unabhängigem Dampfgenerator aus Edelstahl	
Anzahl Tank:	2 Stück
Volumen:	3 Liter (Frischwasser) 3 Liter (Gebrauchtwasser)
Gesamtgewicht:	58 kg
Anzahl der mitgelieferten Siebe:	4 Stück
Spannung:	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	2.050 W



Typ	VE	REF	Preis VE
servoclean 23B/2200, Autoklav, Frontfarbe: schwarz, inkl. Aufstellung und Einweisung innerhalb Deutschlands	1 Stück	E3 2200	
servoclean 23B/2200, Autoklav, Frontfarbe: weiß, inkl. Aufstellung und Einweisung innerhalb Deutschlands	1 Stück	E3 2200-W	

servoclean

SERVOCLEAN HEISSLUFTSCHRANK

Ideal für das Vorwärmen von Lösungen und Instrumenten.

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



- Auch als Inkubator verwendbar
- Komplett aus Edelstahl, Isolierung aus Glasfaser
- Display für Zeit und Temperaturanzeige
- Mit elektronischer Temperaturkontrolle
- Leistung: 500 Watt / 220 V
- Temperatur einstellbar von 140 ° – 200 °C
- Zeitintervall einstellbar von 0 – 120 Minuten
- Mit Temperatur- und Fehlalarm-Anzeige
- Abschließbare Fronttür, mit Wandmontagezubehör
- Inklusive 2 Edelstahl-Tabletts

Abmessungen:

Außen:	560 x 370 x 380 mm
Innen:	385 x 235 x 218 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Heißluftschrank	1 Stück	E3 102431HS	



M-SPRAY

M-SPRAY ÖLSPRAY

Ideal zur Pflege und schonenden Behandlung chirurgischer Instrumente! Wirksamer Korrosionsschutz, beste Scharnier-Schmierwirkung. Bei Verwendung von Dampf- oder Gassterilisation kann danach wie üblich sterilisiert werden. Keine Reizstoffe, gute Verträglichkeit.

NEU: mit verbessertem, roten Sprühkopf. Der Sprühkopf hat jetzt ein kurzes Verlängerungsrohr zum besseren Zielen.

Instrumente im gereinigten, geöffneten Zustand aus ca. 20 - 30 cm Entfernung ansprühen. Ein dünner Film ist vollkommen ausreichend.

Inhalt = 400 ml flüssiges Paraffin (reinst)

Inhalt	UK	VE	REF	Preis VE
400 ml	12 Stück	1 Stück	17 1010	



MEDISPRAY

MEDISPRAY SILICONSPRAY

Besonders wirtschaftlich, ergiebig und preiswert. 500 ml-Sprayflasche, FCKW-frei. Zur Schmierung von beweglichen Teilen in der Medizintechnik, soweit Silikone zugelassen sind. Zuverlässiges Gleitmittel für Gummi- und Kunststoffprodukte. Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen, chirurgischen Instrumenten hervorragend geeignet.

Nicht zum/als Gleitmittel oder zum leichteren Einführen von Tuben oder Kathetern zu verwenden.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
500 ml	01287788	12 Stück	1 Stück	17 10	



FOLIENSCHWEISSGERÄT EUROSEAL VALIDA

Folienschweißgerät Euroseal Valida

Ihr zuverlässiger und flexibler Partner für validierte Sterilgutverpackung.

Intuitiv sicher und präzise beim Zuschneiden, Verpacken und Einschweißen von Sterilgut. Das Gehäuse verfügt über einen doppelten Rollenhalter, eine transparente Abdeckung über der Schneidevorrichtung, einen integrierten Arbeitstisch und anschauliche Grafiken auf dem großen Touch-Bedienfeld. Einstellbare Siegel-Temperaturen zwischen 170 °C und 190 °C sichern optimale Schweißergebnisse mit verschiedenen Verpackungsfolien und bilden einen wichtigen Baustein für die Validierung. Eine Abschalt-Automatik schützt Folien und Gerät wirksam vor Überhitzung, so dass Sterilisierverpackungen nicht verbrennen können. Damit

Verpackungsprozesse bei der Aufbereitung von Medizinprodukten validierbar sind, speichert das Euroseal Valida alle wichtigen Siegelparameter. Das sichert Dokumentation und Rückverfolgbarkeit und ermöglicht eine normenkonforme Sterilgutverpackung gemäß DIN EN11607-2, DIN EN868-5 und RKI-Empfehlungen. Auf Wunsch überträgt das Euroseal Valida alle Siegelparameter automatisch über den eingebauten LAN-Anschluss oder direkt per optionalem WLAN an angeschlossene Endgeräte.

Die Vorteile auf einen Blick

- Normenkonforme & validierbare Siegelprozesse
- Wartungsarme Schweißtechnik und kürzere Aufheizzeit
- Intuitiver Touch-Screen
- Folienversiegelung bis 31 cm Breite
- Dokumentation & Freigabe - inklusive
- Benutzerverwaltung - inklusive
- Sealcheck/Peeltest - inklusive
- Schnelle Ethernet PC-Verbindung - inklusive
- SD-Speicherkarte inklusive
- Optimiertes Gehäuse und variabler Doppel-Rollenhalter - inklusive
- Datenübertragung WLAN auf PC, Tablet oder Smartphone - optional
- Top Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten

Siegelnaht:	12 mm breit und bis zu 310 mm lang
Siegeltemperatur:	einstellbar von 140 - 200 °C
Stromversorgung:	220 - 240 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	150 W
Gewicht:	ca. 8 kg
Abmessungen (B x H x T):	
Standard:	500 x 315 x 485 mm
Mit ausgezogenem Rollenhalter:	500 x 420 x 485 mm
Ohne Rollenhalter:	500 x 200 x 485 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Euroseal Valida Folienschweißgerät, inkl. Rollenhalter	1 Stück	F5 8130	



STERIKREPP IN LAGEN

In Lagen - 62 g/m², gekreppt

Maße	VE	REF	Preis VE
weiß			
40 x 40 cm	500 Stück	F5 40W	
50 x 50 cm	500 Stück	F5 50W	
60 x 60 cm	500 Stück	F5 60W	
75 x 75 cm	250 Stück	F5 75W	
80 x 80 cm	250 Stück	F5 80W	
90 x 90 cm	250 Stück	F5 90W	
100 x 100 cm	250 Stück	F5 100W	
grün			
40 x 40 cm	500 Stück	F5 40G	
50 x 50 cm	500 Stück	F5 50G	
60 x 60 cm	500 Stück	F5 60G	
75 x 75 cm	250 Stück	F5 75G	
80 x 80 cm	250 Stück	F5 80G	
90 x 90 cm	250 Stück	F5 90G	
100 x 100 cm	250 Stück	F5 100G	



STERIKREPP AUF DER ROLLE

Auf Rollen - 62 g/m², gekreppt

Maße	VE	REF	Preis VE
weiß			
50 cm x 100 m	2 Rollen	F5 50R	
75 cm x 100 m	1 Rolle	F5 75R	
grün			
50 cm x 100 m	2 Rollen	F5 50RG	
60 cm x 100 m	1 Rolle	F5 60RG	
75 cm x 100 m	1 Rolle	F5 75RG	
100 cm x 100 m	1 Rolle	F5 100RG	



STERILISIERVLIES

Das ideale Vlies zum Einschlagen und Verpacken von Sterilisationsware im Dampfautoclaven.

Auch ideal als Filtereinlage und Unterlage in Siebschalen und Trommeln. Fertig in Bögen geschnitten.

Farbe: blau/violett.

Gemäß Hersteller: DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2.


Maße	VE	REF	Preis VE
50 x 50 cm	500 Stück	F5 51261	
75 x 75 cm	200 Stück	F5 51262	
90 x 90 cm	200 Stück	F5 51263	
100 x 100 cm	200 Stück	F5 51264	
120 x 120 cm	120 Stück	F5 51265	
140 x 140 cm	120 Stück	F5 51266	



AUTOCLAV KLARSICHTROLLEN MIT FALTE

Papier und Transparentfolie, sterilisierbar bis 134 °C.
70 g/m² - gemäß DIN EN 868.

Maße	VE	REF	Preis VE
100 m x 75 mm	4 Rollen	F5 1400	
100 m x 100 mm	3 Rollen	F5 1401	
100 m x 150 mm	2 Rollen	F5 1402	
100 m x 200 mm	2 Rollen	F5 1403	
100 m x 250 mm	2 Rollen	F5 1404	
100 m x 300 mm	1 Rolle	F5 1405	
100 m x 380 mm	1 Rolle	F5 1406	



AUTOCLAV KLARSICHTROLLEN OHNE FALTE

Papier und Transparentfolie, 70 g/m², gemäß DIN EN 868-2:2017-05.
Sterilisierbar bis 134 °C.

Maße	VE	REF	Preis VE
200 m x 50 mm	1 Rolle	F5 1508	
200 m x 75 mm	1 Rolle	F5 1506	
200 m x 100 mm	1 Rolle	F5 1501	
200 m x 150 mm	1 Rolle	F5 1502	
200 m x 200 mm	1 Rolle	F5 1503	
200 m x 250 mm	1 Rolle	F5 1504	
200 m x 300 mm	1 Rolle	F5 1505	
200 m x 380 mm	1 Rolle	F5 1507	



HEISSLUFT KLARSICHTROLLEN (BIS 180 °C)

Die Folie ist nicht mit einem Impuls- oder Durchlaufschweißgerät verschweißbar.
Es wird empfohlen die Folie vor der Sterilisation mit Heißluftklebeband zu verschließen. „Zur Anwendung in Heißluftsterilisatoren im kosmetischen Bereich. Kein Medizinprodukt.“
Flache Form, ohne Zwickel, erhitzbar bis 180 °C.



Maße	VE	REF	Preis VE
100 m x 30 mm	1 Rolle	F5 36030	
100 m x 50 mm	1 Rolle	F5 36050	
100 m x 75 mm	1 Rolle	F5 36075	
100 m x 100 mm	1 Rolle	F5 36100	
100 m x 150 mm	1 Rolle	F5 36150	
100 m x 200 mm	1 Rolle	F5 36200	
100 m x 250 mm	1 Rolle	F5 36250	

SEAL EASY

SEAL-EASY AUTOCLAV-SELBSTKLEBEUTEL

Bei geringem Sterilisieraufkommen empfiehlt sich die Verwendung von selbstklebenden Klarsichtbeuteln mit Papieruntergrund.

Mit optimalem Klebe-Haftverschluss und Indikator für Dampf- und Gassterilisatoren. Gemäß DIN EN 868.

Starke Qualität, 70 g/m². Für die Dampfsterilisation bis 134 °C. Kein Schweißen mehr!




Die Verwendung ist einfach:

1. Instrument einschieben und den Schutzstreifen von der Klebefläche abziehen.
2. Klebefläche entlang der Falz knicken und fest andrücken, um einen sicheren Klebeverschluss zu gewährleisten.
3. Danach im Autoclaven sterilisieren.

Bitte wählen Sie eine Beutelgröße, in die das Sterilisiergut gut hereins passt, ohne diesen zu überdehnen. Bei Verwendung eines zu kleinen Beutels besteht die Gefahr des Platzens und der Kontamination. Der Beutel sollte beim Zukleben auf einer glatten waagerechten Fläche liegen.


Maße	VE	REF	Preis VE
90 x 230 mm	200 Stück	F5 520	
140 x 250 mm	200 Stück	F5 525	
140 x 330 mm	200 Stück	F5 530	
190 x 330 mm	200 Stück	F5 545	
300 x 370 mm	200 Stück	F5 555	



FERTIGE AUTOCLAV STERILISATIONSBEUTEL MIT FALTE

Papier und Transparentfolie, fertig geschnitten,
sterilisierbar bis 134 °C.

Maße	VE	REF	Preis VE
mit Falte			
100 x 50 x 300 mm	2000 Stück	F5 B2	
100 x 50 x 370 mm	1000 Stück	F5 BF715	
150 x 50 x 400 mm	1000 Stück	F5 B3	
200 x 50 x 400 mm	1000 Stück	F5 B4	
200 x 50 x 460 mm	500 Stück	F5 BF727	
250 x 65 x 480 mm	500 Stück	F5 B5	



FERTIGE AUTOCLAV STERILISATIONSBEUTEL OHNE FALTE

Papier und Transparentfolie, fertig geschnitten,
sterilisierbar bis 134 °C.

Maße	VE	REF	Preis VE
ohne Falte			
55 x 200 mm	2000 Stück	F5 B190	
55 x 250 mm	2000 Stück	F5 A3	
75 x 150 mm	2000 Stück	F5 B205	
75 x 200 mm	2000 Stück	F5 B210	
75 x 240 mm	2000 Stück	F5 B211	
75 x 300 mm	2000 Stück	F5 3FKFB210112	
100 x 150 mm	2000 Stück	F5 B214	
100 x 200 mm	2000 Stück	F5 B215	
100 x 250 mm	2000 Stück	F5 A1	
100 x 300 mm	2000 Stück	F5 A5	
100 x 350 mm	1000 Stück	F5 B218	
100 x 520 mm	1000 Stück	F5 B213	
150 x 200 mm	1000 Stück	F5 A2	
150 x 270 mm	1000 Stück	F5 B225	
150 x 300 mm	1000 Stück	F5 A6	
150 x 380 mm	1000 Stück	F5 A9	
160 x 600 mm	1000 Stück	F5 B270	



SERVOPRAX HELIX TEST

Zur Chargen-Kontrolle und Freigabe von Sterilisationsprozessen in Praxis-Autoklaven der Klasse B.

Der Helix Test wird zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuumms bei Praxis-Autoklaven (Klasse B) eingesetzt. Er dient der Prozesskontrolle während der Dampfsterilisation für verpackte Sterilisationsgüter sowie Hohlkörpern. Durch den Farbumschlag der Indikatoren ist eine eindeutige Positiv/Negativ Kontrolle möglich. Einfache Dokumentation der Ergebnisse durch selbstklebende Indikatorstreifen.

- Mehrfach verwendbarer Prüfkörper
- Eindeutiges Ergebnis durch Farbumschlag der Indikatoren
- Selbstklebende Indikatorstreifen zur einfachen Dokumentation
- Geeignet für Sterilisationsprozesse mit 134 °C - 3,5 Minuten oder 121 °C - 15 Minuten
- Niedrige Kosten
- Nicht toxisch
- Entspricht den Normen EN 867-5 und EN ISO 11140 – 1

Typ	VE	REF	Preis VE
Servoprax Helix Test	1 Stück	F5 146	



servoclean

SERVOCLEAN BOWIE & DICK TESTPAKET

Mit der korrekten Funktionsfähigkeit der Autoklavensorgung steht und fällt das Arbeitsergebnis in der zentralen Sterilgutversorgung. Der servoclean Bowie & Dick Test ist einfach und sicher in der Handhabung:

Testpaket im Sterilisator platzieren, Bowie & Dick-Programm durchführen, Testbogen entnehmen, Ergebnis überprüfen, fertig. Der Indikator auf dem innenliegenden Testbogen ist frei von Schwermetallen und schlägt von blau nach pink um. Nach erfolgreichem Umschlag verändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr – das garantiert die absolute Dokumentationssicherheit.

Das servoclean Testpaket zur Durchführung des täglichen Bowie & Dick-Tests bei Dampfsterilisatoren hat das renommierte Kitemark-Prüfsiegel des British Standard Institute (BSI) erhalten. Das Kitemark des BSI ist eines der ältesten Gütesiegel überhaupt und zeichnet unter strengsten Auflagen insbesondere solche Produkte und Dienstleistungen aus, bei denen das Thema Sicherheit eine maßgebliche Rolle spielt. Damit wird die Übereinstimmung des Produktes mit den strengen Anforderungen der DIN EN ISO 11140-4 von einem international anerkannten Prüfinstitut bestätigt.

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Servoclean Bowie & Dick Testpaket	40 Stück	1 Stück	F5 145	

**STERILISATIONS-KLEBEBAND**

Für Sterilisationsverpackungen.
Deutliche Verfärbung des Indikatorstreifens.

Rollenlänge: 50 m

Rollenbreite: 19 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
ohne Indikator	1 Stück	H7 201	
mit Indikator, Dampf	1 Stück	H7 202	
mit Indikator, Gas (EO)	1 Stück	H7 200	
mit Indikator, Heissluft	1 Stück	H7 204	

steriCLIN® Containerlabel
Class A Indikator - DIN EN 867-2

Datum/Date: _____

⌚: _____

Autoclave: _____

Charge/Lot: _____

Name: _____

STEAM
processed =
schwarz/
black/
noir/negro

4FZBH521002 Charge 12

CONTAINERLABEL MIT DAMPFINDIKATOR

Selbstklebend.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
mit Anfasslasche	67 x 40 mm	1000 Stück	F5 522002	
ohne Anfasslasche	60 x 40 mm	1000 Stück	F5 522004	



steriCLIN® INDICATORSTRIP **STEAM**

Charge: _____ Autoclave: _____ Inhalt / Content: _____

OK / Fail: _____ Name: _____

STEAM processed = schwarz / black / noir / negro

INDIKATOR EINLEGESTREIFEN AUS PAPPE

Format: 150 x 30 mm

Spenderkarton = 250 Stück

Typ	VE	REF	Preis VE
Dampfindikator	250 Stück	F5 410002	
EO-Gasindikator	250 Stück	F5 410004	

**STERIMAX DAMPF-INDIKATOR**

Der Indikator (Klasse 5) zeigt 3 wichtige Kriterien für eine einwandfreie Dampfsterilisation an: Zeit-Temperatur-Dampf.

Falls Farbveränderungen nur bis ins „Reject Fenster“ gehen, ist die Dampfsterilisation nicht einwandfrei. Erfolgt die Farbveränderung bis ins „Accept Feld“ ist die Dampfsterilisation einwandfrei durchgeführt worden.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Sterimax Dampf Indikatoren	100 mm x 20 mm	250 Stück	F5 250	

Für den täglichen Einsatz in der Praxis und auf der Station empfehlen wir unsere preiswerten, selektierten Importinstrumente. Nach deutschen Qualitätsnormen gefertigt, mit Chargennummer. Bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese preiswerten Instrumente jahrelang.



Anleitung zur Instrumentenaufbereitung

Wiederverwendbare chirurgische Instrumente sind vor der sterilen Anwendung einem geeigneten effizienten Verfahren der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation zu unterziehen. Chirurgische Instrumente müssen nach Gebrauch einer gründlichen Reinigung und anschließenden Pflege / Aufbereitung unterzogen werden. Die erfolgreiche Aufbereitung liegt ausschließlich in der Verantwortung des Anwenders / Betreibers. Beachten Sie deshalb im eigenen Interesse bitte die gesetzlichen Reinigungs- und Aufbereitungsvorschriften sowie Normen. Eine ordnungsgemäße Aufbereitung wird vermutet/sichergestellt, wenn die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch Institutes (KRINKO) zu den Anforderungen an die Hygiene beachtet werden.

Die Gebrauchsanweisung der Geräte-Hersteller (Desinfektions- und Reinigungsautomaten, Ultraschallgeräte, Sterilisatoren) ist genau einzuhalten. Die Dosierungsempfehlungen für chemische Produkte zur Desinfektion, Reinigung, Neutralisation und Pflege sind genau zu befolgen. Keine Wiederaufbereitung und keine erneute Sterilisation von Einmal-Artikeln vornehmen. Fabrikneue Instrumente sind vor der ersten Sterilisation zu reinigen. Die Sterilisation ist kein Ersatz für Sauberkeit. Durch Ätzen oder Lasern beschriftete Produkte können bei der Behandlung mit phosphorsäure- oder flusssäurehaltigen Grundreinigern verblassen. Dadurch kann die Codierungsfunktion beeinträchtigt werden oder völlig verloren gehen. Für die ausgegebenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr!

Angewandte Methode	Beschreibung	Erläuterung/Hinweise
Vorbereitung am Gebrauchsort	Nass	Nass bedeutet, dass die Instrumente unmittelbar nach der OP in eine reinigungsaktive Desinfektionslösung gelegt werden. Damit wird ein Antrocknen von Blut- und Geweberesten vermieden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Reinigungsmittels.
Reinigung und Desinfektion	Manuelle oder maschinelle Aufbereitung mit oder ohne Ultraschallbehandlung	Voraussetzung ist der Einsatz dafür geeigneter Verfahren und zweckmäßiger Geräte. Verfahren zur maschinelle Aufbereitung sind zu bevorzugen.
Chemikalien und Temperaturen zur Reinigung und Desinfektion	Neutral / mild alkalisch mit / ohne Tensidzusatz, chemisch bei max. 60 °C / 140 °F bzw. mit VE-(Vollensalzt) Wasser, thermisch bei max. 93°C / 199°F	Es wird vorausgesetzt, dass kommerziell erhältliche und für den Anwendungsfall zugelassene Produkte zur Reinigung und Desinfektion verwendet und dass die empfohlenen Konzentrationen, Einwirkzeiten und Temperaturen beachtet werden.
Trocknung	Trocknung bei max. 100 °C / 212 °F	Mit dafür vorgesehenem Verfahren auf einer geeigneten Unterlage.
Dampfsterilisationsverfahren	134 °C / 273 °F oder 121 °C / 250 °F	Die Angaben bedeuten die maximale Temperatur. Bitte zur Haltezeit die Angaben der Gerätehersteller beachten!
Weitere Sterilisationsverfahren	Weitere Verfahren sind u.a. die Sterilisation in Formaldehyd (max. 65 °C / 149 °F), Ethylenoxid (max. 65°C / 149 °F), Gas-Plasma, etc. Das früher verbreitete Verfahren der Heißluftsterilisation (max. 180°C/356°F) findet keine Zulassung mehr	Die Materialverträglichkeit mit diesen Sterilisationsverfahren ist unabhängig vom Erreichen der Sterilität gegeben. Die Durchführung dieser Verfahren liegt in Bezug auf das Erreichen der gewünschten Sterilisationswirkung in der Verantwortung des Betriebes.
Weitere zu beachtende Hinweise	Pflege: Einsprühen mit Instrumentenöl- / Instrumentensilikonspray (z. B. Medispray Ölspray REF I7 1010 oder Medispray Silikonspray REF I7 10).	Alle beweglichen Teile der Instrumente (z. B. bei Scheren, Klemmen, Sperrer etc.) sollten/müssen regelmäßig mit Instrumentenöl- / Silikonspray komplett an den beweglichen Stellen eingesprüht werden, unter Bewegung der Teile (falls dies möglich ist) damit eine optimale Verteilung gewährleistet ist.


**CHIRURGISCHE SCHERE GERADE,
SPITZ - STUMPF**

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	I5 682	
13,0 cm	1 Stück	I5 683	
14,5 cm	1 Stück	I5 024	
16,0 cm	1 Stück	I5 684	


**CHIRURGISCHE SCHERE GEBOGEN,
SPITZ - STUMPF**

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	I5 685	
13,0 cm	1 Stück	I5 686	
14,5 cm	1 Stück	I5 037	
16,0 cm	1 Stück	I5 687	


**CHIRURGISCHE SCHERE GERADE,
SPITZ - SPITZ**

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 688	
13,0 cm	1 Stück	I5 689	
14,5 cm	1 Stück	I5 023	
16,0 cm	1 Stück	I5 690	


**CHIRURGISCHE SCHERE GEBOGEN,
SPITZ - SPITZ**

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 691	
13,0 cm	1 Stück	I5 692	
14,5 cm	1 Stück	I5 003	
16,0 cm	1 Stück	I5 693	


**CHIRURGISCHE SCHERE GERADE,
STUMPF - STUMPF**

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 694	
13,0 cm	1 Stück	I5 695	
14,5 cm	1 Stück	I5 026	
16,0 cm	1 Stück	I5 696	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

**CHIRURGISCHE SCHERE GEBOGEN,
STUMPF - STUMPF**

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 697	
13,0 cm	1 Stück	I5 698	
14,5 cm	1 Stück	I5 025	
16,0 cm	1 Stück	I5 699	



HAUT- UND FADENSCHERE GERADE

Gerade, spitz - spitz, fein

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 703	
11,0 cm	1 Stück	I5 020	
13,0 cm	1 Stück	I5 027	



HAUT- UND FADENSCHERE GEBOGEN

Gebogen, spitz - spitz, fein

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 704	
11,0 cm	1 Stück	I5 019	
13,0 cm	1 Stück	I5 028	



NAGELSCHERE

Spitz - runde Form

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
9 cm stumpf, für Babys	1 Stück	I5 605	
10 cm, gerade	1 Stück	I5 022	
11 cm, gebogen	1 Stück	I5 021	



NAGELFEILE

Spitz - runde Form

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	I5 757	

SCHWESTERN- UND PRAXISSET

Nagelschere, gebogen, 10 cm,
mit Kette und Nagelfeile

- Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF	Preis VE
Schwesternset	1 Stück	I5 129	

**UNIVERSAL- UND PRAXISSCHERE**

Gerade, spitz - spitz

Länge	VE	REF	Preis VE
11,0 cm	1 Stück	I5 111	
13,0 cm	1 Stück	I5 110	

**PRÄPARIERSCHERE GERADE**

Gerade, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 678	
14,0 cm	1 Stück	I5 679	

**PRÄPARIERSCHERE GEBOGEN**

Gebogen, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 681	

**LIGATURSCHERE - SPENCER GERADE**

Mit Aussparung, gerade

Länge	VE	REF	Preis VE
11,0 cm	1 Stück	I5 063	
14,0 cm	1 Stück	I5 705	

**LIGATURSCHERE - SPENCER GEBOGEN**

Mit Aussparung, leicht gebogen

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 052	





OHRPINZETTE NACH TROELTSCH

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1 Stück	I5 214	



ADSON PINZETTE

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
chirurgische Form, 1 : 2 Zähne	12,5 cm	1 Stück	I5 215	
anatomische Form, gerieftes Maul	12,5 cm	1 Stück	I5 216	



AUGENMAGNET MIT LUPE

Inklusive Schlinge. Lupe verstellbar.
Magnet zum Umstecken.

Typ	VE	REF	Preis VE
Augenmagnet	1 Stück	I5 758	



PINZETTE MIT LUPE

Spitze Form, gerieft
HMV-Gruppe: 25.21.81.1xxx

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 217	



SPLITTERPINZETTE NACH FEILCHENFELD

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 013	
11,0 cm	1 Stück	I5 012	



SPLITTERPINZETTE

Schlanke Form, spitz, gerieftes Maul


Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 229	



UNIVERSALPINZETTE / CILIENPINZETTE

Mit abgeschrägtem Maul

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 230	



PAILLETTENENTNAHME PINZETTE

- Mit Hohlkehle
- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm - gerade	1 Stück	I5 222	
14,5 cm - gebogen	1 Stück	I5 2221	



ANATOMISCHE PINZETTE

Gerade, gerieftes Maulflächen

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm, breites Maul	1 Stück	I5 227	
13,0 cm	1 Stück	I5 061	
14,0 cm	1 Stück	I5 015	
16,0 cm	1 Stück	I5 062	



CHIRURGISCHE PINZETTE

Gerade - 1 : 2 Zähne

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 014	
16,0 cm	1 Stück	I5 228	



GEFÄSSPINZETTE TYP MICHEL

Länge	Typ	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1: 2 Zähne, scharf	1 Stück	I5 049	
12,0 cm	feine Zahnung, als Fadenpinzette geeignet	1 Stück	I5 048	



ARTERIENKLEMME NACH PEAN - GERADE

Gerade Form, gerieftes Maul, mit Sperre.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	I5 011	
16,0 cm	1 Stück	I5 064	
18,0 cm	1 Stück	I5 066	
20,0 cm	1 Stück	I5 0660	



ARTERIENKLEMME NACH KOCHER - GERADE

Gerade Form, gerieftes Maul, 1 : 2 Zähne, mit Sperre.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	I5 010	
16,0 cm	1 Stück	I5 065	
18,0 cm	1 Stück	I5 067	



MOSQUITOKLEMME ANATOMISCH

Gerieftes Maul, anatomische Form

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm - gerade	1 Stück	I5 075	
12,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 076	



MOSQUITOKLEMME CHIRURGISCH

1:2 Zähne, chirurgische Form

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm - gerade	1 Stück	I5 077	
12,0 cm - gebogen	1 Stück	I5 078	



Service macht den Unterschied.



SCHLAUCHKLEMME MIT SPERRE

Länge	VE	REF	Preis VE
15,0 cm - glattes Maul	1 Stück	I5 154	
16,0 cm - glattes Maul	1 Stück	I5 155	
16,0 cm - breites Maul	1 Stück	I5 153	



TUPFER FASSZANGE

Länge	VE	REF	Preis VE
27,0 cm - gerade	1 Stück	15 209	
27,0 cm - gebogen	1 Stück	15 210	



KORNZANGE MIT SPERRE NACH MAIER

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm - gerade	1 Stück	15 092	
20,0 cm - gerade	1 Stück	15 009	
25,0 cm - gerade	1 Stück	15 007	
18,0 cm - gebogen	1 Stück	15 093	
20,0 cm - gebogen	1 Stück	15 008	
25,0 cm - gebogen	1 Stück	15 001	



KLEMMER NACH MIKULICZ


Länge	VE	REF	Preis VE
20,0 cm	1 Stück	15 211	



ZUNGENZANGE NACH COLLIN

Mit Sperre

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm - geripptes Maul	1 Stück	15 132	



ZUNGENZANGE NACH YOUNG

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm - glattes Maul	1 Stück	15 202	



MAGILLZANGE / ENDOZANGE

Länge	VE	REF	Preis VE
24,0 cm - für Erwachsene	1 Stück	15 030	
20,0 cm - für Kinder	1 Stück	15 031	
16,0 cm - für Säuglinge	1 Stück	15 105	



ZUNGENSEPATEL NACH BUCHWALD

Länge	VE	REF	Preis VE
18,5 cm	1 Stück	I5 204	

ZUNGENSEPATEL NACH BRUENINGS

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	1 Stück	I5 206	

KEHLKOPFSPIEGEL

Ohne Griff

Größe	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
Figur 0	10 mm	1 Stück	I5 759	
Figur 3	16 mm	1 Stück	I5 760	
Figur 5	20 mm	1 Stück	I5 761	
Figur 7	24 mm	1 Stück	I5 762	
Figur 8	26 mm	1 Stück	I5 8020	
Figur 9	28 mm	1 Stück	I5 803	
Figur 10	30 mm	1 Stück	I5 804	

GRIFF FÜR KEHLKOPFSPIEGEL

- Mit Fixierschraube

Typ	VE	REF	Preis VE
Griff	1 Stück	I5 763	

KNOPFHÄKCHEN NACH LUCAE

Mit Griff

Durchmesser	Länge	VE	REF	Preis VE
2,0 mm	14,0 cm	1 Stück	I5 764	
2,5 mm	14,0 cm	1 Stück	I5 765	
3,5 mm	14,0 cm	1 Stück	I5 766	

SCHARFER LÖFFEL NACH WILLINGER

Doppelte Form

Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
Figur 00 - 0	14,0 cm	1 Stück	I5 724	
Figur 0 - 1	14,0 cm	1 Stück	I5 725	





UNIVERSAL MEHRZWECKSCHERE

Mit Kunststoffgriffen, stumpfen Enden, autoclavierbar bis 134 °C.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
schwarze Griffe	18,5 cm	1 Stück	I5 002	
rote Griffe	18,5 cm	1 Stück	I5 226	
blaue Griffe	18,5 cm	1 Stück	I5 400	
grüne Griffe	18,5 cm	1 Stück	I5 401	
orange Griffe	18,5 cm	1 Stück	I5 402	



VERBANDSCHERE KNIEGEBOGEN NACH LISTER

Kräftiges Model

Länge	VE	REF	Preis VE
12 cm	1 Stück	I5 060	
14 cm	1 Stück	I5 018	
16 cm	1 Stück	I5 017	
18 cm	1 Stück	I5 016	
20 cm	1 Stück	I5 032	



VERBAND- UND KLEIDERSCHERE NACH SEUTIN

Kräftiges Modell, mit Innenfeder, ideal zur Cast-Entfernung.

Länge	VE	REF	Preis VE
23 cm	1 Stück	I5 053	



METZENBAUMSCHERE

Gebogen, stumpf - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 700	
18,0 cm	1 Stück	I5 701	
20,0 cm	1 Stück	I5 702	



TUCHKLEMMER NACH BACKHAUS

Länge	VE	REF	Preis VE
9,0 cm	1 Stück	I5 085	
11,0 cm	1 Stück	I5 086	
14,0 cm	1 Stück	I5 087	



KOPFSCHNEIDEZANGE

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 191	



NAGELZANGE

Mit Pufferfeder und Sperre.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	I5 130	



NAGELZANGE KRÄFTIGES MODELL

Ohne Sperre, kräftiges Modell, leicht gebogen, Schneide mit Blattfeder.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	I5 131	



NAGELZANGE FEINES MODELL

Ohne Sperre, feine Ausführung.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	I5 161	
13,0 cm	1 Stück	I5 769	
14,0 cm	1 Stück	I5 770	



ZECKENZANGE

Aus Metall, mit Feder.

- Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	I5 120	

ZECKENZANGE MIT HALTER

Aus Metall, mit Feder und Halter.

- Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	I5 771	

ZECKENZANGE AUS KUNSTSTOFF

Typ	VE	REF	Preis VE
Zeckenzange	1 Stück	I5 795	



CUSCO SPEKULUM

Mattiert

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Fig. 1	80 x 32 mm / klein	1 Stück	I5 043	
Fig. 2	90 x 36 mm / mittel	1 Stück	I5 044	
Fig. 3	110 x 37 mm / groß	1 Stück	I5 045	



KRISTELLER SPEKULUM

2-teilig, mattiert

Typ	Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
für Kinder	70 x 15 mm	160 mm Grifflänge	1 Stück	I5 744	
Fig. 00	100 x 18 mm	180 mm Grifflänge	1 Stück	I5 170	
Fig. 0	110 x 20 mm	180 mm Grifflänge	1 Stück	I5 171	



KÜRETTE NACH SIMS

Scharf, feste Form

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Fig. 1	7,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 746	
Fig. 2	8,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 747	
Fig. 3	10,0 mm / 25 cm	1 Stück	I5 748	
Fig. 4	11,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 749	
Fig. 5	13,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 750	
Fig. 6	14,5 mm / 25 cm	1 Stück	I5 751	



BIOPSIE ZANGE NACH ALEXANDER

23 cm, gerade schneidend, ohne Innenfeder

Typ	Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
ovale Form	3 x 8 mm	23 cm	1 Stück	I5 754	
spitze Form	3 x 7 mm	23 cm	1 Stück	I5 755	



BIOPSIE ZANGE NACH TISCHLER

Gerade schneidend.

Mit innenliegender Feder und Feststellschraube. Ringgriff.

Typ	Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
ovale Form	2 x 6 cm	24 cm	1 Stück	I5 756	



UTERUSDILATOR NACH HEGAR

Rund, einzeln, einseitig, einfach gebogen

Durchmesser	VE	REF	Preis VE
1,0 mm	1 Stück	I5 730	
2,0 mm	1 Stück	I5 731	
3,0 mm	1 Stück	I5 732	
4,0 mm	1 Stück	I5 733	
4,5 mm	1 Stück	I5 776	
5,0 mm	1 Stück	I5 734	
5,5 mm	1 Stück	I5 777	
6,0 mm	1 Stück	I5 735	
6,5 mm	1 Stück	I5 778	
7,0 mm	1 Stück	I5 736	
7,5 mm	1 Stück	I5 779	
8,0 mm	1 Stück	I5 737	
8,5 mm	1 Stück	I5 780	
9,0 mm	1 Stück	I5 738	
9,5 mm	1 Stück	I5 781	
10,0 mm	1 Stück	I5 739	
10,5 mm	1 Stück	I5 782	
11,0 mm	1 Stück	I5 783	
12,0 mm	1 Stück	I5 784	
13,0 mm	1 Stück	I5 785	
13,5 mm	1 Stück	I5 786	
14,0 mm	1 Stück	I5 787	
15,0 mm	1 Stück	I5 788	
16,0 mm	1 Stück	I5 789	
17,0 mm	1 Stück	I5 790	
18,0 mm	1 Stück	I5 791	



UTERUSSONDE NACH SIMS

Biegsam, graduiert mit cm-Skala

Länge	VE	REF	Preis VE
32,0 cm	1 Stück	I5 740	



ABORTUSZANGE NACH WINTER

Länge	VE	REF	Preis VE
28,0 cm	1 Stück	I5 741	



IUP FASSZANGE

1 : 2 Zähne

Länge	VE	REF	Preis VE
45,0 cm	1 Stück	I5 743	



HAKENZANGE NACH SCHRÖDER

Mit Rastersperre

Länge	VE	REF	Preis VE
25,0 cm	1 Stück	I5 742	


**SCHARFER LÖFFEL NACH VOLKMANN**

Mit Hohlheft, 17 cm Länge

Typ	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
Fig. 0000	2 mm	1 Stück	I5 723	
Fig. 000	3 mm	1 Stück	I5 722	
Fig. 00	4 mm	1 Stück	I5 143	
Fig. 0	5 mm	1 Stück	I5 144	
Fig. 1	7 mm	1 Stück	I5 145	
Fig. 2	8 mm	1 Stück	I5 146	
Fig. 3	9 mm	1 Stück	I5 147	

**GIPSSCHERE NACH STILLE**

Länge	VE	REF	Preis VE
25,0 cm	1 Stück	I5 054	
30,0 cm	1 Stück	I5 055	
37,0 cm	1 Stück	I5 805	

**GIPSABREISSZANGE TYP WOLFF**

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	I5 056	
24,0 cm	1 Stück	I5 057	

**GIPSSPREIZER NACH HENNING**

Länge	VE	REF	Preis VE
28,0 cm	1 Stück	I5 058	

**NAGELAUSREISSZANGE NACH RADOLF**

• Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF	Preis VE
Nagelausreißzange	1 Stück	I5 192	



NADELHALTER NACH MATHIEU

Mit innenliegender Sperre, ohne Hartmetall-Einlage, mit Feder.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 069	
17,0 cm	1 Stück	I5 115	
20,0 cm	1 Stück	I5 070	



NADELHALTER NACH MAYO-HEGAR

Mit Sperre, ohne Hartmetall-Einlage

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	I5 068	
18,0 cm	1 Stück	I5 116	
20,0 cm	1 Stück	I5 035	



NADELHALTER NACH HEGAR-OHLSSEN

Mit Schere, ohne Hartmetall-Einlage

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	I5 707	
16,0 cm	1 Stück	I5 708	
18,0 cm	1 Stück	I5 709	



WUNDSPREIZER

Mit Sperre - stumpf

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	1 Stück	I5 773	
13,5 cm	1 Stück	I5 772	
16,5 cm	1 Stück	I5 774	



MICHEL KLAMMERZANGE

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1 Stück	I5 200	



NASENSPEKULUM NACH HARTMANN FÜR ERWACHSENE

Feder innenliegend

Typ	VE	REF	Preis VE
Spekulum	1 Stück	15 726	



STIMMGABEL

Kammerton C1, Frequenz 440 Hz.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	15 727	



NEUROLOGISCHES NERVENRAD NACH WARTENBERG

Rostfrei.

Länge	VE	REF	Preis VE
19,0 cm	1 Stück	15 728	



KOMEDONENQUETSCHER NACH UNNA

Gebogen.

- Kein Medizinprodukt

Länge	VE	REF	Preis VE
13,5 cm	1 Stück	15 729	



OHRSCHLINGE NACH BILLEAU

Mit Griff.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	1 Stück	15 752	



OHRSCHLINGE NACH LANGENBECK

Mit Flachgriff.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	15 753	



FINGERRING-SCHNEIDEGERÄT

Mit Hartmetall-Scheibe zum leichten Durchtrennen von eingewachsenen Ringen. Nicht geeignet für Edelstahl, Titan und andere Hartmetalle.

Typ	VE	REF	Preis VE
Fingerring-Schneidegerät	1 Stück	I5 059	



WATTETRÄGER MIT GEWINDE

Länge	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
14 cm	1,0 mm	1 Stück	I5 710	
14 cm	1,2 mm	1 Stück	I5 711	
18 cm	1,5 mm	1 Stück	I5 712	
18 cm	1,8 mm	1 Stück	I5 713	



KNOPFSONDE DOPPELT

Länge	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1,0 mm	1 Stück	I5 715	
14,5 cm	1,5 mm	1 Stück	I5 716	
16,0 cm	2,0 mm	1 Stück	I5 775	



MYRTENBLATTSONDE

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	I5 717	
14,0 cm	1 Stück	I5 718	
16,0 cm	1 Stück	I5 719	




WUNDHÄKCHEN

2-Zinken, enge Form

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm - scharf	1 Stück	I5 720	
16,0 cm - stumpf	1 Stück	I5 721	

PERCUSSIONSHAMMER

	Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
❶	nach Babinsky	23 cm	1 Stück	15 865	
❷	nach Taylor	20 cm	1 Stück	15 855	
❸	nach Trömner	24 cm	1 Stück	15 845	
❹	nach Buck	18 cm	1 Stück	15 840	
❺	nach Berliner	20 cm	1 Stück	15 850	



DERMOJET

Druckinjektor zur Injektion ohne Nadel

Funktionsweise: Durch einen Hebel wird ein Kolben gespannt, welcher nach Auslösen eine Flüssigkeitsmenge von 0,1 ml + 5 % mit Überdruck (100 bar) durch eine microfeine Öffnung ohne Nadel unter die Haut spritzt. Dort bildet sich eine große „Quaddel“. Alle Dermo-Jets fassen 4 ml Medikamentenlösung! Damit können bis zu 40 Injektionen gesetzt werden. Das Gerät ist zerlegbar, autoklavierbar oder durch Kochen sterilisierbar. Anästhetika müssen spätestens nach 2 Tagen aus dem Dermojet entfernt werden, um unerwünschte Ablagerungen zu vermeiden.

Dermojet HR: Für die neuen Sterilisatoren Typ B, mit Pyrex-Vorratsbehälter und Edelstahlring.

Dermojet Polymedica: Hier ist die Abstandskappe aus Glas.

Ersatzteile können Sie ebenfalls bei uns bestellen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Dermojet HR	1 Stück	15 101	
Dermojet Polymedica	1 Stück	15 102	



INSTRUMENTENSET

Komplett im Leinenetui verpackt, mattiert

Enthält je 1 Stück:

Nadelhalter	14 cm
Chir. Schere gerade, spitz/stumpf	14,5 cm
Fadenschere gerade, spitz/spitz	11 cm
Chir. Schere gebogen, spitz/stumpf	14,5 cm
Feilchenfeldpinzette, spitz/spitz	11,5 cm
Peanklemme, gerieft	14,5 cm
Skalpellsgriff	Größe 3
Skalpellsgriff	Größe 4
Chir. Pinzette, 1:2 Zähne	14,5 cm
Anatomische Pinzette, gerieft	14,5 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Instrumenten-Set	1 Set	I5 006	



STUDENTEN PRÄPARIER-SET

• Kein Medizinprodukt*

Typ	VE	REF	Preis VE
Komplettsatz, gefüllt mit Instrumenten, 13-teilig, im Kunstlederetui*	1 Stück	I5 3000 K	
Komplettsatz, gefüllt mit Instrumenten, 9-teilig, im Holzkasten*	1 Stück	I5 3005 K	
Für die Einzelbestellung			
Skalpells groß, mit Holzheft*	1 Stück	I5 30001	
Skalpells fein, mit Holzheft*	1 Stück	I5 30002	
Skalpells, mit Metallheft*	1 Stück	I5 30003	
Schere	1 Stück	I5 30004	
Präpariernadel, gerade*	1 Stück	I5 30005	
Präpariernadel, gebogen*	1 Stück	I5 30006	
feine Pinzette, gerade*	1 Stück	I5 30007	
feine Pinzette, gebogen*	1 Stück	I5 30008	
Rasiermesser	1 Stück	I5 30009	
Kunstlederetui, leer*	1 Stück	I5 3000	
Holzkästchen, leer*	1 Stück	I5 3005	





INSTRUMENTENSCHALEN

- Mit Knopfdeckel
- Edelstahl
- Geschweißte Kanten
- Deutsche Qualität
- Einzeln verpackt

Maße	VE	REF	Preis VE
12 x 8 x 4 cm	1 Stück	H8 0106	
16 x 10 x 3 cm	1 Stück	H8 0107	
18 x 12 x 5 cm	1 Stück	H8 0108	
20 x 10 x 5 cm	1 Stück	H8 0101	
22 x 15 x 5 cm	1 Stück	H8 0102	
26 x 15 x 5 cm	1 Stück	H8 0103	
30 x 20 x 5 cm	1 Stück	H8 0104	
40 x 20 x 8 cm	1 Stück	H8 0109	



STANDZYLINDER KORNZANGENSTÄNDER

- Ohne Deckel
- Gelötet
- Stabile, deutsche Qualität

Durchmesser	Höhe	VE	REF	Preis VE
25,5 mm	105 mm	1 Stück	H8 2007	
54 mm	122,5 mm	1 Stück	H8 2001	
54 mm	127 mm	1 Stück	H8 2002	
82 mm	133,5 mm	1 Stück	H8 2005	
80mm	174 mm	1 Stück	H8 2003	
95 mm	204 mm	1 Stück	H8 2006	



WATTE- UND TUPFERBEHÄLTER

- Mit Deckel
- Edelstahl, rostfrei

Durchmesser	Höhe	VE	REF	Preis VE
60 mm	60 mm	1 Stück	H8 6060	
85 mm	85 mm	1 Stück	H8 8585	
100 mm	50 mm	1 Stück	H8 10050	
100 mm	100 mm	1 Stück	H8 2009	
120 mm	120 mm	1 Stück	H8 120120	
150 mm	100 mm	1 Stück	H8 150100	
150 mm	150 mm	1 Stück	H8 150150	



UNIVERSALSCHÜSSEL

Mit Rand, aus Edelstahl.

Durchmesser	Höhe	Inhalt	VE	REF	Preis VE
140 mm	55 mm	0,5 l	1 Stück	H8 1525140	
150 mm	74 mm	0,75 l	1 Stück	H8 1525150	
160 mm	65 mm	1 l	1 Stück	H8 1525160	
220 mm	70 mm	2 l	1 Stück	H8 1525220	
240 mm	95 mm	3 l	1 Stück	H8 1525240	
260 mm	130 mm	4,5 l	1 Stück	H8 1525260	
300 mm	105 mm	6 l	1 Stück	H8 1525300	
320 mm	140 mm	8 l	1 Stück	H8 1525320	
380 mm	125 mm	11 l	1 Stück	H8 1525380	
400 mm	150 mm	14 l	1 Stück	H8 1525400	



EDELSTAHL-UNIVERSALSCHALE, NIERENFÖRMIG

- Einzeln in Polyhülle
- Kräftige Ausführung
- Volumen = ca. 750 ml

Typ	VE	REF	Preis VE
Edelstahl	1 Stück	H8 0105	



SPUTUMBECHER EDELSTAHL

Mit Klappdeckel aus Edelstahl.

Durchmesser	Höhe	Inhalt	VE	REF	Preis VE
85 mm	85 mm	0,4 l	1 Stück	H8 1096	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE STECHBECKEN - BETTPFANNE AUS EDELSTAHL

Mit Knopfdeckel und Bügel-Flachgriff, stabile Ausführung, Edelstahl gebürstet.

Gewicht: 1100 g

HMV-Gruppe: 51.40.01.0xxx

Typ	Größe	UK	VE	REF	Preis VE
Stechbecken, schwere Qualität, matt	300 x 85 mm	20 Stück	1 Stück	H8 2101	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE STECHBECKEN - BETTPFANNE AUS EDELSTAHL ECO

Mit Flachgriff und Deckel, leichte Ausführung.

Edelstahl poliert.

Gewicht: 850 g

Typ	Größe	UK	VE	REF	Preis VE
Stechbecken, leichte Qualität, poliert	320 x 85 mm	20 Stück	1 Stück	H8 2101-ECO	

► CHIRURGISCHE INSTRUMENTE IN OP-QUALITÄT ◀

Diese Instrumente sind von ausgesuchter Qualität zum professionellen Einsatz im OP und in der Chirurgie.

Anders als bei der sog. Stationsware werden diese Artikel von renommierten Herstellern gefertigt. Die Qualität ist so gut, daß eine 5-Jahresgarantie bei sachgemäßem Einsatz gegeben wird. Beachten Sie bitte die Pflegehinweise. Alle Instrumente haben eine silbermatte Oberfläche für blendfreies Arbeiten unter OP-Bedingungen.

Bitte beachten Sie:

Die teilweise abgebildeten Instrumente (vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren) sind mit Hartmetalleinlagen, Widia-Stahl, versehen. Diese sind mit Aufpreis lieferbar.

5 JAHRE GARANTIE
BEI FACHGERECHTER BEHANDLUNG



CHIRURGISCHE SCHEREN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	VE	REF	Preis VE
Gerade - 14,5 cm			
spitz - stumpf	1 Stück	R2 001	
spitz - spitz	1 Stück	R2 002	
stumpf - stumpf	1 Stück	R2 003	
Gebogen - 14,5 cm			
spitz - stumpf	1 Stück	R2 004	
spitz - spitz	1 Stück	R2 005	
stumpf - stumpf	1 Stück	R2 006	



IRIS SCHEREN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade, spitz - spitz, ohne Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 037	
11 cm	1 Stück	R2 038	
13 cm	1 Stück	R2 198	
Gebogen, spitz - spitz, ohne Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 039	
11 cm	1 Stück	R2 040	
13 cm	1 Stück	R2 199	
Gerade, spitz - spitz, mit Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 037-WD	
11 cm	1 Stück	R2 038-WD	
Gebogen, spitz - spitz, mit Widia-Hartmetallschneide			
9 cm	1 Stück	R2 039-WD	
11 cm	1 Stück	R2 040-WD	





PRÄPARIERSCHEREN NACH METZENBAUM

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade, ohne Widia-Hartmetallschneide			
18 cm	1 Stück	R2 010	
20 cm	1 Stück	R2 011	
23 cm	1 Stück	R2 012	
Gerade, mit Widia-Hartmetallschneide			
14 cm	1 Stück	R2 200-WD	
18 cm	1 Stück	R2 010-WD	
20 cm	1 Stück	R2 011-WD	
23 cm	1 Stück	R2 012-WD	
Gebogen, ohne Widia-Hartmetallschneide			
18 cm	1 Stück	R2 014	
20 cm	1 Stück	R2 015	
23 cm	1 Stück	R2 016	
Gebogen, mit Widia-Hartmetallschneide			
14 cm	1 Stück	R2 201-WD	
18 cm	1 Stück	R2 014-WD	
20 cm	1 Stück	R2 015-WD	
23 cm	1 Stück	R2 016-WD	



MAYO PRÄPARIERSCHEREN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade, ohne Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 017	
16,5 cm	1 Stück	R2 018	
Gebogen, ohne Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 019	
16,5 cm	1 Stück	R2 020	
Gerade, mit Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 017-WD	
16,5 cm	1 Stück	R2 018-WD	
Gebogen, mit Widia-Hartmetallschneide			
14,5 cm	1 Stück	R2 019-WD	
16,5 cm	1 Stück	R2 020-WD	



ANATOMISCHE PINZETTEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	R2 021	
13,0 cm	1 Stück	R2 022	
14,5 cm	1 Stück	R2 023	
18,0 cm	1 Stück	R2 024	
20,0 cm	1 Stück	R2 202	





CHIRURGISCHE PINZETTEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Standard mit 1: 2 Zähnen			
11,5 cm	1 Stück	R2 025	
13,0 cm	1 Stück	R2 026	
14,5 cm	1 Stück	R2 027	
16,0 cm	1 Stück	R2 028	
18,0 cm	1 Stück	R2 029	
20,0 cm	1 Stück	R2 203	
Standard mit 2: 3 Zähnen			
14,5 cm	1 Stück	R2 030	



CHIRURGISCHE PINZETTEN NACH GILLIES

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 031	



ADSON PINZETTE GERIEFT

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
12,5 cm	1 Stück	R2 032	
15,0 cm	1 Stück	R2 033	



FEILCHENFELD SPLITTERPINZETTE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
8,0 cm	1 Stück	R2 034	
9,0 cm	1 Stück	R2 035	
11,5 cm	1 Stück	R2 036	



ALUMINIUMHAND

für Erwachsene

Typ	VE	REF	Preis VE
Aluminiumhand	1 Stück	R2 091	



2

1

OHRENPINZETTE NACH TRÖLTSCHE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

	Länge	Typ	VE	REF	Preis VE
1	12,0 cm	anatomisch	1 Stück	R2 048	
2	12,0 cm	1 : 2 Zähne, chirurgisch	1 Stück	R2 0481	

OHRENZÄNGCHEN NACH HARTMANN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Maße der Klemme:

Klemme vorne: 1,2 mm

Klemme hinten: 1,6 mm

Länge: 8 mm

Länge	VE	REF	Preis VE
12,0 cm	1 Stück	R2 047	

OHRENPINZETTE NACH LUCAE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	R2 204	

NASENSPEKULUM NACH HARTMANN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Fig. 1	15,0 cm	1 Stück	R2 049	
Fig. 2	15,0 cm	1 Stück	R2 050	
Fig. 3	15,0 cm	1 Stück	R2 051	

MUNDSPERRER NACH HEISTER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
13,0 cm	1 Stück	R2 053	



ARTERIENKLEMME NACH PEAN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade			
14,5 cm	1 Stück	R2 054	
16,0 cm	1 Stück	R2 055	
18,0 cm	1 Stück	R2 056	
20,0 cm	1 Stück	R2 205	
Gebogen			
14,5 cm	1 Stück	R2 057	
16,0 cm	1 Stück	R2 058	
18,0 cm	1 Stück	R2 059	
20,0 cm	1 Stück	R2 206	



ARTERIENKLEMME NACH KOCHER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade 1:2 Zähne			
14,5 cm	1 Stück	R2 060	
16,0 cm	1 Stück	R2 061	
18,0 cm	1 Stück	R2 062	
20,0 cm	1 Stück	R2 207	
Gebogen 1:2 Zähne			
14,5 cm	1 Stück	R2 063	
16,0 cm	1 Stück	R2 064	
18,0 cm	1 Stück	R2 065	
20,0 cm	1 Stück	R2 208	



ARTERIENKLEMME NACH CRILLE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade			
14,5 cm	1 Stück	R2 066	
16,0 cm	1 Stück	R2 067	
Gebogen			
14,5 cm	1 Stück	R2 068	
16,0 cm	1 Stück	R2 069	



KLEMME GEBOGEN NACH MIKULICZ

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Gebogen	20,5 cm	1 Stück	R2 070	




NADELHALTER NACH HEGAR-MAYO

Widia bestückte Backen und vergoldete Griffe.

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 071	
18,0 cm	1 Stück	R2 072	
20,5 cm	1 Stück	R2 073	



NADELHALTER MIT SPERRE NACH MATHIEU

Feines Modell

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	R2 074	
17,0 cm	1 Stück	R2 075	
20,0 cm	1 Stück	R2 076	




NADELHALTER NACH CRILE-WOOD

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 077	



MICRO NADELHALTER NACH CASTRO VIEJO

Gerieftes Maul, mit Sperre

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	R2 0781	
18,0 cm	1 Stück	R2 078	



NADELHALTER NACH DEBAKEY

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 079	
20,0 cm	1 Stück	R2 209	
23,0 cm	1 Stück	R2 080	
25,0 cm	1 Stück	R2 081	



Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

**NADELHALTER MIT SPERRE NACH HEGAR-OHLSSEN**

Mit Schere

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 082	

**NADELHALTER NACH GILLIES**

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	1 Stück	R2 177	

**NADELHALTER NACH LANGENBECK**

Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 087	

**KOPFDRAHTSCHNEIDEZANGE**

Schneidet weichen Draht bis Ø 2,0 mm und harten Draht bis Ø 1,5 mm Stärke.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 088	

**BOHRDRAHT EXTRAKTIONSZANGE**

Mit Begrenzer.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 179	



Alle Nadelhalter sind mit Hartmetalleinlagen versehen und durch vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren gekennzeichnet.



GEBURT SZANGE NACH KIELLAND

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
42,0 cm	1 Stück	R2 168	



NABELSCHNURSCHERE NACH SCHUMACHER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 170	



PENISKLEMMME NACH STRAUSS

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.
ETO Sterilisation empfohlen!

Länge	VE	REF	Preis VE
10,0 cm	1 Stück	R2 144	

DARMSCHERE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
21,0 cm	1 Stück	R2 143	



VERBANDSCHERE NACH LISTER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	1 Stück	R2 210	
14,0 cm	1 Stück	R2 115	
16,0 cm	1 Stück	R2 211	
18,0 cm	1 Stück	R2 116	
20,0 cm	1 Stück	R2 117	



**FASSZANGE NACH SAUERBRUCH**

Für verbrauchtes Verbandmaterial und Tupfer
OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
53,0 cm	1 Stück	R2 122	

WUND- UND TRACHEALHÄKCHEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	VE	REF	Preis VE
Stumpf 15,5 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 123	
2 Zinken	1 Stück	R2 124	
3 Zinken	1 Stück	R2 125	
4 Zinken	1 Stück	R2 126	
Scharf 15,5 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 127	
2 Zinken	1 Stück	R2 128	
3 Zinken	1 Stück	R2 129	
4 Zinken	1 Stück	R2 130	

**VOLKMANN WUNDHAKEN**

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	VE	REF	Preis VE
Stumpf 21,0 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 131	
2 Zinken	1 Stück	R2 132	
3 Zinken	1 Stück	R2 133	
4 Zinken	1 Stück	R2 134	
6 Zinken	1 Stück	R2 136	
Scharf 21,0 cm			
1 Zinken	1 Stück	R2 137	
2 Zinken	1 Stück	R2 138	
3 Zinken	1 Stück	R2 139	
4 Zinken	1 Stück	R2 140	
6 Zinken	1 Stück	R2 142	

SONDE MIT MYRTENBLATTFÖRMIGER GRIFFPLATTE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	1 Stück	R2 176	



HOHLSONDEN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Hohlsonde mit Knopf, biegsam	14,5 cm	1 Stück	R2 174	
Hohlsonde ohne Knopf, biegsam	14,5 cm	1 Stück	R2 175	



TUCHKLEMMER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
1 nach Backhaus	9,0 cm	1 Stück	R2 097	
1 nach Backhaus	11,5 cm	1 Stück	R2 098	
1 nach Backhaus	13,0 cm	1 Stück	R2 099	
2 nach Jones	6,0 cm	1 Stück	R2 213	
2 nach Jones	9,0 cm	1 Stück	R2 101	
3 nach Schädel	6,0 cm	1 Stück	R2 214	
3 nach Schädel	9,0 cm	1 Stück	R2 100	



SCHLAUCHKLEMMER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
glattes Maul	14,0 cm	1 Stück	R2 212	
glattes Maul	16,5 cm	1 Stück	R2 093	
glattes Maul	18,0 cm	1 Stück	R2 094	
kreuzgeriffeltes Maul	16,5 cm	1 Stück	R2 095	
kreuzgeriffeltes Maul	18,0 cm	1 Stück	R2 096	



MOSQUITOKLEMMER NACH HARTMANN

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
gebogen	10,0 cm	1 Stück	R2 106	
gerade	10,0 cm	1 Stück	R2 107	



MOSQUITOKLEMMER NACH HALSTEAD

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade				
anatomisch	12,5 cm	1 Stück	R2 102	
chirurgisch, 1:2 Zähne	12,5 cm	1 Stück	R2 103	
Gebogen				
anatomisch	12,5 cm	1 Stück	R2 104	
chirurgisch, 1:2 Zähne	12,5 cm	1 Stück	R2 105	



**FLACHMEISSEL**

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
14,0 cm	1 Stück	R2 190	

**RASPATORIUM**


OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
21,0 cm	1 Stück	R2 188	

**RASPATORIUM NACH WILLINGER**

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,0 cm	1 Stück	R2 189	



KORNZANGE NACH MAIER

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.


Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade mit Sperre			
25,0 cm	1 Stück	R2 110	
Gebogen mit Sperre			
20,0 cm	1 Stück	R2 112	
25,0 cm	1 Stück	R2 113	



FASSZANGE NACH ALLIS

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
4x5 Zähne	16,0 cm	1 Stück	R2 186	
4x6 Zähne	16,0 cm	1 Stück	R2 187	



TUPFERZANGE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
gebogen	27,0 cm	1 Stück	R2 197	
gerade	27,0 cm	1 Stück	R2 215	



DESCHAMPS VERBINDUNGSNADEL

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
rechts gebogen, stumpf	21,0 cm	1 Stück	R2 191	
links gebogen, stumpf	21,0 cm	1 Stück	R2 192	
rechts gebogen, scharf	21,0 cm	1 Stück	R2 193	
links gebogen, scharf	21,0 cm	1 Stück	R2 194	



DRAHTSCHNEIDEZANGE SEITLICH SCHNEIDEND

Mit Widiabacken

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
17,5 cm	1 Stück	R2 180	
22,0 cm	1 Stück	R2 181	



DRAHTFASSZANGE

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
17,0 cm	1 Stück	R2 182	



EXTRAKTIONSZANGE

Für Bohrdrähte, mit Übersetzung

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
18,0 cm	1 Stück	R2 183	



DRAHTSCHNEIDEZANGE

Mit Widiabacken.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
22,0 cm	1 Stück	R2 184	




DRAHTSCHNEIDEZANGE MITTELFEDER

Mit Widiabacken.

OP-Qualität, 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Behandlung.

Länge	VE	REF	Preis VE
17,5 cm	1 Stück	R2 185	

C-Temp



Batteriekauter

- Präzisionsgeräte für besondere Einsätze
- Steril verpackt
- Mit eingesiegelten Batterien
- Besonders schlank und handlich

C-Temp

C-TEMP HOCHTEMPERATUR BATTERIEKAUTER

- Temperatur bis ca. 1200 °C
- Mit festangeschlossener Elektrode
- Einzeln steril verpackt

Typ	VE	REF	Preis VE
C-Temp Fein	10 Stück	B6 4200	
C-Temp Standard	10 Stück	B6 4300	

C-Temp

C-TEMP NIEDRIGTEMPERATUR BATTERIEKAUTER

Für den Einsatz in Ophthalmologie und HNO sind diese Kauter auch als Niedrigtemperaturkauter erhältlich.

Die erreichte Temperatur von ca. 500 °C ist ausreichend für die schnelle Koagulation, schont jedoch das umliegende Gewebe und die Nerven.

- Temperatur bis ca. 500 °C
- Mit feiner, kurzer Elektrode
- Einzeln steril verpackt

Typ	VE	REF	Preis VE
C-Temp Micro	10 Stück	B6 90	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



NEURO-PULSE CHIRURGISCHER NERVENFINDER

Mit diesem sterilen, batteriebetriebenen Spezialinstrument können Sie mit drei einstellbaren Niedervolt-Stromstärken den Verlauf von vorhandenen Nerven im Wundfeld lokalisieren. Für die plastische Chirurgie, im HNO-Bereich, Neurochirurgie und bei allen Operationen. Mit der Elektrode aktivieren Sie den vorhandenen Nerv, welcher sich durch Zusammenzucken der umgebenden Muskeln darstellt.

Spannungsausgang: 3 V
variable Stärke: 1/2 mA - 1 mA - 2 mA
Polarität: Suchernadel negativ -
Erdungsnadel positiv +
Länge: 195 mm
Durchmesser: 17 mm
Nadelstärke: 0,76 mm Ø

Typ	VE	REF	Preis VE
Nervenlokalisator, steril	1 Stück	B6 6201	



REINIGUNGSPAD FÜR ELEKTRODEN

Zum Säubern und Reinigen der Elektroden und Messer der HF-Chirurgiegeräte, von Koagulations-Rückständen während der OP.

Röntgenkontrastgebend, gut reinigende Schmiergelfläche. Mit Klebefestigung. Einzeln steril verpackt.

Maße	VE	REF	Preis VE
50 x 50 mm	24 Stück	H7 45150	

Einmal-Instrumente aus Metall ▶

EINZEL
STERIL
VERPACKTZUM EINMAL-
GEBRAUCH**ANATOMISCHE PINZETTEN EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
anatomische Pinzetten, fein nach Adson			
12 cm	25 Stück	I5 2030	
anatomische Irispinzetten fein, gerade			
10 cm	25 Stück	I5 2035	
anatomische Pinzetten			
12 cm	25 Stück	I5 2040	
14,5 cm	25 Stück	I5 2043	

CHIRURGISCHE PINZETTEN EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
nach Adson mit 1x2 Zähnen			
12 cm	25 Stück	I5 2045	
Standard mit 1x2 Zähnen			
10 cm	25 Stück	I5 2050	
14,5 cm	25 Stück	I5 2058	

**SPLITTERPINZETTE NACH FEILCHENFELD
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
11,5 cm	25 Stück	I5 2029	

Einmal-Instrumente aus Metall ▶



METZENBAUMSCHERE EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
gerade, stumpf/stumpf	14,5 cm	25 Stück	IS 2025	
gebogen, stumpf/stumpf	14,5 cm	25 Stück	IS 2027	

ANATOMISCHE MOSQUITOKLEMMEN NACH HALSTED EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
gebogen	12,5 cm	25 Stück	IS 2060	
gerade	12,5 cm	25 Stück	IS 2065	

SCHARFER DOPPELÖFFEL NACH WILLINGER EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
16,5 cm	25 Stück	IS 2070	

Einmal-Instrumente aus Metall ▶

**IRISSCHEREN
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
gerade, spitz/spitz	11,5 cm	25 Stück	I5 2000	
gebogen, spitz/spitz	11,5 cm	25 Stück	I5 2005	

**CHIRURGISCHE SCHEREN
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	Typ	VE	REF	Preis VE
14,5 cm	gerade, stumpf/stumpf	25 Stück	I5 2010	
14,5 cm	gerade, spitz/spitz	25 Stück	I5 2020	
14,5 cm	gerade, spitz/stumpf	25 Stück	I5 2015	
14,5 cm	gebogen, spitz/stumpf	25 Stück	I5 2018	

**NADELHALTER NACH MAYO-HEGAR
EINMALGEBRAUCH**

Länge	VE	REF	Preis VE
gerade			
13 cm	20 Stück	I5 1074	
18 cm	20 Stück	I5 1075	

**NADELHALTER NACH MAYO-HEGAR
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
gerade			
14 cm	25 Stück	I5 2074	
18,5 cm	25 Stück	I5 2075	

Einmal-Instrumente aus Metall ►

**EINZELN
STERIL
VERPACKT**

**ZUM EINMAL-
GEBRAUCH**

PEAN ARTERIENKLEMMME EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
gerade			
14 cm	25 Stück	I5 2066	

KOCHER ARTERIENKLEMMEN EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
gerade, 1 x 2 Zähne			
14,5 cm	25 Stück	I5 2068	



NADELHALTER NACH CRILE-WOOD EINMALGEBRAUCH

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
14 cm	25 Stück	I5 2080	

Einmal-Instrumente aus Metall ►

EINZEL
STERIL
VERPACKTZUM EINMAL-
GEBRAUCH**HAUTKLAMMERENTFERNER
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
10,5 cm	25 Stück	I5 2095	

**LISTER VERBANDSCHEREN
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Länge	VE	REF	Preis VE
abgewinkelt			
14,5 cm	25 Stück	I5 2100	
18 cm	25 Stück	I5 2105	

**BRAUN-STADLER EPISIOTOMIE SCHERE
EINMALGEBRAUCH**

Die Einweginstrumente aus Metall sind einzeln steril verpackt. Die beidseitige Farbmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
abgewinkelt	14,5 cm	25 Stück	I5 2110	



HUMI-RAINBOW ULTRASCHALL-KALTNEBEL-LUFTBEFEUCHTER

Der Humi-Rainbow ist ein Ultraschall-Kaltnebel-Luftbefeuchter in formschönem Design. Der Nebelauslass kann in 360° in jede gewünschte Richtung gedreht werden. Die Verneblerleistung und die in 7 Farben wechselbare LED-Beleuchtung sind durch zwei einfach zu erreichende Knöpfe einstellbar. Ein weiterer Tank, neben der Verneblerkammer, dient zur Aufnahme von Duft-Essenzen bzw. Ätherischen Ölen.

Wassertank Kapazität:	2,8 l
Max. Verneblerleistung:	280 ml / h
Raumgrößen:	10 bis 25 m²
Max. Laufzeit:	10 h (non stop)
Kabellänge:	1,5 m
Garantie:	24 Monate

Typ	VE	REF	Preis VE
Luftbefeuchter	1 Stück	E5 1005	



INFRAROT - WÄRMELEUCHTE MEDILIGHT IR-CLASSIC

Die Strahlen dringen tief in die Gewebeschichten der Haut ein und erzeugen dort eine wohltuende Wärme. Mit hochwertiger 150 Watt Reflektor-Infrarotlampe.



Typ	VE	REF	Preis VE
Wärmeleuchte	1 Stück	H7 240	
Ersatzlampe	1 Stück	H7 2401	



OHRENSPRITZEN

Ohne Talkum, aus Weich-PVC.

Typ	VE	REF	Preis VE
klein - 30 g	1 Stück	I3 61230	
mittel - 60 g	1 Stück	I3 61260	
groß - 90 g	1 Stück	I3 61200	

PROJET II OHRSPÜLGERÄT

NEU

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



PROJET II OHRSPÜLGERÄT

Das ProJet II Ohrspülsystem ermöglicht die schnelle und hygienische Entfernung von Ohrenschmalz und Fremdkörpern aus dem Hörkanal.

Das kompakte Gerätedesign und die Kombination, aus einem langen Versorgungsschlauch und einem ergonomischen Handstück mit integriertem Regelventil, erleichtern dem Anwender die Arbeit.

Die Steuerung der Pumpe erfolgt über einen Fußschalter, so dass beide Hände für die Behandlung frei sind.

Das neue Griff-Design erleichtert das Aufsetzen und den Abwurf der Einweg-Tips.

Die Vorteile auf einen Blick

- Extra langer Versorgungsschlauch und langes Netzkabel für einen großen Arbeitsradius
- Integrierte Wandhalterung
- Handstück mit Regelventil für die kurzfristige Unterbrechung des Wasserstroms
- Ultra-dünne, atraumatische Spitzen helfen bei der Visualisierung und Ausrichtung des Spülstrahls
- Einfache Bedienung, Steuerung über Ein-Pedal Fußschalter und Durchflussregler am Handstück.
- Flaches Bedienfeld für leichte Reinigung
- Leichtes Aufsetzen und Entfernen der Ohrtips
- Integrierte Vorratsbox für Einweg-Tips
- Geräuscharmer Betrieb
- Großer Wasserbehälter mit Silikon-Dichtungen
- Niedrige Betriebskosten

Netzspannung: 100 - 240VAC 50/60Hz
Leistung: 12 Watt
Abmessungen (H x B x T): 180 x 175 x 145 mm
Tank: 500 ml
Fußschalter: Ein-Pedal Version CN1
Ohr-Tips: 10 Stück inklusive

Typ	VE	REF	Preis VE
ProJet II Ohrspülsystem	1 Stück	I5 19070	
Einweg-Ohrtips für ProJet und ProJet II	100 Stück	I5 19061	





INHALATIONSGERÄT CUBE

Leistungsstarkes Inhalationsgerät mit integriertem Zubehörfach, ideal für die Inhalationstherapie in der Praxis oder Zuhause. Das CUBE Inhalationsgerät ermöglicht die punktgenaue Medikamenteninhalation durch den Tiefentransport des Medikamentes in die Lungenkapillaren. Das Verneblerkonzept verhindert ein Entweichen des Medikamentes in die Umwelt und ist dadurch besonders ergiebig. Praktischer Handvernebler zum Anschluss von Mundstücken oder Inhalationsmasken.

- Geräuscharmer Kolbenkompressor
- Optimale Medikamenten-Dosierung
- Sehr gute Tiefenwirkung
- Integriertes Zubehörfach
- Kompakt und leicht zu transportieren

Technische Daten

Spannung: 230V / 50Hz
 Leistungsaufnahme: 140VA
 Verneblerleistung: 0,50 ml / min.
 Partikelgröße: 3,25 µm (MMAD)
 Lautstärke: ca. 60 dBA
 Gewicht: 1450 g ohne Zubehör
 Maße (L x B x H): 175 x 178 x 109 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Inhalationsgerät CUBE	1 Stück	E5 891	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ULTRASCHALL-VERNEBLER

Mit dem kompakten Servocare Ultraschall-Vernebler erzeugen Sie einen mikrofeinen Nebel, welcher tief in die Atemwege eindringt. Die durchschnittliche Teilchengröße liegt bei 5 µm. Durch die transparente Abdeckung der Verneblerkammer kann leicht festgestellt werden, ob ausreichend Medikament im Vernebler vorhanden ist. Die Verneblerleistung und die Luftzuführung können über leicht zugängliche Regler vorgewählt werden. Zum Schutz des Gerätes ist eine automatische Sicherheitsabschaltung bei zu niedrigem Flüssigkeitsvolumen integriert.

Lieferumfang:

- 1 x Erwachsenenmaske
- 1 x Kindermaske
- 2 x Mundstück
- 5 x Medikamentenbecher
- 2 x Luftschlauch
- 1 x Kammerdichtring
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung: 220 - 240 V 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 30 Watt
 Verneblerleistung: 2 ml/min.
 Partikelgröße: ca. 5 µm
 Arbeitstemperatur: +10 °C – 35 °C / max. 75 % Luftfeuchtigkeit
 Maße (L x B x H): 199 x 105 x 178 mm
 Gewicht: 1355 g (ohne Zubehör)

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Ultraschallvernebler	15385371	1 Stück	E5 970	
Faltenschlauch		1 Stück	E5 975	
Medikamentenbecher		5 Stück	E5 976	
Kinder-Inhalationsmaske		1 Stück	E5 977	
Erwachsenen-Inhalationsmaske		1 Stück	E5 980	
Feinsicherung		1 Stück	E5 981	
Mundstück		1 Stück	E5 982	





servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ULTRASCHALL-INHALATIONSGERÄT MINI

Mit moderner Mikromembran-Technologie (MESH).

Kompaktes und handliches Ultraschall-Inhalationsgerät mit großer Vernebelungsleistung. Ob zu Hause oder unterwegs, das tragbare Servocare Inhalationsgerät passt in jede Tasche. Mit nur einem Knopfdruck ist das Gerät voll einsatzbereit und sorgt für die optimale Vernebelung des Inhalats. Der Servocare Inhalator arbeitet zudem extrem leise, auch während der Nacht müssen Sie sich keine Gedanken machen, Ihren Partner oder Ihre Familie beim Inhalieren zu wecken.

Die hochmoderne MESH Mikromembrantechnologie zerstäubt das Inhalat in feinste Tröpfchen und ist für Erwachsene und auch für Kinder bestens geeignet. Die Verneblertemperatur kann durch das Befüllen mit warmem, heißem oder kaltem Wasser einfach reguliert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

Servocare Inhalationsgerät inklusive Mundstück, je eine Inhalationsmaske mit Anschlussadapter für Kinder und Erwachsene, Aufbewahrungstasche, Netzteil und Bedienungsanleitung

Produktspezifikationen

- Flüsterleiser Betrieb
- Geeignet für nahezu alle handelsüblichen, ölfreien Inhalationslösungen
- Abnehmbarer Behälter zur einfachen Reinigung
- Optimale Hygiene durch auskochbare Mundstücke
- Integrierte Abschaltautomatik und Selbstreinigungsfunktion
- Batteriestatusanzeige

Technische Daten

Vernebelungsleistung: ca. 0,25 ml/min

Tröpfchengröße: ≤ 4 Mikrometer - 22,9 % ≤ 2 Mikrometer

Füllmenge: max. 0,5 ml - 8 ml

Maße (H x B x T): 120 x 50 x 50 mm

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA oder Netzteil 3 V / 1 A (optional)

Leistung: 2 Watt



Typ	VE	REF	Preis VE
Servocare Ultraschall-Inhalationsgerät, Komplett-Set	1 Stück	E5 800	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GESICHTSSAUNA

Die preiswerte Gesichtssauna. Einfach nur heißes Wasser mit Kamille oder entsprechenden Zusätzen in das Unterteil gießen, Oberteil aufsetzen und bereits fertig für den Einsatz.

Aus weißem Kunststoff, leicht zu reinigen.



Typ	VE	REF	Preis VE
Servocare Gesichtssauna	1 Stück	E5 010511	



SERVOPRAX OXY BREEZE

Tragbare O₂-Einheit für den schnellen Einsatz.

Bestehend aus: Druckminderer mit regelbarem Flow 0 - 15 l/min, gefüllte Sauerstoff-Flasche, Gesichtsmaske mit Zuleitungsschlauch und Transporttasche.




Typ	VE	REF	Preis VE
Oxy Breeze I mit 0,8 l-Flasche	1 Set	E5 500263	
Oxy Breeze II mit 2,0 l-Flasche	1 Set	E5 500264	

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

SERVOPRAX BREEZE CARE SET

Die tragbare Sauerstoff - Behandlungseinheit gibt Ihnen überall die notwendige Sicherheit, wo schnell beatmet werden muß.

Komplettsatz bestehend aus: Druckminderer mit fester Floweinstellung 6 l/min, O₂-Flasche, Plastikmaske mit Zuleitungsschlauch und Nylontragegarnitur.



Typ	VE	REF	Preis VE
Breeze Care I mit 0,8 l Flasche	1 Set	E5 500262	
Breeze Care II mit 2,0 l Flasche	1 Set	E5 500261	

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

SAUERSTOFFFLASCHEN

Gefüllte Leichtstahlflaschen mit med. Sauerstoff, weiß, 200 bar, mit Restdruckventil, nach DIN.

HINWEIS: Sauerstoffflaschen. Medizinischer Sauerstoff gilt als Gefahrgut. Es ist ein Arzneimittel und hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren! NEU: Mit Restdruckventil gegen Korrosion.

Wie ermitteln Sie den Füllstand bei Sauerstoffflaschen?

Flaschenvolumen x Flaschendruck = Sauerstoffvorrat

Beispiel: 2,0 l x 200 bar = 400 l Sauerstoff

2,0 l x 50 bar = 100 l Sauerstoff

Sauerstoffvorrat: Dosierung = Behandlungszeit

Beispiel: 400 l: 4,0 l / Min. Flow = 100 Min. Behandlungszeit

100 l: 4,0 l / Min. Flow = 25 Min. Behandlungszeit

400 l: 10,0 l / Min. Flow = 40 Min. Behandlungszeit

200 l: 10,0 l / Min. Flow = 20 Min. Behandlungszeit



Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

DRUCKMINDERER MIT KONSTANTEM FLOW

Flow-Konstant 6 l pro Minute, festeingestellt auf 4,5 bar Ausgangsdruck, Anschlussbolzen links, Inhaltsmanometer.

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Druckminderer	14.24.99.2000	1 Stück	E5 2000	

DRUCKMINDERER MIT REGELBAREM FLOW

Volumeter mit regelbarem Flow in 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l - Stufen.

Anschlussstülpe für O₂-Verbindungsschlauch bzw. Befeuchterflasche.

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
① Druckminderer, regelbar 0 - 15 l/min	14.24.99.2000	1 Stück	E5 3000	
② Ersatz-Schlauchanschlußstülpe, mit Dichtung		1 Stück	E5 3000-AT	

ATEMGASBEFEUCHTER

Mit Kunststoffmutter.

Typ	VE	REF	Preis VE
Atemgasbefeuchter	1 Stück	E5 2020	



MOBILE SAUERSTOFFVERSORGUNG

für die Arztpraxis und Heimbehandlung

Die fahrbare Sauerstoff-Einheit auf platzsparendem Economy-Rollwagen, ideal für den täglichen Dienst.

Bestehend aus:

- Flaschenwagen (Sauerstoffflasche nicht im Lieferumfang!)
- Flaschenhülle für 10 l-Flasche
- O₂-Maske mit Schlauch
- Druckminderer
- Befeuchter

- Optional:
- Flowmeter (Set 2)

	Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
1	Lifeguard Caddy-1 regelbar 0 - 15 l/min	14.24.05.0004	1 Stück	E5 500281	
	Ersatz-Set für die Inhalation	14.24.05.0004	1 Stück	E5 400082	
2	Lifeguard Mobil Standard regelbar 0 - 15 l/min, mit Flowmeter		1 Stück	E5 500290	
	Ersatz-Set für die Inhalation		1 Stück	E5 400081	
	Fahrbarer Flaschenständer weiß beschichtet	14.24.99.2000	1 Stück	G1 13190	
	Sauerstoffflasche 10,0 l	14.24.99.0001	1 Stück	E5 500130	

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



THERMOVENT - T

„Künstliche Nase“ mit hoher Befeuchtungsleistung für tracheotomierte/intubierte und spontan atmende Patienten. Das extrem kleine und leichte Design (5 g) und der niedrige Atemwiderstand ermöglichen den Einsatz auch bei Kindern.

Die Papierelemente sind herausnehmbar und machen bei Husten, Sekreterauswurf und steigendem Widerstand die Atemwege frei.

Einzeln steril verpackt. Pack: = 50 Stück.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Thermoment T	09105640	1 Stück	H7 00570015	



THERMOVENT O₂-AUFSATZ

Die optimale Ergänzung zu Thermoment-T. Aufsatz mit 150 cm langem Verbindungsschlauch zur Zuleitung von O₂. Die spezielle Bauweise führt den Sauerstoff gleichmäßig über beide HME-Elemente des Thermoment T und sorgt so für eine effiziente Anfeuchtung und Erwärmung.

Einzeln steril verpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Thermoment O ₂ -Aufsatz	1 Stück	H7 00575010	



Die hochwertige DCT-Linie bietet:

- Knickfeste Sternlumen-Schläuche
- Transparent-grüne Farbe zur besseren Überwachung
- Glasklare, transparente Masken erlauben eine bessere Lippenbeobachtung
- Mit anformbaren Nasenbügel und verstellbaren Fixierbändern

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE FÜR ERWACHSENE

Mit Gummibändern, Nasenbügel und 2,10 m O₂-Schlauch.

Mit Universalkonnektor.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffmaske Erwachsene	14.99.99.1001	02757523	1 Stück	H7 163	

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE FÜR KINDER

Mit Gummibändern, Nasenbügel und 2,10 m O₂-Schlauch.

Ohne Clips.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffmaske Kinder	14.99.99.1001	02757842	1 Stück	H7 1146	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE

Mit Ohrbändern + Clip, ohne Verbindungsschlauch.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffmaske Erwachsene	02757517	1 Stück	H7 1116	
Sauerstoffmaske Kinder	02757612	1 Stück	H7 1146M	



DCT Service macht den Unterschied. DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂- VERBINDUNGSSCHLAUCH

Grün, knicksicher (Sternlumen), mit 2 universell passenden Softverbindern.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Verbindungsschlauch 2,10 m	02757902	1 Stück	H7 162	
Verbindungsschlauch 4,00 m	02758095	1 Stück	H7 1175	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT O₂-MASKE FÜR DIE HOHE SAUERSTOFFKONZENTRATION

Mit Reservoirbeutel, 2,10 m Sicherheitsschlauch, Nasenclip und Fixierband. Universelle Anwendung, mit und ohne Rückatmung (oder mit drei abnehmbaren Ventilen ausgestattet). Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	16684650	1 Stück	H7 1191	
Kinder	03413145	1 Stück	H7 1192	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT HYPERVENTILATIONSBEUTEL

Die Beatmungs- und Mund- und Nase mit Rückatembbeutel ist eine sinnvolle Ergänzung zu bereits vorhandenen Hilfsmitteln. Sollte in keiner Ambulanz, in keinem Notfallkoffer oder Erste Hilfe Einrichtung fehlen. Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Beatmungs- und Mund- und Nase mit Reservoir	03413010	1 Stück	N1 012	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SAUERSTOFF KATHETER

Mit festangeschlossener Kompresse, mit Stufenkonnektor. Einzeln steril in 4 Größen. Umkarton = 600 Stück. Länge = 40 cm

Typ	Größe	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Sauerstoffkatheter	CH 08	14.99.99.1001	02918133	50 Stück	F5 1904	
Sauerstoffkatheter	CH 10	14.99.99.1001	02918156	50 Stück	F5 1905	
Sauerstoffkatheter	CH 12	14.99.99.1001	02918162	50 Stück	F5 1906	
Sauerstoffkatheter	CH 14	14.99.99.1001	02918179	50 Stück	F5 1907	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SAUERSTOFFBRILLE SOFT

Grüner Doppelkatheter mit neuem Softansatz, komplett mit 2,10 m O₂-Verbindungsschlauch, einzeln eingeschweißt. Der neue, weiche Soft-Nasenansatz verhindert ein Wundwerden der Nasenschleimhaut und erlaubt optimales Ausatmen! Kein Schaumstoff mehr, denn der superweiche Nasenansatz liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene/Kinder	14.99.99.1001	02758184	1 Stück	H7 161	
Kleinkinder	14.99.99.1001	02758089	1 Stück	H7 1163	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SAUERSTOFFBRILLE SOFT MIT 0,5 M SCHLAUCH

Grüner Doppelkatheter mit Softansatz, mit 0,5 m langem Schlauch und Schlauchadapter für die Verlängerung.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene/Kinder	03413085	1 Stück	H7 161NT	

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT SCHLAUCHVERBINDER, UNSTERIL

Aus Kunststoff, für O₂-Brille und O₂-Verlängerungsschlauch. Farbe grün.

Beutel = 30 Stück

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Schlauchverbinder	03413056	30 Stück	H7 TC	

DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUB

DCT O₂ - VERBINDUNGSSCHLAUCH

Grün, knicksicher (Sternlumen), mit 2 universell passenden Softverbindern.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Verbindungsschlauch 2,10 m	02757902	1 Stück	H7 162	
Verbindungsschlauch 4,00 m	02758095	1 Stück	H7 1175	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT VERNEBLER-SET MIT MASKE

Patienten-Maske komplett mit vorgeschaltetem Vernebler für die direkte Applikation vernebelter Arzneimittel.

Das Set besteht aus:

- Maske
- 2,10 m Sicherheitsschlauch
- Vernebler

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	03353118	1 Stück	H7 1493	
Kinder	03353093	1 Stück	H7 1494	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT VERNEBLER-SET

Mit Mundstück und 2,10 m Schlauch.

Zum Selbsttrennen: Durch Zuschneiden können Sie den richtigen Anschlußdurchmesser der Blase (alle 1 m) bestimmen. Transparent. Im Spenderkarton.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Vernebler-Set	03353130	1 Stück	H7 1495	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT VERNEBLERTEIL, EINZELN

Mit 22 mm ISO-Anschluß und Konnektor für Sauerstoffschlauch. Ideale Verneblung für Tracheal- und Bronchiendispositionen. Bei einem Flow von 8 l/min erfolgt die Verneblung von 2 ml Lösung innerhalb von 7 Minuten. Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Verneblerteil	03353147	1 Stück	H7 1501	



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

UNIVERSAL-BLASENSCHLAUCH

Zum Selbsttrennen: Durch Zuschneiden können Sie den richtigen Anschlußdurchmesser der Blase (alle 1 m) bestimmen. Transparent. Im Spenderkarton.

Typ	Innendurchmesser	Länge	VE	REF	Preis VE
Blasenschlauch - klar	5 mm	30 m	1 Stück	H7 740	
Blasenschlauch - klar	6 mm	50 m	1 Stück	H7 750	
Blasenschlauch - grün transparent	3 mm	30 m	1 Stück	H7 1170	



ATEMTRAINER TRIBALL

Der preiswerte Atemtrainer mit Flowkontrolle

Beim tiefen Einatmen kann der Patient 2 Kugeln in der Schwebelage halten. Die 3. Kugel darf nicht gehoben werden. Damit wird eine ruhige, tiefe Inspiration erreicht. Mit Patientenetikett.
Flow: 0,6 - 0,9 l/sek

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Triball	48 Stück	1 Stück	H7 690490	



ATEMTRAINER TRIFLO II

Das Qualitätsprodukt

Praktisch und wiederverwendbar, für das kontrollierte Atemtraining. Mit dem Triflo kann der Patient gezielte Einatemübungen durchführen. Die Ansaugleistung wird durch drei individuelle Anzeigekugeln dem Patienten verdeutlicht und animiert diesen zur weiteren Übung.
Komplett mit 1 Mundstück und Atemschlauch, glasklarer Kunststoff.
Dieses Präzisionsgerät ermöglicht reproduzierbare Trainingsbedingungen im Gegensatz zu billigen Geräten!

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Triflo II	03027790	12 Stück	1 Stück	H7 0300	



ATEMTRAINER RESPIROGRAM

Mit Luftfilter, ausziehbarem Faltenschlauch und Mundstück.
Flowbereich 600 cc/Sekunde, 900 cc/Sekunde, 1200 cc/Sekunde.
Einzeln kartonverpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Respirogram	1 Stück	H7 400100	



ATEMTRAINER RESPIVOL 2500

Für Erwachsenen- wie auch Pädiatrieeinsatz. Zeigt durch eine tiefe und lange Einatmung das richtige Volumen an.
Einzeln kartonverpackt.

Typ	Volumen	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Respivol 25	200 - 2500 cc	1 Stück	H7 410211	
Atemtrainer Respivol 50	300 - 5000 cc	1 Stück	H7 410210	



ATEMTRAINER RESPIIFT

Um Atemübungen durch Ausatmung zu unterstützen kann dieses Gerät nur in Verbindung mit Respirogram oder Respivol 2500 eingesetzt werden. Somit kann ein kompletter Kreislauf der Ein- wie auch Ausatmung ohne Unterbrechung vollzogen werden.

Typ	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Respilift, ohne Faltenschlauch	1 Stück	H7 400250/01	



ATEMTRAINER RESPI-IN-OUT

Respi-in-out ist ein Atemtrainingsgerät für die Rehabilitation der Atemwege, Asthma, Panikattacken und mehr.
Respi-in-out ermöglicht dem Patienten, die Atmung zu trainieren, indem eine natürliche Inspirations- und Expirationsbewegung ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Es wurde als Volumentrainingsgerät für die Atemgymnastik entwickelt, um eine tiefe Ein- und Ausatmung zu fördern. Geeignet zur Rehabilitation der Atmung, für Atemübungen zur Stärkung der Lunge, bei Asthma und zur therapeutischen Hilfe bei Panikattacken.
Lieferumfang:
Respi-in-out
Schlauch mit Mundstück
3 farbige Konnektoren mit Gitterfiltern, (rot, gelb und grün)

Typ	VE	REF	Preis VE
Atemtrainer Respi-in-out	1 Stück	H7 410212	