

IN-VITRO-DIAGNOSTIK



Gruppe 1



medicalproducts.de

A

Accu-Chek Aviva BZ	75
Accu-Chek FastClix	74
Accu-Chek Guide BZ	75
Accu-Chek Instant BZ	75
Accu-Chek Lanzetten	74
Accu-Chek Mobile BZ	74
Accu-Chek Safe T-Pro	74
Accutrend Cholesterol Teststreifen	75
Accutrend Lactate Teststreifen	75
Adenovirus / RSV / Influenza A + B Kombitest	60
Agar	53
Albucreal Test	44
Albu-Mic	44
Albumintest	44
Albustix	49
Alere Afinion HbA1c Test	32
Alere Artikel	32, 39, 43, 56
Alere HCG Schwangerschaftstest	39
Alere NMP22 Test	43
Alkoholtest	66
Allergielanzetten	87
Ampullarium	88
Ampullenetui	88
Analysegerät	45f
Antigentest Corona	59
Atem-Alkoholtest	66
Autoshield Duo Penkanülen	83

B

Bayer Teststreifen	49
BD Artikel	81, 83
Blasenkrebsvorsorge Alere	43
Blutdosierspritze	24
Blutlanzetten	76ff, 83ff
Blutzuckermessgeräte	72ff, 78
Blutzuckerteststreifen	73, 75ff
Borreliose-Test	34
Brutschrank	51

C

Calprotectin Test	60
Campylobacter Schnelltest	63
Cardiac Test	24
Cardio rapid	22
Cardio Test	22f
Card-o-Pette Dosierspritze	24
Chlamydia Test	36
Cholesterol-Messgerät	72f
CK-MB	23
Clear & Simple Schwangerschaftstest	41
Cleartest Adenovirus / RSV / Influenza A + B	60
Cleartest Albu-Mic	44
Cleartest Atem Alkoholtest	66

Cleartest Borreliose	34
Cleartest Calprotectin	60
Cleartest Campylobacter	63
Cleartest Cardio	22f
Cleartest Chlamydia	36
Cleartest Control D-Dimer	25, 42
Cleartest Control HCG	40f
Cleartest Control Humanofecal	42
Cleartest Control Troponin	21, 42
Cleartest Corona Antigentest	59
Cleartest CRP	30f
Cleartest D-Dimer	25
Cleartest Drogenspeicheltest	71
Cleartest Drogentest	66, 68ff
Cleartest Drogentest Haare	67
Cleartest Drug	70
Cleartest Gono	37
Cleartest HCG	40
Cleartest Histo H.P.	65
Cleartest H.Pylori - AG	64
Cleartest H.Pylori - AK	65
Cleartest Humanofecal	61
Cleartest Influenzatest	57
Cleartest Liquid Ecstasy	67
Cleartest Malaria	33
Cleartest Menopause	38
Cleartest Mononucleose	56
Cleartest Multi Dip	69
Cleartest Multi-Drug	69
Cleartest Multi-Drug Cup	68
Cleartest Multi Drug Discreet Eco	68
Cleartest Multi-Drug Wischtest	66
Cleartest Noro-Rota-Adeno-Astrovirus	63
Cleartest NT-pro BNP	23
Cleartest Pneumokokken	58
Cleartest Procalcitonin	58
Cleartest Pro Natal	38
Cleartest Pylori	64f
Cleartest SAA und CRP	33
Cleartest Schwangerschaftstest	40
Cleartest Spermienzahltest	39
Cleartest Strep A	55
Cleartest Strep B	36
Cleartest Syphilis	37
Cleartest Toxoplasmose	34
Cleartest Trichomonas	35
Cleartest Troponin I	21
Cleartest Tuberkulose	57
Clearview Exact Strep A Teststreifen	56
Clearview Teste	56
Clinitek Microalbumin	49
CoaguChek	26
Combur Teststreifen	50

Contour BZ	78
Corona	59
Covid	59
CRP Test	30ff
Cup Drogentestbecher	68

D

Darmkrebsvorsorge	61
D-Dimer	25
Diabetes Systemtasche	83
Diaclix Stechhilfe	87
Diff-o-trol Kontrollblut	27
Dosierspritze	24
Drogen-Einzeltest	70
Drogen-Haartest	67
Drogenspeicheltest	71
Drogentest	66ff
Drogentestcup	68
Drogentest LSD	70
Drogenteststreifen	66, 70
Drogen-Wischtest	66
Drucker für Servotest Reader	46
Druckerrolle	45f

E

Einmal Pipetten	27
Einstechhilfe	74
Einstechhilfe Diaclix Vario	87
Einstreifenlesegerät	46
Eintauch Drogentestplatte	69
Entzündungsmarker	30f, 33
Ery Küvette	27
Ery- und Hämatokrit Kontrolle	27

F

FOB Test	61
FreeStyle Freedom BZ	76
FreeStyle Kontrolllösung	77
FreeStyle Lanzetten	77
FreeStyle Lite BZ	76
FreeStyle Precision BZ	77



G

Gerinnungsmarker	25
Geschlechtskrankheiten	35ff
GHB Schnelltest	67
Glucomen BZ	77
Glucomen Sensoren	77
Glucoseteststreifen	73, 75ff
Gono Test	37
Grippe Schnelltest	57

H

Hämoglobin-Kontrolle	27
HbA1c Reagenzkit	32
HbA1c Test	32
Hb-Hp Komplex	61
HB Küvetten	27
HCG Test	39ff
Helicobacter Pylori Test	64f
Hemocare Stuhltest	62
Hemocue	28
Herzinfarktmarker	21ff
HIV Test	35
Humanofecal Test	61f

I

Indikatorstreifen	48
Infarkttest	21f, 24
Infektionskrankheiten	33ff
Influenzatest	57
Inkubator	51
INR Messgerät	26
Insulin Penkanülen	79ff

K

Kanülen	81ff
Kapillaren	27
Kapillaren Reflotron	79
Kapillarpipetten	27
Kapillarröhrchen	32
Ketostix Teststreifen	49
Kinderwunsch	38
Kontrolllösung	75, 77
Kontrolllösung Lifetouch	73
Kontrollset	21, 25, 40ff
Kontrollurin	42, 50
Ko-Tropfen	67
Krebsvorsorge	43, 61
Kunstlederampullenetui	88
Küvetten	27
Küvettentest	27

L

Labocult Wärmeschrank	51
Laborgerät	45f
Labor Inkubator-Wärmeschrank	51
Lang-o-trol Kontrollblut	27
Lanzetten	74, 76ff, 83ff
Lesegerät Urinteststreifen	45f
Lifetouch BZ	72f
Liquid Ecstasy Test	67
LSD Test	70
Luftverbesserer	62
Lyme	34

M

Malaria Test	33
Mediprick Allergielanzetten	87
Mediware Diabetes Systemtasche	83
Menopause Schnelltest	38
Micral Test	43, 50
Microalbumin	44
Micro Albustix	49
Microfine Kanülen	81
Microlet Lanzetten	78
Midstream Test	41
Monoclix Lanzetten	86f
Mononucleose Schnelltest	56
Multicheck Pro	72f
Multi Dip Drogentest	69
Multi-Drug Cup Drogentest	68
Multi-Drug Drogentestplatten	69
Multistix	49
Multisystemerkrankungen	34
Mylife Clickfine Pennadeln	82
Myoglobin	23

N

Nährböden	52ff
Nasal Corona Test	59
Nasaler Abstrich	59
Nilodor	62
Noro-Rota-Adeno-Astrovirus Stuhltest	63
Novofine Autocover Kanülen	79
Novofine Kanülen	79
NT-pro BNP Test	23
NycoCard CRP Test	32

O

Omikron	59
Omnican Fine Penkanülen	80
One Strip Reader	46
One Touch Delica Lanzetten	76
One Touch Select Plus BZ	76
One Touch Verio BZ	76
Ovulationstest	38

P

Penkanülen	79ff
pH-Indikatorstreifen	48
pH-Urin und Speichel	48
pH-Wert	48
Pneumokokken Test	58
Procalcitonin (PCT) Test	58
Pro Natal Test	38
Pylori Test	64f

Q

Qualitätskontrolle	42
Quick Messgerät	26

R

Readytest	27
Reflotron Kapillaren	79
Ringmarkenpipetten	27
Roche Teststreifen	43, 50
Rundküvetten	27

S

SAA und CRP Schnelltest	33
Safety Blutlanzetten	85
SARS-CoV-2	59
Schnelldiagnostik Bayer Siemens	49
Schwangerschaftstest	39ff
Schweinegrippe	57
Servocult Nährböden	52
Servoplate Nährböden	53
Servotest Kalibrierungsstreifen	45
Servotest Kontrollurin	42, 50
Servotest pH-Indikatorstreifen	48
Servotest Reader	45f
Servotest Teststreifen	44, 47f
Servotube Nährböden	52
Sicherheitslanzetten	83ff
Siemens Teststreifen	49
Softclix Lanzetten	74
Speichel-pH	48
Speicheltest	71
Spermienzahl Test	39
Stechhilfe	74, 87
Steri Lance Sicherheitslanzette	85
Strep-A Test	55
Strep-B Test	36
Stuhlprobensammler	62
Stuhltest	61ff
Syphilis Schnelltest	37

T

Teststreifen	26, 40, 43f, 47ff, 55, 74, 76f
Toxoplasmose Test	34
Trichomonaden	35
Trichomonas vaginalis	35
Troponin I Test	21
Troponintest	24
Troponin-T Test	24
Trop T-Test	24
Tuberkulose Test	57

U

Uricult Nährböden	54
Urindiagnostik	44ff
Urindrogentestbecher	68
Urinnährböden	52, 54
Urin-pH	48
Urintest Drogentest	68
Urinteststreifen	40, 43f, 47ff
Urinteststreifenlesegerät	45f
Uristix	49

V

Vaginalinfektion	35
Vaginal-pH	48
Variable Blutlanzetten	85
Variosafe Lanzetten	85
VERI-Q-RED Messsystem	29
Veterinärmedizinische Schnelltests	48
Vierkant Küvetten Test	27
Vogelgrippe	57

W

Wärmeschrank	51
Wischtest	66

Z

Zeckentest	34
------------	----



CLEARTEST®

CLEARTEST TROPONIN I

Dieser Test ist ein schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von menschlichem Troponin I in EDTA-Blut, Citrat-Blut, Kapillarblut, Serum oder Plasma.

Der CLEARTEST TROPONIN I-Test ist ideal für die Diagnose eines akuten Koronarsyndroms. Nach einem Herzinfarkt sind die kardialen Troponine (cTn - T und - I) im Blut ab etwa 3 bis 8 Stunden nach Beginn der Schmerzen nachweisbar.

Troponin T nach etwa 3 Stunden (wird häufig in Krankenhäusern gemessen!)
Troponin I kommt nach ca. 8 Stunden und bleibt dann etwa 7 - 10 Tage nachweisbar.
Die Nachweisgrenze des Testes beträgt 0,5 ng/ml.

Die Auswertung erfolgt nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C.

Mit einzelnen Portionsflaschen für die Pufferlösung, dadurch keine Verschleppung und für jede Kassette ausreichend Reagenz.



**Nachweis auch in
EDTA-Blut
und Citrat-Blut**



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Troponin I	09631989	1 Test	C3 26001V	
Troponin I	09436153	2 Teste	C3 26002V	
Troponin I	02470448	5 Teste	C3 26005V	
Troponin I	03361218	10 Teste	C3 26010V	
Troponin I	06681567	20 Teste	C3 26020V	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST „CONTROL“ KIT TROPONIN I


Für die interne Qualitätskontrolle gemäß RiliBÄK überprüfen Sie Ihre IVD-Produkte regelmäßig. Mit der CLEARTEST Control Serie liefern wir Ihnen verlässliche Kontroll-Kits aus deutscher Herstellung mit hoher Präzision und kinderleichter Anwendung.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Packungsinhalt: 1 Kontrolle

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Qualitätskontrolle für Troponin I, positiv $\geq 1 \leq 3$ ng/ml	10629070	1 Ampulle	K4 23103-1	
Qualitätskontrolle für Troponin I, negativ	14138618	1 Ampulle	K4 23106-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



*Positives Ergebnis
bereits 20 Minuten nach Infarkt.*

CLEARTEST®

CLEARTEST CARDIO RAPID / INFARKTTST

Ideal für den Notfalleinsatz, Hausbesuch und das Infarktmonitoring.


Der neue CLEARTEST Cardio rapid weist bereits nach 20 Minuten einen Infarkt nach. Das ist zur Zeit der schnellste Biomarker mit einer Nachweisgrenze von 0,5 ng/ml.

Mit diesem Schnelltest werden 2 Proteine nachgewiesen:

- hFABP, welches sich bei einem Infarkt sehr schnell im Blut freisetzt (bereits nach 20 Minuten), auch ideal für das Reinfarkt-Monitoring am 4.Tag
- TROPONIN I, welches sich nach 8 Stunden bildet und bis zu 8 Tagen nachgewiesen werden kann

Hinweis: Troponin T (Hersteller Roche) weist den Infarkt erst nach 3 Stunden nach.

Der CLEARTEST Cardio rapid ist - im Gegensatz zu anderen Testen - bei Raumtemperatur lagerfähig (der Troponin T Test muss gekühlt transportiert und gelagert werden).



Auswertung nach exakt 10 Minuten.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Positives Ergebnis bereits 20 Minuten nach Infarkt.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Cardio rapid / Infarkttest	13894074	5 Teste	C3 213190	
Cardio rapid / Infarkttest	13894068	10 Teste	C3 213190-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST NT-PRO BNP

Der CLEARTEST NT-Pro BNP dient dem Nachweis des kardialen Markers in der Diagnostik der Herzinsuffizienz und bei der Nachsorge.

Das Krankheitsbild Herzinsuffizienz beschreibt den Zustand, dass das Herz nicht in der Lage ist, das Blut zum Herzen zurück zu pumpen (linksventrikuläre Pumpfunktionsstörung).

Diese Erkrankung tritt häufig bei Menschen über 65 Jahre auf, ist einer der Hauptgründe für deren Krankenhausaufenthalte und erhöht das Risiko für plötzliches Herzversagen um das 9-fache.


Lagerung bei 2 - 30 °C
Auswertung nach 10 Minuten.
Cut-Off: 0,3 ng/ml.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
NT-Pro BNP	14057127	5 Tests	C3 8600	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



Nachweis von 3 Herzmarkern Myoglobin / CK-MB / Troponin I



CLEARTEST®

CLEARTEST CARDIO MYOGLOBIN/CK-MB/TROP I ZUM NACHWEIS VON MYOGLOBIN/CK-MB/TROP I BEI AKUTEM KORONARSYNDROM (MYOCARDINFARKT)

Der Herzinfarkt ist eine der Haupttodesursachen in Industrienationen.

Der CLEARTEST Cardio spielt mit seinen 3 Herzmarkern Myoglobin, CK-MB und Troponin I in der Differenzialdiagnostik, wie auch in der Verlaufs- und Therapiekontrolle eine große Rolle. Bei Verdachtsdiagnose auf akutes Koronarsyndrom und auffälligem EKG dienen die drei Herzmarker zur Differenzierung zwischen akutem Myocardinfarkt (Myo+; CK-MB+; CTNI+) und instabiler Angina pectoris (CTNI neg.; CK-MB neg.; CTNI neg. auch nach 6 Stunden weiterhin negativ).

Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Cardio Myoglobin/CK-MB/Trop I	10629153	5 Tests	C3 8505	
Cardio Myoglobin/CK-MB/Trop I	10629176	10 Tests	C3 8510	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CARDIAC TESTE FÜR COBAS H232 CARDIAC T-TEST QUANTITATIVE / CARDIAC POC TROPONIN T-TEST

Unterstützt frühzeitige Diagnose eines akuten Myokardinfarkts (AMI) und Erkennung von Patienten mit erhöhtem Mortalitätsrisiko.

CARDIAC M-TEST

Ein früher Marker für Myokardschädigung zur Unterstützung der Diagnose von akutem Koronarsyndrom und Myokardinfarkt.

CARDIAC D-DIMER-TEST

Ausschluss von tiefer Venenthrombose und Lungenembolie.

CARDIAC PRO BNP+ -TEST

Zur Unterstützung der Diagnose bei Patienten mit Verdacht auf Herzinsuffizienz (HI), der Überwachung von Patienten mit kompensierter linksventrikulärer Dysfunktion und der Risikostratifizierung von Patienten mit akutem Koronarsyndrom.

CARDIAC CK-MB-TEST

Zur Unterstützung der Diagnose von akutem Koronarsyndrom und Myokardinfarkt, Beurteilung von Reinfarkt.

Beachten Sie unsere preiswerte Alternative Cleartest Troponin, REF: C3 26005V und C3 26010V!

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Für Cobas h232				
Cardiac T-Test Quantitative (für Typ HBM3)	07029403	10 Tests	C1 04877772190	
Cardiac POC Troponin T-Test (für Typ HBM4)	10268778	10 Tests	C1 07007302190	
Cardiac M-Test	07029231	20 Tests	C1 04877799190	
Cardiac D-Dimer	07029219	10 Tests	C1 04877802190	
Cardiac Pro BNP-Plus-Test	03030303	10 Tests	C1 04877845190	
Cardiac CK-MB-Test	07029107	10 Tests	C1 04877900190	



TROP T SENSITIVE TEST

Qualitativer Nachweis von Troponin in antikoaguliertem (EDTA oder Heparin) venösem Vollblut.

Beachten Sie unsere preiswerte Alternative Cleartest Troponin, REF: C3 26005V und C3 26010V!

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Trop T Sensitive, mit Dosierpipette		5 Tests	C1 1621947	
Trop T Sensitive, ohne Dosierpipette	08420730	10 Tests	C1 1621904	
Cardiac Einmal-Dosierspritze 150 µl	08420718	20 Stück	C1 1622889	



CARD-O-PETTE DOSIERSPRITZE 150 µL

Die preiswerte Alternative

Card-o-pette Dosierspritze mit Volumen-Markierung, inklusive Kanüle, unsteril.

Für die richtige Blutdosierung beim Einsatz des TROP-Test/Cardiac System Roche (eingetr. Warenzeichen der Roche AG).

In der Vorteilpackung (20 + 2 Stück kostenlos).

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Card-o-pette Dosierspritze 150 µl, unsteril	11361994	22 Stück	C1 852200	



CLEARTEST®

CLEARTEST D-DIMER

SCHNELLTEST FÜR DEN QUALITATIVEN NACHWEIS VON D-DIMER IN VOLLBLUT, CITRAT-BLUT, EDTA-BLUT, KAPILLAR-BLUT ODER PLASMA

Bei der Spaltung des Proteins Fibrin, das für die plasmatische Blutgerinnung eine entscheidende Bedeutung hat, entsteht das Produkt D-Dimer. Setzt im Körper eine Blutgerinnung ein, steigt die Konzentration des D-Dimers im Blut. Dieser Test ermöglicht den Ausschluss einer Lungenembolie (LE), tiefer Venenthrombosen (TVT) oder einer disseminierten intravasalen Koagulopathie (DIC).

Die Nachweisgrenze liegt bei 500 ng/ml.

Auswertung exakt nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Einzelne Portionsfläschchen für die Pufferlösung, dadurch keine Verschleppung und für jede Kassette ausreichend Reagenz.



**MIT EDTA-BLUT
UND CITRAT-BLUT
VERWENDBAR!**

Wichtiger Hinweis: Bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz und Atemnot weisen ein erhöhter Wert für D-Dimer und das Fehlen typischer Herzmarkerveränderungen auf eine Lungenembolie hin.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
D-Dimer	06690833	1 Test	C3 0501-E	
D-Dimer	06690856	5 Teste	C3 0501-5	
D-Dimer	06690862	10 Teste	C3 0501-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST „CONTROL“ KIT D-DIMER

Für die interne Qualitätskontrolle gemäß RiliBÄK überprüfen Sie Ihre IVD-Produkte regelmäßig. Mit der CLEARTEST Control Serie liefern wir Ihnen verlässliche Kontroll-Kits aus deutscher Herstellung mit hoher Präzision und kinderleichter Anwendung.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Packungsinhalt: 1 Kontrolle

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Qualitätskontrolle für D-Dimer, positiv, 1000 ng/ml	10629087	1 Ampulle	K4 23104-1	
Qualitätskontrolle für D-Dimer, negativ, 50 ng/ml	10629101	1 Ampulle	K4 23105-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



COAGUCHEK PRO II SYSTEM

INR- und %Quick-Messung für PROfis

- Ergebnis in weniger als 1 Minute „PT Messung“
- Geringes Probenvolumen (8 µl) aus Kapillarblut
- Einfache Handhabung
- Heparinentstörte Teststreifen (Bitte Angaben in der Packungsbeilage beachten.)
- Unbeeinflusst von erhöhten Fibrinogenkonzentrationen und niedrigen Hämatokritwerten
- (Bitte Angaben in der Packungsbeilage beachten.)

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
CoaguChek Pro II System, inkl. Netzkabel		1 Stück	C1 079498127021	
CoaguChek PT Teststreifen	11311329	48 Tests	C1 11311329	
CoaguChek aPTT Teststreifen	11311312	48 Tests	C1 11311312	
CoaguChek PT Controls	11311341	4 Stück	C1 11311341	
CoaguChek aPTT Controls	11311335	4 Stück	C1 11311335	



COAGUCHEK INRANGE SYSTEM

Das CoaguChek INRange System ist ein kleines, mobiles Messgerät, mit dem Patienten den Gerinnungswert selbst messen können. Ein kleiner PiekS genügt, um den benötigten Blutstropfen zu gewinnen. Dieser kann sowohl von oben als auch von der Seite auf dem Teststreifen aufgetragen werden. Das Gerät erkennt das Blut, beginnt die Messung und zeigt das Ergebnis innerhalb von 60 Sekunden an.

- Liefert sichere, zuverlässige und mit dem Labor vergleichbare Messergebnisse
- Hat ein farbiges Display
- Ermöglicht schmerzarme Blutgewinnung mit der CoaguChek XS Softclix Stechhilfe
- Benötigt nur 8 µl Blut aus der Fingerbeere
- Dokumentiert den Therapieverlauf über Grafiken & Berichte
- Bietet Berichtsgrafiken direkt am PC – ohne zusätzliche Software
- Enthält für jedes Testergebnis eine Kommentarfunktion (Ernährungsumstellung, Operation)
- Wird mit unempfindlichen, heparinentstörten Teststreifen angewendet
- Ist unbeeinflusst von erhöhten Fibrinogenkonzentrationen und niedrigen Hämatokritwerten

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
CoaguChek INRange Systemtasche, inkl. 6 Teststreifen	11296110	1 Stück	C1 11296110	
CoaguChek XS PT Test PST für INRange System		24 Tests	C1 11593569	
CoaguChek XS PT Test PST für INRange System		48 Tests	C1 11593575	



COAGUCHEK XS PT-TEST

Passende Teststreifen zur quantitativen Bestimmung der Thromboplastinzeit. Ausschließlich für CoaguChek XS, XS-Pro und XS-Plus.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
CoaguChek XS PT-Test	00146910	24 Tests	C1 1001266	
CoaguChek XS PT-Test		2 x 24 Tests	C1 1001243	
CoaguChek XS PT-Controls	01129368	4 Stück	C1 04696522003	



READYTEST

READYTEST RUNDKÜVETTEN HB UND ERY

Für Miniphotometer wie auch Dr. Lange.

Wirtschaftlich HB und Ery bestimmen, denn schließlich ist es Ihr Geld!

Typ	VE	REF	Preis VE
HB	40 Tests	K3 SPM1143	
ERY	40 Tests	K3 SPM1142	
Hämoglobin-Kontrolle	5 Fläschchen	K3 HB-KONTROLLE	
Ery- und Hämatokrit Kontrolle	5 Fläschchen	K3 ERY/HKT-KONT	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

READYTEST miniphotometer

READYTEST VIERKANTKÜVETTEN

Für die Hämoglobin und Erythrozyten Bestimmung.

Für HB-Bestimmungen mit unserem READYTEST Miniphotometer REF:

K3 2100 nutzen Sie bitte die Küvetten REF: K3 SPH0002-MP inklusive 10 µL End-to-End Kapillaren.

Die Küvetten REF: K3 SPH0002 inklusive 5 µL End-to-End Kapillaren sind passend für HB-Bestimmungen mit dem BAYER COMPUR Minilab 1, 2, 3.

Unsere ERY-Küvetten können sowohl am READYTEST Miniphotometer als auch am BAYER COMPUR Minilab 1, 2, 3 eingesetzt werden.

Einfache Testdurchführung:

Fingerbeere punktieren, Kapillare befüllen, in die Testküvette geben, schütteln um das Blut mit dem Reagenz zu vermischen, fertig.

Typ	VE	REF	Preis VE
HB, passend für BAYER COMPUR Minilab 1, 2, 3	40 Tests	K3 SPH0002	
HB, passend für READYTEST Miniphotometer REF: K3 2100	40 Tests	K3 SPH0002-MP	
ERY, passend für READYTEST Miniphotometer REF: K3 2100 und BAYER COMPUR Minilab 1, 2, 3	40 Tests	K3 SPE0001	
Diff-o-trol Kontrollblut, Flasche: 2 ml	1 Stück	C3 ERY/HB	
Lang-o-trol Kontrollblut, 3 Flaschen jeweils Level: 1, 2 und 3	1 Pack.	C3 LANG-O-TROL	
Hämoglobin-Kontrolle	5 Fläschchen	K3 HB-KONTROLLE	
ERY- und Hämatokrit Kontrolle	5 Fläschchen	K3 ERY/HKT-KONT	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



Verbrauchsmaterial:

SERVOPRAX RINGMARKENPIPETTEN 10 µL

Passend für Dr. Lange Tests und Readytest Rundküvetten.

Volumen	VE	REF	Preis VE
10 µl	250 Stück	A1 0102	



READYTEST

Verbrauchsmaterial:

SERVOPRAX ERSATZKAPILLAREN

End-to-End Kapillarpipetten aus Borosilikatglas, heparinisiert, Dose à 40 Stück mit 5 µl oder 10 µl Volumen.

Typ	VE	REF	Preis VE
5 µl, für ERY- und HB-Messung	40 Stück	K3 10	
10 µl, für HB-Messung	40 Stück	K3 1010	



HEMOCUE HEMOGLOBIN 201 MIKROKÜVETTEN

HemoCue Hemoglobin Systeme liefern schnelle, einfach durchzuführende und zuverlässige quantitative Hämoglobinmessungen. Lagerung bei 15 – 30 °C.

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
HemoCue Hemoglobin 201 Mikroküvetten, einzeln eingepackt	111735	4 x 25 Teste	C1 111703	
HemoCue Hemoglobin 201 Mikroküvetten, lose in der Dose	111736	4 x 50 Teste	C1 111704	



HEMOCUE GLUCOSE 201 MIKROKÜVETTEN

Das HemoCue Glucose 201+ System dient der quantitativen Bestimmung von Glucose im Vollblut. Die Küvette enthält Reagenzien in getrockneter Form und dient als Pipette, Reaktionsgefäß und Messküvette. Die Messung der Glucosekonzentration erfolgt im Analyzer. Lagerung bei 2 – 8 °C.

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
HemoCue Glucose 201 Mikroküvetten, einzeln eingepackt	110718	4 x 25 Teste	C1 110707	
HemoCue Glucose 201 Mikroküvetten, lose in der Dose	110716	4 x 25 Teste	C1 110708	



VERI-Q-RED MESSSYSTEM

Das ideale Gerät für die quantitative Hb-Messung. Äußerst genaue, verlässliche Messwerte in 5 Sekunden. Ein besonders leichtes und handliches POC Gerät.

- Teststreifen-Lagerung bei Raumtemperatur, keine Kühlung notwendig
- Besonders preisgünstig
- Schnelle Ergebnisse in nur 5 Sekunden
- Geringe Blutmenge: nur 7 µl Vollblut
- Messbereich von 5 - 25 g/dl
- Inkl. Hämatokrit-Anzeige
- Mit PC-Schnittstelle

Ideal für Blutbanken, Blutspende-Dienste, Allgemeinmedizinern und Internisten, Gynäkologen und Geburtshelfer, in der Klinik, im Labor und Zuhause.

Komplett-Set enthält: VERI-Q-RED Messgerät, 1 x Micro-Probenpipette, 2 x Alkali-Batterien 1,5 Volt, 1 x Bedienungsanleitung



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



**Ergebnisse
in nur 5 Sekunden**

Technische Daten

Gewicht:	ca. 51 g (ohne Batterien)
Batterien:	2 x 1,5 Volt Alkaline für 1000 Messungen
Abmessungen:	5,5 x 9 x 2 cm
Messmethode:	photometrisch
Arbeitstemperatur:	10 °C bis 40 °C
Ergebnis-Speicher:	500 x memory
Abweichung:	< 3 %

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
VERI-Q-RED Messgerät, komplett mit Zubehör, inkl. Batterien	16045499	1 Set	C3 800	
VERI-Q-RED HB-Teststreifen, einzeln eingeseigelt, mit Pipettenspitzen	16045482	50 Teste	C3 820	
PC-Verbindungskabel mit Stecker, passend für VERI-Q-RED Messsystem		1 Stück	C3 830	
Thermodrucker zum Anschluss an VERI-Q-RED Messsystem		1 Stück	C3 840	

! Für die Selbstanwendung geeignet



CLEARTEST®

CLEARTEST CRP (10/30)

SCHNELLTEST FÜR DEN SEMIQUANTITATIVEN NACHWEIS VON CrP IN VOLLBLUT, SERUM ODER PLASMA

Zum Nachweis von Entzündungen u.a. durch bakterielle Infektionen oder Arteriosklerose.

Für die professionelle In-vitro-Diagnostik.

Auswertung nach 5 Minuten. Lagerung bei 2 - 30 °C.

Für den Test mit Vollblut benötigen Sie nur noch ein Probenröhrchen (für venöses Vollblut) oder eine Lanzette (für Vollblutproben aus der Fingerbeere).

Hinweis:

Für die Aufnahme des definierten Probenvolumens sind 10 µl End-to-End Kapillaren im Lieferumfang enthalten.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
CrP (10/30)	06968553	10 Tests	C3 401030	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST CRP HS (10/60)

SCHNELLTEST FÜR DEN SEMIQUANTITATIVEN UND SELEKTIVEN NACHWEIS VON CrP IN VOLLBLUT, SERUM ODER PLASMA

Zum Nachweis und Beobachtung von Entzündungen u. a. durch bakterielle Infektionen oder Arteriosklerose.

Für die professionelle In-vitro-Diagnostik.

Auswertung nach 5 Minuten. Lagerung bei 2 - 30 °C.

Für den Test mit Vollblut benötigen Sie nur noch ein Probenröhrchen (für venöses Vollblut) oder eine Lanzette (für Vollblutproben aus der Fingerbeere).

Hinweis:

Für die Aufnahme des definierten Probenvolumens sind 10 µl End-to-End Kapillaren im Lieferumfang enthalten.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
CrP HS (10/60)	06968582	10 Tests	C3 401060	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.


CrP ist ein Akute-Phase-Protein im Rahmen entzündlicher Erkrankungen.

Bei folgenden Indikationen kann es eingesetzt werden:

z. B.: Fruchtwasserinfektion bei vorzeitigem Blasensprung; Appendizitis; Divertikulitis; Harnwegsinfekt; rheumatisch entzündliche Erkrankung.

Werte: 10 - 40 mg/l leichte oder lokale Entzündungen, virale Infektionen
 40 - 200 mg/l bei akuten bakteriellen Infektionen
 > 50 mg/l schwere Entzündungen

CrP kann auch genutzt werden, um den Verlauf einer Erkrankung zu verfolgen.



CLEARTEST®

CLEARTEST CRP 10/40/80

SCHNELLTEST ZUR SEMIQUANTITATIVEN BESTIMMUNG VON CrP IN HUMANEN VOLLBLUT-, KAPILLARBLUT-, SERUM- ODER PLASMAPROBEN

EINZELN EINGESIEGELT

Auswertung nach 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Diese CrP-Teststreifen haben 3 Testlinien in den Bereichen 10, 40 und 80 mg/l.

Hinweis:

Für die Aufnahme des definierten Probenvolumens sind 10 µl End-to-End Kapillaren im Lieferumfang enthalten.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
CrP (10/40/80)	14044202	10 Teste	C3 4050-10	
CrP (10/40/80)	06120001	20 Teste	C3 4050	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



NYCOCARD CRP TEST

Der NycoCard CRP Test kann helfen, innerhalb von etwa 3 Minuten zwischen viraler und bakterieller Infektion zu unterscheiden, um so eine gezielte Antibiotikabehandlung zu gewährleisten. Der Test misst das C-reaktive Protein (CRP), ein Akute-Phase-Protein das beim Ausbruch einer Infektion rasch ansteigt.

Messbereich:

Serum/Plasma: 5 - 150 mg/l

Vollblut: 8 - 250 mg/l

Bitte beachten Sie:

In der Testpackung nicht mehr enthalten: CRP-Positivkontrolle und Kapillare müssen ab sofort bei Bedarf gesondert bestellt werden.

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
CRP Test	1116807	48 Tests	C3 88	
Kapillarröhrchen 5 µl	1116099/1116953	200 Stück	C3 9920049	
Alere Afinion CRP-Control, je 2 x 0,5 ml Control Level 1 und 2-	1114993/1116785	1 Pack.	C3 1116057	
Kapillarhalter		1 Stück	C2 1003668	



ABBOTT AFINION CRP TEST

Test für die quantitative Bestimmung von C-reaktivem Protein (CRP) in Humanblut. Die CRP-Messung unterstützt Diagnose und Überwachung von Infektionen und nicht-infektiösen Entzündungen.

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Alere Afinion CRP Test	1115907/1116058/1116787	15 Tests	C3 CRP	



ABBOTT AFINION HBA1C TEST

Test für die quantitative Bestimmung von glykiertem Hämoglobin (HbA1c) in humanem Vollblut zur Überwachung der Metabolitkontrolle bei Patienten mit Diabetes. Ein Hilfsmittel zur Erkennung von Diabetes und zur Identifizierung von Patienten mit Diabetesrisiko.


Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Alere Afinion HbA1c Test	1116062/1116795/1117196	15 Tests	C3 1115016	



DCA SYSTEM HEMOGLOBIN A1C REAGENZSET

DCA Hemoglobin A1c Reagenz-Kit 1 (zur Bestimmung von Hemoglobin A1c aus Vollblut mit DCA 2000, DCA 2000+ und DCA Vantage)

Typ	VE	REF	Preis VE
Hemoglobin A1C Reagenzset	10 Tests	D2 01.572.25	



Auswertung nach 5 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Cleartest SAA und CrP	15822647	5 Teste	C3 4070-5	
Cleartest SAA und CrP	15822653	10 Teste	C3 4070-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

CLEARTEST®

CLEARTEST SAA UND CRP

Der CLEARTEST SAA und CrP ist ein immunologischer Schnelltest zum Nachweis von humanem Serum Amyloid A (SAA) und C-reaktivem Protein in menschlichen Blutproben als Hilfe bei der Diagnose von Entzündungszuständen. Der Cut-off beträgt für SAA 10 µg/ml und für CrP 10 µg/ml.

Indikationen für diesen Test:

- Diagnose und Verlaufsbeurteilung entzündlicher Prozesse
- Erkennung von Abstoßungsreaktionen nach Transplantation
- Diagnostik der Amyloidose und des familiären Mittelmeerfiebers



CLEARTEST®

CLEARTEST MALARIA P.F. / PAN

Der CLEARTEST Malaria Schnelltest ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Plasmodium falciparum und den weniger virulenten Malariaerregern (Pan) in menschlichem Vollblut.

Malaria gehört für den Menschen zu den gravierendsten und komplexesten gesundheitlichen Bedrohungen. Über zwei Milliarden Menschen leben in Malaria-Gebieten und jedes Jahr kommt es zu ca. 300 Millionen Infektionen mit bis zu drei Millionen Todesfällen, so ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die eindeutige Diagnose des Malariaerregers Plasmodium falciparum (PF) basiert weiterhin auf klinischen Kriterien in Verbindung mit der mikroskopischen Untersuchung von Vollblut.

Die Mikroskopie ist zeit- und arbeitsaufwendig, teuer und bedarf entsprechender technischer Fachkenntnisse. Nur für den professionellen Gebrauch.

Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C, nicht einfrieren

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Malaria P.f./Pan	16486223	5 Teste	C3 4600	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST BORRELIOSE

Der CLEARTEST Borreliose ist ein Schnelltest zum Nachweis einer frischen oder einer zurückliegenden Borreliose-Infektion aus menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma. Die Differenzierung findet über jeweils eine IgM- und eine IgG-Linie statt. Sommerzeit ist Zeckenzeit.

Der Biss einer Zecke kann die gefährliche Borreliose-Infektion hervorrufen, die man als Multisystemerkrankung bezeichnet. Betroffen sind Haut, Gelenke, das Nervensystem, Augen und Herz. In den ersten Wochen nach einem Zeckenstich können grippe-ähnliche Symptome wie Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, erhöhte Temperatur oder Nachtschweiß auf Borreliose hinweisen.

Eingesandte Zecken auf Borrelien-Erbsubstanz zu überprüfen hilft bei der Diagnose nicht unbedingt weiter. Denn dass in einer Zecke

Erreger enthalten sind, heißt noch nicht, dass eine Infektion stattgefunden haben muss.

Packungsinhalt: Testkassetten, Transferpipetten, Vollblut-Puffer

Sensitivität: IgG 95,5 % IgM 94,4 %
Spezifität: IgG 98,9 % IgM 98,9 %

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren!

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Borreliose	16082572	5 Tests	C3 0702-5	
Borreliose	16082589	10 Tests	C3 0702-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



CLEARTEST®

CLEARTEST TOXOPLASMOSE

Der CLEARTEST Toxoplasmose ist ein Schnelltest, der sowohl die IgM-als auch die IgG-Antikörper in Vollblut, Serum oder Plasma mit einer Richtigkeit von 98,2 % einzeln nachweist.

Toxoplasmose ist ein Erreger, der über Katzenkot übertragen wird und kann auch in der Schwangerschaft durch Nahrung und infizierte Haustiere (Katze & Hund) übertragen werden.

Rein statistisch betrachtet erleidet rund eine von 100 Schwangeren eine Erstinfektion mit Toxoplasmose. Das Risiko einer Toxoplasmose-Übertragung auf das ungeborene Kind besteht etwa ab der sechsten bis zehnten Schwangerschaftswoche. Davor ist die Plazenta nicht durchlässig für die Parasiten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Auswertung nach 15 Minuten.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Toxoplasmose	14057096	5 Tests	C3 10080	
Toxoplasmose	14057104	10 Tests	C3 10080-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



HIV-SELBSTTEST

Schnelltest für den präzisen, qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen HIV-1 und HIV-2 aus humanen Vollblutproben aus der Fingerbeere. Alle notwendigen Testkomponenten sind in der Packung enthalten. Der Test ist empfohlen durch die Deutsche Aidshilfe und erkennt HIV Infektionen **bis zu 2 Wochen** früher als führende Marken.

Packungsinhalt:

Beutel mit Testvorrichtung, Probenverdünner, Farbtentwickler, Klärlösung, sterile Einweglanzette, Heftpflaster, Ressourcenkarte, Gebrauchsanweisung

Mit integrierter zuverlässiger Human IgG-Kontrolle
Schnell durchführbar ohne weiteres Laborzubehör. Keine Kontamination mit anderen Testen möglich.

Sensitivität: 100 %
Spezifität: 99,5 - 99,8 %

Auswertung innerhalb von 60 Sekunden.
Lagerung bei 2 – 30 °C, nicht einfrieren.

Typ	VE	REF	Preis VE
HIV-Selbsttest für den privaten Gebrauch	1 Test	C3 1014	

! Für die Selbstanwendung geeignet



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



CLEARTEST®

CLEARTEST TRICHOMONAS

Der CLEARTEST Trichomonas vaginalis ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis der Flagellaten, also begeißelten Erreger, im Vaginalabstrich.

Trichomonaden sind die Erreger von Erkrankungen der Vagina, der Urethra und der Prostata, die man unter dem Begriff Trichomoniasis zusammenfasst. Infektionen erfolgen nur durch direkten Kontakt.

Auswertung nach 15 Minuten.
Lagerung bei 2 – 30 °C, nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Trichomonas	16486186	5 Teste	C3 10050-5	
Trichomonas	16486192	10 Teste	C3 10050-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST STREP B

Der CLEARTEST Strep B-Test ist ein qualitativer immunologischer Schnelltest für den Nachweis von Streptokokken der Gruppe B aus Vaginal- oder Rektal-Abstrichen bei Schwangeren oder Hautabstrichen bei Neugeborenen. Der Test ermöglicht eine schnelle Diagnose kurz vor der Geburt, um eine Infektion ausschließen zu können. Der Test sollte frühestens 3 Wochen vor der Geburt durchgeführt werden, daher ist er kein Bestandteil der MUVO. Die Nachweisgrenze liegt bei 1×10^7 Org/ml.

Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.
Inkl. einer Positivkontrolle.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Strep B Kassettentest	10629182	10 Tests	C3 10810	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

SEXUELL
ÜBERTRAGBARE
INFektions-
KRANKHEITEN !



CLEARTEST®

CLEARTEST CHLAMYDIA

OHNE INKUBIEREN!

Chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Chlamydia trachomatis im Zervixabstrich bei der Frau, Harnröhrenabstrich beim Mann und männlichen Urinproben zur Diagnose von Chlamydia Infektionen. Eine deutliche Färbung zeigt ein positives bzw. negatives Ergebnis an.

Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 °C - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Chlamydia - Komplettest	01103647	10 Tests	C3 10065-10	
Chlamydia - Komplettest	05956795	20 Tests	C3 10065	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST GONO IMMUNOCHROMATOGRAPHISCHER SCHNELLTEST

Für den qualitativen Nachweis von Neisseria gonorrhoeae Antigenen in Servixabstrichen bei Frauen und Harnröhrenabstrichen bei Männern.

Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik.
Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C.

SEXUELL
ÜBERTRAGBARE
INFEKTIONS-
KRANKHEITEN !



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Gono	09897090	5 Teste	C3 1520105	
Gono	04955517	10 Teste	C3 1520110	
Gono	04955546	25 Teste	C3 15201	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

KOWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

CLEARTEST®

CLEARTEST SYPHILIS

Der CLEARTEST Syphilis ist ein qualitativer Test für den Nachweis von *Treponema pallidum* Antikörpern in menschlichem Vollblut, Kapillarblut, Serum oder Plasma.

Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik.


Relative Sensitivität: 99,9 %
Relative Spezifität: 99,7 %
Genauigkeit: 99,8 %

Auswertung nach 5 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Syphilis	00524134	5 Teste	C3 0610-05	
Syphilis	00524140	10 Teste	C3 0610-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST MENOPAUSE

Test für den semiquantitativen Nachweis des follikelstimulierenden Hormons (hFSH) in Urinproben. Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik.

Auswertung nach 3 – 5 Minuten.
Lagerung bei 2 – 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Menopause	00598196	2 Teste	C3 0717-02	
Menopause	00603359	6 Teste	C3 0717-06	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST PRO NATAL OVULATIONSTEST

Nachweistest für den qualitativen Nachweis des luteinisierenden Hormons (hLH) in Urin für die Bestimmung der fruchtbaren Tage der Frau. Für die professionelle In-vitro-Diagnostik. Einfach einige Tropfen Urin auf das Probenfeld geben und der Test zeigt an, ob die Ovulation innerhalb der nächsten 24 - 36 Stunden stattfinden wird.

Wird inkl. 7 Universalbehältern geliefert.
Auswertung nach 5 Minuten.
Lagerung bei 2 – 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Pro Natal	05948991	7 Teste	C3 10420-S	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST SPERMENZAHL

Der CLEARTEST Spermienzahl gibt dem professionellen Anwender eine Information zur normalen oder abnormalen Spermienzahl.

Sperma, das wenig Samenzellen enthält, kann die Ursache für ungewollte Kinderlosigkeit sein. Gesundes Sperma enthält mindestens 20 Millionen Samenzellen pro Milliliter. Enthält Sperma weniger Samenzellen, wird die Qualität des Spermas erheblich beeinträchtigt. Dies kann zu verminderter Fruchtbarkeit führen.

Lagerung bei 2 - 30 °C.
Auswertung nach 1 - 2 Minuten.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Spermienzahl	14057044	1 Test	C3 2000-1	
Spermienzahl	14057050	5 Teste	C3 2000-5	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



ALERE HCG- SCHWANGERSCHAFTSTEST KASSETTENTEST

Für den qualitativen Nachweis von hCG in Urin. Eine Schwangerschaft wird bereits ab ≥ 25 mIU/ml im Urin angezeigt. Das Ergebnis kann bereits nach 4 Minuten abgelesen werden (es bilden sich pinkfarbene Linien).

Nur für Fachpersonal.
Lagerung bei 2 - 30 °C

Packungsinhalt:
einzeln eingeschaltete Testkassetten, Einwegpipetten

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Alere HCG	00357937	20 Teste	C3 1003	



ALERE HCG EASY SCHWANGERSCHAFTSTEST

Für den qualitativen Nachweis von hCG im Urin. Nachweisgrenze ≥ 25 mIU/ml. Die Urinprobe kann durch Eintauchen, Pipettieren oder direkt über den Urinstrahl auf die Testeinheiten aufgebracht werden. Nachweis nach 3 Minuten (es bilden sich blaue Linien).

Nur für die professionelle Anwendung.
Lagerung bei 2 - 30 °C

Packungsinhalt:
einzeln eingeschaltete Testeinheiten

Typ	VE	REF	Preis VE
Alere HCG Easy	20 Teste	C3 10032	





So einfach ist die Auswertung:
CLEARTEST-Streifentest bis zur Markierung
10 Sekunden in Urin eintauchen und nach
3 - 5 Minuten ablesen.

CLEARTEST®

CLEARTEST HCG PROFESSIONAL SCHWANGERSCHAFTSTEST

Aus deutscher Herstellung!

IM BREITFORMAT, EINZELN EINGESIEGELT

Hochsensibler Streifentest:

- Deutlich anzeigend ab 25 mIU/ml HCG im Urin
- Anzeige bereits am 1. Tag nach Ausbleiben der Regel
- Mit eingebauter Qualitätskontrolle
- Zusätzlich externe Kontrolle erhältlich
- Kaum Verpackung, umweltfreundlich, kinderleicht und schnell zu benutzen
- Großes und breites Streifenformat (5 mm), besonders handlich, stabil
- Auswertbar nach 3 - 5 Minuten
- Probenmaterial: Urin

Lagerung bei 2 - 30 °C



3-5 MIN

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
HCG Professional Teststreifen	11544424	20 Teste	C3 20-PRO	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



• So einfach ist die Auswertung:
CLEARTEST-Streifentest bis zur Markierung
in Urin eintauchen und nach 3 - 5 Minuten
ablesen. Lagerung bei 2 - 30 °C

CLEARTEST®

CLEARTEST HCG - SCHWANGERSCHAFTS- TESTSTREIFEN

EINZELN EINGESIEGELT

Hochsensibler Streifentest:

- Anzeigend ab 25 mIU/ml HCG im Urin
- Anzeige bereits am 1. Tag nach Ausbleiben der Regel
- Mit eingebauter Qualitätskontrolle
- Besonders preiswert
- Kaum Verpackung, umweltfreundlich, kinderleicht und schnell zu benutzen
- Streifenformat (4 mm), besonders handlich
- Im sicheren Alubeutel, einzeln verpackt
- Auswertbar nach 3 - 5 Minuten
- Probenmaterial: Urin



3-5 MIN

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
HCG Teststreifen	00358345	20 Teste	C3 20	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST HCG - SCHWANGERSCHAFTS-TESTSTREIFEN LOSE IN DER PRAXISDOSE

- Empfindlichkeit ab 25 mIU/ml HCG
- Streifenbreite: 4 mm
- Auswertbar nach 3 - 5 Minuten
- Probenmaterial: Urin



Kontrollpflichtig nach RiliBÄK.

Lagerung bei 2 - 30 °C



3-5 MIN

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
HCG Teststreifen	04031368	20 Teste	C3 2020	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST „CONTROL“ KIT HCG


Für die interne Qualitätskontrolle gemäß RiliBÄK überprüfen Sie Ihre IVD-Produkte
regelmäßig. Mit der CLEARTEST Control Serie liefern wir Ihnen verlässliche Kontroll-Kits
aus deutscher Herstellung mit hoher Präzision und kinderleichter Anwendung.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Packungsinhalt: 1 Kontrolle, 1 Reaktionsgefäß, 1 Arbeitsstation

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Qualitätskontrolle für Schwangerschaftsteste, ≥ 40 ≤ 60 mIU/ml	10629058	1 Ampulle	K4 23101-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



clear&simple

CLEAR & SIMPLE MIDSTREAM HCG SCHWANGERSCHAFTSTEST


Ideal in der Anwendung: Einfach in den Urinstrahl halten oder in ein Uringefäß tauchen – innerhalb von 3 Minuten erhalten Sie das positive oder negative Ergebnis.

- Anzeigend ab 25 mIU/ml HCG im Urin
- Einzeln eingesiegelt
- Auswertbar nach 3 Minuten
- Probenmaterial: Urin
- Lagerung bei 2 - 30 °C



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Midstream HCG-Test	02886410	1 Test	C3 3011	
Midstream HCG-Test	02886427	5 Teste	C3 3011-5	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik




clear&simple

CLEAR & SIMPLE HCG COMBI SCHWANGERSCHAFTSTEST

Schwangerschafts-Testkassetten für Urin/ Serum/Plasma

Leicht und bequem zu handhaben: Urin, Plasma bzw. Serum auf das Testfeld tropfen, innerhalb von 3 - 5 Minuten zeigt sich das positive oder negative Ergebnis.

- Anzeigend ab 20 mIU/ml HCG im Urin, Serum oder Plasma
- Einzeln eingesiegelt
- Auswertbar nach 3 - 5 Minuten
- Probenmaterial: Urin, Serum, Plasma
- Lagerung bei 2 - 30 °C



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
HCG-Combi Testkassetten	09746043	5 Teste	C3 1004-5	
HCG-Combi Testkassetten	09746037	10 Teste	C3 1004-10	
HCG-Combi Testkassetten	03320857	25 Teste	C3 1004	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST „CONTROL“ KIT HCG

Für die interne Qualitätskontrolle gemäß RiliBÄK überprüfen Sie Ihre IVD-Produkte regelmäßig. Mit der CLEARTEST Control Serie liefern wir Ihnen verlässliche Kontroll-Kits aus deutscher Herstellung mit hoher Präzision und kinderleichter Anwendung.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Packungsinhalt: 1 Kontrolle, 1 Reaktionsgefäß, 1 Arbeitsstation

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Qualitätskontrolle für Schwangerschaftsteste, $\geq 40 \leq 60$ mIU/ml	10629058	1 Ampulle	K4 23101-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST „CONTROL“ KIT TROPONIN I

Für die interne Qualitätskontrolle gemäß RiliBÄK überprüfen Sie Ihre IVD-Produkte regelmäßig. Mit der CLEARTEST Control Serie liefern wir Ihnen verlässliche Kontroll-Kits aus deutscher Herstellung mit hoher Präzision und kinderleichter Anwendung. Lagerung bei Raumtemperatur.

Packungsinhalt: 1 Kontrolle

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Qualitätskontrolle für Troponin I, positiv $\geq 1 \leq 3$ ng/ml	10629070	1 Ampulle	K4 23103-1	
Qualitätskontrolle für Troponin I, negativ	14138618	1 Ampulle	K4 23106-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

CLEARTEST®

CLEARTEST „CONTROL“ KIT D-DIMER

Für die interne Qualitätskontrolle gemäß RiliBÄK überprüfen Sie Ihre IVD-Produkte regelmäßig. Mit der CLEARTEST Control Serie liefern wir Ihnen verlässliche Kontroll-Kits aus deutscher Herstellung mit hoher Präzision und kinderleichter Anwendung. Lagerung bei Raumtemperatur.

Packungsinhalt: 1 Kontrolle

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Qualitätskontrolle für D-Dimer, positiv, 1000 ng/ml	10629087	1 Ampulle	K4 23104-1	
Qualitätskontrolle für D-Dimer, negativ, 50 ng/ml	10629101	1 Ampulle	K4 23105-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

CLEARTEST®

CLEARTEST „CONTROL“ KIT HUMANOFECA

Immunologischer Stuhltest (iFOBT)

Für die interne Qualitätskontrolle gemäß RiliBÄK überprüfen Sie Ihre IVD-Produkte bei Bedarf.

Mit der CLEARTEST Control Serie liefern wir Ihnen verlässliche Kontroll-Kits aus deutscher Herstellung mit hoher Präzision und kinderleichter Anwendung.

Lagerung bei Raumtemperatur

Packungsinhalt: 1 Kontrolle

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Qualitätskontrolle für Stuhlteste $\geq 10 \leq 20$ mIU/ml	16507184	1 Ampulle	K4 23102-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

SERVOTEST®

SERVOTEST KONTROLLURIN

Für die Qualitätssicherung von allen marktüblichen Teststreifen

Ab 1. Juli 2013 fordert die RiliBÄK 2008 zwingend die Qualitätskontrolle Ihrer Teststreifenergebnisse (egal ob visuell oder per Reader).

Mit dem SERVOTEST Kontrollurin können Sie diese Vorgaben präzise erfüllen:

- Aus humanem Urin-Standard hergestellt
- Kontrolle besteht aus Normal- und Abnormalwert-Proben
- Nach dem Öffnen des Röhrchens bis zu 3 Monaten (im Kühlschrank) verwendbar
- Verwendbar für alle marktüblichen Urinteststreifen, inkl. HCG und Albumin
- Zielwerte vorhanden für Teststreifen von z. B. Servoprax, Siemens, Roche, Analyticon, Macherey & Nagel, Gabmed, Hitado, Widumed etc.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST Kontrollurin für Teststreifen je 15 ml Eintauch-Röhrchen für Normal-/Abnormalwerte	10084104	2 x 15ml	K4 015	
SERVOTEST Kontrollurin für Teststreifen je 5 ml Tropfflasche für Normal-/Abnormalwerte	10084096	2 x 5ml	K4 005	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik





ALERE NMP22 BLADDERCHEK

Beim NMP22 BladderChek-Test handelt es sich um einen schnell, einfach und nicht invasiv durchzuführenden Test, der zusammen mit herkömmlichen Diagnoseverfahren die Erkennung und Überwachung von Blasenkrebs unterstützt. Durch den Test wird ein aus urothelialen Tumorzellen freigesetztes nukleares Matrix-Protein nachgewiesen. Laut Studienlage liegt eine Sensitivität von > 82 % (je nach Tumorstadium bis 94 %) und eine Spezifität von 76 % vor. In Kombination mit der Urinzytologie steigt die Sensitivität auf nahezu 100 % an.

Da die Ergebnisse innerhalb von 30 Minuten zur Verfügung stehen, können diese den Patienten noch beim selben Arztbesuch mitgeteilt werden. Dies ist eine schnelle und kostengünstige Hilfe bei der Erkennung von Blasenkrebs bei Risikopatienten.

Typ	VE	REF	Preis VE
Alere NMP22 BladderChek Test	10 Tests	C3 B10-NMP22	
Alere NMP22 BladderChek Test	24 Tests	C3 B24-NMP22	



MICRAL-TEST

Für den Nachweis der Microalbuminurie durch eine visuelle Anzeige. Beachten Sie unsere preiswerte Alternative CLEARTEST Albu-Mic REF: C3 8030!

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Micral Test	09267348	30 Tests	C1 1544039	



CLEARTEST®

CLEARTEST ALBU-MIC

Als interessante Alternative zu anderen bekannten Mikroalbumin-tests gibt es den CLEARTEST Albu-Mic Streifentest von servoprax. Es handelt sich um einen immunchemischen Teststreifen zum qualitativen Nachweis geringer Mengen Albumin im Urin mit einer Nachweisgrenze von 20 µg/ml.

Die Verwendung ist äußerst einfach:

Teststreifen in Urin eintauchen und das Ergebnis nach 5 Minuten ablesen. **Geänderte Eintauchtiefe beachten!**

Die Qualität der Teststreifen ist einwandfrei, die Ergebnisse sind, wie uns Großlaboratorien bestätigten, reproduzierbar und klinisch nachvollziehbar.

Auswertung nach 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Packungsinhalt: einzeln eingesiegelte Teststreifen bzw. lose in der Dose

* REF: C3 8045 = Kontrollpflichtig nach RiliBÄK

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Albu-Mic, einzeln eingesiegelt	03381698	5 Teste	C3 8005	
Albu-Mic, einzeln eingesiegelt	03381706	12 Teste	C3 8012	
Albu-Mic, einzeln eingesiegelt	03381712	30 Teste	C3 8030	
Albu-Mic, lose in der Dose*	09757940	30 Teste	C3 8045	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



SERVOTEST®

SERVOTEST ALBU CREAL II

Für die semi-quantitative Bestimmung von MIKROALBUMIN + KREATININ. Eine Alternative zum bekannten Microalbumstix. Interessant für alle Urologen und Diabetologen. Durch Farbumschlag kann gleichzeitig das Mengenverhältnis von Microalbumin und Kreatinin in Urinproben bestimmt werden. Visuell ablesbar nach 60 Sekunden oder auch mit dem SERVOTEST Reader REF: K4 9000 als auch mit dem SERVOTEST One Strip Reader REF: K4 8000.

Kontrollpflichtig nach RiliBÄK!

Auswertung nach 1 Minute.

Lagerung bei 2 - 30 °C.



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST Albucreal II	08644636	25 Teste	K4 6200	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

SERVOTEST®



SERVOTEST READER

Mit diesem Gerät werten Sie SERVOTEST Urin-Teststreifen schnell, objektiv und zuverlässig aus; Sie erhalten nachvollziehbare, dokumentierte Ergebnisse! Das preisgünstigste Auswertegerät für Streifen Tests mit hoher Leistung, optimaler Genauigkeit und vielen Vorteilen!



- **Lieferumfang:**
- 1 Reader
- 2 Teststreifenplatten
- 1 Netzadapter 12 V
- 1 Netzkabel
- 1 Rolltastatur
- 2 Rollen Thermodruckerpapier
- 1 Packung Kalibrations-Teststreifen à 25 Stück
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Computerverbindungskabel RS232

Auslieferung und Einweisung durch unser autorisiertes Fachpersonal!

Optional erhältlich:

- Scanner
- Online-Anbindung an Labor- oder Praxis-EDV

Technische Daten:

Einzeltestauswertung bzw. bis zu 10-Testauswertungen pro Teststreifenplatte parallel

Max. Abweichung: < 5 %

Maße: 250 x 170 x 275 mm

Aufstellbreite: 500 mm

Gewicht: 1,3 kg

Passende Teststreifen: SERVOTEST 5 bis 11 (ausgenommen 10 SG+, REF: K4 6130)

Anschlüsse für: Tastatur und Barcode-Scanner

Lichtbandbreite in Wellenlängen: 460, 550 und 650 nm

Eingangsspannung: 220 V

Ausgangsspannung: DC 12, 3A


Speicherplatz für max. 2000 Patientendaten

Stundenleistung im Durchsatz: ca. 300 Teststreifen pro Stunde

Mit eingebautem Thermodrucker



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST Reader Auswertegerät für Urin-Teststreifen	07237260	1 Stück	K4 9000	
Kalibrationsstreifen für SERVOTEST Reader	07238549	25 Stück	K4 2500	
Thermodruckerrollen 50 mm x 30 m für SERVOTEST Reader		5 Rollen	K4 9050	



SERVOTEST®



SERVOTEST®

SERVOTEST ONE STRIP READER

Mit diesem tragbaren Einstreifengerät werten Sie die SERVOTEST Urin-Teststreifen 5 + NL, 9, 10 und 11, sowie den SERVOTEST Albucreal II Test schnell, objektiv und zuverlässig aus. Sie erhalten nachvollziehbare Werte unabhängig von Farbsehschwächen und Lichtverhältnissen, die mit 2000 Ergebnissen im Speicher lange Zeit wieder abrufbar sind.

Ein Druckeranschluss und ein optional erhältlicher Thermodrucker ermöglichen Ihnen Befunddrucke.

• Lieferumfang:

- 1 Reader
- 1 Netzadapter 12V
- 1 Netzkabel
- 1 USB-Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

• Optional erhältlich:

- Online-Anbindung an Labor- oder Praxis-EDV
- Externer Drucker
- 8 x AAA 1,5 V Batterien

Technische Daten:

Einzeltestauswertung

Maße:	188 x 74 x 77 mm (B x T x H)
Wellenlängen:	470, 530, 626 nm
Gewicht:	460 g
Stundenleistung im Durchsatz:	ca. 40 - 50 Tests pro Stunde
Speicher:	bis zu 2000 Ergebnisse
Eingangs-Spannung:	100 - 240 V
Ausgangs-Spannung:	DC 12V , 3.33A
Messumgebung	2 - 30 °C, Luftfeuchtigkeit 10 % - 70 %

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST One Strip Reader	15262645	1 Stück	K4 8000	
Drucker für SERVOTEST One Strip Reader		1 Stück	K4 8010	
Thermodruckerrollen 50 mm x 30 m für SERVOTEST Reader		5 Rollen	K4 9050	





SERVOTEST®

Qualitäts-Diagnoseteststreifen

für die wirtschaftliche Sofort-Urindiagnostik

Hier bekommen Sie die wichtigsten Teststreifen in bester Qualität, mit langem Verfallsdatum und klarer Ableseskala.



Die Typen SERVOTEST 5 bis 11 (ausgenommen 10SG+ und C) sind mit dem SERVOTEST Reader auswertbar.

Besonders preiswert.

Vergleichen Sie bitte selbst!

Urinteststreifen in der Vorteilpackung mit 100 Teststreifen.

Type	C SERVOTEST	5+NL SERVOTEST	9 SERVOTEST	10SG+ SERVOTEST	10 SERVOTEST	11 SERVOTEST
pH-Wert	•	•	•	•	•	•
Glucose (mg/dl)	•	•	•	•	•	•
Ascorbinsäure (mg/dl)		•				•
Keton (mg/dl)			•	•	•	•
Nitrit		•	•	•	•	•
Protein (mg/dl)	•	•	•	•	•	•
Bilirubin			•	•	•	•
Urobilinogen (mg/dl)		•	•	•	•	•
Okkultes Blut (Ery/μl)		•	•	•	•	•
Leukozyten (WBC/μl)		•		•	•	•
Spezifisches Gewicht			•	•	•	•

Kontrollpflichtig nach RiliBÄK.

Auswerteblocks für K4 6099 auf Anfrage erhältlich.

Typ	Artikel-Beschreibung	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST C	Schnelltest für Ihren Praxisalltag, als Sprechstundenbedarf abrechenbar	03344852	100 Teste	K4 6098-00	
SERVOTEST 5+NL	Die ideale Kombination, speziell für die Gyn. Praxis, mit Leukozytenfeld	00702127	100 Teste	K4 6111	
SERVOTEST 9	Der große Teststreifen für den Nachweis der wichtigsten 9 Parameter, ohne Leukozyten u. Ascorbinsäure	04969258	100 Teste	K4 6092	
SERVOTEST 10SG+	Der große Teststreifen. Parameterreihenfolge wie beim Multistix 10SG. Kann sowohl visuell als auch mit Auswertegerät ausgewertet werden. Die Teststreifen sind für folgende Geräte geeignet: Clinitek 50, Clinitek 100, Clinitek STATUS (bis Software 1.900), Clinitek 500, und Clinitek Advantus (bis Software 2.0). Clinitek ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Bayer/Siemens	05878397	100 Teste	K4 6130	
SERVOTEST 10	Der umfangreiche Teststreifen inklusive Leukozytenfeld, ohne Ascorbinsäure	00350071	100 Teste	K4 6099	
SERVOTEST 11	Für eine umfangreiche Diagnostik	03200314	100 Teste	K4 6120	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



SERVOTEST®

SERVOTEST PH-TESTSTREIFEN SPEICHEL & URIN

Der SERVOTEST pH-Teststreifen Speichel & Urin mit einer 2. Farbskala, die pH-Werte von 4.5 bis 9.0 anzeigt. Der SERVOTEST ist nicht für das Testen von Wasser und anderen Flüssigkeiten geeignet. Das Testergebnis ist leicht zu erkennen und wird mit der beiliegenden Farbtabelle ausgewertet. Die zweifache Anzeige dient einer höheren Präzision.

Nur für die professionelle Anwendung.

pH-Wert 4.5 - 9.0

Auswertung nach 5 Sekunden.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST pH-Teststreifen Speichel & Urin	15638211	25 Streifen	K4 9544	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



SERVOTEST®

SERVOTEST VAGINAL PH-TESTSTREIFEN

Teststreifen unter anderem zur Ermittlung des vaginalen pH-Wertes, mit gut ablesbarer Farbskala, die pH-Werte von 4.0 bis 7.0 anzeigen. Diese pH-Testpapiere verwenden Indikatorstoffe, um z. B. den vaginalen pH-Wert schnell zu bestimmen mit einer hohen Ergebnisgenauigkeit und hoher Qualität.

Der pH-Wert drückt die Acidität bzw. die Basizität einer Lösung aus. Regelmäßige Kontrollen, unter anderem bei bestimmten Vorsorgeuntersuchungen, können schnell Auskunft geben über Unregelmäßigkeiten, die eine sofortige Reaktion bzw. Behandlung erfordern.

Der pH-Wert ist ein äußerst wichtiger Parameter, der bei vielen Anwendungen - besonders im Rahmen der Untersuchung des Vaginalsekretes in der Gynäkologie - aber auch in unzähligen Industrien eine große Aussagekraft hat und regelmäßig bestimmt werden sollte und muss. Den pH-Wert einer Substanz erkennt man durch die Verwendung eines Farbindikators. Abhängig vom pH-Wert der Testsubstanz kann der pH-Wert mit Hilfe der Farbreaktion genau bestimmt werden. Die Bestimmung des Wertes dauert nur wenige Sekunden. Der Test ist schnell und einfach durchzuführen.

pH-Wert 4.0 - 7.0

Auswertung nach 20 Sekunden.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST Vaginal pH-Teststreifen	15638197	100 Streifen	K4 9543	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



SERVOTEST®

SERVOTEST VET KETOSE

Zum Nachweis von subklinischer Ketose bei Milchkühen

Die SERVOTEST VET Teststreifen sind visuell ablesbare Eintauch-Teststreifen. Verwenden Sie den Test nur für das Testen von Milch. Der SERVOTEST VET Test ist ein semiquantitativer, farbmetrischer Test, der die Konzentration von β -Hydroxybutyrate in der Milch misst. Dieser Test ist ein sinnvolles Diagnose-Hilfsmittel, um bei einzelnen Kühen eine erhöhte Keton-Konzentration festzustellen, welche auf eine Überlastung des Tieres hinweist.

Typ	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST VET Ketose	50 Teste	K4 6140	





HARNTTEST VON BAYER / SIEMENS

Die preisgünstigen Import-Teststreifen.

Zuordnung:	5 = Blut
1 = Glucose	6 = Nitrit
2 = Protein	7 = Keton
3 = pH-Wert	8 = Bilirubin
4 = Urobilinogen	9 = Dichte
	10 = Leukozyten

Kontrollpflichtig nach RiliBÄK!
Verwendung des SERVOTEST Kontrollurins möglich (REF: K4 015).

Parameter im Harn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketostix							•			
Multistix 10 SG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hema Combistix	•	•	•		•					

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Ketostix	01266177	50 Teste	C2 17	
Multistix 10 SG	00349932	100 Teste	C2 42	
Hema Combistix	04008263	50 Teste	C2 16	



HARN DIAGNOSTIK VON BAYER / SIEMENS

Zuverlässige Ergebnisse für eine sichere Urindiagnose, seit vielen Jahren bewährt.

Kontrollpflichtig nach RiliBÄK!
Verwendung des SERVOTEST Kontrollurins möglich (REF: K4 015).

n = semiquantitativ m = quantitativ	Parameter pro Typ									
	Spez. Gewicht	pH-Wert	Protein	Glucose	Keton	Leukozyten	Blut	Nitrit	Bilirubin	Urobilinogen (Mikro) Albumin
Multistix 8 SG	n	n	n	n	n	n	n	m		
Multistix 10 SG	n	n	n	n	n	n	n	m	m	n
Multistix 5			n	n		n	n	m		
Clinitek Microalbumin 2										n n
Uristix			n	n						
Microalbustix			n							n n
Albustix			n							
Hemastix							n			
Keto-Diastix				n	n					

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Geräteauswertung				
Multistix 8 SG für Cinitec Geräte	03389932	100 Teste	C2 23042	
Multistix 10 SG für Cinitec Geräte	03188642	100 Teste	C2 23000	
Multistix 5	07376300	50 Teste	C2 23083	
Clinitek Microalbumin 2	00235714	25 Teste	C2 20832	
Visuelle Geräteauswertung				
Uristix	01266183	50 Teste	C2 28579	
Microalbustix	00574296	25 Teste	C2 20877	
Albustix	01266154	50 Teste	C2 28728	
Hemastix	04008286	50 Teste	C2 2816	
Keto-Diastix	01437785	50 Teste	C2 28835	



URINTESTSTREIFEN VON ROCHE

Die bewährte Schnelldiagnostik zu besonders günstigen Preisen durch Großimport.

Zuordnung:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 = Glucose | 7 = Keton |
| 2 = Protein | 8 = Bilirubin |
| 3 = pH-Wert | 9 = Dichte |
| 4 = Urobilinogen | 10 = Leukozyten |
| 5 = Blut | 11 = Albumin |
| 6 = Nitrit | |

Kontrollpflichtig nach RiliBÄK!

Verwendung des SERVOTEST Kontrollurins möglich (REF: K4 015).

*Combur 5-Test HC und *Combur 7-Test: nur noch visuell auswertbar!

**Combur 10-Test M nur für Auswertung mit cobas u 411 Urin Analyzer / Auswertgerät geeignet!

Parameter im Harn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Combur 2-Test LN						•				•	
Combur 3-Test	•	•	•								
Combur 3-Test E	•	•			•						
Combur 4-Test N	•	•	•			•					
Combur 5-Test HC	•	•			•	•				•	
Combur 6-Test	•	•		•	•	•				•	
Combur 7-Test	•	•	•		•	•	•			•	
Combur 9-Test	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Combur 10-Test	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Combur 10-Test M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Combur 10-Test UX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Micral Test											•

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Combur 2-Test LN	01099153	50 Teste	C1 12	
Combur 3-Test	01099199	50 Teste	C1 11	
Combur 3-Test E	01099207	50 Teste	C1 13	
Combur 4-Test N	11545228	50 Teste	C1 15	
Combur 5-Test HC*	00838594	10 Teste	C1 42	
Combur 6-Test	01558425	50 Teste	C1 19	
Combur 7-Test*	05524736	100 Teste	C1 23	
Combur 9-Test	00349553	50 Teste	C1 29	
Combur 9-Test	00349636	100 Teste	C1 291	
Combur 10-Test	00349263	100 Teste	C1 1001	
Combur 10-Test M**	02848071	100 Teste	C1 1001M-TEST	
Combur 10-Test UX		100 Teste	C1 11544373	
Micral Test	09267348	30 Teste	C1 1544039	



SERVOTEST®

SERVOTEST KONTROLLURIN

Für die Qualitätssicherung von allen marktüblichen Teststreifen

Ab 1. Juli 2013 fordert die RiliBÄK 2008 zwingend die Qualitätskontrolle Ihrer Teststreifenergebnisse (egal ob visuell oder per Reader).


Mit dem SERVOTEST Kontrollurin können Sie diese Vorgaben präzise erfüllen:

- Aus humanem Urin-Standard hergestellt
- Kontrolle besteht aus Normal- und Abnormalwert-Proben
- Nach dem Öffnen des Röhrchens bis zu 3 Monaten (im Kühlschrank) verwendbar
- Verwendbar für alle marktüblichen Urinteststreifen, inkl. HCG und Albumin
- Zielwerte vorhanden für Teststreifen von z. B. Servoprax, Siemens, Roche, Analyticon, Macherey & Nagel, Gabmed, Hitado, Widumed etc.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
SERVOTEST Kontrollurin für Teststreifen je 15 ml Eintauch-Röhrchen für Normal-/Abnormalwerte	10084104	2 x 15ml	K4 015	
SERVOTEST Kontrollurin für Teststreifen je 5 ml Tropfflasche für Normal-/Abnormalwerte	10084096	2 x 5ml	K4 005	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

Labocult®



Labocult®

LABOCULT LABOR-WÄRMESCHRANK

Kompakter Wärmeschrank für Praxis und Labor

Der Labocult Wärmeschrank verfügt über eine digitale Steuerung mit Timer-Abschaltfunktion und leicht ablesbarer LED-Anzeige zur einfachen Temperaturkontrolle. Das Display und die Bedienfolie sind abwaschbar, leicht zu bedienen und enthalten neben dem Ein/Aus-Schalter auch Signallampen für Funktion und Alarm. Neu ist der von außen erreichbare Taster zur Aktivierung der LED-Innenraumbeleuchtung. Diese hilfreiche Funktion ermöglicht die Begutachtung der Nährmedien, ohne Unterbrechung des Brutvorgangs. Temperaturen, von 5 °C oberhalb der Raumtemperatur bis 40 °C, können in genauen Schritten von 0,1 °C eingestellt werden. Das Gehäuse des Labocult besteht aus lackiertem Stahlblech, der Innenraum wird aus rostfreiem Chrom-Stahl gefertigt und hat eine nutzbare Tiefe von 20 cm. Die digitale Steuerung garantiert eine kurze Aufheizzeit und hat bei einer Temperatur von 37 °C eine Genauigkeit von $\pm 0,5$ °C.

Automatische Temperaturregelung!

Im Lieferumfang enthalten:
Einlegeboden (für Platten & Eintauchnährböden nutzbar)
Netzkabel

Die aktuelle Vorschrift für Labor-Inkubatoren besagt, dass die Nährböden nicht mehr in direktem Kontakt zur Bodenfläche stehen dürfen. Der integrierte Einlegeboden verhindert diesen Kontakt.



Technische Daten

Spannung:	200 – 240 Volt
Frequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme:	300 Watt max. / in der Regel 80 Watt
Temperaturvorwahl:	max. 40 °C (minimal 5 °C über Raumtemperatur)
Genauigkeit:	$\pm 0,5$ °C
Timer:	0 – 9999 Minuten
Innen (B/H/T):	230 x 200 x 200 mm
Außen (B/H/T):	300 x 330 x 330 mm
Gewicht:	9 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Labocult Labor-Wärmeschrank	1 Stück	H7 70	

SERVOCULT SERVOTUBE SERVOTUBE M

DIE URINNÄHRBÖDEN
ZUM
GÜNSTIGEN PREIS



URINNÄHRBÖDEN ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Lagerungstemperatur: 5 - 25 °C

Inkubationstemperatur: 34 - 37 °C

Typ	Diese Agar sind in diesen Nährböden vorhanden:		VE	REF	Preis VE
Servocult 2-fach Urinnährboden, mit Patientenetiketten	CLED-Agar MacConkey Agar	für die Bestimmung der Gesamtbakterienzahl für das selektive Wachstum gram-negativer Bakterien	10 Stück	C3 19100	
Servotube 3-fach Urinnährboden, mit Patientenetiketten	CLED-Agar MacConkey Agar Cetrimide Agar	für die Bestimmung der Gesamtbakterienzahl für das selektive Wachstum gram-negativer Bakterien selektives Wachstum von Pseudomonas aeruginosa	10 Stück	C3 19110	
Servotube M 3-fach Urinnährboden, mit Patientenetiketten	CLED-Agar MacConkey Agar Malz-Agar	für die Bestimmung der Gesamtbakterienzahl für das selektive Wachstum gram-negativer Bakterien für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen	10 Stück	C3 19130	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

SERVOCULT



SERVOTUBE



SERVOTUBE M





servoPLATE



SERVOPLATE NÄHRBÖDEN

Packungsinhalt:

4 x 5 eingesiegelte Platten.

Optimale Ergebnisse mit deutlicher Abgrenzung.

Bitte beachten:

Lagerungstemperatur: 8 - 15 °C

(unbedingt einzuhalten, da bei Temperaturen < 0 °C die Gelstruktur des Nährbodens zerstört wird)

Inkubationstemperatur: 37 °C

Vor Sonnenlicht schützen!

Typ	VE	REF	Preis VE
Selektivagar für path. Pilze	4 x 5 Platten	C3 10415	
Sabouraud 2 % Glucose Agar	4 x 5 Platten	C3 10413	
Candida Elektiv Agar nach Nickerson	4 x 5 Platten	C3 10412	
Dermatophyten Selektiv Agar nach Taplin	4 x 5 Platten	C3 10422	
Pilz Agar nach Kimmig	4 x 5 Platten	C3 10421	
Müller Hinton Agar	4 x 5 Platten	C3 10414	
Mc Conkey Agar	4 x 5 Platten	C3 10748	
Reisextrakt Agar	4 x 5 Platten	C3 10424	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

REF: C3 10415

Zur Isolierung von pathogenen Pilzen, insbesondere von Dermatophyten, aus stark verunreinigtem Untersuchungsmaterial. Wirkungsweise: Die Antibiotika Cycloheximid und Chloramphenicol hemmen weitgehend das Wachstum einer Reihe von Schimmelpilzen und Bakterien und hindern sie auf diese Weise am Überwuchern von langsamer wachsenden Dermatophyten. Einige pathogene Pilze werden auf diesem Nährboden jedoch ebenfalls gehemmt.

REF: C3 10413

Dieser Nährboden ist vorgesehen zur Züchtung, Isolierung und Identifizierung pathogener Pilze. Wirkungsweise: Auf dem hemmstofffreien Nährboden können alle Pilze ungehindert wachsen. Die im Vergleich zum Pilzagar nach KIMMIG höhere Glucose-Konzentration fördert bei einer Reihe von Pilzen die Pigmentbildung.

REF: C3 10412

Zur Isolierung und orientierenden Differenzierung von Pilzen der Gattung Candida und anderer Hefen nach NICKERSON (1953). Wirkungsweise: Neben Hefeextrakt, Glycin und Glucose als Nährgrundlage enthält der Nährboden „Bismut-Sulfit-Indikator“ zur weitgehenden Hemmung der Begleitflora. Candida und die meisten anderen Hefen entwickeln sich ungehindert unter gleichzeitiger Reduktion des Bismut-Sulfit-Indikators und nehmen dabei eine bräunliche bis schwarze Farbe an.

REF: C3 10422

Nährboden nach TAPLIN et al. (1969,1970) zur Isolierung und in vielen Fällen zur schnellen Differenzierung von Dermatophyten, auch aus mischinfiziertem Untersuchungsmaterial. Nach vergleichenden Untersuchungen von MERTZ et al. (1970) war der Dermatophyten-Selektivagar (DTM) in der Selektivität anderen Pilznährböden überlegen. Nach ALLEN et al. (1970) ist der Vorteil das schnelle Wachstum der Dermatophyten und der unübersehbare Farbumschlag. Eine Unterscheidung zwischen Dermatophyten und anderen Pilzen ist schnell und mit hoher Wahrscheinlichkeit (ca. 97%) möglich.

REF: C3 10421

Der Nährboden dient zur Züchtung, Isolierung und Identifizierung von Pilzen. Wirkungsweise: In seiner Zusammensetzung bietet dieser Nährboden praktisch allen Pilzen optimale Wachstumsbedingungen. Er fördert die Entwicklung der für die Diagnostik wichtigen Wuchsformen, insbesondere der Konidien.

REF: C3 10414

Zur Empfindlichkeitsprüfung medizinisch bedeutender Krankheitserreger gegenüber Anti-biotika und Sulfonamiden nach MUELLER u. HINTON (1941). Die Nährböden entsprechen den Anforderungen der WHO (1961, 1977) und der DIN-Norm 58940. Der MUELLER-HINTON-Agar wird zur Durchführung des Agar-Diffusionstests benutzt, die MUELLER-HINTON Bouillon zur Bestimmung der MHK im Reihenverdünnungstest. Wirkungsweise: Die Zusammensetzung der Nährböden gewährleistet günstige Wachstumsbedingungen und weitgehende Abwesenheit von Sulfonamid-Antagonisten. Um das Wachstum anspruchsvoller Mikroorganismen zu verbessern, kann dem MUELLER-HINTON-Agar Blut zugesetzt werden, was aber nach JENKINS et al. (1985) bei der Prüfung von Enterokokken gegenüber Aminoglycosiden zu fehlerhaften Resultaten führen kann.

REF: C3 10748

Selektivagar zur Isolierung von Salmonellen, Shigellen und coliformen Bakterien aus Stuhl, Urin, Nahrungsmitteln, Abwasser usw. nach MacConkey (1905). Er entspricht den Untersuchungsvorschriften nach § 35 LMBG zur Untersuchung von Lebensmitteln. Wirkungsweise: Gallensalze und Kristallviolett hemmen weitgehend die grampositive Flora. Lactose dient zusammen mit dem pH-Indikator Neutralrot zum Nachweis des Lactoseabbaus.

REF: C3 10424

Testnährboden nach TASCHDJIAN (1953,1957) zur Differenzierung von Hefen, insbesondere von Candida albicans und Candida stellatoidea gegenüber anderen Candida-Arten aufgrund der für sie typischen Chlamydosporen. Auch andere Hefegattungen sind anhand mikromorphologischer Kriterien auf dem Reisextrakt-Agar differenzierbar. RIETH et al. (1959) konnten seine vorzügliche Anwendbarkeit in der mykologischen Diagnostik mehrfach bestätigen. Wirkungsweise: Als einzige Nährgrundlage enthält der Nährboden Reisextrakt. Die Nährstoffarmut zusammen mit sauerstoffarmen Kulturbedingungen (unter dem Deckglas!) schaffen ein Mangelmilieu, welches bei einigen Hefen die Bildung spezifischer morphologischer Formen, insbesondere von Chlamydosporen und Pseudomycelien, induziert.



URICULT NÄHRBODEN, ROCHE

Der bewährte Urineintauch-Nährboden.

CLED-Agar, MacConkey-Agar, halbqualitativ, verlängerte Haltbarkeit.

Typ	VE	REF	Preis VE
CLED-Agar / MacConkey-Agar, halbqualitativ	10 Stück	D1 1	



URICULT PLUS NÄHRBODEN, ROCHE

Nährbodenträger mit CLED-, MacConkey- und Enterokokken-Agar.

Bestimmung von pathogenen Keimen im Harn-halbquantitativ.

Typ	VE	REF	Preis VE
CLED-Agar / MacConkey-Agar / Enterokokken-Agar	10 Stück	D1 5	



RESPIRATORISCHE
ERKRANKUNGEN !



Teststreifen-Format

CLEARTEST®

CLEARTEST STREP A TESTSTREIFEN

Der schnelle Antigen-Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.
Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur 1 Linie erscheint = negatives Ergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an.

Auswertung nach 5 Minuten, Anwendung bei Raumtemperatur.
Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Strep A Teststreifen	01242573	10 Teste	C3 10343-10	
Strep A Teststreifen	00357848	25 Teste	C3 10343	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



Kassetten-Format

CLEARTEST®

CLEARTEST STREP A KASSETTENTEST

Der schnelle Antigen-Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.
Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur 1 Linie erscheint = negatives Ergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an.

Auswertung nach 5 Minuten, Anwendung bei Raumtemperatur.
Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Strep A Kassettentest	09746020	5 Teste	C3 10343-05	
Strep A Kassettentest	02886433	20 Teste	C3 10343-20	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARVIEW STREP A KASSETTENTEST 2

Schnelltest für den visuellen und qualitativen Nachweis von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A direkt aus dem Rachenabstrich.

Sensitivität: 95,2 %

Spezifität: 99,0 %

Genauigkeit: 97,7 %

Lagerung bei 2 – 30 °C.


Typ	VE	REF	Preis VE
Clearview Strep A Kassettentest	25 Tests	C3 27V06758	



CLEARVIEW STREP A TESTSTREIFEN

Der Clearview Exact Strep A Teststreifen ist ein immunchromatographischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis des Gruppe-A-Streptokokken-Antigens aus Rachenabstrichproben zur Diagnose einer Strep A-assoziierten Pharyngitis und ist ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Clearview Strep A Teststreifen	25 Tests	C3 92002	



CLEARTEST®

CLEARTEST MONONUCLEOSE

Test für den qualitativen Nachweis von Antikörpern der infektiösen Mononukleose (sog. Pfeiffersches Drüsenfieber, Epstein-Barr-Virus) aus Vollblut, Serum oder Plasma.

Diese problematische Erkrankung tritt immer wieder auf und wird oft nicht oder zu spät erkannt, vor allem bei Kindern und Jugendlichen.

- Genau interpretierbare Farbstreifen
- Eingebaute Testkontrolle

Auswertung nach 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Mononucleose	09746014	10 Tests	C3 11540-10	
Mononucleose	04031339	25 Tests	C3 11540	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



RESPIRATORISCHE
ERKRANKUNGEN !



CLEARTEST®


CLEARTEST INFLUENZA ANTIGEN GRIPPE SCHNELLTEST TYP A UND B

Schneller immunchromatographischer Test für den qualitativen Nachweis von Influenza A und B- Antigenen aus Nasenabstrichen. Dieser Test gibt auch bei verschiedenen Influenza-A Untertypen, einschließlich H1N1 (sog. Schweinegrippe), H3N2 und auch Vogelgrippe-Untertypen wie H5N3, H7N3, H9N2 und H5N1 positive Ergebnisse.

Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C.
Untersuchungsmaterial Nasenabstrich.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Influenza	06794478	5 Teste	C3 19012-5	
Influenza	06794484	10 Teste	C3 19012-10	
Influenza	03430994	25 Teste	C3 19012	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST TUBERKULOSE

Mit diesem schnellen, chromatographischen Immunoassay Test werden qualitativ menschliche Anti-TB (*Mycobacterium tuberculosis*) Antikörper im Kapillarblut, Serum oder im Plasma nachgewiesen.


Mit je 1 Testlinie für IgG + IgM-AK

Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Tuberkulose	03464415	5 Teste	C3 0810-5	
Tuberkulose	03472018	10 Teste	C3 0810-10	
Tuberkulose	03472024	20 Teste	C3 0810-20	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

Die Alternative zum
Mendel-Mantoux-Test



CLEARTEST®

CLEARTEST PNEUMOKOKKEN

Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Streptococcus pneumoniae im Urin.

S. pneumoniae ist ein klassischer Erreger von Pneumonien mit Begrenzung auf einen Lungenlappen. Weitere Krankheitsbilder sind Sinusitis, Rhinitis, eitrige Meningitis bei Erwachsenen und Otitis media.

Da die Pneumokokken rasch absterben, ist es als Primärdiagnostik sinnvoll, den CLEARTEST Pneumokokken durchzuführen, vor allem, um ein wirksames Antibiotikum zur Bekämpfung auswählen zu können.


Lagerung bei 2 - 30 °C.

Auswertung nach 15 Minuten.

Untere Nachweisgrenze: 25 ng/ml.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Pneumokokken	14056984	5 Teste	C3 0850	
Pneumokokken	14056990	10 Teste	C3 0850-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST PROCALCITONIN (PCT)

Der CLEARTEST Procalcitonin (PCT) ist ein Schnelltest für die Diagnostik und Überwachung besonders schwerwiegender bakterieller Infektionen.

Das Procalcitonin steigt sowohl bei schweren Infektionen als auch bei Sepsis stark an und fällt unter geeigneter Antibiotika Therapie schnell wieder ab.

Ein gleichbleibender Wert oder eine Erhöhung weisen hingegen auf ein Nichtansprechen der aktuellen Medikation hin.

Werte über 1 ng/ml deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Sepsis hin.

Lagerung bei 2 - 30 °C.


Auswertung nach 15 Minuten.

Cut off: 1 ng/ml.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Procalcitonin (PCT)	14056926	5 Teste	C3 4040	
Procalcitonin (PCT)	14056955	10 Teste	C3 4040-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

CLEARTEST®



CLEARTEST CORONA VORD. NASALTEST

Omikron geeignet

Der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Nasenabstrich) ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsidprotein-Antigenen in Abstrichproben der vorderen Nase.

Nur für die professionelle In-vitro-diagnostische Verwendung.

BfArM gelistet und PEI evaluiert mit der Test-ID AT766/21

Die neue Omikron-Variante kann mit diesem Schnelltest ebenfalls nachgewiesen werden.

Leistungsmerkmale:

Sensitivität: 96,2%

Spezifität: 99,9%

Genauigkeit: 98,7%

Auswertung nach 15 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C, nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Corona Antigen Schnelltest	17940055	20 Teste	C3 4920	
Corona Antigen Schnelltest	17940397	100 Teste	C3 4920-100	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST ADENOVIRUS / RSV / INFLUENZA A + B KOMBITEST

Der CLEARTEST Adenovirus / RSV / Influenza A + B Kombitest ist ein qualitativer Test aus naso-pharyngoal Abstrich.

Dieser Test dient der schnellen Diagnose und Differenzierung der Virusarten: Adeno, RSV und Influenza A + B.

RESPIRATORISCHE
ERKRANKUNGEN !



Adenoviren sind eine Erregergruppe, die eine Vielzahl von Erkrankungen auslöst, u.a. der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Augenbindehaut und Hornhaut. Die Viren sind hoch ansteckend und widerstandsfähig.

Das Respiratorische Syncytial-Virus (kurz RS-Virus) ist bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren weltweit der häufigste Auslöser von akuten Atemwegsinfektionen. In den ersten drei Lebensmonaten können diese besonders schwer verlaufen. Sehr gefährdet sind Frühgeborene.

Die Influenza ist eine akute Infektion der Atemwege. Neben den anfänglichen Symptomen kommen häufig Appetitlosigkeit, Atemnot, Schwindel, Muskel-, Gelenk- und Augenschmerzen hinzu. Es besteht ein starkes allgemeines Krankheitsgefühl.

Auswertung nach 15 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Adenovirus / RSV / Influenza A + B	15822682	5 Teste	C3 19022-5	
Adenovirus / RSV / Influenza A + B	15822676	10 Teste	C3 19022	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST CALPROTECTIN

Der CLEARTEST Calprotectin ist ein Schnelltest zum Nachweis einer Darmerkrankung aus der Stuhlprobe. Calprotectin wird auch humanes Leukozytenprotein genannt, ist im Inneren der neutrophilen Granulozyten und hat unter anderem eine antimikrobielle Wirkung.

Mit Hilfe des Biomarkers Calprotectin, der einen Rückschluss auf die Immunzellen im Stuhl indirekt zulässt, erhält der Arzt einen Hinweis auf die Entzündungsaktivität im Darm.

Ein erhöhter Calprotectin-Wert (> 50 µg pro Gramm Stuhl) weist auf eine entzündliche Darmerkrankung wie z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Divertikulitis usw., sowie deren entzündliche Verläufe hin.




Lagerung bei 2 - 30 °C.
Auswertung nach 5 Minuten.
Cut off: 50 µg/g Stuhl.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Calprotectin	14056961	5 Teste	C3 0601-5	
Calprotectin	14056978	10 Teste	C3 0601-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik





CLEARTEST®

CLEARTEST HUMANOFECAL

ausschließlich Human-Hämoglobin anzeigend

Der CLEARTEST Humanofecal ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis niedriger Konzentrationen von okkultem Blut (FOB = fäkales - okkultes Blut) im Stuhl beim Menschen.

Die Nachweisgrenze beträgt 10 ng/ml. Probenaufgabe: 3 Tropfen Auswertung nach 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Vorteile gegenüber anderen etablierten Stuhltests:

- Spricht gezielt nur auf menschliches Blut im Stuhl an. Bisherige Guajak-Methoden reagieren oft falsch positiv auf tierisches Blut in der Nahrung, auf Gemüse, Früchte und Medikamente.
- Besonders hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit bei immunologischem Stuhltest (FOB).
- Probenentnahme für den Patienten einfach und hygienisch.
- Geschlossenes System, ideal zum Transport
- Angenehme Auswertung durch Auftropfen auf Testkassette.
- Kein Direktkontakt mit Probe mehr möglich und nötig.
- Komplett mit dem hygienischen Stuhlproben-Sammler.

So einfach geht's!

Der Patient entnimmt die Stuhlprobe mit dem Gewindestab und schiebt diesen in das Probengefäß mit Schraubverschluss. Keine Kontamination möglich! Geschlossenes System. Bei der Auswertung im Labor wird nur die Spitze des geschlossenen Probengefäßes geöffnet und einige Tropfen auf die Testkassette gegeben.

Das Ergebnis ist nach 5 Minuten ablesbar.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Humanofecal	04031434	10 Teste	C3 5010	
Humanofecal	03044699	20 Teste	C3 5020	
Humanofecal	04031440	50 Teste	C3 5050	
CLEARTEST Humanofecal-Patienteninformation		1 Stück	Z1 12-05-01	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST HUMANOFECAL HB/HP SPEZIAL

Nachweis von Hämoglobin, Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex.

Immunologischer Stuhltest zum qualitativen Nachweis von humanem Hämoglobin und des humanen Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexes im Stuhl. Dieser spezielle Stuhltest zeigt den eventuell im Stuhl vorhandenen Hämoglobin - Haptoglobin Komplex an. Dieser Komplex ist widerstandsfähiger als Hämoglobin gegen die Umgebung des Verdauungstraktes und kann daher auf gastrointestinale Blutungen hinweisen, die höher als im Dickdarm auftreten.

Nachweisgrenzen: Hb: 50 ng/ml, Hb-Hp-Komplex: 80 ng/ml.

Auswertung nach 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Humanofecal Hb/Hp Spezial	00524157	10 Teste	C3 0602-10	
Humanofecal Hb/Hp Spezial	00524163	20 Teste	C3 0602-20	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



HEMOCARE STUHLTEST

Der 3-Feld-Stuhltest!

- Mit signifikant höherer Treffsicherheit als andere Tests (lt. Studie der DKD-Wiesbaden)
- Zur Krebsvorsorge zugelassen nach den aktuellen Richtlinien der KV
- Besonders wirtschaftlich bei uns zum Sparpreis
- Im Gegensatz zu anderen Tests mit 3-Testfeldern
Noch mehr Aussagekraft!

50 x 3 Test Praxispackung inklusive Reaktionslösung. Immer mehr Ärzte setzen Hemocare, den bewährten Stuhltest, zum Nachweis von occultem Blut im Stuhl ein.

Bitte beachten Sie auch den interessanten Stuhltest CLEARTEST HUMANOFECAL. Preiswert und besonders sicher.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Hemocare Stuhltest	00348890	50 x 3 Tests	B7 HC150	



STUHLPROBENSAMMLER

Moderne Tiefspültoiletten machen die Gewinnung von einwandfreien Stuhlproben sehr problematisch. Neben der Einwirkung von Wasser können Toilettenreiniger oder Duftzusätze im Toilettenwasser die Ergebnisse verfälschen. Dieser ideale Probensammler aus Papier löst das Problem:

Er wird mit selbstklebenden Laschen in die Toilette gehängt und anschließend – nach der Probenentnahme – mit abgespült. Es besteht keine Gefahr der Verstopfung. Ein ideales Mittel zur Probengewinnung, auch für Betriebsärzte, die Mitarbeiter ständig gesundheitlich überwachen müssen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Stuhlprobensammler	50 Stück	H7 61000-50	
Stuhlprobensammler	150 Stück	H7 61000-150	



NIODOR LUFTVERBESSERER

Das wohlriechende Kräuterkonzentrat überdeckt nicht nur üble Gerüche, sondern ist geruchsneutralisierend. Nur ein paar Tropfen genügen, um stundenlang einen angenehm pflanzlichen Eukalyptusgeruch zu haben.

Typ	Inhalt	VE	REF	Preis VE
Tropfflasche	7,5 ml	1 Stück	M1 911000	
Sprayflasche	100 ml	1 Stück	M1 911223	



CLEARTEST®

CLEARTEST CAMPYLOBACTER

Der CLEARTEST Campylobacter ist ein qualitativer Schnelltest zum Nachweis von Campylobacter-Antigenen in menschlichen Stuhlproben.

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Campylobacter	15817793	5 Teste	C3 1510-5	
Campylobacter	15817787	10 Teste	C3 1510-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST NORO-ROTA-ADENO-ASTROVIRUS

Der CLEARTEST Noro-Rota-Adeno-Astrovirus ist ein qualitativer immunologischer Schnelltest für den Nachweis der 4 Viren in menschlichen Stuhlproben.

Noroviren kommen weltweit vor und bewirken meist Magen-Darm-Erkrankungen. Die Erreger werden von Erkrankten massenhaft mit dem Stuhl und dem Erbrochenen ausgeschieden und sind hoch ansteckend. Deshalb kommt es häufig zu größeren Ausbrüchen von Brechdurchfällen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Altenheimen oder Krankenhäusern. Die meisten Erkrankungen ereignen sich von Oktober bis März.

Das Rotavirus ist die weltweit häufigste Ursache für Durchfallerkrankungen bei Kindern. Sie geht einher mit starkem Durchfall, Erbrechen und Fieber. Insbesondere für kleine Kinder kann das Rotavirus sehr gefährlich werden, in Deutschland sind Todesfälle jedoch selten.

Adenoviren sind eine Erregergruppe, die eine Vielzahl von Erkrankungen auslöst, u.a. des Magen-Darm-Traktes. Die Viren sind hoch ansteckend und widerstandsfähig.

Humane Astroviren sind als Erreger von Gastroenteritis vor allem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen weltweit beschrieben worden. Die Symptome einer Infektion sind Durchfall, Erbrechen, Fieber und Bauchschmerzen.

Auswertung nach 15 Minuten

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Noro-Rota-Adeno-Astrovirus	15817801	5 Teste	C3 1420-5	
Noro-Rota-Adeno-Astrovirus	15817818	10 Teste	C3 1420-10	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik





CLEARTEST® CLEARTEST H. PYLORI-AG AUS STUHL

Der CLEARTEST H-pylori-AG ist sowohl zur Primärdiagnostik als auch zur Therapiekontrolle (4 - 5 Wochen nach Therapieabschluss) geeignet.

Die WHO hat *Helicobacter pylori* als Risikofaktor Gruppe I für derartige Erkrankungen eingestuft. Jedes Jahr erhalten große Teile der Bevölkerung teure Mittel, welche die Symptome zeitweise reduzieren, die Erkrankung jedoch nicht heilen.

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
H.Pylori AG	10628834	10 Teste	C3 00510	
H.Pylori AG	10628840	20 Teste	C3 00520	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



**Primärdiagnostik und
Therapiekontrolle**

INFEKTIONS-
ERKRANKUNGEN-

Mit diesem Schnelltest wird eine länger existierende Erkrankung an *Helicobacter pylori* festgestellt, da dann Antikörper im Blut vorhanden sind.

Auswertung nach 10 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Pylori Testkassetten	01242596	10 Teste	C3 00910	
Pylori Testkassetten	03011659	20 Teste	C3 00920	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

CLEARTEST®

CLEARTEST H. PYLORI - AK FÜR DEN QUALITATIVEN NACHWEIS VON *HELICOBACTER PYLORI* ANTIKÖRPERN

Direkt aus Vollblut, Plasma oder Serum. *Helicobacter pylori* hat sich als Hauptursache für die Entstehung von Magengeschwüren herausgestellt. Dieses Bakterium ist auch verantwortlich für ein steigendes Risiko an Magenkrebs zu erkranken. Die WHO hat *Helicobacter pylori* als Risikofaktor Gruppe I für derartige Erkrankungen eingestuft. Jedes Jahr erhalten große Teile der Bevölkerung teure Mittel, welche die Symptome zeitweise reduzieren, die Erkrankung jedoch nicht heilen.



ALTERNATIVE
ZUM
JATROX-TEST
(AUSSER HANDEL)

CLEARTEST®

CLEARTEST HISTO H.P. Die preiswerte Alternative!

Ein schneller biochemischer Test auf Basis der Harnstoff-Umsetzung bei Vorhandensein von *Helicobacter pylori* in der **Gewebeprobe** aus dem Magen. Dieser Schnelltest ist noch einfacher in der Handhabung: Nur noch die Gewebeprobe in das fertige Reaktionsgefäß mit 0,5 ml des mitgelieferten Aqua-Bidest geben. Durch Verfärben des Testes ergibt sich ein eindeutiger Nachweis. Sie sparen einen Arbeitsschritt. Die Sensitivität des CLEARTEST Histo H.P. Tests liegt bei 99 %.

**einfache
Handhabung**

Auswertung nach 30 Minuten.
Lagerung bei Raumtemperatur.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Histo H.P. Test	01617659	10 Teste	C3 8110	
Histo H.P. Test	01617613	20 Teste	C3 8100	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



CLEARTEST®

CLEARTEST ATEM-ALKOHOLTEST

Der CLEARTEST Atem-Alkoholtest ist ein schneller, semi-quantitativer Test zum Nachweis von Alkohol aus Atem.

Der Test zeigt eine relative Blutalkohol-Konzentration von: 0,02, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08 und 0,10 ‰.

Auswertung nach 2 Minuten.

Durchführung bei 15 – 30 °C Testtemperatur.

Lagerung bei 2 – 30 °C, nicht einfrieren.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Atem-Alkoholtest	16487174	1 Test	C3 10300-1	
Atem-Alkoholtest	16487168	5 Teste	C3 10300-5	

! Für die Selbstanwendung geeignet



CLEARTEST®

CLEARTEST MULTI DRUG WISCHTEST

Der CLEARTEST Drogen-Wischtest ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von 12 Drogen und ihren Metaboliten auf Oberflächen und in Feststoffen.

Der Drogenwischtest ist der gebräuchlichste Drogenschnelltest. Er wird mit vorgefertigten Teststreifen durchgeführt, die sich bei Kontakt mit der jeweils nachzuweisenden Substanz (Cannabis, Kokain, Heroin etc.) verfärbt. Auf Oberflächen können je nach Reinigungsart und -frequenz bis zu 12 Monate Spuren gefunden werden.



Diese Parameter können Sie nachweisen:


MOP	Morphin	300 ng/ml
MDMA	Ecstasy	500 ng/ml
OXY	Oxycodon	100 ng/ml
PCP	Phencyclidin	25 ng/ml
COC	Kokain	300 ng/ml
MTD	Methadon	300 ng/ml
BAR	Barbiturate	300 ng/ml
BZO	Benzodiazepine	300 ng/ml
AMP	Amphetamin	1000 ng/ml
MET	Methamphetamin	1000 ng/ml
KET	Ketamin	1000 ng/ml
THC	Cannabis / Marihuana	50 ng/ml

Auswertung nach 5 Minuten

Lagerung bei 2 - 30 °C

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
12-fach-Wischtest	15817770	1 Test	C3 80900-1	
12-fach-Wischtest	15817764	5 Teste	C3 80900	

! Für die Selbstanwendung geeignet





CLEARTEST®

CLEARTEST DROGENTEST HAARE

Der CLEARTEST Drogentest Haare ist ein chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von vier Drogen (Cotin, Methamphetamin, Morphin, Kokain) und ihren Metaboliten in menschlichem Haar.



Der Vorteil des Drogenhaartestes ist ein Nachweis über einen langen Zeitraum, der aus keinem anderen Probenmaterial möglich ist.

Auswertung nach 5 Minuten.


Lagerung bei 2 – 30 °C, nicht einfrieren.

Achtung:

Im Testkit sind Probensammelröhrchen mit Katalysatorpulver enthalten. Hierbei handelt es sich um ein enzymbasiertes Reagenz, das am Besten funktioniert, wenn es bei 2 - 8 °C aufbewahrt wird. Obwohl das Testkit bis zu Temperaturen von 30 °C stabil ist, wird eine Aufbewahrung der Probensammelröhrchen bei 2 - 8 °C empfohlen.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Drogentest Haare	16486200	1 Test	C3 10400-1	
Drogentest Haare	16486217	5 Teste	C3 10400-5	

! Für die Selbstanwendung geeignet



CLEARTEST®

CLEARTEST LIQUID ECSTASY

Der CLEARTEST Drogentest Liquid Ecstasy ist ein Schnelltest zum Nachweis von Liquid Ecstasy - auch als K.o.-Tropfen bekannt. Der Nachweis kann über eine Urinprobe bis zu 12 Stunden nach Einnahme erfolgen.

Einer der Effekte von GHB ist, dass es nach dem Verabreichen zu Erinnerungsstörungen ab dem Zeitpunkt der Einnahme kommt. Aus diesem Grund sowie wegen der chemischen Eigenschaften von GHB (farblos, leicht bitterer Geschmack) wird diese Substanz im Rahmen von Kriminaldelikten (Raub, Vergewaltigung etc.) im Sinne von „K.o.-Tropfen“ oft in Getränken mit starkem Eigengeschmack gegeben um Opfer zu betäuben. Die Symptome dieser K.o.-Tropfen halten je nach Dosierung zwischen ein bis drei Stunden an. Um sicher zu sein, dass solche Symptome richtig gedeutet werden ist unser CLEARTEST Liquid Ecstasy unerlässlich.



Der Nachweis von illegalen Rauschdrogen wird aktuell leider immer wichtiger, nicht nur in der Medizin, sondern auch als Teil von Kriminalermittlungen. Hierbei hilft der CLEARTEST Liquid Ecstasy, GHB bekannt als K.o.-Tropfen, schnell im Harn nachzuweisen.

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Nachweisgrenze: 10 µg/ml.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Liquid Ecstasy	14057015	1 Test	C3 19095-1	
Liquid Ecstasy	14057009	5 Teste	C3 19095	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



Bei Abnahme ab 100 Stück individuelle Drogenkombination wählbar.

CLEARTEST®

CLEARTEST MULTI DRUG CUP

Neu: Jetzt mit "Schlüssel"-Funktion

Die objektive Drogenüberwachung im Urinbecher. Der im Deckel befindliche „Schlüssel“ verbleibt im Labor. Erst im Labor wird mit Hilfe des Eindruckschlüssels das Ventil geöffnet und die Teststreifen reagieren. Die Schutzfolie am Gefäß wird abgezogen und evtl. Drogenrückstände werden angezeigt. Um Manipulationen – z.B. durch Wasserzugabe – zu erschweren, kann am integrierten Thermometer die Einfüll-Temperatur des abgegebenen Urins kontrolliert werden. Jeder Testbecher ist einzeln eingesiegelt.

Handhabung:

Der Patient gibt seine Urinprobe in das Schraubgefäß. Der im Deckel befindliche „Schlüssel“ verbleibt im Labor. Erst im Labor wird mit Hilfe des Eindruckschlüssels das Ventil geöffnet und die Teststreifen reagieren. Die Schutzfolie am Gefäß wird abgezogen und evtl. Drogenrückstände werden angezeigt. Um Manipulationen – z.B. durch Wasserzugabe – zu erschweren, kann am integrierten Thermometer die Einfüll-Temperatur des abgegebenen Urins kontrolliert werden. Jeder Testbecher ist einzeln eingesiegelt.

Auswertung nach 3 - 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Parameter	Typ	Cut-Off-Level
Amphetamin	AMP	1000 ng/ml
Methamphetamin	MET	1000 ng/ml
Benzodiazepine	BZD	300 ng/ml
Barbiturate	BAR	200 ng/ml
Morphin/Opiate	MOR	300 ng/ml
Cannabis/Marihuana	THC	50 ng/ml
Kokain	COC	300 ng/ml
Phencyclidin	PCP	25 ng/ml

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
8-fach-Test	09751512	1 Test	C3 700	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik



Bei Abnahme ab 100 Stück individuelle Drogenkombination wählbar.

CLEARTEST®

CLEARTEST MULTI DRUG DISCREET ECO

DER PREISWERTE DROGENTESTBECHER MIT 5 / 8 / 9 PARAMETERN

Der besonders preiswerte Urin-Drogentest Becher. Mit Schraubdeckel, ohne Einfüllschloss. Mit 5, 8 bzw. 9 Drogentypen, abziehbares Ergebnis. Etikett, mit Temperaturkontrolle, einzeln verpackt.

Auswertung nach 3 - 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Parameter	Typ	Cut-Off-Level	5-er-Test	8-er-Test	9-er-Test
Morphin	MOP	300 ng/ml		•	•
Kokain	COC	300 ng/ml	•	•	•
Methamphetamin	MET	1000 ng/ml	•	•	•
Benzodiazepine	BZO	300 ng/ml	•	•	•
Cannabis/Marihuana	THC	50 ng/ml	•	•	•
Amphetamin	AMP	1000 ng/ml	•	•	•
Buprenorphin	BUP	10 ng/ml		•	•
Ecstasy	MDMA	500 ng/ml		•	•
Methadon	MTD	300 ng/ml		•	•

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
5-fach-Test	10708728	1 Test	C3 10500	
8-fach-Test	10708734	1 Test	C3 10800	
9-fach-Test	12146832	1 Test	C3 10900-1	
9-fach-Test	11862012	25 Teste	C3 10900	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik





CLEARTEST®

CLEARTEST MULTI DIP

In 4 verschiedenen Kombinationen lieferbar.
In der 10er-Packung mit Universalbehältern.



Testdurchführung:

- Universalbehälter füllen
- MULTI-DIP Drogenteststreifen für 10 - 15 Sekunden in den Urin eintauchen
- Auswertung nach 5 Minuten



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
5 Parameter	18046853	1 Test	C3 30505B-1	
6 Parameter *1	03200283	1 Test	C3 30605B-1	
6 Parameter *1	04031523	10 Tests	C3 30605B	
6 Parameter *2		10 Tests	C3 30606B	
12 Parameter	11138598	1 Test	C3 306012-1	
12 Parameter	11138581	10 Tests	C3 306012	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

MULTI-DIP Kombinationen	Amphetamin	Barbiturate	Benzodiazepine	Kokain	Methamphetamin	Ecstasy	Morphin	Methadon	Trizyklische Antidepressiva	Cannabis Marihuana	Buprenorphin	Fentanyl	EDDP
	AMP	BAR	BZO	COC	MET	MDMA	MOP	MTD	TCA	THC	BUP	FYL	EDDP
Cut-off ng/ml	1000	300	300	300	1000	500	300	300	1000	50	10	20	300
5 Parameter	●			●		●	●			●			
6 Parameter*1	●		●	●			●	●		●			
6 Parameter*2	●		●	●			●				●		●
12 Parameter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	




CLEARTEST®

CLEARTEST MULTI DRUG DROGENTEST 6-FACH-KASSETTEN

WAHLWEISE MIT METHAMPHETAMIN ODER METHADON ERGEBNISFELD

Der CLEARTEST Multi Drug Test ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von 6 verschiedenen Drogen und Drogenmetaboliten in Urin.
Auswertung nach 3-5 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C.




Diese Parameter können Sie nachweisen:

COC	Kokain - Benzoylcegonin	300 ng/ml
THC	Cannabis/Marihuana	50 ng/ml
MOP	Morphin	300 ng/ml
BZO	Benzodiazepine	300 ng/ml
AMP	Amphetamin	1000 ng/ml

wahlweise Testkassette mit MET (Methamphetamin) 1000 ng/ml oder MTD (Methadon) 300 ng/ml

Testdurchführung:

1. Geben Sie 2-3 Tropfen Patientenerin in die Einfüllöffnungen der Testkassette.
2. Warten Sie bis zum Erscheinen der farbigen Linie(n). Das Ergebnis nach 3-5 Minuten auswerten.
3. Eine rosafarbene Linie erscheint in den Fenstern der Kontrollzone (C). Dies bedeutet, dass der Test korrekt ausgeführt worden ist. Wenn eine rosafarbene Linie in einer der T-Zonen der verschiedenen Drogensubstanzen erscheint, bedeutet dies ein NEGATIV-Ergebnis für die entsprechende Droge. Wenn in einer dieser Zonen keine Verfärbung durch einen rosafarbenen Streifen erscheint, bedeutet dies ein POSITIV-Ergebnis für die jeweilige Droge.



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Praxispackung Multi-Drug Methamphetamin	00358032	5 Tests	C3 23005	
Vorteilpackung Multi-Drug Methamphetamin	00358061	10 Tests	C3 23000	
Praxispackung Multi-Drug Methadon	00358322	5 Tests	C3 23015	
Vorteilpackung Multi-Drug Methadon	00358339	10 Tests	C3 23010	

CLEARTEST®

CLEARTEST DRUG
DROGENTESTSTREIFEN
DER SCHNELLE DROGEN-SCREENTEST



Die CLEARTEST Drogenteststreifen sind chromatographische Lateral-Flow-Immunoassays für den qualitativen Nachweis von verschiedenen Drogen im Urin. Die CLEARTEST Drogenteststreifen liefern nur vorläufige analytische Testergebnisse. Die Resultate eines Drogentests sollten klinisch bewertet und professionell beurteilt werden; insbesondere wenn vorläufig positive Ergebnisse erreicht werden. Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik. So einfach ist die visuelle Auswertung! CLEARTEST-Teststreifen bis zur Markierung für 10-15 Sekunden in den Urin tauchen und nach 5 Minuten das Ergebnis auswerten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.
Packungsinhalt: je 1 einzeln eingesiegelter Teststreifen

Hinweis:

Bei REF: C3 13050-1 handelt es sich um einen Kassettentest. Es werden 3 Tropfen Urin benötigt. Die Auswertung erfolgt ebenfalls nach 5 Minuten.



Typ	Kürzel	Cut-off level	PZN	VE	REF	Preis VE
Amphetamin	AMP	1000 ng/ml	09746066	1 Test	C3 11130-1	
Benzodiazepine	BZO	300 ng/ml	09746072	1 Test	C3 18030-1	
Buprenorphin	BUP	10 ng/ml	09746089	1 Test	C3 19093-1	
Ecstasy	MDMA	500 ng/ml	10628998	1 Test	C3 19070-1	
Kokain	COC	300 ng/ml	09746095	1 Test	C3 12020-1	
Lysergsäurediethylamid	LSD	20 ng/ml	14057073	1 Test	C3 19094-1	
Methadon	MTD	300 ng/ml	09746103	1 Test	C3 19030-1	
Methamphetamin	MET	1000 ng/ml	09746126	1 Test	C3 11330-1	
Morphin	MOR/MOP	300 ng/ml	09746132	1 Test	C3 11230-1	
Spice-Synth. Cannabinoide	SYN CAN	50 ng/ml	10629029	1 Test	C3 14090-1	
Tetrahydrocannabinol	THC	20 ng/ml	18046801	1 Test	C3 13020-1	
Tetrahydrocannabinol	THC	50 ng/ml	09746250	1 Test	C3 13030-1	
Tetrahydrocannabinol	THC	50 ng/ml	18046818	1 Test	C3 13050-1	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

CLEARTEST®

CLEARTEST DRUG ▶ 20ER
TESTPACKUNG
DROGENTESTSTREIFEN
DER SCHNELLE DROGEN-SCREENTEST



Die CLEARTEST Drogenteststreifen sind chromatographische Lateral-Flow-Immunoassays für den qualitativen Nachweis von verschiedenen Drogen im Urin. Die CLEARTEST Drogenteststreifen liefern nur vorläufige analytische Testergebnisse. Die Resultate eines Drogentests sollten klinisch bewertet und professionell beurteilt werden; insbesondere wenn vorläufig positive Ergebnisse erreicht werden. Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik. So einfach ist die visuelle Auswertung!

CLEARTEST-Teststreifen bis zur Markierung für 10-15 Sekunden in den Urin tauchen und nach 5 Minuten das Ergebnis auswerten. Lagerung bei 2 - 30 °C.

Packungsinhalt: je 20 einzeln eingesiegelte Teststreifen



Typ	Kürzel	Cut-off level	PZN	VE	REF	Preis VE
Amphetamin	AMP	1000 ng/ml	01714380	20 Teste	C3 11130	
Benzodiazepine	BZO	300 ng/ml	01714411	20 Teste	C3 18030	
Buprenorphin	BUP	10 ng/ml	01714463	20 Teste	C3 19093	
Ecstasy	MDMA	500 ng/ml		20 Teste	C3 19070	
Kokain	COC	300 ng/ml	01714517	20 Teste	C3 12020	
Lysergsäurediethylamid	LSD	20 ng/ml	14057067	20 Teste	C3 19094	
Methadon	MTD	300 ng/ml	01714552	20 Teste	C3 19030	
Methamphetamin	MET	1000 ng/ml	01714569	20 Teste	C3 11330	
Morphin	MOR/MOP	300 ng/ml	01714606	20 Teste	C3 11230	
Spice-Synth. Cannabinoide	SYN CAN	50 ng/ml	10629012	20 Teste	C3 14090	
Tetrahydrocannabinol	THC	50 ng/ml	01714687	20 Teste	C3 13030	

! Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik

CLEARTEST®



CLEARTEST®

CLEARTEST DROGEN- SPEICHELTEST SECHSFACH-TEST

Mit diesem Test können Sie Drogenrückstände im Speichel für 6 Parameter nachweisen. Mit dem Speicheltupfer nehmen Sie die Mundflüssigkeit auf, danach wird der Tupfer im Sammelgefäß ausgedrückt. Mit dem Tropfer am anderen Ende des Gefäßes tropfen Sie den Speichel auf die Felder der Testplatte und erhalten nach 10 Minuten ein positives/negatives Ergebnis.

**Bei Abnahme ab 100 Stück
individuelle Drogenkombi-
nation wählbar.**



Mögliche Parameter:

ALC; AMP; Alpha-PVP; BAR; BUP; BZO; COC; CFYL; COT; FYL; KET; 6-MAM; MDMA; MDPV; MET; MTD; OPI; OXY; PCP; K2; THC; TML

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Packungsinhalt:

Einzelns eingeseigelt System mit Sammelgefäß und Kassette

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Drogen-Speicheltest ECO	18053072	5 Teste	C3 70800	
Drogen-Speicheltest ECO	10628811	1 Test	C3 70900-1	
Drogen-Speicheltest ECO	10628828	5 Teste	C3 70900	
Drogen-Speicheltest KD		5 Teste	C3 70901	
Drogen-Speicheltest KD		10 Teste	C3 70902-10	

DROGEN Speicheltest	Amphetamin AMP	Methamphetamin MET	Opiate OPI	Kokain COC	Cannabis Marihuana THC	Benzodiazepine BZO	Benzodiazepine BZO	Phencyclidin PCP	Buprenorphin BUP	EDDP
Cut-off ng/ml	50	50	40	20	25	20				
C3 70800	●	●	●	●	●	●				
Cut-off ng/ml	50	50	40	20	50	50	30	10	10	50
C3 70900-1	●	●	●	●	●			●		
C3 70900	●	●	●	●	●			●		
C3 70901	●	●	●	●	●		●			
C3 70902-10	●		●	●			●		●	●

Lifetouch multicheck PRO



LIFETOUGH MULTICHECK PRO

Das 3-fach Diagnostik-Set ist das ideale Gerät, um Ihre Risikowerte immer im Blick zu haben und die bequeme Selbstkontrolle Zuhause auf einfachem Wege durchzuführen.

Das Diagnostik-Set bestehend aus:

- 1 Messgerät
- 2 AAA Langzeitbatterien
- 1 Stechhilfe
- Lanzetten
- 25 Blutzucker-Testsensoren
- Bedienungsanleitung
- Tasche


Das Set ist kompakt und handlich wie ein Smartphone.

Das dreifach Diagnostik-Set Lifetouch Multicheck PRO ist klinisch getestet und daher das perfekte Gerät für Sie Zuhause, wenn Sie bei Ihren Risikowerten auf der sicheren Seite sein wollen um sofort zu reagieren, wenn Werte außerhalb des Normbereiches liegen.

In der Arztpraxis ist es das ideale Gerät, um vor der Untersuchung im Labor bereits eine Diagnostikhilfe zu haben und bei Risikopatienten sofort den richtigen Behandlungsweg angehen zu können.

Auf das Gerät haben Sie eine Garantie von 5 Jahren.

Das sollten Sie beim Einsatz des Lifetouch Multicheck PRO berücksichtigen:



LEICHT ZU BEDIENEN:

1. Testsensor einführen

2. Codierung prüfen

3. Blutprobe auftragen

4. Ergebnis ablesen

5. Sensor auswerfen*

* Die automatische Abwurfvorrichtung sorgt dafür, dass der benutzte Sensor auf Knopfdruck abgeworfen wird, damit keine Infektionsgefahr besteht.

Knopf drücken

Testsensor abwerfen

GENAUE MESSERGEBNISSE !

CHOLESTEROL		HARNSÄURE		BLUTZUCKER	
Konzentration	Präzision	Konzentration	Präzision	Konzentration	Präzision
136 mg/dL	SD = 13,6 mg/dL	3,01 mg/dL	SD = 0,32 mg/dL	48 mg/dL	SD = 2,7 mg/dL
214 mg/dL	CV = 4.13 %	5,35 mg/dL	CV = 3,10 %	100 mg/dL	CV = 3.10 %
261 mg/dL	CV = 4.25 %	7,20 mg/dL	CV = 2,32 %	129 mg/dL	CV = 2.32 %
331 mg/dL	CV = 5.12 %	13,2 mg/dL	CV = 1,76 %	237 mg/dL	CV = 1.76 %
374 mg/dL	CV = 5.65 %	18,5 mg/dL	CV = 1,99 %	369 mg/dL	CV = 1.99 %

CV = Variationskoeffizient, SD = Standardabweichung

Lifetouch multicheck PRO

Technische Daten:**Messumgebung (Anzeige in mg/dl)**

Temperatur: +10 °C bis +40 °C
 Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
 Lagerung: -20 °C bis +55 °C

Messzeit

Cholesteroll: 15 Sekunden
 Harnsäure: 5 Sekunden
 Blutzucker: 5 Sekunden
 Messprinzip: Glucose Oxidase
 Biosensortechnologie
 Korrekturcode: 1 bis 49

Messbereiche

Cholesteroll: 103 bis 413 mg/dl
 Harnsäure: 1,5 bis 20 mg/dl
 Blutzucker: 20 bis 600 mg/dl
 Haematokrit: 20 bis 60 %
 Probenmenge: 2 µL Vollblut oder venöses Blut

Gewicht: 110 g
 Format: 111 x 59 x 16 mm

LIFETOUCH MULTICHECK PRO

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Dreifach-Diagnostik-Set	11304341	1 Set	C3 520	

! Für die Selbstanwendung geeignet

LIFETOUCH MULTICHECK PRO SENSOREN

Typ	VE	REF	Preis VE
Blutzucker-Sensoren	50 Teste	C3 530	
Harnsäure-Sensoren	25 Teste	C3 540	
Harnsäure-Sensoren	10 Teste	C3 550	
Cholesteroll-Sensoren	25 Teste	C3 570	
Cholesteroll-Sensoren	10 Teste	C3 580	

! Für die Selbstanwendung geeignet

LIFETOUCH MULTICHECK PRO KONTROLLÖSUNGEN

Typ	VE	REF	Preis VE
Cholesterin-Kontrolllösung	1 Stück	C3 525	
Blutzucker-Kontrolllösung	1 Stück	C3 526	
Harnsäure-Kontrolllösung	1 Stück	C3 527	

! Für die Selbstanwendung geeignet



ACCU-CHEK SAFE-T-PRO

Einmal-Stechhilfen, steril

Die Accu-Chek Safe-T-Pro Stechhilfen bieten insbesondere in Praxen und Kliniken mit hohem Patientendurchlauf deutliche Vorteile. Mit den unterschiedlichen Stechtiefen kann sehr schnell und sicher eine ausreichende Menge Blut gewonnen werden - für eine zuverlässige Blutzuckermessung.

- Ergonomische T-Form für eine bequeme Handhabung
- 3-seitiger, hautschonender Lanzettenschliff

Wahlweise:

Accu-Chek Safe T-Pro Uno

Einstechtiefe 1.5 mm für den sofortigen Einsatz

Accu-Chek Safe T-Pro Plus

3 wählbare Einstechtiefen (1.3 mm, 1.8 mm und 2.3 mm)



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Safe T-Pro Uno	06143663	200 Stück	C1 04839684150	
Accu-Chek Safe T-Pro Plus	01754184	200 Stück	C1 03603539150	

ACCU-CHEK FASTCLIX

Die weltweit erste 1-Klick-Stechhilfe mit einer integrierten Sechs-Lanzetten-Trommel. 1-Klick zum Spannen und Auslösen: somit ist nur noch ein Bedienungsschritt erforderlich, was wiederum eine schnelle und leichte Handhabung – auch für medizinisches Personal in der Anwendung bei den Patienten – zur Folge hat.

- Bereitstellen einer neuen Lanzette durch Bewegen des Hebels (Lanzettenzähler über dem Hebel zeigt die Anzahl der noch verfügbaren Lanzetten)
- Einstellen der Einstechtiefe der Lanzette durch Drehen der Kappe (11 Stechtiefen möglich, für unterschiedliche Hauttypen)
- 6 Lanzetten in einer Trommel, keine umständliche Lanzetten-Handhabung



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek FastClix Set, Stechhilfe mit 12 Lanzetten	11113658	1 Set	C2 6900851	
Lanzetten	07234971	24 Stück	C2 5353858	
Import Lanzetten	12897076	204 Stück	C2 5353840-IMP	



ACCU-CHEK SOFTCLIX LANZETTEN

Mit 3-fach geschliffener Spitze, besonders schmerzarm.

Passend für Accu-Chek Softclix Classic, Accu-Chek Softclix Plus, Accu-Chek Softclix anthrazit und Softclix II.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Lanzetten	01410792	25 Stück	C1 75	
Lanzetten	02463891	200 Stück	C1 72	

ACCU-CHEK MOBILE

Accu-Chek Mobile - das einzige System mit Gerät und Stechhilfe in einem. Für aktive Menschen mit Insulintherapie ist Accu-Chek Mobile ideal, weil es einen flexiblen Alltag ermöglicht. Messen Sie Ihren Blutzucker damit in nur vier einfachen Schritten. Die Besonderheiten der einzigartigen Accu-Chek Mobile Technologie:

- Komfortabler Wechsel der Testkassette nach 50 Tests
- Einfache Blutentnahme mit 1-Klick-Stechhilfe
- Bequemes Auslesen der Daten per USB

Blutzuckerwerte können so jederzeit flexibel und ganz einfach kontrolliert werden.

Testkassette nicht im Set enthalten!

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Mobile Set mg/dl	09233214	1 Set	C2 9233214	
Accu-Chek Mobile Set mmol/l	09233220	1 Set	C2 9233220	
Original Testkassetten	10270545	50 Tests	C2 512767	
Import Testkassetten	07698771	50 Tests	C2 95	
Import Testkassetten	04705364	100 Tests	C2 98	





ACCU-CHEK AVIVA

Teststreifen und Kontrolllösung geeignet für Accu-Chek Aviva und Nano.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen, plasmakalibriert	06114963	50 Teste	C2 376	
Import Teststreifen, plasmakalibriert	12479060	50 Teste	C2 373	
Kontroll-Lösung, 2,5 ml	03360532	1 Stück	C1 4455215	



ACCU-CHEK GUIDE SET

Blutzuckermesssystem zur quantitativen Blutzuckerbestimmung mit Accu-Chek Guide Teststreifen.

Inhalt der Sets:

- 1 x Messgerät inkl. Batterien
- 10 x Teststreifen
- 1 x Stechhilfe
- 1 x Lanzettentrommel inkl. 6 Lanzetten
- 1 x Etui
- 1 x Gebrauchsanleitung

- Große und saugstarke Auftragsfläche
- Messergebnis in weniger als 4 Sekunden
- Helles Display und Teststreifenbeleuchtung
- Auswurf gebrauchter Teststreifen aus dem Messgerät per Knopfdruck
- Übertragung der Ergebnisse an die Accu-Chek Connect App auf dem Smartphone mittels drahtloser Technologie
- Praktisch schmerzfreie Messung mit der Accu-Chek FastClix Stechhilfe

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Guide Set mmol/l	11664938	1 Set	C2 11664938	
Accu-Chek Guide Set mg/dl	11664921	1 Set	C2 11664921	
Original Teststreifen	11664890	10 Teste	C2 11664890	
Original Teststreifen	11664909	50 Teste	C2 11664909	
Import Teststreifen	15400478	50 Teste	C2 117	
Kontrolllösung	11664950	1 Stück	C2 11664950	



ACCUTREND TESTSTREIFEN

Zur Bestimmung von Cholesterin im Blut.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen	04653182	25 Teste	C1 95	

BM-LACTATE TESTSTREIFEN

Zur Messung der Lactatwerte im Blut.

Passend zum Accutrend Plus Kit

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen	01327677	25 Teste	C1 3012654171	



ACCU-CHEK INSTANT

Das neue Blutzuckermessgerät Accu-Chek Instant unterstützt Patienten, die sich eine einfache Messung und Hilfe beim Interpretieren der Werte wünschen. Das große beleuchtete Display sorgt für gute Lesbarkeit, die intuitive Farbskala ermöglicht ein besseres Verständnis der Messwerte und die breite Auftragsfläche der Teststreifen vereinfacht das Blutauftragen.

- Einfach ablesen auf dem großen und beleuchteten Display
- Einfach verstehen dank der intuitiven Farbskala
- Einfach Blut auftragen auf der besonders breiten Blutaustragsfläche
- Einfach und hygienisch Teststreifen entsorgen durch den Auswurfknopf
- Messdauer: < 4 Sekunden
- Speicher für 720 Blutzuckermesswerte mit Uhrzeit und Datum der Messungen



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Accu-Chek Instant Set mg/dl	16802428	1 Set	C2 16802428	
Accu-Chek Instant Set mmol/l	16802434	1 Set	C2 16802434	
Original Teststreifen	16796165	50 Teste	C2 16796165	
Import Teststreifen	17425376	50 Teste	C2 16796165-IMP	
Kontrolllösung, 2,5 ml	16802411	1 Stück	C2 16802411	



ONE TOUCH VERIO TESTSTREIFEN

Passend für das One Touch Verio Pro Blutzuckermesssystem.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen	06558223	50 Teste	C2 6558223	
Import Teststreifen	09739103	50 Teste	C2 67	



ONE TOUCH DELICA PLUS NADELLANZETTEN

Zur Verwendung mit One Touch Delica Plus und One Touch Delica Lanzettengerät. 30G Lanzetten mit Silikonbeschichtung für ein sanftes Eindringen in die Haut. Geringe Vibration der Lanzetten für problemlose und präzise Tests.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Nadellanzetten	14817354	100 Stück	C2 14817354	
Nadellanzetten	14817360	200 Stück	C2 14817360	



ONE TOUCH SELECT PLUS

Blutzuckermessgerät One Touch Select Plus zur Bestimmung von Glukose im kapillaren Vollblut, zur Selbstanwendung und einfach zu bedienen.

- Messdauer: 5 Sekunden
- Blutvolumen: 1,0 Mikroliter
- Leichtes Ablesen dank großem Display und 3-farbiger Bereichsanzeige
- Schnelle Messergebnisse
- Mahlzeitenmarkierung
- Erfüllt alle Anforderungen der DIN EN ISO 15197:2015-12

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
One Touch Select Plus Set mg/dl	10963194	1 Set	C2 10963194	
One Touch Select Plus Set mmol/l	10963202	1 Set	C2 10963202	
Original Teststreifen	10963219	50 Teste	C2 10963219	
Import Teststreifen	11362195	50 Teste	C2 44	



FREESTYLE FREEDOM LITE

Das FreeStyle: Blutzuckermessgerät mit Biosensor zur quantitativen Bestimmung von Glukose im Blut.

- Nur 0,3 µl Blutmenge nötig – nahezu schmerzfreie Messung
- Einfach und benutzerfreundlich: Ohne Codieren
- Schnelle Messzeit von ca. 5 Sekunden
- Große Displayziffern
- Großer Speicher für 400 Messwerte

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
FreeStyle Freedom Lite Set mmol/l	05703315	1 Set	C1 7091801	
FreeStyle Freedom Lite Set mg/dl	05703284	1 Set	C1 7091501	
FreeStyle Lite Original Teststreifen	00435991	50 Teste	C1 46-D	
FreeStyle Lite Original Teststreifen	00436080	100 Teste	C1 47-D	
FreeStyle Lite Import Teststreifen	02153699	50 Teste	C1 48	
FreeStyle Lite Import Teststreifen	06126044	100 Teste	C1 49	



FREESTYLE PRECISION TESTSTREIFEN

Passend zu Medisense Precision Xceed, Xtra und Xtra Okay.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen	06905334	50 Tests	C1 44-D	
Import Teststreifen	10325016	50 Tests	C1 41	



FREESTYLE LANZETTEN & KONTROLLÖSUNG

Lanzetten und Kontrolllösung zur Verwendung mit folgenden Blutzucker-Messgeräten:

- Freestyle Freedom
- Freestyle Mini
- Freestyle

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Lanzetten	00365902	50 Stück	C1 7084870	
Lanzetten	00365925	200 Stück	C1 3020032	
Kontroll-Lösung, hoch / niedrig, 2 x 4 ml	01510714	1 Packung	C1 1510714	



GLUCOMEN AREO SENSOR TESTSTREIFEN

Teststreifen für die Blutzuckerselbstkontrolle mit dem Messgerät GlucoMen areo. Besonders breite und griffige Teststreifen.

- Teststreifen nicht außerhalb des Behälters aufbewahren
- Für die Selbstkontrolle bestimmt
- Behälter sofort nach der Anwendung verschließen

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Teststreifen	10382178	50 Tests	C2 10382178	
Import Teststreifen	11094346	50 Tests	C2 79	



CONTOUR XT BLUTZUCKERMESSESYSTEM

Das Blutzuckermesssystem Contour XT mit innovativer Technologie für noch höhere Messgenauigkeit.

- Einfach Sensor einstecken, messen und das präzise Ergebnis ablesen
- Anwenderfreundlich: codiert automatisch, braucht nur wenige Sekunden Messzeit und benötigt nur 0,6 µl Blut

Wichtig! Die Sensoren Contour NEXT können nur mit dem Blutzuckermessgerät Contour XT genutzt werden.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Contour XT-Set, mg/dl	09396933	1 Set	C2 84157377	
Contour XT-Set, mmol/l	09396927	1 Set	C2 84157385	
Contour Next Sensoren, Original	08884487	50 Teste	C2 841	
Contour Next Sensoren, Import	09757934	50 Teste	C2 842	
Kontroll-Lösung, normal, 2,5ml	08884576	1 Stück	C2 84168662	
Kontroll-Lösung, hoch, 2,5ml	08884613	1 Stück	C2 84168670	



MICROLET LANZETTEN

Passend für alle Microlet Stechhilfen.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
bunt sortiert	06691181	100 Stück	C2 6691181	
bunt sortiert	06691206	200 Stück	C2 2071310	
bunt sortiert, Importware	10986947	200 Stück	C2 2071310-IMP	



SPEZIALKAPILLARE FÜR REFLOTRON

Abgestimmt auf das REFLOTRON-System, Lithiumheparinisiert, 32 µl, farbcodiert, mit Ringmarke. Gem. IVD Richtlinien.

Länge	VE	REF	Preis VE
75 mm	5 x 100 Stück	C7 9550532	



NOVOFINE PENKANÜLEN

Passend für: B. Braun / Berlin Chemie / Lilly / Novo / Owen Mumford.

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
6 mm	0,25 mm	31 G	05918139	100 Stück	L5 3618	
8 mm	0,30 mm	30 G	01099236	100 Stück	L5 3615	



NOVOFINE AUTOCOVER KANÜLEN

Für alle gängigen Injektionspens (außer OptiPen und NovoLet).

- Leichte Handhabung
- Automatischer Sicherheitsverschluss, reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen
- Der rote Sicherheitsverschluss zeigt an, dass die Injektionsnadel bereits benutzt wurde
- Dass die Nadel durch die Nadelabdeckung nicht zu sehen ist kann dabei helfen, die Angst vor der Injektion zu vermindern

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
8 mm	0,30 mm	30 G	00004400	100 Stück	L5 00004400	



OMNICAN FINE PENKANÜLEN

Je besser eine Penkanüle einem Typ entspricht, desto sanfter und präziser erfolgt auch die Insulininjektion. Und da nicht alle Menschen gleich sind, gibt es Einmalkanülen (Größen von 4 bis 12 mm Länge) mit innerer Nadelkappe für Pen-Injektions-Systeme. Die Dünnwand-Technologie sowie der präzise Drei-Facetten-Schliff bietet für jeden Typ die optimale Penkanüle. Dank des praktischen Schraubgewindes sind die Omnican fine Kanülen nicht nur die richtige Nadel für jeden Typ, sondern auch für jeden Pen. Die Omnican fine Kanülen sind kompatibel mit allen gängigen Insulin Pens.

- Latex-, PVC-, DEHP-frei
- Die Dünnwand-Technologie ermöglicht einen optimalen Insulinfluss
- Der hochfeine Drei-Facetten-Schliff und die Silikonbeschichtung lassen eine nahezu schmerzfreie Injektion zu
- Das Schraubgewinde sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Kanüle
- Einfache und sichere Handhabung
- Kompatibilität mit allen gängigen Insulinpens

Länge	Durchmesser	Gauge	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
Original Penkanülen							
4 mm	0,25 mm	31 G	9167811DE	09948462	100 Stück	I3 9167811	
6 mm	0,25 mm	31 G	9168956DE	07028645	100 Stück	I3 9167668	
8 mm	0,25 mm	31 G	9168978DE	07028639	100 Stück	I3 9167684	
12 mm	0,33 mm	29 G	9168990DE	07328488	100 Stück	I3 9168990	
Import Penkanülen							
4 mm	0,25 mm	31 G		16665397	100 Stück	I3 9167811-IMP	
6 mm	0,25 mm	31 G		16665368	100 Stück	I3 9167668-IMP	
8 mm	0,25 mm	31 G		16665374	100 Stück	I3 9167684-IMP	



BD MICRO-FINE PLUS PENTAPOINT PENKANÜLEN

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
4 mm	0,23 mm	32 G	10044010	100 Stück	I3 0805	
5 mm	0,25 mm	31 G	09917007	100 Stück	I3 0804	
8 mm	0,25 mm	31 G	09917013	100 Stück	I3 0803	



BD MICRO-FINE PLUS PENKANÜLEN PENTAPOINT - VORTEILSPACKUNG

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
5 mm	0,25 mm	31 G	07647561	100 + 10 Stück	I3 7647561	
8 mm	0,25 mm	31 G	06580300	100 + 10 Stück	I3 6580300	



BD MICRO-FINE ULTRA PENTAPOINT PEN-NADELN

- PentaPoint : 5-fach Schliff der Spitze für eine komfortablere Injektion
- EasyFlow : Vergrößerung des Innendurchmessers für eine schnellere Insulinzufuhr
- Feine Silikonbeschichtung der Nadeloberfläche: Für ein sanfteres Eindringen der Nadel in die Haut
- Latexfrei und pyrogenfrei

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
4 mm	0,23 mm	32 G	11870589	100 Stück	I3 1004	
5 mm	0,25 mm	31 G	11870603	100 Stück	I3 1005	
8 mm	0,25 mm	31 G	11870632	100 Stück	I3 1008	



BD ULTRA-FINE PEN-NADEL

- Bewährte BD Premium-Qualität
- Für eine sichere und sanfte Insulininjektion
- Passen auf alle gängigen Insulinpens
- Statt 100 nun 105 Pen-Nadeln
- Exklusiver Zugangs-Code zum Schulungsportal BD and Me
- 4 mm Pen-Nadel mit innovativem Design

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
BD Ultra-Fine						
5 mm	0,25 mm	31 G	14046744	105 Stück	I3 320522	
6 mm	0,25 mm	31 G	14046750	105 Stück	I3 320523	
8 mm	0,25 mm	31 G	14046767	105 Stück	I3 320524	
BD Ultra-Fine PRO						
4 mm	0,23 mm	32 G	14046738	105 Stück	I3 320561	



BD THIN WALL PEN-NADELN

Penkanülen passend für diverse Pens wie OptiClik, OptiPen Pro, Omnican Pen, Ypsopen, BerliPen areo, etc..

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
4 mm	0,23 mm	32 G	13155307	100 Stück	I3 0854	
5 mm	0,25 mm	31 G	04554439	100 Stück	I3 0855	
8 mm	0,25 mm	31 G	04554445	100 Stück	I3 0858	
12,7 mm	0,33 mm	29 G	04566879	100 Stück	I3 08512	



MYLIFE CLICKFINE PEN-NADELN

Patentierte universal click Technologie. Passt auf alle gängigen Injektionspens.

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
10 mm	0,33 mm	29 G	04705341	100 Stück	I3 08010	



MYLIFE CLICKFINE DIAMOND TIP PEN-NADELN

- 6-fach geschliffene Spitze für kaum spürbare Injektion
- Dünwandtechnologie für besseren Medikamentendurchfluss
- Spezielle Silikon-Oberflächenbehandlung für verbesserten Injektionskomfort
- Hörbarer "Click" für sicheren Halt
- Passt auf alle gängigen Injektionspens und ist erhältlich in 4, 6 und 8 mm Länge

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
4 mm	0,23 mm	32 G	11870649	100 Stück	I3 2004	
6 mm	0,25 mm	31 G	11870655	100 Stück	I3 2006	
8 mm	0,25 mm	31 G	11870690	100 Stück	I3 2008	



UNIFINE PENTIPS

Ultrafeine Pennadeln mit Gleitbeschichtung aus Silikon für maximalen Komfort. Passend für Autopen und die meisten Insulinpens der größeren Markenhersteller. Konzipiert für den einmaligen Gebrauch!

Länge	Durchmesser	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
6 mm	0,25 mm	31 G	02918386	100 Stück	C2 2918386	
8 mm	0,25 mm	31 G	01306617	100 Stück	C2 1306617	
12 mm	0,33 mm	29 G	00943888	100 Stück	C2 0943888	



BD MICROTAINER SICHERHEITSLANZETTEN

Die BD Microtainer kontaktaktivierte Sicherheitslanzette mit ihrem ergonomischen Design sorgt für einen sicheren Halt und ermöglicht eine präzise Lokalisierung der Punktionsstelle.

Die intuitive Handhabung erfordert wenig Erklärungsbedarf. Die Lanzette wird durch Druck auf die Punktionsstelle aktiviert. Danach zieht sich die scharfe Spitze automatisch wieder ins Gehäuse zurück. Eine ungewollte Aktivierung ist fast nicht möglich.

Diese Lanzette steht in drei Größen zur Verfügung: für einen einzelnen Tropfen Blut, für einen mittleren oder einen stärkeren Blutfluss. Die Einstichtiefe ist jeweils vordefiniert und kann vom Anwender nicht beeinflusst werden.

Typ	Farbe	PZN	VE	REF	Preis VE
30 G x 1,5 mm, ein Tropfen	lila	01111428	200 Stück	I4 366592	
21 G x 1,8 mm, mittlerer Blutfluss	pink	01111434	200 Stück	I4 366593	
2 mm x 1,5 mm, stärkerer Blutfluss	blau	01111440	200 Stück	I4 366594	



BD AUTOSHIELD DUO SICHERHEITS-PEN-NADELN

Passen auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie und entsprechen den TRBA250 Vorgaben, die Kanüle ist nach der Benutzung an beiden Enden sicher abgeschildert und schützt so zuverlässig gegen Nadelstichverletzungen.

Länge	Durchmesser	Gauge	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
5 mm	0,30 mm	30 G	329525	07685521	100 Stück	I3 329605	
8 mm	0,30 mm	30 G		07685538	100 Stück	I3 329608	



DIABETES SYSTEMTASCHE

In dieser praktischen Tasche sind alle Bedarfsartikel für die richtige Diabetes-Versorgung untergebracht. Mit Kühlelement und Isolierfolie besteht Wärmeschutz bis zu 12 Stunden lang. Mit Platz für Ihr Namensschild, mit Fächern für Lanzetten, Gerät und Zubehör. Aus robustem Nylon hergestellt, mit Aufhängeschleufe. Lieferung komplett mit Iso-Folie und einem Kühlelement.

Größe	VE	REF	Preis VE
5 x 10 x 20 cm	1 Stück	H7 11	



UNISTIK TOUCH SICHERHEITSLANZETTEN

Unistik Touch wurde speziell entwickelt, um die Blutentnahme noch einfacher zur gestalten. Unistik Touch ist aufgrund der geringen Größe der ideale Begleiter für unterwegs. Die Comfort Zone Technology sorgt für eine statistisch signifikante Schmerzlinderung. Die Nadel wird direkt nach dem Einstich in das Gehäuse zurückgezogen und mindert das Risiko von Nadelstichverletzungen.

Typ	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
Unistik Touch Lanzette, Einstichtiefe 1,8 mm	28 G	12482091	100 Stück	C2 12482091	
Unistik Touch Lanzette, Einstichtiefe 2,0 mm	23 G	12482116	100 Stück	C2 12482116	
Unistik Touch Lanzette, Einstichtiefe 2,0 mm	23 G	12483937	200 Stück	C2 000366	



UNISTIK 3 SICHERHEITSLANZETTEN

Sicherheitslanzette für Klinik, Praxis, Labor und Diabetiker - mit dem Patent gegen Schmerz!

Die Unistik 3-Sicherheitslanzette ist vor dem Gebrauch verborgen. Sie zieht sich sofort nach dem Einsatz automatisch in ihr Gehäuse zurück und vermeidet so Nadelstichverletzungen und Kreuzinfektionen. Die patentierte Comfort Zone Technology reduziert die Schmerzwahrnehmung. Zusätzlich sorgt der seitlich angebrachte Auslöseknopf für stabile und schmerzarme Blutentnahme - angenehm für Patienten.

Typ	Gauge	PZN	VE	REF	Preis VE
Unistik 3 Comfort, Einstichtiefe: 1,8 mm	28 G	03802421	100 Stück	C2 AT1042	
Unistik 3 Normal, Einstichtiefe: 1,8 mm	23 G	03802409	100 Stück	C2 AT1002	
Unistik 3 Extra, Einstichtiefe: 2,0 mm	21 G	03802444	100 Stück	C2 AT1012	

BABY SICHERHEITS-BLUTLANZETTEN

Für einen hohen Blutfluss bei minimaler Eindringtiefe

- Die Klinge ist komplett geschützt, vor und nach der Benutzung.
- Der Auslöseknopf ist ebenfalls durch eine Sicherung geschützt.
- Benutzerfreundlichkeit: Vorgeladen, knopf-aktiviertes Design
- Patientensicherheit: Nur zum Einmalgebrauch. Kann nicht wieder gebraucht werden. Sterilisiert durch Gamma-Strahlung.
- Kontrollierte Eindringtiefe.
- Patientenkomfort: Ultra-scharfe Klingen mit hoher Geschwindigkeit gewährleisten ein minimales Trauma und schnelle Heilung.
- Hoher Blutfluss: Die kontrollierte Bewegung der Klinge wurde designed um den Blutfluss zu optimieren
- Anwendung: In erster Linie bei Neugeborenen und Frühgeburten.
- Empfiehlt sich allerdings auch für andere Anwendungen bei denen eine geringe Durchdringungstiefe und/oder minimale Druckkraft auf das Gewebe wichtig sind.



WARNUNG: Bitte nicht benutzen wenn die schützende Kappe/der Sicherheitsdeckel zuvor schon entfernt wurde oder die schützende Verpackung beschädigt wurde.

Typ	Länge	Farbe	VE	REF	Preis VE
Neugeborenen, Einstichtiefe 1,0 mm	2,5 mm	gelb	50 Stück	A2 3113	
Frühgeborenen, Einstichtiefe 0,85 mm	1,7 mm	orange	50 Stück	A2 4113	



VARIO SAFE PLUS SICHERHEITSLANZETTE


Die tiefenverstellbare Sicherheitslanzette mit 3 Einstichtiefen in nur einer Lanzette.

1,3 mm für dünne Haut, Kinder und Babies
1,8 mm für Erwachsene mit empfindlicher Haut
2,3 mm für Erwachsene mit normaler oder dicker Haut.


Die Handhabung ist ganz einfach:

- Schutzkappe entfernen
- Einstichtiefe am Drehrad einstellen
- Aufsetzen und auslösen
- Entsorgen

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Vario Safe Plus Lanzetten	15205357	1000 Stück	100 Stück	A2 2500	




STERILANCE PRESS II *Sicher und besonders günstig!*



STERILANCE PRESS II SICHERHEITSLANZETTE

Für die sichere und fast schmerzfreie Blutentnahme.




- Nadel ist vor und nach der Anwendung komplett geschützt
- Vorgespannt, durch Druck auslösend
- Sorgt jederzeit für einwandfreie Blutproben
- Hochwertige, ultrascharfe und dreifachangeschrägte Nadel oder zweifachangeschrägte Klinge
- Hohe Einstichgeschwindigkeit
- Verschiedene Spitzenkonfigurationen und Einstichtiefen ermöglichen die gängigsten Kapillarblutabnahmen
- Für Blutzucker- und andere diagnostische In-vitro-Tests

Anleitung:

Schutzkappe vorsichtig abdrehen. Einstichstelle wählen und zum Auslösen der Lanzette das Gerät fest gegen diese pressen. Sicherheitslanzette in einem geeigneten Sicherheitsbehälter, wie z. B. die Servobox entsorgen.
Lagerfähigkeit: 5 Jahre.

Warnhinweis:


Sollte die Schutzkappe bereits bei Entnahme aus dem Karton fehlen, bitte die Lanzette nicht mehr benutzen!



Typ	Für	Gauge	Farbe	VE	REF	Preis VE
Klinge, Einstichtiefe: 1,8 mm	Babies, für Fersenblutentnahme, neonatal und Neugeborene	18 G	grün	100 Stück	A2 3931	
Nadel, Einstichtiefe: 2,2 mm	allgemeine Blutuntersuchungen, bei Erwachsenen mit normaler Haut	21 G	orange	100 Stück	A2 3951	
Nadel, Einstichtiefe: 2,8 mm	allgemeine Blutuntersuchungen, bei Erwachsenen mit dickerer Haut	21 G	pink	100 Stück	A2 3961	
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	wie gelb, aber für höheren Blutfluss	21 G	blau	100 Stück	A2 3972	
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	Diabeteskliniken und Krankenhäusern zur Blutglucose-Untersuchung	26 G	gelb	100 Stück	A2 3941	
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	geringeren Blutfluss	28 G	lila	100 Stück	A2 3982	
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	geringeren Blutfluss und weniger Schmerzen	30 G	türkis	100 Stück	A2 3992	

MONOCLIX

MONOCLIX-SOFT



MONOCLIX

Zum Durchmesservergleich:

28G = 0,360 mm Ø

25G = 0,500 mm Ø

23G = 0,650 mm Ø

21G = 0,800 mm Ø

Alle Monoclix-Lanzetten steril zeichnen sich durch einen hervorragenden Schliff bei geringstem Trauma aus.

Monoclix-Lanzetten sind verordnungsfähig.



MONOCLIX

MONOCLIX LANZETTEN

Die preiswerte, sterile Universallanzette mit bestem Schliff in der 200-Stück-Spenderpackung. Farbcode blau für normale Haut. Zur Gewinnung eines großen Blutropfens - passt in die meisten Lanzetter wie auch in DIAclix Vario. Alle Monoclix-Lanzetten -steril- zeichnen sich durch einen hervorragenden Schliff bei geringstem Trauma aus. Monoclix-Lanzetten sind verordnungsfähig.

Größe	Länge	PZN	VE	REF	Preis VE
23G = 0,65 mm	3,1 mm	04016156	200 Stück	C2 85021	



MONOCLIX-SOFT

MONOCLIX SOFT LANZETTEN

Die schmerzarme, feine Nadel für empfindliche Haut in der 200-Stück-Spenderpackung. Farbcode grün für empfindliche Haut. Zur Gewinnung kleiner Blutropfen, z. B. für Sensor-Geräte. Alle Monoclix-Lanzetten -steril- zeichnen sich durch einen hervorragenden Schliff bei geringstem Trauma aus. Monoclix-Lanzetten sind verordnungsfähig.

Größe	Länge	PZN	VE	REF	Preis VE
28G = 0,36 mm	3,1 mm	00975492	200 Stück	C2 85022S	



DIACLIX VARIO STECHHILFE

DIAclix Vario hat nur Vorteile:

Die 6 einstellbaren Einstichtiefen ermöglichen eine optimale Einstellung, von gerade so tief, dass ausreichend Blut gewonnen wird und nicht tiefer, um möglichst wenig Schmerz zu erzeugen.

Nur für die Nutzung beim Endverbraucher freigegeben!

Einstellung:

1-2 für dünne weiche Haut (Kinder)

3-4 für normale, durchschnittliche Haut

5-6 für dickere Haut

Typ	VE	REF	Preis VE
DIAclix Vario Stechhilfe, ohne Lanzetten	1 Stück	C2 1200-B	



MONOCLIX

MONOCLIX LANZETTEN 25ER PACKUNG

Die preiswerte, sterile Universallanzette mit bestem Schliff in der 25-Stück-Spenderpackung. Farbcode blau für normale Haut.

Zur Gewinnung eines großen Blutropfens - passt in die meisten Lanzetter wie auch in DIAclix Vario. Alle Monoclix-Lanzetten -steril- zeichnen sich durch einen hervorragenden Schliff bei geringstem Trauma aus. Monoclix-Lanzetten sind verordnungsfähig.

Größe	Länge	PZN	VE	REF	Preis VE
23G = 0,65 mm	3,1 mm	12663697	25 Stück	C2 825	



mediprick ALLERGIE

MEDIPRICK ALLERGIE-TEST-LANZETTEN

Für die Durchführung von Allergietests ist eine spezielle Lanzette mit geringer Einstichtiefe (0,9 mm) notwendig. Die Mediprick Allergietest-Lanzette besteht aus rostfreiem, elastischem Federspezialstahl mit knickfreiem Schaft, einzeln steril versiegelt. Durch die speziell geformte Spitze mit genau definierter Einstichtiefe können die Allergietest-Substanzen eingebracht werden.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Allergietestlanzetten	00737611	200 Stück	B2 0111	



BLUTLANZETTEN

Spitzenqualität aus rostfreiem Federband-Edelstahl. Gratfreie, scharfe Spitze garantiert glatten Einstich bei geringstem Schmerzempfinden.



MEDIWARE BLUTLANZETTEN PREMIUM

Einzeln steril eingeschiegelt, je 5 Stück im einseitig transparenten Streifen, je 200 oder 500 Stück im Spenderkarton.

Max. Blutentnahme bei minimalem Trauma durch speziell geformte konkave Spitze.

Der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen geformte Schaft sorgt für hervorragende Festigkeit.

Spitzenqualität aus rostfreiem Federband-Edelstahl.

Gratfreie, scharfe Spitze garantiert glatten Einstich bei geringstem Schmerzempfinden.



Material: A.I.S.I 430 Typ Edelstahl
Stärke: 0,16 mm stark
Härte: 290 nach Vickers Skala
Länge der Spitze: 3,7 mm
Gesamtlänge: 40 mm

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Blutlanzetten	10947551	200 Stück	B2 01	
Blutlanzetten	10947545	500 Stück	B2 01500	



AMPULLENETUI KUNSTLEDER

Passend für 10 kleine (2 ml), 11 mittlere (5 ml) und 13 große (10 ml) Ampullen, innen gefüttert und gepolstert.

Maß: 245 x 125 x 45 mm.

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Kunstleder-Ampullarium	burgund	1 Stück	E5 016435	
Kunstleder-Ampullarium	schwarz	1 Stück	E5 016431	