

PRAXISEINRICHTUNG



Gruppe 4



medicalproducts.de



comfort

MEDICAL EQUIPMENT





Die Vorteile der comfort Ruhesessel

- Entspannte Ruheposition und schnellere Erholung
- Verbesserte Blutzirkulation und Vermeidung von Dekubitus
- Höhere Mobilität von Gelenken und Muskeln
- Größere Autonomie des Patienten
- Erhöhtes Wohlbefinden
- Verbesserung der Verdauung
- Operative Entlastung des Pflegepersonals



COMFORT TRANSPORTSTUHL - RUHESESSEL VARIO

Fahrbarer Ruhesessel mit Verstellung von Höhe, Sitz, Rückenplatte und Armstützen. Die Armauflagen aus weichem Polyurethan bieten einen optimalen Komfort für den Patienten. Inkl. 2 Fußstützen. Das brems- und feststellbare Rollenfahrgestell garantiert hohe Standsicherheit und die in der Höhe verstellbare Sitzposition erleichtert dem Patienten den Auf- und Abstieg. Leichte Fahrbarkeit durch vier Lenkrollen, davon die beiden hinteren mit gleichzeitig wirkender Feststellbremse. Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet. Lieferung ohne Kopfstütze. Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS, für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet. Das Modell VARIO ist in zwei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar. In der vollelektrischen Variante VARIO E und in der teilelektrischen Ausführung VARIO EG mit gasfederunterstützter Justierung von Rückenlehne und Beinplatte. Eine breite Zubehörpalette ermöglicht die vielseitige Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Patienten.



Technische Daten
 Abmessung Sitzposition: 750 x 950 x 1440 mm (B x T x H)
 Abmessung Liegeposition: 750 x 1920 mm (B x L)
 Breite Sitzfläche: 540 mm
 Tiefe Sitzfläche: 450 mm
 Sitzhöhe: 550 mm bis 820 mm
 Armlehnen verstellbar: 480 bis 710 mm
 Verstellung der Rückenlehne: 90° bis 162°
 Verstellung der Beinplatte: -90° bis 10°
 Rollendurchmesser: 125 mm
 Tragkraft maximal: 135 kg
 Gewicht: 67 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel VARIO EG	1 Stück	R8 1268*	
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel VARIO E	1 Stück	R8 1278*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.
 Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.
 Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.

KOPFSTÜTZE FÜR COMFORT RUHESESSEL

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an comfort Ruhesesseln.
 Nur einfarbig lieferbar.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfstütze einfarbig, in Polsterfarbe, höhenverstellbar	1 Stück	R8 1058	

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.
 Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.





comfort

MEDICAL EQUIPMENT

COMFORT TRANSPORTSTUHL - RUHESESSEL VARIO OLEO

Fahrbarer Ruhesessel mit Verstellung von Höhe, Sitz, Rückenplatte und Armstützen, zuverlässig und sicher für Patienten mit eingeschränkter Mobilität. Die Armauflagen aus weichem Polyurethan bieten einen optimalen Komfort für Patienten. Die Rückenlehne und die Sitzfläche aus ergonomisch geformtem Polyurethan Schaumstoff unterstützen eine entspannte Sitzposition und bieten eine sehr gute Entlastung des Kreuzbeins. Inkl. 2 Fußstützen. Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet. Die in der Höhe verstellbare Sitzposition und das Bremssystem, erleichtern den Patienten den sicheren Auf- und Abstieg. Leichte Fahrbarkeit durch 4 Lenkrollen, davon 2 hinten mit gleichzeitig wirkender Feststellbremse. Lieferung ohne Kopfstütze. Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet. Das Modell VARIO OLEO ist in zwei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar. Bei der Variante OLEO HD können Rückenlehne und Beinplatte unabhängig voneinander über Gasfedern verstellt werden. Beim Modell VARIO OLEO GD erfolgt die Verstellung synchron. Die Höhe ist in beiden Ausführungen über einen hydraulischen Scherenantrieb variabel einstellbar. Eine breite Zubehörpalette ermöglicht die vielseitige Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse der Patienten.

Technische Daten

Abmessung Sitzposition:	750 x 950 x 1440 mm (B x T x H)
Abmessung Liegeposition:	750 x 1920 mm (B x L)
Breite Sitzfläche:	540 mm
Tiefe Sitzfläche:	450 mm
Sitzhöhe:	550 mm bis 820 mm
Armlehnen verstellbar:	480 bis 710 mm
Verstellung der Rückenlehne:	90° bis 162°
Verstellung der Beinplatte:	-90° bis 10°
Rollendurchmesser:	125 mm
Tragkraft maximal:	135 kg
Gewicht:	70 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel VARIO OLEO HD	1 Stück	R8 1078*	
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel VARIO OLEO GD	1 Stück	R8 1076*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.
Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.




KOPFSTÜTZE FÜR COMFORT RUHESESSEL

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an comfort Ruhesesseln.
Nur einfarbig lieferbar.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfstütze einfarbig, in Polsterfarbe, höhenverstellbar	1 Stück	R8 1058	

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.
Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.





comfort

MEDICAL EQUIPMENT 

COMFORT TRANSPORTSTUHL - RUHESESSEL FREE

Fahrbarer Ruhesessel mit fester Sitzhöhe und über Gasfedern verstellbarer Sitz und Liegefläche, speziell für die Bedürfnisse von Patienten mit mittlerer Mobilität.



Rückenlehne und Sitzfläche bestehen aus ergonomisch geformtem Polyurethan Schaumstoff, unterstützen eine entspannte Sitzposition und bieten eine sehr gute Entlastung des Kreuzbeins.

Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet. Die höhenverstellbaren Armlehnen erleichtern den seitlichen Patienten-Transfer vom Bett auf den Sessel und zurück, auf maximale Höhe positioniert bieten die Armlehnen sehr guten seitlichen Halt und unterstützen den Patienten beim selbständigen Aufstehen. Leichte Fahrbarkeit durch 4 Lenkrollen mit Feststellbremse. Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet.

Lieferung ohne Kopfstütze

Das Modell FREE ist in zwei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar.

Die Ausführung FREE PLUS wird mit einem Paar nach hinten schwenkbaren Fußstützen und die Ausführung FREE G wird ohne Fußstützen geliefert.



Technische Daten

Abmessung Sitzposition:	740 x 900 x 1420 mm (B x T x H)
Abmessung Liegeposition:	740 x 1920 mm (B x L)
Breite Sitzfläche:	510 mm
Tiefe Sitzfläche:	450 mm
Sitzhöhe:	520 mm
Armlehnen verstellbar:	480 bis 710 mm
Verstellung der Rückenlehne:	90° bis 162°
Verstellung der Beinplatte:	-90° bis 10°
Rollendurchmesser:	125 mm
Tragkraft maximal:	150 kg
Gewicht:	40 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel FREE PLUS	1 Stück	R8 1068*	
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel FREE G	1 Stück	R8 1065*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.



KOPFSTÜTZE FÜR COMFORT RUHESESSEL

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an comfort Ruhesesseln.

Nur einfarbig lieferbar.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfstütze einfarbig, in Polsterfarbe, höhenverstellbar	1 Stück	R8 1058	

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.

comfort

MEDICAL EQUIPMENT 

COMFORT TRANSPORTSTUHL - RUHESESSEL SINCRO



Mit fester Sitzhöhe und über Gasfedern verstellbarer Sitz und Liegefläche, speziell für die Bedürfnisse von Patienten mit guter Mobilität. Die höhenverstellbaren Armlehnen erleichtern den seitlichen Patienten-Transfer vom Bett auf den Sessel und zurück, auf maximale Höhe positioniert bieten die Armlehnen sehr guten seitlichen Halt. Rückenlehnen und Sitzflächen bestehen aus ergonomisch geformtem Polyurethan Schaumstoff, unterstützen eine entspannte Sitzposition und bieten eine sehr gute Entlastung des Kreuzbeins. Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet. Lieferung ohne Kopfstütze.

Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet. Das Modell SINCRO ist in drei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar. Die Ausführung SINCRO PLUS SF verfügt über 4 Lenkrollen mit Feststellbremse und ist mit einem Paar nach hinten schwenkbaren Fußstützen ausgestattet. Das Modell SINCRO S wird ohne Fußstützen mit Rollen und das Basismodell SINCRO BASIC M wird als reines Standmodell ohne Rollen und ohne Fußstützen geliefert.

Technische Daten

Abmessung Sitzposition:	740 x 900 x 1420 mm (B x T x H)
Abmessung Liegeposition:	740 x 1920 mm (B x L)
Breite Sitzfläche:	510 mm
Tiefe Sitzfläche:	450 mm
Sitzhöhe:	520 mm
Armlehnen verstellbar:	480 bis 710 mm
Verstellung der Rückenlehne:	90° bis 162°
Verstellung der Beinplatte:	-90° bis 10°
Rollendurchmesser:	125 mm
Tragkraft maximal:	150 kg
Gewicht:	40 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort Ruhesessel SINCRO BASIC M	1 Stück	R8 1062	
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel SINCRO S	1 Stück	R8 1063*	
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel SINCRO PLUS SF	1 Stück	R8 1066*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.



Service macht den Unterschied.

KOPFSTÜTZE FÜR COMFORT RUHESESSEL

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an comfort Ruhesesseln.

Nur einfarbig lieferbar.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfstütze einfarbig, in Polsterfarbe, höhenverstellbar	1 Stück	R8 1058	

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.



comfort

MEDICAL EQUIPMENT 



ZUBEHÖR FÜR COMFORT RUHESESSEL

	Typ	VE	REF	Preis VE
❶	Infusionsstange mit Halterung für die seitliche Montage rechts am comfort Ruhesessel, höhenverstellbar	1 Stück	R8 514963	
❶	Infusionsstange mit Halterung für die seitliche Montage links am comfort Ruhesessel, höhenverstellbar	1 Stück	R8 514964	
❷	Urinbeutel-Halter zur seitlichen Montage am comfort Ruhesessel	1 Stück	R8 5062	
❸	ABS-Kunststofftablett, inkl. Klemmen	1 Stück	M1 506166	
❹	Halterung für Sauerstoff-Flasche zur Montage am comfort Ruhesessel	1 Stück	R8 5120	
❺	Papierrollenhalter	1 Stück	R8 1048	
❻	Fußstützen aus ABS-Kunststoff, paarweise, abnehmbar zur Montage am comfort Ruhesessel	1 Paar	R8 5046	
❼	Armlehnen mit geformtem Polster zur Infusion oder Blutentnahme, graues Polster	1 Paar	R8 7060	

FARBKARTE FÜR COMFORT UNTERSUCHUNGLIEGE, RUHELIEGESESSEL UND GYN-STUHL



Weiss 1



Rot 2



Orange 3



Sisal 4



Safran 5



Vanille 6



Pistazie 7



Parakeet 8



Türkis 9



Azur 10



Delft 11



Schwarz 12



Grau 13

KÖWE

 Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



PRAXIS UNIVERSALWAGEN MODELL 9056

- Edelstahl-Rahmen
- 2 abnehmbare Edelstahl-Tabletts
- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Breite: 800 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 870 mm
 Gewicht: 19 kg
 Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Praxiswagen	1 Stück	F8 9056	



PRAXIS UNIVERSALWAGEN MODELL 9062

- Mit 4 Schubladen
- Oberes und unteres Tablett aus Edelstahl
- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Breite: 800 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 870 mm
 Gewicht: 33 kg
 Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Praxiswagen	1 Stück	F8 9062	



PRAXIS UNIVERSALWAGEN MODELL 9046 / 9048

- Metallrahmen kunststoffbeschichtet
- Mit 2 bzw. 3 abnehmbaren Kunststoff-Tabletts
- Mit 4 Lenkrollen 80 mm Ø, kugelgelagert, davon 2 feststellbar

Breite: 800 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 820 mm
 Gewicht: 18/20 kg
 Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
mit 2 abnehmbaren Tabletts	1 Stück	F8 9046	
mit 3 abnehmbaren Tabletts	1 Stück	F8 9048	



KÖWE
 Medizinbedarf
 Service macht den Unterschied.



PRAXISWAGEN MODELL 9068

- Universalwagen mit Edelstahl-Rahmen
 - 8 Schubladen
 - Schiebegriff
 - ABS-Kunststofftablett
 - Mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar
- Breite: 800 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 870 mm
 Gewicht: 44 kg
 Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Praxiswagen	1 Stück	F8 9068	



PRAXISWAGEN MODELL 9066

- Universalwagen mit Edelstahl-Rahmen
 - Mit 5 Schubladen und 1 Klapptür
 - Schiebegriff
 - ABS-Kunststofftablett
 - Mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar
- Breite: 800 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 870 mm
 Gewicht: 43 kg
 Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Praxiswagen	1 Stück	F8 9066	



KOMBI UNIVERSAL PRAXISWAGEN MODELL 9070

- Aus Edelstahlrohr mit abgerundeten Kanten. Die Ablagen und Schubladen sind aus kräftigem ABS-Kunststoff bzw. Edelstahl. Die Schubladen mit integriertem Griffteil sind kugelgelagert. Komplett mit 4 Schubladen, Edelstahl-Ablagen oben und unten, inkl. Edelstahl-Abfallbehälter mit Deckel, schwenkbares Edelstahl-Tablett, mit Schiebegriff, Infusionshalter mit Klemmenbefestigung, gummbereifte Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 feststellbar und Stoßschutz-Polstern. Komplett fertig montiert im Karton.
- Breite: 800 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 870 mm
 Gewicht: 40 kg
 Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Praxiswagen	1 Stück	F8 9070	



ZUREICHEWAGEN GERÄTEWAGEN

MODELL 9030 / 9032

- Ideal zur Aufnahme von medizin-technischen Geräten
- Kunststoff-ummantelter Aluminiumfuß mit verchromtem Metallrahmen
- Mit 2 bzw. 3 Kunststoff-Tabletts, herausnehmbar
- 4 Gummi-Kugellagerrollen Ø 100 mm, davon 2 feststellbar

Breite: 650 mm
 Tiefe: 400 mm
 Höhe: 1180 mm
 Gewicht: 14/16 kg
 Max. Belastbarkeit: 40 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
mit 2 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9030	
mit 3 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9032	



UNIVERSALWAGEN MODELL 9042 / 9044

- Edelstahl-Rahmen mit Schiebegriff.
- Auf 4 Rollen 80 mm Ø, davon 2 feststellbar

Breite: 600 mm
 Tiefe: 400 mm
 Höhe: 820 mm
 Gewicht: 16/18 kg
 Max. Belastbarkeit: 40 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
mit 2 abnehmbaren Edelstahl-Ablagen	1 Stück	F8 9044	
mit 3 abnehmbaren Edelstahl-Ablagen	1 Stück	F8 9042	



UNIVERSALWAGEN MODELL 9040 / 9052

- Metall-Rahmen verchromt, mit Schiebegriff
- Mit 2 bzw. 3 abnehmbaren Kunststoff-Tabletts
- Auf 4 Rollen 80 mm Ø, davon 2 feststellbar

Breite: 600 mm
 Tiefe: 400 mm
 Höhe: 820 mm
 Gewicht: 14/15 kg
 Max. Belastbarkeit: 40 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
mit 2 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9040	
mit 3 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9052	

comfort

MEDICAL EQUIPMENT



COMFORT METAL-LINE NOTFALLWAGEN

- Schwingungsgedämpfter Stahlrahmen mit grauer Pulverbeschichtung
- Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl mit 12 mm Rahmen und vier abgerundeten Kunststoff-Sicherheits-elementen (ABS) an den Ecken
- 4 Schubladen mit auswechselbaren Körben aus hochfestem Kunststoff für die einfache Aufteilung mit Hilfe einfacher Trennwände
- Die Schublade ist mit einer kompakten Fläche aus gehärtetem Kunststoff mit abgerundeten Ecken und Kanten verkleidet
- Schubladenfront in Signalfarbe Rot
- Schubladen mit Gummiprofil für eine perfekte Staubdichtung
- Schubladen-Gleitschienen mit Teleskopkugelverlängerung und Schließ-Dämpfung ausgestattet
- Schubladengriffe und Schiebegriff aus Edelstahl mit Kunststoff-Clips
- Zentralverriegelung für die sichere Aufbewahrung
- Der Wagen ist im unteren Teil durch vier runde Abstands-Elemente aus robustem schlagfestem Kunststoff (PE) geschützt
- Hochwertige Kunststoffräder mit Schutz $\varnothing = 125$ mm, zwei Rollen mit integriertem Feststeller

Im Lieferumfang des Notfallwagens enthaltenes Zubehör: Infusionsständer, Halterung für Sauerstoffflasche und seitlich montierter Abfalleimer

Optional erhältlich:

- ① Reanimationsboard mit Halterung
- ② Halterung für Kanülenabwurfbehälter
- ③ Ampullenöffner mit Halterung
- ④ Gerätehalterung aus Edelstahl, drehbar mit Spanngurten
Katheterköcher (ohne Abbildung)

Technische Daten

Höhe: 890 mm Gewicht: 70 kg
 Breite: 750 mm Max. Belastbarkeit: 150 kg
 Tiefe: 550 mm



Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort Metal-Line Notfallwagen	1 Stück	R8 74405	
① Reanimationsboard mit Halterung	1 Stück	R8 5762	
② Halterung für Kanülenabwurfbehälter	1 Stück	R8 5757	
③ Ampullenöffner mit Halterung	1 Stück	R8 5763	
Katheterköcher (ohne Abbildung)	1 Stück	R8 5780	
④ Gerätehalterung aus Edelstahl, drehbar mit Spanngurten	1 Stück	R8 5756	



comfort

MEDICAL EQUIPMENT

COMFORT ABWURFBEHÄLTER

Fahrbarer Abwurfbehälter mit stabilem, leichtgängigem Fahrgestell aus Edelstahl zur Verwendung im OP oder in der Ambulanz.

- Fahrgestell aus Edelstahl mit 4 leichtgängigen Rollen
- Entnehmbare Eimer mit abnehmbarem Deckel aus Chromnickelstahl (10 Liter)
- 4 Lenkrollen (50 mm Durchmesser, elektrisch leitfähig)
- Ohne Schiebegriff

Höhe: 40 cm Gewicht: ca. 6 kg
 Durchmesser: 30 cm Max. Belastbarkeit: ca. 20 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort OP-Abwurfbehälter	1 Stück	R8 40602	



comfort
MEDICAL EQUIPMENT

COMFORT INSTRUMENTENWAGEN

Ideal für OP und Ambulanz, aus rostfreiem Edelstahl (Typ 304) gefertigt, mit abgerundeten Kanten, auf 4 Rollen (Mod. F / AF mit zwei feststellbaren Rollen), zerlegt im Karton, leichte Montage.

In 3 Größen lieferbar.

Max. Belastbarkeit: 40 kg

Maße	VE	REF	Preis VE
Rollendurchmesser 75 mm			
600 x 400 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1260	
700 x 500 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1261	
900 x 600 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1262	
Rollendurchmesser 75 mm, zwei davon feststellbar			
600 x 400 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1260F	
700 x 500 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1261F	
900 x 600 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1262F	
Rollendurchmesser 75 mm, antistatisch, zwei davon feststellbar			
600 x 400 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1260AF	
700 x 500 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1261AF	
900 x 600 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1262AF	



comfort
MEDICAL EQUIPMENT

COMFORT UNIVERSALWAGEN

Komplett aus rostfreiem Chromnickelstahl gefertigt, mit 2 Griffen, auf 4 Rollen (2 Stück fixierbar), mit Abstandshaltern. 2 fixierte Tablett mit innen abgerundeten Kanten, ideal zu reinigen, zerlegt im Karton, leicht zu montieren.

Maße: 920 x 600 x 945 mm (B x T x H)

Max. Belastbarkeit: 50 kg je Etage

Gewicht: 10 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Universalwagen	1 Stück	R8 4486	



AUFTRITT MIT 2 STUFEN

- Die ideale Praxishilfe um leicht an höher gelegene Gegenstände zu gelangen.
- Auftrittplatten: Kunststoffbeschichtet.
- Gestell: Verchromtes Rundrohr.

Trittfläche: 400 x 225 mm

Höhe: 335 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
2-Stufen-Auftritt	1 Stück	M1 352	



INSTRUMENTENTISCH PRAXISMODELL

Alugestell mit Rollen. Edelstahl-Tablett ist nicht abnehmbar.

Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm
 Gewicht: 10 kg
 Tablett: 680 x 450 x 25 mm
 Max. Belastbarkeit: 18 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
nicht feststellbare Rollen	1 Stück	F8 5006	
feststellbare Rollen	1 Stück	F8 5006F	



INSTRUMENTEN ZUREICHETISCH OP MODELL

Mit Hydraulik-Fußpumpe, auf 4 Rollen.

Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm
 Tablett: 680 x 450 mm
 Gewicht: 19 kg
 Max. Belastbarkeit: 24 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
feststellbare Rollen	1 Stück	F8 50061F	



INSTRUMENTENTISCH MAYO EDELSTAHL

Mit Hydraulik-Fußpumpe zur Höhenverstellung. Komplett hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, mit abnehmbarem Tablett. Mit 3 antistatischen Rollen (Ø 50 mm) und Bremsen.

Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm
 Tablett: 480 x 710 mm (B x L)
 Gewicht: 23 kg
 Max. Belastbarkeit: 24 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Edelstahl-Instrumententisch Mayo	1 Stück	F8 5006-EDEL	





servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT FAHRSTÄNDER FÜR MÜLLSÄCKE UND WÄSCHESÄCKE

Stabiler Fahrständer für die großen blauen Müllsäcke (REF I2 0103) oder die autoklavierbaren Sicherheitsbeutel (REF I2 135130). Wahlweise auch für die neuen Wäschesäcke aus Nylon mit den Abmessungen 90 x 100 cm geeignet. Der kräftige Stahldeckel (feststellbar) öffnet auf Fußpedaldruck. Auf 4 Lenkrollen, 2 x feststellbar, mit Querstreben zum sicheren Aufbewahren von gefüllten Beuteln oder Säcken. Der Müllbeutel/Wäschesack wird durch einen Rahmen sicher fixiert. Flachkartonverpackt, einfache Montage. Kein Wäsche- / Müllsack im Lieferumfang enthalten, bitte direkt mitbestellen.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Fahrständer, allein	97 x 48 x 53 cm (H x B x T), Beutelöffnung: 40 x 33 cm	1 Stück	I2 8200	
Wäschesäcke aus Nylon, grün	90 x 100 cm	1 Stück	M1 2030100N	
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	120 Liter, 70 x 110 cm, Stärke 40 µ	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0103	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT FAHRSTÄNDER FÜR WÄSCHESÄCKE

Fahrständer mit Metallrahmen, verchromt, zusammenklappbar, ohne Deckel. Bitte geben Sie den gewünschten Wäschesack mit jeweiliger Artikelnummer bei Ihrer Bestellung separat an.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Fahrständer, ohne Wäschesack	Breite = 43 cm, Tiefe = 36 cm, Höhe verstellbar 93 - 108 cm	1 Stück	M1 2030	
Wäschesack aus Nylon, grün	100 x 140 cm	1 Stück	M1 2030140N	



ROLLTRITTHOCKER TRITTFIX

Aus kräftigem, recyclebarem Kunststoff in abgerundeter Form. 2-stufig mit großer Trittpläche. Auf 3 versenkbaren Rollen überall beweglich. Breiter, sicherer Standring mit Doppelkunststofflippe.
 Gesamthöhe: 43 cm
 Gesamtgewicht: 2,5 kg
 Max. Belastbarkeit: 130 kg

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	F8 4098201	
hellgrau	1 Stück	F8 4098203	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT 

SERVOCOMFORT BLUTENTNAHMESTUHL

Blutentnahmestuhl, grau-aluminium lackiert RAL 9007, mit Kunstlederbezug. Lieferbare Bezugsfarben: weiß und schwarz

Breite: 650 mm
 Tiefe: 470 mm
 Höhe: 850 mm
 Sitzhöhe: 470 mm
 Max. Belastbarkeit: 225 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
weißer Bezug	1 Stück	F8 1186-W	
schwarzer Bezug	1 Stück	F8 1186-S	



ARM- UND BEINAUFLAGE

- Auf standfestem, verchromtem 5-Fußgestell
- Drehbar und im Neigewinkel stufenlos sicher fixierbar
- Hygienisches, nahtloses Polster aus Integral-Schaum
- Polsterfarbe: schwarz
- Höhenverstellbar
- ohne Rollen: 63 - 86 cm
- mit Rollen: 68 - 86 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Mit 5 Rollen	1 Stück	G1 2027	
Ohne Rollen	1 Stück	G1 2037	



INJEKTIONSKISSEN

- Mit weißem Kunstlederbezug
- Armfixierung durch Klett/Haftband

Typ	VE	REF	Preis VE
30 cm lang	1 Stück	F6 1341303	
45 cm lang	1 Stück	F6 1341304	



INJEKTIONSKISSEN KEILFÖRMIG

- Mit weißem Kunstlederbezug
- Keilförmig

Typ	VE	REF	Preis VE
30 cm lang	1 Stück	F6 1341301	
45 cm lang	1 Stück	F6 0401	



INFUSIONSSTANGE ZUR WAGENBEFESTIGUNG

- Verchromtes Stahlrohr mit 4-fach Kreuz
- Mit Universalkloben (REF: G1 0600 - extra bestellen) am Vierkantröhr des Tisches zu befestigen
- Höhenverstellbar

Typ	VE	REF	Preis VE
Infusionsstange für Wagenbefestigung	1 Stück	G1 0112	



UNIVERSALKLOBEN

Zur Befestigung von Stangen an 20 x 20 mm Vierkantröhr oder Rundrohr bis Ø 22 mm.

Typ	VE	REF	Preis VE
Universalkloben	1 Stück	G1 0600	



KABEL- UND SCHLAUCHHALTER

Zur Befestigung am Universalwagen. Ausladung 100 cm. Universalkloben (REF: G1 0600 - extra bestellen)

Typ	VE	REF	Preis VE
Kabel- und Schlauchhalter	1 Stück	G1 10265	



UNIVERSAL GERÄTETISCH

- Die Schubladen sind aus stabiler Holzkonstruktion (kein Plastik)
- Besonders leicht laufend auf Kugellagerführung
- Einfache Montage mit Inbusschrauben
- Auf 4 Rollen, davon 2 feststellbar
- Rahmen pulverbeschichtet
- Kartonverpackt zur Selbstmontage

Breite: 580 mm
 Tiefe: 450 mm
 Höhe: 750 mm
 Gewicht: 18,5 / 20 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
1 Schublade, Rahmen grauweiß	1 Stück	F9 4088	
2 Schubladen, Rahmen grauweiß	1 Stück	F9 4255	



VIELZWECKTISCH MEDI-NET

- Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet, RAL 9007 grau-aluminium,
- Eine Schublade im Lieferprogramm enthalten
- Abgerundete Kantenprofile
- Einlegeboden, perlweiß
- Schublade auf leicht gleitender Kugellagerführung
- Verdeckte Doppelrollen
- Kartonverpackt zur Selbstmontage
- Eine Schublade ist im Lieferprogramm enthalten
- Dieser Wagen kann mit einer weiteren Schublade (REF: S7 201300) nachgerüstet werden. Maximal sind 2 Schubladen möglich.

Breite: 580 mm
 Tiefe: 450 mm
 Höhe: 750 mm

Typ	VE	REF	Preis VE
Vielzwecktisch	1 Stück	F7 0101	



SCHALENSTÄNDER

- Fährbares Modell auf 5-Fuß-Gestell, verchromt
- Kann durch die ausgewogene Halterung in die günstigste Arbeitsposition geschwenkt werden
- Kippsichere Konstruktion durch Fußbeschwerung mit Stahleinlagen in den Fußauslegern.
- Elektrisch leitfähige Rollen mit Kugellagerung, 2 Rollen mit soliden Feststellern
- Schalen aus 18/8 Edelstahl
- Gesamthöhe: 825 mm, nicht höhenverstellbar
- Schalenvolumen jeweils 5,5 Liter/Durchmesser: 320 mm
- Fußdurchmesser: 635 mm
- Wird ohne Schiebegriff geliefert. Schiebegriff ist optional bestellbar!

Typ	VE	REF	Preis VE
mit einer Schale	1 Stück	G1 2107	
mit zwei Schalen	1 Stück	G1 2207	



provita
medical

LED-UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN WAND UND MOBIL

- Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung mittels Gestensteuerung (AN/AUS und stufenloser Dimm-Funktion)
- Untersuchungsleuchte - Made in Germany, mit modernster LED-Technologie für einen langfristig ökonomischen Einsatz
- Die integrierten LED-Leuchtmittel haben eine Lebensdauer von über 25.000 h und liefern einen Lichtstrom von 550 lm (ca. 70.000 LUX)



Robuster Flexarm: 800 mm Ausladung
 Farbe: weiß
 Leuchtmittel: 9 Watt LED
 Lichtleistung: 70.000 LUX / 550 lm bei 500 mm Abstand
 Lichtfarbe: 4000 K (+/- 200 K)
 Farbindex: 90 Ra
 Lichtfeld: 130-250 mm bei 500 / 1000 mm Abstand
 Stabiler Aluminium-Handgriff
 Lebensdauer: > 25.000 h
 Stromversorgung: 100-240 Volt / 50-60 Hz
 Gestensteuerung: An/Aus, Dimmen
 Gewicht: 3,1 kg

	Typ	VE	REF	Preis VE
Flexarm Wand				
1	Leuchte mit Flexarm, ohne Halterung	1 Stück	G1 100011A	
2	Wandhalterung Aluminium, weiß beschichtet, Ø 18 mm, seitliche Madenschraube, 80 x 80 x 70 mm	1 Stück	G1 617A	
3	Wandschienenklaue	1 Stück	G1 0643	
Flexarm Mobil				
4	Leuchte mit Flexarm auf Standrohr, komplett	1 Stück	G1 111111A	
5	Leuchte mit Flexarm auf Stativ, mit Einhand-Höhenverstellung, komplett	1 Stück	G1 121111A	



Standrohr zu 4

Stativ höhenverstellbar zu 5



LED-UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN DECKE UND WAND

- Untersuchungsleuchte mit Zentralreflektor für einen langfristig ökonomischen Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen
- Das neue LED-Leuchtmittel sorgt in Verbindung mit einem speziell entwickelten Reflektor für eine fokussierte Ausleuchtung
- Wartungsfreiheit durch eine erhöhte Lebensdauer des Leuchtmittels bis zu 30.000 h
- Sehr geringe Hitzeentwicklung durch doppelwandiges Leuchtenkopfgehäuse sowie integrierten Entlüftungsschlitzen am Leuchtenkopf

Farbe: weiß
 Leuchtmittel: LED Zentralreflektor 18 V / 12 W
 Lichtleistung: ca. 55000 Lux (0,5 m Entfernung)
 ca. 12750 Lux (1,0 m Entfernung)
 Lichtfeld-Ø: ca. 100 mm (0,5 m Entfernung)
 ca. 200 mm (1,0 m Entfernung)
 Lichttemperatur: ca. 4300 Kelvin ± 200

Typ	VE	REF	Preis VE
Gelenkarm Decke			
Deckenmodell mit Gelenkarm, ohne Baldachin (Abdeckplatte)	1 Stück	G1 L127080A	
Baldachin für Deckenleuchte	1 Stück	G1 Z2K0679A	
Gelenkarm Wand			
Wandmodell mit Gelenkarm	1 Stück	G1 L140080A	



Für Deckenhöhe 2,70 m
(andere Höhen auf Anfrage)



UNTERSUCHUNGSLEUCHE ECONOMY

- mit Flexarm**
- Auf weißem, schwerem Rollfuß, praktisch und stabil
 - Ein-/Ausschalter im Leuchtengehäuse
 - Niedervolt: 12 V / 20 W IRC
 - Arbeitsradius: ca. 800 mm
 - Strahlungswinkel: 10°
 - Lichtleistung: ca. 21500 Lux (0,5 m Entfernung)

Typ	VE	REF	Preis VE
mit Flexarm	1 Stück	G1 220222	





Derungs

MEDICAL LIGHTING



reddot winner 2014

UNTERSUCHUNGSLEUCHE DERUNGS VISIANO 20

Die VISIANO 20 ist mit 60 000 Lux auf 0,5 m die leistungsstärkste Untersuchungsleuchte von Derungs. Die kompakte Leuchte überzeugt durch das herausragend große Beleuchtungsfeld und LEDs in 2 Farbtemperaturen.

- **Innovativ:** zwei einstellbare Farbtemperaturen für ideales Kontrastsehen
- **Extrem groß:** Ø 21cm homogenes Beleuchtungsfeld bei 0,5 m Abstand
- **Beweglich:** 360° Bewegungsradius des Leuchtenkopfes, positionstreuere Federarmsystem mit großem Aktionsbereich
- **Ergonomisch:** einfache Bedieneinheit am Kopf
- **Anpassungsfähig:** 4-stufig dimmbares Lichtfeld
- **Hygienisch:** einfache Reinigung durch geschlossene Konstruktion
- **Vielseitig:** Zubehör für universelle Montagemöglichkeiten

Technische Daten:

Lichtleistung: 60 000 Lux @ 0,5 m
 Farbtemperatur: 3 500 K / 4 500 K
 Beleuchtungsfeld @ 0,5 m: Ø 21 cm
 Farbwiedergabe-Index: Ra 95
 Bedienung: Folientastatur am Kopf
 geprüfte Sicherheit: EN 60601-1, EN 6601-2-41
 Gewicht Federarmmodell: 2 kg
 Gewicht Deckenmodell: 9 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Visiano 20-2 P TX, mit Federarm, 4-fach dimmbar	1 Stück	G1 633107	
Visiano 20-2 C T1, Deckenmodell, 4-fach dimmbar	1 Stück	G1 633104	



ZUBEHÖR DERUNGS UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN

Typ	VE	REF	Preis VE
1 Rollstativ passend für Untersuchungsleuchte Halux und Visiano	1 Stück	G1 656247	
2 Tischklemme passend für Untersuchungsleuchte Halux und Visiano	1 Stück	G1 625467	
3 Wandhalter aus Kunststoff passend für Untersuchungsleuchte Halux und Visiano	1 Stück	G1 522182	
4 Wandhalter aus Aluminium passend für Untersuchungsleuchte Halux und Visiano	1 Stück	G1 659957	



Derungs

MEDICAL LIGHTING

UNTERSUCHUNGSLEUCHE DERUNGS HALUX N50

Die Untersuchungsleuchte HALUX N50 ist mit 50 000 Lux auf 0,5 m ein bewährtes Mittelklasseprodukt mit hohem Qualitätsstandard.

- **Optimal:** Ø 18 cm homogenes Beleuchtungsfeld bei 0,5 m Abstand
- **Dimmbar:** 5-stufig dimmbares Lichtfeld
- **Durchdacht:** geschlossene Konstruktion für einfaches reinigen
- **Individuell:** positionstreuer Federarm
- **Vielseitig:** Zubehör für variable Montagemöglichkeiten, Gyn-Version zur Befestigung an Untersuchungsleie auf Anfrage

Technische Daten:

Lichtleistung: 50 000 Lux @ 0,5 m
 Farbtemperatur: einstellbar: 3 300 K/ 3 800 K/ 4 400 K
 Beleuchtungsfeld @ 0,5 m: Ø 18 cm
 Farbwiedergabe-Index: Ra 93
 Bedienung: Folientastatur
 geprüfte Sicherheit: EN 60601-1, EN 6601-2-41
 Gewicht: 1,3 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Halux N50-3 P FX, mit Federarm, 5-fach dimmbar, Farbtemperatur regelbar	1 Stück	G1 806682	
Halux N50-1 P SX, mit Flexarm, nicht dimmbar, Farbtemperatur 4400 k	1 Stück	G1 806679	
Halux N50-3 P SX, mit Flexarm, 5-fach dimmbar, Farbtemperatur regelbar	1 Stück	G1 806680	

Derungs

MEDICAL LIGHTING

UNTERSUCHUNGSLEUCHE DERUNGS HALUX N30

- **Dimmbar:** stufenlos dimmbares Lichtfeld
- **Individuell:** positionstreuer Flexarm
- **Vielseitig:** Zubehör für diverse Montagemöglichkeiten, Gyn-Version zur Befestigung an Untersuchungsleie auf Anfrage

Technische Daten:

Lichtleistung: 30 000 Lux @ 0,5 m
 Farbtemperatur: Fix 4 400 K
 Beleuchtungsfeld @ 0,5 m: Ø 18 cm
 Farbwiedergabe-Index: Ra 93
 Bedienung: Folientastatur am Kopf
 geprüfte Sicherheit: EN 60601-1, EN 6601-2-41
 Gewicht: 1,3 kg



Typ	VE	REF	Preis VE
Halux N30-1 P SGV, mit Flexarm, nicht dimmbar, Farbtemperatur 4400 K	1 Stück	G1 806675	

Derungs Produkt	Empfohlene Anwendung						
	Klein OP, Behandlungen	Ops Vorbereitung	Notfall / Schockraum	Untersuchung Allgemein, Dermatologie, Neonatologie, Pädiatrie	Untersuchung Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie	Intensivpflege	
● ideal geeignet ○ gut geeignet							
TRIANGO 100	●	○	●	○	●		
VISIANO 20		●	○	●	○		○
HALUX N50		○		●	○		●
HALUX N30				○	●		○

Derungs

MEDICAL LIGHTING



reddot winner 2020



BEHANDLUNGSLUCHE DE RUNG S TRIANG O 100


Das neueste Premium-Produkt der Schweizer Qualitätsmarke Derungs. Mit 100 000 Lux auf einem Meter ist sie die leistungsstärkste Medizinleuchte. Sie eignet sich für Behandlungen oder tiefgehende Untersuchungen.

- **Außergewöhnlich:** großes homogenes Leuchtfeld, perfekte Farbwiedergabe-Eigenschaften
- **Zuverlässig:** Positionstreu es Armsystem
- **Individuell:** 3 unterschiedliche Lichtfarben, dimmbares und wahlweise fokussierbares Lichtfeld
- **Vielseitige Klein-OP-Leuchte:** weitere Versionen zur Wand- oder Deckenmontage auf Anfrage, Duo-Version mit zwei Leuchtenköpfen
- **Hygienisch:** Abnehmbarer sterilisierbarer Handgriff; einfach zu reinigendes, robustes Gehäuse

Technische Daten:

Lichtleistung:	100 000 Lux @ 1,0 m
Farbtemperatur:	4 300 K / 4 500 K / 4 700 K
Beleuchtungsfeld @ 1,0m:	fix Ø 18 cm oder einstellbar Ø 18 / 23 / 28 cm
Farbwiedergabe-Index:	Ra 95
Bedienung:	Folientastatur an Kardanik
geprüfte Sicherheit:	EN 60601-1, EN 6601-2-41
Gewicht:	20 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Behandlungsleuchte Decke C (Ceiling)			
TRIANGO 100-1 C, 100 000 Lux, 4 Dimmstufen, Farbtemp. 4300 K, sterilisierb. Handgriff, Leuchtfeld 18 cm	1 Stück	G1 802695	
TRIANGO Fokus 100-3 C, 100 000 Lux, 3 Farbtemperaturen. 4 Dimmstufen, Ra 95, sterilisierb. Handgriff, Leuchtfeld 18/23/28 cm	1 Stück	G1 803686	
Behandlungsleuchte Wand W (Wall)			
TRIANGO 100-1 W, 100 000 Lux, 4 Dimmstufen, Farbtemp. 4300 K, sterilisierb. Handgriff, Leuchtfeld 18 cm	1 Stück	G1 803663	
TRIANGO Fokus 100-3 W, 100 000 Lux, 3 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, Ra 95, sterilisierb. Handgriff, Leuchtfeld 18/23/28 cm	1 Stück	G1 803688	
Behandlungsleuchte Mobil F (Floor)			
TRIANGO 100-1 F, Schuko, 100 000 Lux, 4 Dimmstufen, Farbtemp. 4300 K, sterilisierb. Handgriff, Leuchtfeld 18 cm	1 Stück	G1 803664	
TRIANGO Fokus 100-3 F, Schuko, 100 000 Lux, 3 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, Ra 95, sterilisierb. Handgriff, Leuchtfeld 18/23/28 cm	1 Stück	G1 803690	



Derungs

MEDICAL LIGHTING

LUPENLEUCHE DE RUNG S OPTICLUX HAND

Sie begeistert durch ihr großes, dimmbares Leuchtfeld in Tageslichtqualität und exzellente Farbwiedergabe-Eigenschaften. Dermatologen und Veterinäre dürfen sich auf das leistungsstarke Wood-Licht freuen, das es zusätzlich zum Tageslicht-Modus gibt.

- **Einzigartig:** großer Lupendurchmesser
- **Wirtschaftlich:** langlebiger, wiederaufladbarer Akku
- **Optimal:** 1,9-fache Vergrößerung und sehr gute Farbwiedergabe
- **Angenehm:** helles, dimmbares Lichtfeld in Tageslichtqualität
- **Leistungsstarkes Wood-Licht:** kein Abdunkeln des Raums erforderlich, ideal zur Diagnose von Parasiten oder Hautveränderungen

Technische Daten:

Lichtleistung:	8 000 Lux @ 0,15 m
Farbtemperatur:	6 500 K / Wood-Licht
Beleuchtungsfeld @ 1,0 m:	Ø 16 cm
Farbwiedergabe-Index:	Ra 95
Bedienung:	Folientastatur am Griff
geprüfte Sicherheit:	EN 60601-1, EN 6601-2-41
Gewicht:	0,5 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Opticlux Hand 10-2 DL, dimmbar	1 Stück	G1 807072	
Opticlux Hand 10-2 UV, dimmbar, zuschaltbares Wood-Licht	1 Stück	G1 807073	



reddot winner 2021

comfort

MEDICAL EQUIPMENT

COMFORT LED UNTERSUCHUNGSLAUCHE AUF 5-FUSS FAHRSTATIV

Kompakte Untersuchungsleuchte mit separat angeordneten LED-Modulen.

Die moderne LED-Technik sorgt für ein schattenarmes Licht und eine lange Betriebsdauer bei niedrigem Stromverbrauch.

Leuchtstärke 44.000 Lux bei 50 cm Abstand bzw. 16.000 Lux bei einem Abstand von 100 cm.

Durch die sehr guten Farbwiedergabewerte und das homogene Leuchtfeld wird eine natürliche und kontrastreiche Darstellung des Gewebes erreicht.

- Homogenes Leuchtfeld
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Helligkeitsregulierung in 5 Stufen
- Geringe Wärmeentwicklung
- Bedienelemente im Netzteilgehäuse integriert
- 5-Fuß Fahrgestell mit gebremsten Rollen
- Niedervolt LED mit langer Lebensdauer

Technische Daten

Lichtleistung:	ca. 44.000 Lux (0,5 m Entfernung)
Lichtleistung:	ca. 16.000 Lux (1,0 m Entfernung)
Lichtfeld-Ø:	ca. 180 mm (0,5 m Entfernung)
Lichtfeld-Ø:	ca. 300 mm (1,0 m Entfernung)
Lichttemperatur:	ca. 4000 - 5500 Kelvin
Helligkeitsregulierung:	elektronisch in 5 Stufen
Netzspannung:	230 Volt 50Hz
Leistungsaufnahme:	< 10 Watt
Höhenverstellung:	700 - 1850 mm
Länge Flexarm:	600 mm
Gewicht:	13,1 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort LED Untersuchungsleuchte auf 5-Fuß Fahrstativ	1 Stück	R8 5900	



KOFFER MASSAGELIEGE STABIL

Dieses Modell hat ein 3-faches Gestell und eine extra stabile Konstruktion für die optimale Standsicherheit während der Massage.

- Rahmen und Gestell aus hochfestem Aluprofil
- Bezug aus schwarzem Kunstleder, kräftig gepolstert, mit Metall-Eckschutzverstärkungen
- Nasenschlitz im Kopfteil, mit herausnehmbarem Polsterteil
- Doppelte Raster tragen die verstellbare Kopfplatte

Maße	VE	REF	Preis VE
1970 x 560 x 750 mm (L/B/H)	1 Stück	F9 1425	
1970 x 700 x 750 mm (L/B/H)	1 Stück	F9 1470	



LIEGENBEZÜGE MIT PU-BESCHICHTUNG

Mit Rundungumgummi, öl- und wasserresistent, weiß/creme.

Material: 40 % Polyester / 60 % Polyurethan, 95 °C waschbar, Trockner geeignet.

Maße	VE	REF	Preis VE
65 bis 80 cm x 200 cm	1 Stück	G1 001	





servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT WANDSCHIRM, 3-TEILIG

- Fahrbar
- Die ideale Abschirmung bzw. Trennung zwischen Patientenbett und Waschbecken
- Kann zusammengeklappt werden und ist schnell aufgestellt
- Rahmen aus Aluminium, mit schwer entflammbarem PVC-Bezugsstoff
- Ideal für jedes Krankenzimmer und die Praxis
- Preiswert, kartonverpackt

Einzelbreite: 68 cm
Gesamtbreite: 204 cm
Höhe: 180 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Wandschirm	1 Stück	M1 10295	
Ersatzbezug, 3-teilig	1 Set	M1 10295E	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT UNTERSUCHUNGLIEGE ECONOMY

- Die besonders preiswerte Praxisliege
- 2-teilig, Kopfteil verstellbar
- Gestell pulverbeschichtet RAL 9002, ohne Querstreben
- Polsterstärke 50 mm
- Mit Abstandshalter

Technische Daten

Breite: 650 mm
Höhe: 650 mm
Länge: 1950 mm
Gewicht: 35 kg
Belastbarkeit: 225 kg

Hinweis:

Diese Liege hat keine Nivellierschrauben für Höhenausgleich!
Papierrollenhalter ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Gestell beschichtet: grauweiß - RAL 9002	Bezug weiß	1 Stück	F8 211108W	
Gestell beschichtet: grauweiß - RAL 9002	Bezug schwarz	1 Stück	F8 211108S	
Rollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite		1 Stück	S7 200097	





PATIENTEN WÄRMEDECKE

Ideal zum Abdecken der Patienten vor bzw. während einer Behandlung oder im Warte-/ Aufwachbereich.

- Aus Waffelpiqué, 100 % Baumwolle.
- Waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet.
- Format: 150 x 210 cm
- *Waschbeständige, brillante Farben laut Farbkarte!*

Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF	Preis VE
Patienten Wärmendecke	1 Stück	G1 D0015	

(01) weiß


(14) vanille

(36) aquablau

(04) maisgelb

(40) kornblumenblau

(66) apfelgrün



KUSCHELDECKE „WARM UP“

Diese hochwertige Decke (350 g/m²) aus doppelt gebürsteter Microfaser mit verstärkten Saumkanten ist besonders warm, kuschelig und pflegeleicht.

Waschbar bis 60 °C, Trockner geeignet. Größe 150 x 200 cm.

Anwendungsbereiche:

- Arztpraxen
- Dialyse- & Onkologische Praxen
- Tageskliniken
- Krankenhäuser
- Alten- und Pflegebereiche
- Massage- und Physiotherapiepraxen
- Beauty- und Wellnessbereiche

Erhältlich in den Farben:

Farbe	Farb-Nr.
weiß	01
bordeaux	28
royalblau	27
hellgrau	46
dunkelbraun	12
schwarz	82
camel	04

Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kuscheldecke	1 Stück	G1 8150	





Easy Stretch
FROTTEÉ BEZÜGE FÜR LIEGEN
18 modische Farben zur Auswahl

- Aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyamid
- Leicht beziehbar
- Mit abgenähten Ecken und Gummizug
- Bügelfrei, waschmaschinenfest, farbecht
- 220 g/m² Materialgewicht

Pflege:

weiß 95 °C waschbar, farbig 60 °C waschbar, absolut bügelfrei, Trockner geeignet. Lieferbar in 2 Standardgrößen. Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.



Typ	VE	REF	Preis VE
Ca. 195 x 65 cm	1 Stück	G1 3010	
Ca. 200 x 80 cm	1 Stück	G1 3012	

GUMMISPANNER

Zum Querbefestigen unterhalb der Liege. Es werden pro Bett 2 Stück benötigt. Einzeln verpackt. (ohne Abbildung)

Typ	VE	REF	Preis VE
Gummispanner	1 Stück	G1 1998	

Farbnummer bei Auftrag bitte ergänzen:

Farben	Farb-Nr.:
1 nougat	69
2 graphit	48
3 apfelgrün	752
4 marine	12
5 natur	08
6 weiß	09
7 beige	723
8 terra	776
9 mint	714
10 silbergrau	05
11 royalblau	716
12 gelb	724
13 bordeaux	720
14 viola	755
15 apricot	708
16 brombeer	719
17 jade	42
18 aqua	703



KOPFKISSEN

aus Polyester, 40 x 40 cm, weiß, waschbar bis 95 °C. Atmungsaktiv, formbeständig, antiallergisch, ohne Bezug.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfkissen	1 Stück	G1 0050	

EASY STRETCH KOPFKISSENBEZUG

mit Reißverschluss, nur paarweise lieferbar. Maß: 40 x 40 cm. Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfkissenbezug	1 Paar	G1 50	

EASY STRETCH NACKENROLLENBEZUG

mit Gummi an beiden Seiten. Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF	Preis VE
für 40 cm Nackenrolle, Ø 13 cm	1 Stück	G1 70	
für 50 cm Nackenrolle, Ø 15 cm	1 Stück	G1 80	

EASY STRETCH HOCKERBEZUG

Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF	Preis VE
Hockerbezug Ø bis 45 cm	1 Stück	G1 90	



PATIENTEN SEIFENLAPPEN

Ideal für die schnelle Reinigung vor der Untersuchung. Nur in weiß lieferbar. 100 % Baumwolle. Ca. 380 g/m².

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Seifenlappen, weiß	30 x 30 cm	1 Stück	G1 N007010	



LIEGEN-FUSSAUFLAGE

- Sanitized® veredelt, d. h. Bakterien und Pilze können sich nicht entwickeln
- Aus elastischem Vinylschaum mit Textil-Inlay
- Rutschsichere Oberfläche
- Format: 600 x 400 x 6 mm
- Pflegeleicht durch handelsübliche, ungefärbte Flächendesinfektionsmittel zu reinigen

Farbe	VE	REF	Preis VE
grau	1 Stück	G1 0230-05	
blau	1 Stück	G1 0230-07	
grün	1 Stück	G1 0230-61	



LIEGEN-FUSSAUFLAGE TRANSPARENT

- Aus PVC
- Format: 600 x 400 x 2 mm

Farbe	VE	REF	Preis VE
transparent	1 Stück	G1 0230-00	



DREHROLLHOCKER ECONOMY

- Mit hochgepolstertem Sitz, Kunstlederbezug
- Stufenlos höhenverstellbar
- Auf formschönem Kunststoffkreuz
- Mit intervallgebremsten Rollen

Polsterhöhe: 5 cm
 Sitz-Ø: 38,5 cm
 Höhenverstellbar: 45 - 57 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Mit harten Rollen für weiche Böden			
weiß	1 Stück	F8 688318	
schwarz	1 Stück	F8 688320	
grau	1 Stück	F8 688322	
Mit weichen Rollen für harte Böden			
weiß	1 Stück	F8 688318-WEICH	
schwarz	1 Stück	F8 688320-WEICH	



PRAXIS- UND LABORHOCKER LUXUS

- Große, hochgepolsterte Sitzfläche mit Kunstlederbezug.
- Mit poliertem 5-Fuß Aluminiumgestell.
- Verdeckte Doppelrollen
- Mit stufenloser Sicherheitsgasfeder zur Höhenverstellung
- Ein formschönes, deutsches Markenfabrikat

Sitz-Ø: 41 cm
 Höhenverstellbar: 44 - 56 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Mit harten Rollen für weiche Böden			
weiß	1 Stück	F8 0200	
schwarz	1 Stück	F8 0250	
Mit weichen Rollen für harte Böden			
weiß	1 Stück	F8 0200-WEICH	
schwarz	1 Stück	F8 0250-WEICH	



INCIDIN FOAM

Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen. Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung. Keine Aerosolbildung, exzellente Schaumbildung. Bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 sowie wirksam gegen Rota- und Polyoma/SV40-Viren und Papovavirus.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
750 ml Flasche, mit Sprühkopf	3046010		16 Stück	1 Stück	J6 3046010	
5 Liter Kanister	3013420	00985237	2 Stück	1 Stück	J6 YFS2	

comfort
MEDICAL EQUIPMENT



COMFORT DREHHOCKER KENNY

- Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- 5-Fuß Kunststoffgestell schwarz
- Verdeckte Doppelrollen
- Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- Höhenverstellung mittels Ringauslöser
- TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9991S

Weichbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9992S

Höhenverstellbar: 39 – 50 cm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Sitz-Ø: 40 cm

Gewicht: 6,5 kg

Polsterhöhe: ca. 5 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
brillantschwarz	1 Stück	F8 1282SSW	
polarweiß	1 Stück	F8 1282SW	
kristallgrau	1 Stück	F8 1282SG	
mohnrot	1 Stück	F8 1282SR	
karibikblau	1 Stück	F8 1282SB	
graphitgrau	1 Stück	F8 1282SGG	
apfelgrün	1 Stück	F8 1282SAG	

Farbkarte siehe Webshop.

comfort
MEDICAL EQUIPMENT



COMFORT DREHHOCKER XPERT

- Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- 5-Fuß Aluminiumgestell
- Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, groß, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9996S

Höhenverstellbar: 41,5 – 52,5 cm

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Sitz-Ø: 39 cm

Gewicht: 5,8 kg

Polsterhöhe: ca. 5 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
brillantschwarz	1 Stück	F8 1296SW	
polarweiß	1 Stück	F8 1296W	
kristallgrau	1 Stück	F8 1296G	
mohnrot	1 Stück	F8 1296R	
karibikblau	1 Stück	F8 1296B	
graphitgrau	1 Stück	F8 1296GG	
apfelgrün	1 Stück	F8 1296AG	

Farbkarte siehe Webshop.

comfort
MEDICAL EQUIPMENT



COMFORT SATTELHOCKER XPERT

- Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- 5-Fuß Aluminiumgestell
- Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, groß, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9996S

Höhenverstellbar: 41,5 – 52,5 cm

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Sitzfläche: Sattelsitz

Gewicht: 4,8 kg

Polsterhöhe: ca. 5 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
brillantschwarz	1 Stück	F8 1297SW	
polarweiß	1 Stück	F8 1297W	
kristallgrau	1 Stück	F8 1297G	
mohnrot	1 Stück	F8 1297R	
karibikblau	1 Stück	F8 1297B	
graphitgrau	1 Stück	F8 1297GG	
apfelgrün	1 Stück	F8 1297AG	

Farbkarte siehe Webshop.

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



COMFORT SATTELHOCKER PROFI

- Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- 360° Bewegungsfreiheit
- 5-Fuß Aluminiumgestell
- Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- Auslöseteller aus Stahl mit verchromter Oberfläche
- TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, groß, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9996S

Höhenverstellbar: 56 - 75 cm

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Sitzfläche: Sattelsitz

Gewicht: 6,7 kg

Polsterhöhe: ca. 5 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
brillantschwarz	1 Stück	F8 1397SW	
polarweiß	1 Stück	F8 1397W	
kristallgrau	1 Stück	F8 1397G	
mohnrot	1 Stück	F8 1397R	
karibikblau	1 Stück	F8 1397B	
graphitgrau	1 Stück	F8 1397GG	
apfelgrün	1 Stück	F8 1397AG	

Farbkarte siehe Webshop.



COMFORT DREHHOCKER CONFERENCE

- Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- 5-Fuß Aluminiumgestell
- Verdeckte Doppelrollen für weiche Böden
- Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9991S

Weichbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9992S

Höhenverstellbar: 40 – 51 cm

Polsterhöhe: 5 cm

Sitz-Ø: 39 cm

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Gewicht: 5,7 kg



Farbe	VE	REF	Preis VE
brillantschwarz	1 Stück	F8 1256SSW	
polarweiß	1 Stück	F8 1256SW	
kristallgrau	1 Stück	F8 1256SG	
mohnrot	1 Stück	F8 1256SR	
karibikblau	1 Stück	F8 1256SB	
graphitgrau	1 Stück	F8 1256SGG	
apfelgrün	1 Stück	F8 1256SAG	

Farbkarte siehe Webshop.



COMFORT FUNKTIONSDREHSTUHL QUIZZ

- Sitz- und Rücken gepolstert mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- 5-Fuß Kunststoffgestell schwarz mit Ringauslösung
- Rückenlehne mit Raster-Höhenverstellung
- Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9991S

Weichbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9992S

Höhenverstellbar: 84 – 110 cm

Rückenhöhe verstellbar: 28 - 34 cm (ab Sitzfläche)

Sitz-Ø: 40 cm

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Polsterhöhe: 5 cm

Gewicht: 11,2 kg

Farbe	VE	REF	Preis VE
brillantschwarz	1 Stück	F8 1281SW	
polarweiß	1 Stück	F8 1281W	
kristallgrau	1 Stück	F8 1281G	
mohnrot	1 Stück	F8 1281R	
karibikblau	1 Stück	F8 1281B	
graphitgrau	1 Stück	F8 1281GG	
apfelgrün	1 Stück	F8 1281AG	

Farbkarte siehe Webshop.



comfort
MEDICAL EQUIPMENT

CHIRURGISCHER ARBEITSSTUHL

Dieser Arbeitsstuhl ermöglicht langfristiges, ermüdungsfreies Arbeiten.

- Auf 5 antistatischen Rollen
- Mit hydraulischer Fußpumpe höhenverstellbar von 720 - 920 mm
- Mit Zentralbremse für alle Rollen, d.h. besonders standfest
- Ergonomischer, bequemer, hochgepolsterter Sitz für lange, sitzende Tätigkeiten
- Gepolsterte, verstellbare Rückenlehne
- Universell in der Höhe und Distanz verstellbar und um 360° drehbar
- Armlehnen müssen optional bestellt werden.



Typ	VE	REF	Preis VE
Arbeitsstuhl, ohne Armlehnen	1 Stück	F8 50951	
Armlehnen, paarweise	1 Paar	F8 5094100	



EDELSTAHL OP-HOCKER

- 5-Fußgestell
- Sitzfläche aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und absolut hygienisch.

Höhenverstellbar: 47 - 57 cm

Gewicht: 7 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
mit Standardrollen	1 Stück	F8 50171	
mit antistatischen Rollen	1 Stück	F8 50171A	



LABOR-/OP-HOCKER ECO

Diese Labor-/OP-Hocker haben eine besonders hohe Polsterung und sind außergewöhnlich preiswert.

- Hohe Polsterung, mit schwarzem Kunstlederbezug
- Auf 5-Fuß-Aluminiumgestell mit antistatischen Rollen von 50 mm Ø, 2 davon mit Bremse
- Mit Gasdruck-Höhenverstellung per Handhebel

Höhenverstellbar: 64 - 88 cm

Polster: Ø 35 cm

Polsterhöhe: 9 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Labor-/OP-Hocker	1 Stück	F8 5093	
Labor-/OP-Hocker, mit Rückenlehne	1 Stück	F8 5094	
Labor-/OP-Hocker, mit Fußstütze	1 Stück	F8 5095	
Labor-/OP-Hocker, mit Rückenlehne und Fußstütze	1 Stück	F8 5096	

comfort

MEDICAL EQUIPMENT

COMFORT GYN UNTERSUCHUNGSSTUHL

Elektrisch verstellbarer gynäkologischer Untersuchungsstuhl mit Beinhaltern nach Göpel. Seitlich montierte Handgriffe, Auffangschale aus Edelstahl und Rollenhalterung für Ärztekrepp. Stabiles Stahlgestell mit silbergrauer Pulverbeschichtung, max. Belastbarkeit 180 kg, Fahrbarkeit durch versenkbare Rollen. Sitzhöhe, Neigung und Rückenlehne über Fußschalter elektrisch verstellbar, anatomisch geformte Polsterung aus formstabilem Polyurethan mit desinfizierbarem Kunstlederbezug in 13 modernen Farben erhältlich.

Lieferumfang

- Comfort elektrisch verstellbarer gynäkologischer Untersuchungsstuhl (ohne Kopfpolster)
- Beinhalter nach Göpel in Bezugfarbe (Paar)
- Auffangschale aus Edelstahl
- Handgriffe höhenverstellbar (Paar)
- Rollenhalter für Ärztekrepp
- Fuß-Fernbedienung

optional erhältlich: (siehe Zubehör)

- Beinhalter nach Göpel, schwarz (1 Paar)
- Beinstützen mit Haltekloben (1 Paar)
- Kopfpolster in Bezugfarbe
- Infusionsstange

Das komplette Zubehör ist nachbestellbar.

Auf Wunsch Aufstellung und Einweisung durch unseren Techniker nach Absprache gegen Aufpreis.



Technische Daten

Standfläche:	520 x 860 x 70 mm
Rückenlehne:	520 x 860 x 70 mm
Sitzplatte:	520 x 400 x 40 mm
Höhenverstellung:	520 ~ 810 mm
Rückenlehne:	elektrisch einstellbar von 10° ~ 75°
Trendelenburg:	12°
Auffangschale:	230 x 160 x 30 mm
Rolldurchmesser:	50 mm (versenkbar)
Max. Belastbarkeit:	180 kg
Stromversorgung:	100 – 240Volt / 50 ~ 60Hz / max. 3 Ampere
Batterie:	24V / 1.2Ah (Ladezeit ca. 6 Stunden)
Isolationsklasse:	B
Temperatur:	10° ~ 40 °C
Luftfeuchte:	30 ~ 75 %
Schutz:	IP66
Normen:	EN 60601-1 / EN 60601-1-2

Typ	VE	REF	Preis VE
Comfort GYN-Untersuchungsstuhl, elektrisch verstellbar	1 Stück	R8 90	

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 249.



comfort
MEDICAL EQUIPMENT
**ZUBEHÖR FÜR
GYN-UNTERSUCHUNGSSTUHL...**

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

comfort
MEDICAL EQUIPMENT

**KOPFPOLSTER (ZUBEHÖR) COMFORT GYN-
UNTERSUCHUNGSSTUHL**

Typ	VE	REF	Preis VE
Infusionsstange, höhenverstellbar	1 Stück	R8 4299	
Beinhalter nach Göpel, schwarz, paarweise	1 Paar	R8 4078	
Beinstützen mit Haltekloben, paarweise	1 Paar	R8 4090	

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfpolster für Comfort GYN-Untersuchungsstuhl, bitte gewünschte Bezugfarbe angeben	1 Stück	R8 4059	

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 243.




SPRITZEN- UND KANÜLENSPENDER

Universalbehälter

Aus stabilem Kunststoff. Gehäuse in beige oder weiß. Kästen transparent. Stapelbar, Stand-/Wandhalter, einzeln im Karton verpackt. Gestanzte Öffnung auf der Rückseite für noch größere Stabilität.

Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
2 Fächer				
beige	600 x 245 x 355 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1203	
weiß	600 x 245 x 355 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1203W	
3 Fächer				
beige	600 x 160 x 240 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1201	
weiß	600 x 160 x 240 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1201W	
4 Fächer				
beige	600 x 140 x 205 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1204	
weiß	600 x 140 x 205 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1204W	
5 Fächer				
beige	600 x 100 x 160 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1202	
weiß	600 x 100 x 160 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1202W	
6 Fächer				
beige	600 x 94 x 112,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1206	
weiß	600 x 94 x 112,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1206W	
9 Fächer				
beige	600 x 64,5 x 76,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1207	
weiß	600 x 64,5 x 76,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1207W	



SPRITZEN- UND KANÜLENSPENDER

Universalbehälter

Aus stabilem Kunststoff. Gehäuse in weiß mit blauem Griff. Kästen transparent. Stapelbar, Stand-/Wandhalter, einzeln im Karton verpackt. Gestanzte Öffnung auf der Rückseite für noch größere Stabilität.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
3 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 160 x 240 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1201-WB	
4 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 140 x 205 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1204-WB	
5 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 100 x 160 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1202-WB	
6 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 94 x 112,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1206-WB	
9 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 64,5 x 76,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1207-WB	

servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT INFUSIONSSTÄNDER ECONOMY

- 5-Fuß-Gestell mit Fußkreuz aus Stahl-/Glasfaserkunststoff Kombination und 2 feststellbaren Rollen
- Schraubhöhenverstellung
- 4-fach Flaschenhalter aus Kunststoff
- Abtropfglas
- Hochglanzverchromt
- Einzeln im Karton verpackt
- Besonders preiswertes Modell

Typ	VE	REF	Preis VE
1 Infusionsständer Economy	1 Stück	G1 02	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT INFUSIONSSTÄNDER STABIL

- Auf besonders großen, leicht laufenden Spezialrollen (80 mm Durchmesser) mit Gummibelag, geräuscharm und rostfrei
- Mit stabilem 5-fach Metallfuß
- Einzeln im Karton verpackt
- Leicht zu montieren

Typ	VE	REF	Preis VE
2 Infusionsständer Stabil	1 Stück	G1 03	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



WAND-INFUSIONSHALTER GEBOGEN

Stabile Konstruktion aus poliertem Edelstahl/Aluminium mit Sicherheitsflaschenkreuz, inkl. Abtropfglas und Glashalter. Wandbefestigung mittels M6 Senkkopfschrauben (nicht enthalten).

Sichere Schraub-Höhenverstellung: von 730 - 1040 mm

Anzahl der Haken: 4 Stück

Max. Belastbarkeit je Haken: 2 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Wand-Infusionshalter gebogen	1 Stück	G1 219440	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT INFUSIONSSTÄNDER PRAXIS DESIGN

- In neuem Design: Die blaue Farbe passt in jede moderne Praxis.
- Formschöner, rostfreier 5-Rad Kreuzfuß aus blauem Kunststoff, mit Rollen, 2 davon feststellbar und elektrisch leitend
 - Leichte Montage, einzeln im Karton verpackt

Typ	VE	REF	Preis VE
1 Praxis-Design	1 Stück	G1 04	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT INFUSIONSSTÄNDER 5 FUSS

- Mit 5-fach Metall-Fuß und Metallkreuz
- Mit elektrisch leitfähigen Rollen
- Höhenverstellbar mit Drehschraube
- Verchromt
- Mit Rollenfeststellern
- Deutsches Markenfabrikat
- Besonders stabil und standfest

Typ	VE	REF	Preis VE
2 5-Fuss, einzeln	1 Stück	G1 0101	
2 5-Fuss, paarweise	2 Stück	G1 01	
Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012	



servocomfort


MEDICAL EQUIPMENT

INFUSIONSSTÄNDER MIT EINHANDVERSTELLUNG

Wenn es schnell gehen soll, ist die umständliche Höhenverstellung des Infusionsständers mit Hilfe der Klemmschraube zeitaufwendig. Es geht viel schneller mit der neuen Einhandhöhenverstellung: Infusionsstange greifen, dabei den Ring etwas anheben und gewünschte Höhe einstellen. Ring loslassen: Der Infusionsständer ist fixiert.

- Komplett mit Abtropfglas
- Aufhängevorrichtung für 4 Flaschen
- Auf 5 Doppelaufrollen, davon 2 feststellbar, 2 elektrisch leitfähig
- Der Infusionsständer ist hochglanz verchromt

Typ	VE	REF	Preis VE
3 Einhand	1 Stück	G1 10017	



INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL

- Auf schwerem 5-Rollen-Fahrgestell (Aluminium)
- Stativstange Edelstahl, rostfrei
- Edelstahlkreuz mit 4 Haken
- Stufenlos höhenverstellbar von 162 bis 222 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
4 Edelstahl, rostfrei	1 Stück	F8 5032	

servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT INFUSIONSSTÄNDER „PREMIUM CARE“

Material: *Edelstahl/Aluminium*

- Optisch ein innovativer und ansprechender Infusionsständer, der in allen Einsatzgebieten eines Krankenhauses ein zuverlässiger Begleiter ist
- Ausleger aus poliertem Edelstahl-Rundrohr bieten wenig Fläche zur Ablagerung von Schmutz und Keimen und sind somit aus hygienischen Aspekten sehr fortschrittlich
- Ein hochwertiges Aluminium-Fußmittelteil sorgt für eine hohe Stabilität und einem geringeren Montageaufwand
- Eine integrierte Fußbeschwerung ermöglicht die sichere Befestigung von diversen Pumpen und weiteren medizintechnischen Geräten
- Die Infusionsständer Premium Care haben elektr. leitfähige Rollen und entsprechen der DIN EN 60601

Servocomfort Infusionsständer „Premium Care“

Modell:	PRE001	PRE002	PRE003
Material:	Edelstahl/Aluminium	Edelstahl/Aluminium	Edelstahl/Aluminium
Kunststoffteile:	Blaugrau	Blaugrau	Blaugrau
Rohrdurchmesser:	25/18 mm	25/18 mm	33,7/25 mm
Flaschenkreuz belastbar mit:	4 Edelstahl-Haken 2 kg je Haken	4 Edelstahl-Haken 2 kg je Haken	4 Edelstahl-Haken 5 kg je Haken
Höhenverstellung:	1500 mm - 2300 mm	1500 mm - 2300 mm	1430 mm - 2260 mm
Arretierung:	Einhand-Höhenverstellung	Einhand-Höhenverstellung	Edelstahl-Schraubhöhenverstellung „Kontroll-Absensystem“
Länge Außenrohr:	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Fußdurchmesser:	630 mm	630 mm	630 mm
Auslegerprofil:	33,7 mm Rundrohr	25 mm Rundrohr	33,7 mm Rundrohr
Rollen:	Doppelaufrollen 75 mm Ø elektr. leitfähig und feststellbar	Doppelaufrollen 75 mm Ø elektr. leitfähig und feststellbar	Doppelaufrollen 75 mm Ø elektr. leitfähig und feststellbar
Gesamtgewicht (inkl. Fußbeschwerung):	11 kg	7 kg	12 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Servocomfort Infusionsständer mit Einhand-Höhenverstellung „PRE001“	1 Stück	G1 PRE001	
Servocomfort Infusionsständer mit Einhand-Höhenverstellung „PRE002“	1 Stück	G1 PRE002	
Servocomfort Infusionsständer mit Kontroll-Absensystem „PRE003“	1 Stück	G1 PRE003	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT INFUSIONSSTÄNDER FARBIG

Infusionsständer made in Germany. Stabiles Stahlrohr mit farbiger Pulverbeschichtung zur Anpassung an Ihre Praxiseinrichtung. Alternativ können die Farben auch bestimmten Räumen oder Stationen zugeteilt werden. Ausführung mit 5-Fuß Fahrgestell in der gewählten Farbe, Tropfglas, Flaschenkreuz, Montagewerkzeug und Anleitung, einzeln im Karton verpackt.

- Stativrohr ausziehbar mit Kunststoff-Flaschenkreuz und 4-farbigen Haken
- Schraubhöhenverstellung mit Abdeckung
- 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas

Max. Belastbarkeit: 2 kg pro Haken
 Höhenverstellbar: 1,35 m - 2,15 m
 Rollen: Laufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig, 2 Rollen feststellbar

Typ	VE	REF	Preis VE
blau, RAL 5002	1 Stück	G1 0150	
weiß, RAL 1013	1 Stück	G1 0151	
rot, RAL 3020	1 Stück	G1 0152	
gelb, RAL 1028	1 Stück	G1 0153	
grün, RAL 6024	1 Stück	G1 0154	



VE = Verkaufseinheit. Alle Preise in Euro, zzgl. MwSt.

Die Newlcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.



- Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion
- Geruchsdichter Deckel
- Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand
- Inklusive Probepackung der Brabantia PerfectFit Müllbeutel – einfache und unsichtbare Anbringung
- 10 Jahre Garantie und Service
- Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl

TRET ABFALLEIMER NEWICON 5 LITER

Dieser 5 Liter Eimer passt perfekt in Ihr Badezimmer, WC oder Kinderzimmer. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.

Volumen: 5 Liter
Maße: Ø 205 x H 291 mm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Mit Kunststoffeinsatz-Eimer			
weiß	1 Stück	I2 112065	
chrom	1 Stück	I2 112621	



TRET ABFALLEIMER NEWICON 12 LITER

Der 12 Liter Newlcon Treteimer ist groß genug für den anfallenden Abfall, aber trotzdem klein genug, um ihn platzsparend unter Ihrer Anrichte zu platzieren. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.

Volumen: 12 Liter
Maße: Ø 251 x H 411 mm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Mit Kunststoffeinsatz-Eimer			
chrom	1 Stück	I2 113581	
weiß	1 Stück	I2 111969	
matt steel	1 Stück	I2 113604	
Mit Zinkeinsatz-Eimer			
chrom	1 Stück	I2 113888	
weiß	1 Stück	I2 113864	



TRET ABFALLEIMER NEWICON 20 LITER

Dieser 20 Liter Eimer passt perfekt in Ihre Küche oder in Ihr Büro: dank der großen Einwurfföffnung geht kein Abfall mehr daneben. Durch die einzigartige Soft-Close-Funktion schließt der Deckel sanft und leise.

Volumen: 20 Liter
Maße: Ø 290 x H 467 mm



Farbe	VE	REF	Preis VE
Mit Kunststoffeinsatz-Eimer			
weiß	1 Stück	I2 111846	
schwarz	1 Stück	I2 114106	
Mit Zinkeinsatz-Eimer			
weiß	1 Stück	I2 114243	
chrom	1 Stück	I2 114267	



TRET ABFALLEIMER NEWICON 30 LITER

Dieser große 30 Liter Eimer hat genügend Kapazität für den gesamten Familienabfall. Eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Küche oder Ihren Hobbyraum. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.

Volumen: 30 Liter
Maße: Ø 293 x H 679 mm

Farbe	VE	REF	Preis VE
Mit Kunststoffeinsatz-Eimer			
weiß	1 Stück	I2 111785	
platin	1 Stück	I2 114441	
schwarz	1 Stück	I2 114540	
Mit Zinkeinsatz-Eimer			
weiß	1 Stück	I2 114748	
chrom	1 Stück	I2 114762	



BRABANTIA MÜLLBEUTEL

Müllbeutel sind exakt auf die Form Ihres Brabantia Abfallbehälters zugeschnitten.

Aus HDPT, neutral verbrennbar, starke, weiße reißfeste Folie, ideal für kontaminierte Abfälle. Mit doppeltem Zug-Verschlussband zum sicheren Entsorgen.

Volumen	Maße	VE	REF	Preis VE
3 l	170 x 250 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 311727	
5 l	205 x 280 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 311741	
12 l	250 x 400 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 245343	
20 - 25 l	550 x 535 mm	12 x 20 Beutel	I2 115585	
30 l	293 x 660 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 246265	
50 l	370 x 685 mm	12 Rollen a 10 Beutel	I2 246784	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



ABFALLBEUTEL MIT KLEBEBEFESTIGUNG

Einfach an Tisch oder Wand andrücken: Aufnahmebereit für Abfälle, Tücher etc.

Anschließend problemlos zu entfernen. Ideal im Labor, am Krankenbett und am Visitenwagen. Transparent.

Maße	VE	REF	Preis VE
220 x 250 x 40 mm	1000 Stück	I2 0200	
300 x 350 x 40 mm	1000 Stück	I2 0221	



NIEDERDRUCK FOLIENBEUTEL (LDPE)

Leicht knitternde, reißfeste Folie mit Perforation, auf der Rolle

Volumen	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
16 l	transparent	390 x 500 mm	1 Rolle a 50 Beutel	I2 0110	
30 l	grau	500 x 600 mm	1 Rolle a 50 Beutel	I2 0111	



ABFALLBEUTEL LOSE

Lose, weiß, Stärke = 23 µ.


Volumen	Typ	Maße	UK	VE	REF	Preis VE
15 l	Curver Eimer	240/150 x 500 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0104	
20 l	Hanau Eimer	260/240 x 500 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0105	
30 l	Hanau Eimer	260/240 x 600 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0106	
40 l	Mauser Eimer	315/305 x 520 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0107	
60 l	Curver Eimer	315/305 x 750 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0108	



ABFALLBEUTEL

Für Papierwischtücher, weiß

Volumen	Maße	VE	REF	Preis VE
63 l	630 x 850 mm	9 Rollen a 40 Beutel	I2 22229	



HOCHDRUCK FOLIENBEUTEL (HDPE)

Auf Rolle, grau, glatt, reißfest.

Mit Perforation zum leichten Trennen. Stärke = 25 µ.

Volumen	Maße	VE	REF	Preis VE
15 l	205/195 x 520 mm	1 Rolle a 48 Beutel	I2 0101	
30 l	255/245 x 620 mm	1 Rolle a 24 Beutel	I2 0102	



MÜLLSÄCKE

Aus blauer, reißfester Folie.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	70 Liter, 57,5 x 100 cm, Stärke 35 µ	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0109	
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	120 Liter, 70 x 110 cm, Stärke 40 µ	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0103	

varimed® A

Hocker, Drehhocker, Untersuchungssitze

Die unentbehrlichen Helfer für die tägliche Routine




DREHHOCKER

- 5-strahliger Aluminium-Fuß (222276) bzw. Kunststoff-Fuß (222281)
 - Säule verchromt
 - Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
 - Sitz kunstlederbezogen
 - Mit gebremsten Doppelrollen
 - Standard: Doppelrollen für glatte Böden
 - Sichere Arbeitslast: 135 kg
- * Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben.

Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
Kunststoff-Fuß, schwarz mit gebremsten Doppelrollen, für glatte Böden*	1 Stück	S7 222281		
Aluminium-Fuß poliert, mit gebremsten Doppelrollen, für glatte Böden*	1 Stück	S7 222276		

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.
Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.




UNTERSUCHUNGSSITZ SPEZIALPOLSTERSITZ

- Mit Kunstlederbezug nach Farbkarte
- Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm
- Mit Fußringauslösung
- 5-Fußkreuz, pulverbeschichtet, grau-aluminium RAL 9007
- Mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte Böden
- Umlaufender, schwarzer Stoßschutz
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
Mit Rückenlehne	1 Stück	S7 222157		
Ohne Rückenlehne	1 Stück	S7 222155		

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.
Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.






varimed® A

Liegen, Hocker,
Vielzwecktische,
Untersuchungssitze

Die unentbehrlichen Helfer
für die tägliche Routine

UNTERSUCHUNGLIEGE MODELL 211.108/118/119

Gestell aus Vierkantrohr, Polster 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°. Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen! Sichere Arbeitslast: 225 kg.



Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
pulverbeschichtet RAL 9007, RAL 9006 oder RAL 9002 (bitte angeben) / Polster 50 mm	1 Stück	S7 211108		
pulverbeschichtet RAL 9007, RAL 9006 oder RAL 9002 (bitte angeben) / Polster 70 mm	1 Stück	S7 211118		
verchromt, Polster 70 mm	1 Stück	S7 211119		


In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

AUFPREIS FÜR LIEGEN 211.118 BIS 211.132 IN SONDERANFERTIGUNG

Sollte beides (S7 200002 und S7 200003) anfallen, so wird der Aufpreis nur einmal berechnet.

Typ	VE	REF	Preis VE
Andere Höhen bis 830 mm	1 Stück	S7 200000	
Fahrbarkeit gegen Aufpreis, 4 Lenkrollen Ø 125 mm	1 Stück	S7 200001	
Kleinere und größere Breiten bis 150 mm, maximal 900 mm	1 Stück	S7 200002	
Kleinere und größere Längen bis 150 mm	1 Stück	S7 200003	




ZUBEHÖR FÜR MODELL 211.108/118/119

Typ	VE	REF	Preis VE
Rollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite	1 Stück	S7 200097	
Papierrolle / 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103	

NASENSCHLITZ IM KOPFTEIL FÜR MODELL 211.118/119 UND 211.131/132 ohne Abbildung

Typ	VE	REF	Preis VE
Aufpreis für Füllstück für Nasenschlitz	1 Stück	S7 200439	



FÜLLSTÜCK FÜR NASENSCHLITZ FÜR MODELL 211.118/119 UND 211.131/132 ohne Abbildung

Typ	VE	REF	Preis VE
Aufpreis für Nasenschlitz im Kopfteil	1 Stück	S7 200438	



varimed® A


**Liegen, Hocker,
Vielwecktische,
Untersuchungssitze**

*Die unentbehrlichen Helfer für die
tägliche Routine*

EKG UNTERSUCHUNGLIEGE

MODELL 211.131/132

Breite 800 mm, Gestell aus Vierkantrrohr, einschlagbare Fußpaare, mit Querverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°. Sichere Arbeitslast: 225 kg. Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!



Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
pulverbeschichtet RAL 9007, RAL 9006 oder RAL 9002 (bitte angeben)	1 Stück	S7 211131		
verchromt	1 Stück	S7 211132		
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte, für pulverbeschichtete Modelle	1 Stück	S7 200650		

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

ZUBEHÖR FÜR MODELL 211.131/132

Hinweis!

In der Orthopädie und für die Massage empfiehlt es sich, Liegen mit Längs- und Querverstrebung einzusetzen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Papierrollenhalter für 800 mm breite Liegen	1 Stück	S7 200094	
Papierrolle / 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103	
Längsstrebe, zusätzlich, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 + RAL 9007 für S7 211131	1 Stück	S7 200510	
Längsstrebe, pulverbeschichtet nach Farbkarte, für S7 211131	1 Stück	S7 200512	
Längsstrebe, verchromt für S7 211132	1 Stück	S7 200511	

NASENSCHLITZ IM KOPFTEIL FÜR MODELL 211.118/119 UND 211.131/132

ohne Abbildung

Typ	VE	REF	Preis VE
Aufpreis für Füllstück für Nasenschlitz	1 Stück	S7 200439	

FÜLLSTÜCK FÜR NASENSCHLITZ FÜR MODELL 211.118/119 UND 211.131/132

ohne Abbildung

Typ	VE	REF	Preis VE
Aufpreis für Nasenschlitz im Kopfteil	1 Stück	S7 200438	

AUFPREIS FÜR LIEGEN 211.118 BIS 211.132 IN SONDERANFERTIGUNG

Sollte beides (S7 200002 und S7 200003) anfallen, so wird der Aufpreis nur einmal berechnet.

Typ	VE	REF	Preis VE
Andere Höhen bis 830 mm	1 Stück	S7 200000	
Fahrbarkeit gegen Aufpreis, 4 Lenkrollen Ø 125 mm	1 Stück	S7 200001	
Kleinere und größere Breiten bis 150 mm, maximal 900 mm	1 Stück	S7 200002	
Kleinere und größere Längen bis 150 mm	1 Stück	S7 200003	



**Praxismöbel von
SCHMITZ u. Söhne, Wickede:
Qualität und Stabilität auf
höchstem Niveau!**



Schwerlastliege

SCHWERLASTLIEGE

MODELL 211.133

- Breite: 800 mm
- Höhe: 680 mm
- Gestell verchromt, einschlagbare Fußpaare, mit Quer- und Längsverstrebung
- Nivellierfüße
- Polster 70 mm, 2-teilig
- Kopfteilverstellung + 40°
- Sichere Arbeitslast: 300 kg



Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

In fahrbarer Ausführung und in Sonderabmessungen nicht lieferbar!

Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
Schwerlastliege, Gestell verchromt	1 Stück	S7 211133		


In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.



ZUBEHÖR FÜR MODELL 211.133

Typ	VE	REF	Preis VE
Papierrollenhalter für 800 mm breite Liegen	1 Stück	S7 200094	
Papierrolle / 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103	



UNTERSUCHUNGS- UND MASSAGELIEGE MODELL 211.9301.0 / 211.9351.0

Gestell aus Vierkantrrohr, mit Quer- und Längsstrebe, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, 2-teiliges Polster 70 mm, Kopfteilverstellung +40°.




Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

Sichere Arbeitslast: 225 kg.

Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 / 680 mm Höhe (bitte angeben)	1 Stück	S7 2119301		
verchromt, 680 mm Höhe	1 Stück	S7 2119351		


In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.


Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.



ZUBEHÖR FÜR MODELL 211.9301.0 / 211.9351.0 / 211.9501.0 / 211.9511.0

Typ	VE	REF	Preis VE
Rollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite	1 Stück	S7 200097	
Papierrolle / 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103	
Seitengitter mit Seitenschiene, verchromt. Mit Befestigungskloben, für Vierkantröhrliegen, absenkbar bis auf Polsterhöhe, verschiebbar, einzeln.	1 Stück	S7 200490	
Ablagekorb zum Einhängen an Längs- und Querstrebe, 520 x 490 x 140 mm, aus Edelstahl	1 Stück	S7 200550	





AUFWACHLIEGE MODELL 211.9501.0/211.9511.0

Gestell aus Vierkantrrohr, verchromt, mit Quer- und Längsstrebe, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Kopfteilverstellung +40°, 2 verchromte Seitengitter mit Befestigungsstücken, absenkbar bis auf Polsterhöhe. Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen! Sichere Arbeitslast: 225 kg.

Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
verchromt, 680 mm Höhe / 2-teiliges Polster 70 mm	1 Stück	S7 2119511		
verchromt, 830 mm Höhe / 2-teiliges Polster 70 mm	1 Stück	S7 2119501		






In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.



ZUBEHÖR FÜR MODELL 211.9301.0 / 211.9351.0 / 211.9501.0 / 211.9511.0

Typ	VE	REF	Preis VE
Rollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite	1 Stück	S7 200097	
Papierrolle / 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103	
Seitengitter mit Seitenschiene, verchromt. Mit Befestigungskloben, für Vierkantrrohrliegen, absenkbar bis auf Polsterhöhe, verschiebbar, einzeln.	1 Stück	S7 200490	
Ablagekorb zum Einhängen an Längs- und Querstrebe, 520 x 490 x 140 mm, aus Edelstahl	1 Stück	S7 200550	



varimed® A

Universal Untersuchungs- und Behandlungsliegen



UNTERSUCHUNGLIEGE HÖHENVERSTELLBAR MODELL 211.420/211.421

- Elektromotorische Höhenverstellung von 500 bis 920 mm, über Fußbedienung
 - Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil
 - Auf Wunsch statt Fußbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar
 - Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis + 40°
 - Polster 70 mm, 2-teilig
 - Gestell pulverbeschichtet in RAL 9002, 9006 oder RAL 9007
 - Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
 - Mit 4 Nivellierfüßen, nicht elektrisch leitfähig
 - Sichere Arbeitslast: 225 kg
 - Standardausführung: nicht fahrbar
- Ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement.



Typ	Breite	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
elektromotorisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	650 mm	1 Stück	S7 211420		
elektromotorisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	800 mm	1 Stück	S7 211421		
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte		1 Stück	S7 200653		

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.



ZUBEHÖR FÜR MODELL 211.410/211.411/211.420/211.421

Typ	VE	REF	Preis VE
Rollenhalter für Papierrollen bis 590 mm Breite	1 Stück	S7 200093	
Papierrolle / 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103	
Auf Wunsch Fahrbarkeit gegen Aufpreis	1 Stück	S7 200025	
Seitengitter, paarweise, pulverbeschichtet RAL 9006	1 Paar	S7 200040	





UNTERSUCHUNGLIEGE HÖHENVERSTELLBAR MODELL 211.410/211.411

- Hydraulische Höhenverstellung über Fußpumpenhebel von 500 bis 920 mm
- Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis + 40°
- Polster 70 mm, 2-teilig
- Gestell pulverbeschichtet in RAL 9002, 9006 oder RAL 9007
- Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
- Mit 4 Nivellierfüßen, nicht elektrisch leitfähig
- Sichere Arbeitslast: 225 kg

Typ	Breite	VE	REF	CLASSIC	COMFORT
hydraulisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	650 mm	1 Stück	S7 211410		
hydraulisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	800 mm	1 Stück	S7 211411		
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte		1 Stück	S7 200653		

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.


ZUBEHÖR FÜR MODELL 211.410/211.411/211.420/211.421

Typ	VE	REF	Preis VE
Rollenhalter für Papierrollen bis 590 mm Breite	1 Stück	S7 200093	
Papierrolle / 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103	
Auf Wunsch Fahrbarkeit gegen Aufpreis	1 Stück	S7 200025	
Seitengitter, paarweise, pulverbeschichtet RAL 9006	1 Paar	S7 200040	



UNTERSUCHUNGS- UND BLUTENTNAHMESTUHL MODELL 221.186

- Gestell aus Vierkantrohr
- Pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (Bitte bei Bestellung angeben)
- Sitz, Rückenlehne und Armlehnen mit Kunstlederbezug
- Sichere Arbeitslast: 225 kg



Typ	VE	REF	CLASSIC	COMFORT	SCHWARZ
Untersuchungsstuhl, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	1 Stück	S7 221186			
Aufpreis für Gestellbeschichtung, gemäß Farbkarte	1 Stück	S7 200661			

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.



NOTFALLWAGEN MODELL 260.0400.0

Notfallwagen mit 3 Schubladen und offenem Staufach, mit Bodenblech. Bügelgriffe blutorange RAL 2002, inkl. rechtsseitig montierter Infusionsstange, mit 4 Haken, höhenverstellbar von 1350 bis 2010 mm, links Abstellplatte, drehbar, für Defibrillator. 4 geschlossene Doppelrollen Ø 125 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller und 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, Fahrwerksabdeckung silbergrau, Wandabweiser, Arbeitsplatte aus Kunststoff silbergrau, mit Profilrand und Schiebegriff.

Typ	VE	REF	Preis VE
Notfallwagen	1 Stück	S7 26004000	




SCHMITZ



**VERBANDWAGEN
MODELL 260.0420.0**

Verbandwagen mit 7 Schubladen, inkl. Seitenschiene links, Medi-Müll-Set mit Halter, Halterung und Kunststoffschale mit geschlitztem Deckel, Seitenschiene rechts und Abwurfgestell.

4 geschlossene Doppelrollen Ø 125 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller und 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, Fahrwerksabdeckung silbergrau, Wandabweiser, Arbeitsplatte aus Kunststoff silbergrau, mit Profilrand und 3-seitiger Galerie, Schiebegriff.



Typ	VE	REF	Preis VE
Verbandwagen	1 Stück	S7 26004200	



**NARKOSEWAGEN
MODELL 260.0390.0**

Narkosewagen mit 8 Schubladen, inkl. Seitenschiene links, Medi-Müll-Set mit Halter und Köcher für Katheter. Geschlossene Doppelrollen Ø 125 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller und 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, Fahrwerksabdeckung silbergrau, Wandabweiser, Arbeitsplatte aus Kunststoff silbergrau, mit Profilrand und Schiebegriff.



Typ	VE	REF	Preis VE
Narkosewagen	1 Stück	S7 26003900	

varimed® A
 medi-net Vielzweck- und Gerätetische





MEDI-NET VIELZWECKTISCH MODELL 233.606

- Gestell aus Vierkantrrohr, zerlegbar
- Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisionsschienen
- Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststoffurniert, perlweiß 60
- Bügelgriff für Schubladenblende pulverbeschichtet in RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
- 4 Doppelrollen Ø 75 mm

Der medi-net Tisch kann gegen Aufpreis mit einer zusätzlichen Schublade ausgestattet werden!

Eine Schublade ist im Lieferprogramm enthalten. Maximal sind 2 Schubladen möglich.




Typ	VE	REF	Preis VE
Vielzwecktisch Gestell pulverbeschichtet RAL9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	1 Stück	S7 233606	



ZUBEHÖR FÜR MEDI-NET VIELZWECKTISCHE

Typ	VE	REF	Preis VE
Schublade - mit Bügelgriff, Laufschi- nen, zur Nachrüstung.	1 Stück	S7 201300	
❶ feststellbare Rollen 75 mm Ø	1 Paar	S7 201005	
Befestigungskloben 10 mm Ø	1 Stück	S7 201190	
Befestigungskloben 16 mm Ø	1 Stück	S7 201191	
Befestigungskloben 18 mm Ø	1 Stück	S7 201192	

ZUBEHÖR FÜR MEDI-NET
VIELZWECK- UND GERÄTETISCHE









Typ	VE	REF	Preis VE
① Konsole Chromnickelstahl mit Befestigungswinkel, nur für 580 mm breite medi-nets	1 Stück	S7 201180	
② Ampullenöffner Cupfix mit Halterung, nur für 580 mm breite medi-nets	1 Stück	S7 201260	
③ runde Schale aus Chromnickelstahl, 320 mm Ø, mit Befestigungskloben S7 201190, 10 mm Ø	1 Stück	S7 201117	
④ Kabelausleger mit Befestigungskloben S7 201191, 16 mm Ø	1 Stück	S7 201130	
⑤ Infusionsstange mit 4 Haken und Befestigungskloben S7 201192, 18 mm Ø, 2-teilig, pro Haken max. 2 kg	1 Stück	S7 201125	



ZUBEHÖR SPENDER UND ABFALLSAMMLER




Typ	VE	REF	Preis VE
❶ Befestigungswinkel für S7 201161, S7 201164 und S7 201165	1 Paar	S7 201170	
❷ Injektionsmittelspender, grau. First-in/First-out System, mit Kombi-Set, Tuperspender und Befeuchter. Befestigungswinkel S7 201170 erforderlich	1 Stück	S7 201161	
❸ Injektionsmittelspender, grau. First-in/First-out System, ohne Kombi-Set. Befestigungswinkel S7 201170 erforderlich	1 Stück	S7 201164	
❹ Injektionsmittelspender, grau. Entnahme und Bestückung von oben, mit Kombi-Set, Tuperspender und Befeuchter. Befestigungswinkel S7 201170 erforderlich	1 Stück	S7 201165	
❺ Abfallsammler mit Beutel in Rollenform, Gestell grauweiß, pulverbeschichtet	1 Stück	S7 201280	
❻ Ersatzbeutel in Rollenform	1 Stück	S7 201285	
❼ Medi-Müll, Halterung mit 20 Boxen	1 Satz	S7 201270	
❼ Medi-Müll, Karton mit 100 Boxen	1 Karton	S7 201271	





**INSTRUMENTENZUREICHUNGSTISCH
MODELL 232.4170.0**

- Hydraulische Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1350 mm
- Nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus Chromnickelstahl 18/10, 700 x 500 mm, abnehmbar 360° drehbar und in jeder Position fixierbar, Kanten und Ecken abgerundet
- Standrohr und Tragrahmen aus Chromnickelstahl 18/10, Fußgestell mit Chromnickelstahlverkleidung
- 3 geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei
- Sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg




Typ	VE	REF	Preis VE
hydraulisch höhenverstellbar	1 Stück	S7 232417	



**INSTRUMENTENZUREICHUNGSTISCH
MODELL 232.4260.0**

- Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- Tischplatte 600 x 400 mm aus Chromnickelstahl 18/10, nicht drehbar
- In der Höhe von 900 bis 1320 mm verstellbar
- 3 Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei
- Sichere Arbeitslast der Tischplatte: 12 kg




Typ	VE	REF	Preis VE
manuell höhenverstellbar	1 Stück	S7 232426	



INSTRUMENTENTISCH MODELL 232.5210.0

- Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet
- Tischplatten 600 x 450 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar
- Tischhöhe 800 mm
- Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz
- 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen
- Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg




Typ	VE	REF	Preis VE
Gestell aus Chromnickelstahl, Tischhöhe 800 mm	1 Stück	S7 232521	



SCHALENSTÄNDER MODELL 242.1310.0

- Mit Heizung zur Erwärmung von physiologischer Kochsalzlösung
- Temperatur von 35 °C bis max. 60 °C, durch Taste direkt einstellbar
- Eingestellte Temperatur leicht ablesbar
- Sicherheitsthermostat, Anzeige, wenn Temperatur unter oder über dem vorgewählten Wert liegt, bzw. der gewünschten Temperatur entspricht
- Heizplatte teflonbeschichtet für eine problemlose Reinigung
- Gestell aus Chromnickelstahl
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung
- 5 Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, feststellbar, 3 davon elektrisch leitend, rostfrei
- Chromnickelstahlschale mit Liter-Skala
- Potentialausgleich, Netzspannung 230 V, 50 Hz, 400 Watt
- Anschlusskabel 5 m mit Netzstecker




Typ	VE	REF	Preis VE
Schalenständer mit Heizung	1 Stück	S7 242131	



OP-HOCKER MODELL 222.1530.0

- 5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10
- Mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, rostfrei
- Sitzröhre Ø 350 mm aus Chromnickelstahl 18/10
- Aufgepolstert mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz
- Höhenverstellung über Gewindespindel, 485 bis 655 mm, mit Arretierung gegen Herausdrehen
- Sichere Arbeitslast: 135 kg




Typ	VE	REF	Preis VE
ohne Rückenlehne	1 Stück	S7 222153	



AUFTRITT MODELL 251.1020.0

- Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- Trittfelder geriffelt, aus Chromnickelstahl
- Tritthöhe 435 mm
- Sichere Arbeitslast: 185 kg




Typ	VE	REF	Preis VE
2-Stufen-Auftritt	1 Stück	S7 251102	



ABWURFGESTELL MODELL 252.1180.0

- Herausnehmbarer 12 l Eimer aus Chromnickelstahl 18/10
- Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- Mit umlaufendem Kunststoffprofil
- Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei
- Gestellhöhe 370 mm
- Ohne Schiebegriff



Typ	VE	REF	Preis VE
Abwurfgestell auf Rollen, ohne Schiebegriff	1 Stück	S7 252118	




OP-SITZ MODELL 222.1650 / 222.1670

Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz.

- Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm
- Mit Fußringauslösung
- 5-Fußkreuz pulverbeschichtet grau aluminium RAL 9007
- Mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm
- bei Belastung ungebremst
- Umlaufender schwarzer Stoßschutz
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz	1 Stück	S7 2221650	
Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz und Rückenlehne	1 Stück	S7 2221670	
Aufpreis für gebremste Rollen bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich	1 Satz	S7 2000011	




OP-SITZ MODELL 222.1660 / 222.1680

Sattelpolstersitz, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz.

- Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm
- Mit Fußringauslösung
- 5-Fußkreuz pulverbeschichtet, grau aluminium RAL 9007
- Mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm,
- bei Belastung ungebremst
- Umlaufender schwarzer Stoßschutz
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Sattelpolstersitz, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz	1 Stück	S7 2221660	
Sattelpolstersitz, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz und Rückenlehne	1 Stück	S7 2221680	
Aufpreis für gebremste Rollen bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich	1 Satz	S7 2000011	



Kunstleder comfort



goldgelb 86



agavengrün 109



goldorange 106



milchkaffee 102



karminrot 92



sandbeige 101



himbeerrot 103



steingrau 96




eisblau 108



schiefergrau 97



karibikblau 82



titangrau 91



atlantikblau 83



blütenweiß 84



lavendellila 107

Kunstleder classic



weiß 53



silbergrau 55



ozean 52



schwarz 57

Kunststoff



silbergrau

Lackierungen



grauweiß
RAL 9002



reinweiß
RAL 9010



seerosenweiß
RAL 0758510



safranhellorange
RAL 0608530



signalgelb
RAL 1003



blutorange
RAL 2002



bleichblau
RAL 2308010



lotusrosa
RAL 3608510



tricotfliederweiß
RAL 3108510



tennisblau
RAL 2307020



hellblau
RAL 2606030



saphirblau
RAL 5003



anthrazitgrau
RAL 7016



limonengrün
RAL 1008060



filigrangrün
RAL 1207020



eiskaltgrün
RAL 1209030



weißaluminium
RAL 9006



graualuminium
RAL 9007



Bügelgriffe auch
matt
verchromt
lieferbar

Wichtiger Hinweis:

Alkoholhaltige Schnell-Desinfektionsmittel und nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch von Desinfektionsmittel können die Lebenszeit eines Polsters verkürzen. Mängel dieser Art sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben bei Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bezüglich Anwendungsgebiet, Gefahrenhinweisen, Dosierung, Materialverträglichkeit und Art und Dauer der Anwendung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Gebrauchsanweisungen. Geringe Farbabweichungen sind technisch bedingt möglich.

Farben für Lackierungen und Kunstlederbezüge

Jetzt haben Sie noch mehr Möglichkeiten, Ihre Einrichtung ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten. Denn bei unseren über 40 Farben und den vielen Kombinationsvarianten bleiben keine Wünsche offen. Ob gedeckt oder fröhlich, klassisch oder modern, elegant oder extravagant - bei uns finden Sie garantiert schnell den passenden Farbton. Wirken Sie mit Ihrer Farbwahl positiv auf Ihre Patienten.

Polsterung

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstleder-Bezug in 2 Qualitäten.



antimikrobiell
Diese Farben haben antimikrobielle Eigenschaften



* RAL Zwischentöne

Ausführung comfort:

15 Farbtöne, strapazierfähiges Material mit hoher Elastizität und Biegsamkeit für außerordentlich hohen Sitz- und Liegekomfort. Genarbte Oberfläche.

Ausführung classic:

4 Farbtöne, strapazierfähiges, elastisches Material. Glatte Oberfläche.

Lackierung

Hochwertige Pulverbeschichtung, hochglänzende Oberfläche, mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit, leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig. Hinsichtlich der Farbgestaltungsmöglichkeiten beachten Sie bitte die Ausführungsbeschreibungen bei den einzelnen Artikeln.