



Gruppe 12



A

Abdominal postoperativer Stützverband	807
Achselstütze	863
Afterreiniger	844
Aggregatpumpe Dekubitus	877
Akupunkturmodell	814, 816
Akupunkturnadeln	813ff
Akupunkturtape	817, 820
Akupunktur Zubehör	815
Allergiebettwäsche	865
Alltagshilfen	783ff, 795, 797, 859, 862
Anatomische Unterarmstützen	857
Antidekubitus Produkte	877
Anti-Rutsch-Unterlagen	789f
Anziehhilfe	792ff
AQ Strip	819
AQ Tape	820
AQ Tape Spezialschere	817
Aqua Protect Wasserschutzverband	833
Arthrodesenkissen	852
ASP Nadeln Akupunktur	813
Aufrichthilfe	868
Aufstehhilfe Bett	794
Auftritt	835
Augentropfen Hilfe	796

B

Badeboy	824f
Badehocker	834
Badematte	836f
Badeschwamm	838
Badesitz	833
Badewannenbrett	834
Badewanneneinhängesitz	829
Badewannengriff	828
Badewannenlifter	824f
Badewannenmatte	837
Badezubehör	829ff, 833f, 838
Ballschale Gymnastikbälle	822
Bandagen	804f
Batterien	800
Bauchlagekissen	876
Beinlagerungsschienen	875
Beinstützen für Rollstuhl	850f
Bein- und Rückenkissen	876
Bein- und Venenbalsam	812
Besteck	783, 787
Bett	866f
Bett Aufstehhilfe	794
Bett Badewanne	845
Bettgalgen	868
Bettleiter	868
Betttisch	864
Bettwäsche	865
Bett Zubehör	805, 864
Bewegungsband	821
Bidet	842, 844
Biegbare Gabel	787

Biegbarer Löffel	787
Bleistifthalter	795
Blockbatterie	800
Braunsche-Schienen	875
Brevetti Strumpf- und Schuhanzieher	793
Brustbandelektroden	801
C	
Carbon Silikon Plus Elektroden	800
Care Plus Allergiebettwäsche	865
Cool Box	808
Crosstape Gittertape	819

D

Dauernadeln Akupunktur	815
Deckelöffner	784, 789
Dekubitus Systeme	877
Derby Gehstock	860
Dong Bang Akupunkturnadeln	813, 815
Dong Bang Ohrsamen	815
Drehkissen	869
Druckknopfelektroden	800
Dusche für Krankenbett	846
Duschhocker	830ff
Duschklappsitz	830
Duschsicherheitsmatte	837
Duschstuhl	831f, 834
Dycem Folie	789f

E

Easy Grip Besteck	787
Easy Wipe Afterreiniger	844
Echtfellartikel	872f
Economy Greifhilfe	797
Edelstahl Nachtstuhl Einsatz	839
Eierbecher mit Saugnapf	783
Einstieghilfe Badewanne	828, 835
Ein- und Ausstieghilfe	869
Eisbeutel	806
Eisfuß	859
Eiskompressen	808
Eiswasser	810
Elektroden	800
Elektrodengel	801
Elektrodenschwämme	801
Elektro Wannenlifter	824f
E.M.S. Gerät	799
Ersatzbezug Wandschirm	846
Ersatzkabel T.E.N.S. - E.M.S. Geräte	800
Esslatz	791
Ess- und Küchenhilfen	783ff, 787

F

Fellstiefel	872
Fersenpolster	873
Fingertrainer	823
Fixierungen Arme	875
Flaschenöffner	784, 789
Fußnoppentrainer	836
Fußrolle	823
Fußsohlen Reiniger	836
Fuß- und Zehenwascher	838
Fußwärmer	872

G

Gabel	787
Gehgestell	863
Gehhilfe	848f, 857, 859, 862f
Gehstock	859f
Gehstockhalter	859
Gehstütze	857
Gehstützenpolster	858
Gel für Elektroden	801
Gesäßkissen	879
Gittertape	819
Glas- und Flaschenhalter	786
Gleiter Patientenumlagerung	869
Gnubbel	862
Greifhilfe	795, 797
Griffpolster	858
Gummisitzring	839, 876
Gummiwärmflasche	806

H

Haarwaschbecken	847
Haarwaschbürste	836
Haftbandfixierungen	875
Halbrolle	874
Haltegriff	826ff
Halter Gehstock	859
Handfixierungen	875
Handgriff	827f
Handgriff Theraband	821
Handkitt	821
Handmassagegerät	802
Handmaster Plus	822
Handübungsgeräte	822
Hautpflege	811f
Hirschtalcreme	812
Hocker	832
Hüftprotektoren	871

I

Igelbälle	823
Igelfußrolle	823
Infusionsständer für Rollstühle	850f, 855
Inkontinenz Polsterschutz für Rollstühle	853
Instant Kühlkompressen	808

K

Kältespray	810
Kalt-Warm-Kompressen	807, 809
Kalt-Warm-Masken	806
Kartenhalter	795
Keilkissen	852
Kiefernöl Einreibung	810
Kinesiologisches Tape	817, 820
Kirschkernkissen	809
Kissen	878ff
Kissenbezug	865, 879f
Klappgriff	828
Klappsitz Dusche	830
Knetmasse	821
Knork Messer und Gabel	783
Kompressen Kalt-Warm	807
Kompressionsstrumpf Anziehhilfe	792
Kopfbrause	847
Kopfkissen	878
Kopfwaschbecken	847
Krankenbettdusche	846
Krücken	857
Krückenkappen	858
Küchenmesser	786
Kühlkoffer	808
Kulihalter	795

L

Lagerungshilfen	874f
Lagerungsschienen	875
Latschenkiefer Einreibung	810
Leichtgewicht Rollator	848
Lifter	824f
Löffel biegsam	787
Lupe	796

M

Magnoflex Magnetfeldtherapie	804f
Manoy Geschirr	785
Massagecreme	811
Massagegerät	802
Massageöl	811
Massagestab	802
Matratzenauflage	872
Medi Cell Dekubitussysteme	877
Medi Cell Plus	877
Medi Flow Dekubitussysteme	877
Modelle Akupunktur	816
Moorpack	809
Moosgummibälle	823
MoveMate Umlagerungshilfe	870
Moxa	813
Multiöffner	789
Muskelstimulationsgeräte	798f

N

Nachtschrank	866
Nachtstuhl Einsatz	839
Nacken- und Knierolle	874
Nadeln Akupunktur	813f
NanoCOMFORT Toilettensitz	841
Nervenstimulationsgeräte	798f
Noppentrainer	836

O

Oberbett-Bezug	865
Ohr Akupunkturmodell	816
Ohr Akupunkturnadeln	813ff
Ohrsamen	815

P

Pain Mate Muskelstimulationsgeräte	798
Parker Artikel	801
Patientendrehscheibe	868
Patientenschutz	791
Pedaltrainer	861
Pflegeartikel	811
Pflegebett	866f
Physiobälle	822
Polsteraufsatz für Toilette	842
Polster für Gehstützen	858
Polsterschutz für Rollstühle	853
Polyfell	872
Postoperativer Stützverband	807
Presse für Tuben	788
Pumpe Wechsellagermatratze	877

R

Rampe Elektromobile	856
Rampe Rollstuhl	855
Regencape	854
Rollator	848f
Rollatorponcho	856
Rollstuhl	850f
Rollstuhlcape	854
Rollstuhlinfusionsständer	850f, 855
Rollstuhlrampensatz	855
Rollstuhlsack	854
Rollstuhltasche	853, 856
Rollstuhlzubehör	850f, 853, 855f
Rückenstütze	868
Rückenstützkeil	874
Rückenwaschgurt	838

S

Savanah Toilettensitz	840
Schaumstoffgriffe	788
Schaumstoffkissen	874
Schaumstoffsitzkissen	852
Scheren	817
Schröpfungläser	816f
Schuhanzieher	795
Schuhfersen Gleitschutz	862
Schüsseln	783
Schutzservietten	791
Schwämme Elektroden	801
Schwerlast Rehaprodukte	848
Scooter Garage	856
Scooter Rampe	856
Seirin Akupunkturnadeln	814
Seiten Greifhilfe	797
Server HD Heavy Duty Rollator	848
Servietten	791
Servocare Rollator	849
Servocare Toilettensitz	841
Servofill Lagerungskissen	878ff
Servogel	801
Servohip Protector	871
Servomobil Rollstuhl	850f
Servoprax Kalt-Warm-Kompressen	807
Servosport Kältespray	810
Servosport Massagecreme	811
Servosport Massageöl	811
Servosport Traumensalbe	811
Sicherheitsbadematte	837
Sicherheitsmatte	837
Sitzkissen	876
Sitzring	839, 876
S-Needle Akupunktur	814
Socken- und Strumpfanziehhilfe	792ff
Spectra Elektrodengel	801
Speise Esslatz	791
Spezielschere AQ Tape	817
Sportgel	812
Stangen-Moxa	813
Stockschlaufe	860
Strongboy Deckelöffner	784
Strumpfanziehhilfe	793
Strumpf- und Schuhanzieher	793
Stützlagerungshilfen	876, 878ff
Stützverband	807

T

Tape	819f
Tasche für Leichtgewicht Rollator	848
Tasche für Rollstuhl	853
Tasche für Servocare Indoor Rollator	849
Teller	784
Tena Artikel	791
T.E.N.S. - E.M.S. Zubehör	800
T.E.N.S. Gerät	798f
Theraband	821
Therapiebälle	822
Therapiekitt	821
Toiletteneimer	839
Toilettengestell	843
Toilettenpolsteraufsatz	842
Toilettenrahmen	843
Toilettensitz	840f
Toilettenstühle	839
Toilettenstuhleinsatz	839
Toilettenzubehör	840, 842f
Trekkingstöcke	861
Tubenpresse	788

U

Umhängelupe	796
Umlagerungshilfen	869f
Unfallschutz	871
Universalhalter	862
Universalkappen Stöcke	858
Universaltisch	864
Unterarmgehstützen	857
U-Pillow Bauchlagekissen	876

V

Vakuumhandpumpe	822, 845
-----------------	----------

W

Wandschirm	846
Wannendrehsitz	829
Wanneneinstiegshilfe	828
Wannengriff	826, 828
Wannenlifter	824f
Wannenmatte	837
Wannenstufe	835
Wärmebalsam	812
Warmhalteteller	784
Wasserschutzverband	833
Weichlagerungshilfen	879f
Wetterschutz	856

X

XXL-Rehaprodukte	848
XXL Rollator	848

Z

Zehenreiniger	838
Zubereitungsbrett	785

DAS GESCHIRR-SET FÜR ALZHEIMER-PATIENTEN:

SICHTBAR MEHR ESSEN UND TRINKEN.

Fast 40 % aller Patienten verlieren im Laufe ihrer Krankheit so stark an Gewicht, dass sich ihr körperlicher Zustand noch zusätzlich verschlechtert. Warum die Betroffenen zu wenig essen bzw. trinken, haben Wissenschaftler der Universität Boston jüngst zum Gegenstand einer umfassenden Studie gemacht. Als besonders aufschlussreich stellte sich dabei das Verhältnis zwischen Nahrungsaufnahme und der verminderten Fähigkeit des Farb- und Kontrasterkennens dar, wie sie für Alzheimer Patienten typisch ist. Essen bzw. Getränke auf dezent gefärbten Behältnissen werden nicht von diesen unterschieden, was dazu führt, dass die Nahrungsaufnahme unterblieb.

Wurden Nahrungsmittel dagegen auf kontraststarkem blauen bzw. rotem Geschirr serviert, zeigten die Patienten eine deutlich gesteigerte Bereitschaft zu essen und zu trinken. Die Nahrungsaufnahme steigerte sich um 24 %. Die Flüssigkeitsaufnahme um gar 84 %.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE SCHÜSSEL AUF SAUGNAPF

Diese Schüssel verfügt über einen Sauguntersatz. Dadurch wird das Wegrutschen verhindert. Der extra hohe Rand und die Tiefe der Schüssel erleichtern die Verwendung von Besteck. Die Speisen können besser auf das Besteck geführt werden. Nicht geeignet für die Mikrowelle und den Geschirrspüler.

Durchmesser: 12 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Schüssel, rot	1 Stück	M1 4249-R	



KNORK

Messer und Gabel vereint

Schneidet bei einer Schaukelbewegung selbst durch Fleisch. Besitzt Finger-Plattform um Druck auszuüben, ist für Links- & Rechtshänder geeignet. Formschönes Design aus geschmiedetem Stahl.



Typ	VE	REF	Preis VE
Knork	1 Stück	M1 6001-S	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE EIERBECHER MIT SAUGNAPF

Dieser Eierbecher verfügt über einen Saugnapf, dadurch wird das Wegrutschen verhindert. Nicht geeignet für die Mikrowelle und den Geschirrspüler.

Paarweise verpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Eierbecher, rot	1 Paar	M1 4265-R	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE TELLER MIT INNENRAND UND ANTIRUTSCH-UNTERSEITE

Dieser Teller eignet sich für den einhändigen Gebrauch oder für Personen mit verminderter Koordinationsfähigkeit. Sie können die Speisen mit dem Besteck gegen den hohen Innenrand des Tellers führen, die breite Umrandung erleichtert das Festhalten.

Der Teller verfügt über einen Saugnapf, der das ungewollte Wegrutschen des Tellers verhindert. So können Sie Ihre Mahlzeiten problemlos selbstständig einnehmen.



Typ	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
Teller mit Innenrand, rot	30 cm	1 Stück	M1 4248-R	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE WARMHALTETELLER MIT DECKEL

Dieser Wasserbehälter hält die Speisen sehr lang warm. Das warme Wasser an einer kleinen Tülle in den Behälter füllen. Lieferung mit Deckel, Wasserbehälter, Verschlusskappe.

Die Wassertemperatur darf 90 °C nicht überschreiten. Spülmaschinenfest, nicht mikrowellentauglich. Deckel bis 80 °C Spülmaschinenfest.



Typ	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
Warmhalteteller mit Deckel, rot/transparent	21,5 cm	1 Stück	M1 4247-R	



STRONGBOY

der praktische Deckelöffner

Das flexible, reißfeste Edelstahlband wird durch die Schraube am unteren Ende des Griffes angespannt. So können Flaschenverschlüsse, Dosen und Gläser von 20 mm bis 110 mm Ø leicht geöffnet werden.

Typ	VE	REF	Preis VE
Deckelöffner	1 Stück	M1 K28	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



ZUBEREITUNGSBRETT MULTI

Erleichtert die Zubereitung von Speisen. Auf dem Brett sind enthalten eine Bürste, Haltestifte aus Metall, eine Klammer, eine Reibebox und eine hohe Eckleiste zur Sicherung der Lebensmittel. Mit 4 rutschfesten Kappen kann das Zubereitungs Brett während des Gebrauches gesichert positioniert werden.

Abmessungen: 50 x 30 cm

Gewicht: 1700 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Zubereitungs Brett Multi	1 Stück	M1 161	



DAS MANOY-GESCHIRR

- Aus kochfestem Melamin
- Behindertengerecht ausgeformt

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Manoy-Geschirr	280 x 200 mm	1 Stück	M1 K5	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE TELLERRAND

Der Tellerrand hält durch seine federnde Wirkung selbstständig und schließt mit dem Teller durch eine eingearbeitete Rille 100 % ab. So bekommen Sie Speisen mit einer Hand leicht auf den Löffel.

HMV-Gruppe: 02.40.02.4xxx

Durchmesser	Farbe	VE	REF	Preis VE
190 bis 254 mm	weiß / beige	1 Stück	M1 K60	
215 bis 255 mm	transparent	1 Stück	M1 4251	
255 bis 280 mm	transparent	1 Stück	M1 4252	





servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GLAS- UND FLASCHENHALTER

Erleichtert das Einklemmen von Gläsern und Flaschen zum leichteren Öffnen. Wird an der Tischkante angeklemt um ein Verrutschen zu verhindern. V-förmige Aufnahme des Glases oder der Flasche. Mit dem Bauch kann die schiebbare Stange gedrückt werden und hilft somit bei eingeschränkter Funktion der zweiten Hand Glasflaschen/ Schraubverschlüsse zu öffnen.

Maße: 33 x 16,5 x 8,1 cm

Gewicht: 640 g



Typ	VE	REF	Preis VE
Glas- und Flaschenhalter	1 Stück	M1 4290	



KÜCHENMESSER SCHMALE KLINGE

Mit schmaler Klinge und abgewinkeltem, vorgeformtem Handgriff, wodurch beim Festhalten weniger Kraft erforderlich ist. Die komfortablen Handgriffe sind mit einer rutschfesten Beschichtung versehen.

Klinge: 206 mm

Gewicht: 112 g



Typ	VE	REF	Preis VE
Küchenmesser	1 Stück	M1 162	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



KÜCHENMESSER BREITE KLINGE

Mit breiter Klinge und abgewinkeltem, vorgeformtem Handgriff, wodurch beim Festhalten weniger Kraft erforderlich ist. Die komfortablen Handgriffe sind mit einer rutschfesten Beschichtung versehen.

Klinge: 196 mm

Gewicht: 122 g



Typ	VE	REF	Preis VE
Küchenmesser	1 Stück	M1 4191	



DIE EASY-GRIP BESTECKE

Dieses Besteck wird in den federleichten, handgeformten Schaumstoffgriff eingesteckt. Die besondere Form erlaubt auch den Arthritisgeplagten das Ein- und Abziehen.


Spülmaschinenfest, leicht und formschön.

Material: rostfreier Stahl

Grifflänge: 115 mm

Durchmesser: 28 mm

Typ	Gewicht	VE	REF	Preis VE
Messer, mit Griff	32 g	1 Stück	M1 5550	
Gabel, mit Griff	32 g	1 Stück	M1 5551	
Löffel, mit Griff	32 g	1 Stück	M1 5552	
Teelöffel, mit Griff	32 g	1 Stück	M1 5553	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GABEL UND LÖFFEL BIEGBAR

Die Gabel und der Löffel sind leicht nach links oder rechts in verschiedene Stellungen zu verbiegen.

Zum besseren Halten besitzen sie einen weichen, dicken Griff.

HMV-Gruppe: 02.40.02.0xxx

Typ	Länge	Gewicht	VE	REF	Preis VE
Gabel	205 mm	80 g	1 Stück	M1 4295	
Löffel	205 mm	80 g	1 Stück	M1 4291	

GESCHLOSSENE SCHAUMGUMMISCHLÄUCHE

Einsetzbar für die Selbstherstellung von Griffen für Instrumente, Werkzeuge, Bestecke etc.

Für Personen mit Mangelkoordination oder Greifeinschränkungen. Spülmaschinenfest. In der Packung sind jeweils 2 Stück in beige, blau und rot. Die Schläuche können nach Wunsch zurechtgeschnitten werden.

HMV-Gruppe: 02.40.02.0xxx

Außen-Ø	Innen-Ø	Länge	VE	REF	Preis VE
25 - 29 mm	6 - 20 mm	30 cm	6 Rollen	M1 6111	



DER PRAKTISCHE SCHAUMSTOFF-SCHLAUCH

Ist ideal für das Selbstherstellen von Griffen bei Instrumenten, Werkzeugen, Bestecken, etc.

Der Spezialschlauch nimmt kein Wasser auf und kann beliebig zurechtgeschnitten werden. Das Material ist mittelweich und ergibt einen angenehmen, hautsympathischen Handgriff. Mit geringem Durchmesser speziell für Kinderhände.

Farbe: weiß

Außen-Ø	Innen-Ø	Länge	HMV	VE	REF	Preis VE
19 mm	6 mm	1 m	02.40.02.0004	1 Stück	M1 M65	
31 mm	6 mm	1 m	02.40.02.0004	1 Stück	M1 M59	
31 mm	9 mm	1 m	02.40.02.0004	1 Stück	M1 M60	
31 mm	12 mm	1 m	02.40.02.0004	1 Stück	M1 M61	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE TUBENPRESSE

Zur einhändigen Bedienung von Tuben wie Zahnpasta, Creme etc. um ein restloses Entleeren zu ermöglichen. Mit 3 Saugfüßen am Waschbeckenrand zu fixieren und durch die Drehschraube an der Seite einhändig optimal zu entleeren.

Durchmesser: 5,5 cm

Höhe: 4,4 cm

Gewicht: 27 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Tubenpresse	1 Stück	M1 4211	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE MULTIÖFFNER

Mit diesem praktischen Multiöffner aus festem Kunststoff können Sie Dosen, Flaschen mit Drehverschlüssen, aber auch Flaschen mit Kronverschlüssen spielend leicht öffnen.



Typ	VE	REF	Preis VE
Multiöffner	1 Stück	M1 4289	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE MULTI-FLASCHENÖFFNER

Um wiederverschließbare Flaschen- deckel, Dosendeckel zu öffnen wie auch ziehbare Dosendeckel abzuziehen. Der schlüsselartige Plastiköffner hat einen ergonomischen Griff und verstärkt Ihre Handkraft deutlich.

Maße: 20,5 x 5 x 4,2 cm
Gewicht: 67 g



Typ	VE	REF	Preis VE
Multi-Flaschenöffner	1 Stück	M1 4287	



DYCEM-UNTERLAGEN

Da rutscht nichts mehr!

Dycem ist ein patentiertes Material aus PVC, welches hervorragende Anti-Rutscheigenschaften auf beiden Seiten zeigt. Dycem muß saubergehalten werden, um die hervorragenden Hafteigenschaften zu halten und sollte ab und zu in warmem Seifenwasser ausgewaschen werden. Waschbar, leicht zu reinigen. Eine feste kräftige Qualität mit dem bekannten Anti-Rutsch-Effekt.



Typ	Farbe	Maße	HMV	VE	REF	Preis VE
rund	blau	140 mm Ø	02.40.03.0011	1 Stück	M1 K115	
rund	blau	190 mm Ø	02.40.03.0011	1 Stück	M1 K122	
rechteckig	blau	250 x 185 mm	02.40.03.0010	1 Stück	M1 K124	
rechteckig	blau	350 x 250 mm	02.40.03.0010	1 Stück	M1 K127	
rechteckig	blau	450 x 380 mm	02.40.03.0010	1 Stück	M1 K132B	



DYCEM-FOLIE

Selbstklebend

Dycem ist ein patentiertes Material aus PVC, welches hervorragende Anti-Rutscheigenschaften hat. Ideal zum Beschichten von Unterlagen, Schreibtischen, Schubladen ect. Ideal auch für jedes Küchenfach oder Werkzeugschrank.

HMV-Gruppe: 02.40.03.0xxx

Typ	Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
Folie	blau	400 x 900 mm	1 Stück	M1 6852	



DYCEM-FOLIE AUF DER ROLLE

zum Selbstschneiden

Dünnere Qualität, besonders praktisch und preiswert!

HMV-Gruppe: 02.40.03.0xxx

Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
200 mm x 2 m lang	blau	1 Rolle	M1 K125	
200 mm x 9 m lang	blau	1 Rolle	M1 K119	
400 mm x 2 m lang	blau	1 Rolle	M1 K123	
400 mm x 9 m lang	blau	1 Rolle	M1 K120	



DYCEM-HAFTSTREIFEN

Selbstklebend

Zum Aufkleben auf Dinge, die nicht wegrutschen sollen.

HMV-Gruppe: 02.40.03.0xxx

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Haftstreifen	3 x 40 cm	3 Streifen	M1 6850	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ESSLATZ

Mit Krümfach und Velcro-Halsverschluß

100 % Baumwolle, mit integriertem Nässeschutz und knöpfbarem Krümfach. Blaues Schottenmuster.

Pflegehinweis

Washbar: bis 60 °C

Trocknergeeignet: bis 75 °C

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Esslatz	45 x 90 cm	1 Stück	M1 6800	



TEMDEX SCHUTZLÄTZCHEN MIT KRÜMELTASCHE

Fällt die Nahrungsaufnahme schwer oder wird Hilfe beim Essen benötigt, ist ein Kleidungsschutz angebracht. Dieser verhindert, dass es durch Tropfen oder Kleckern zu einer Verschmutzung der Patientenkleidung kommt. Der Kleidungsschutz besteht aus saugstarkem Tissue, welches mit einer PE-Folie verstärkt ist und so das Durchnässen auf die Kleidung verhindert. Durch die integrierte Krümeltasche werden auch kleinste Essensreste sicher aufgenommen.

Karton: 4 Packungen à 125 Lätzchen

Typ	Maße	Farbe	VE	REF	Preis VE
Schutzlatz mit Krümeltasche, 1-lagig, PE	37 x 66 cm	weiß	500 Stück	J2 112	



TENA BIB PATIENTEN-SCHUTZSERVIETTE

Schutzservietten aus Zellstoff/Polyethylen mit Auffangtasche und Fixierbändern. Flüssigkeitsabsorbierende und feuchtigkeitsundurchlässige Kombinationsserviette.

Größe	Maße	UK	VE	REF	Preis VE
S/M	37 x 48 cm	6 x 150 Stück	150 Stück	K7 720511	
M/L	37 x 68 cm	6 x 150 Stück	150 Stück	K7 720611	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



AN- UND AUSZIEHHILFE FÜR KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

Diese Anziehhilfe ist hervorragend zum Anziehen von Kompressionsstrümpfen, aber auch für alle anderen Socken und Strümpfe geeignet. Einfache Anwendung durch Hilfs- und Pflegepersonal auch bei Bettlägrigkeit.

Die Anziehhilfe ist auch mit 2 seitlich angebrachten Stangen mit Handgriffen erhältlich. Somit wird das Anziehen für bewegungseingeschränkte Personen noch einfacher. Sie können die Anziehhilfe auch als praktische Ausziehhilfe benutzen:

Einfach den angezogenen Strumpf von oben über das Halbrohr streifen, mit den Handgriffen die Stangen mit den daran befindlichen Haltebacken gegen das Halbrohr drücken, Fuß nach oben ziehen und die Anziehhilfe nach unten drücken.

HMV-Gruppe: 02.40.01.3xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Strumpfan-/ausziehhilfe, ohne Haltestangen/Griffe	1 Stück	M1 5700	
Strumpfan-/ausziehhilfe, mit Haltestangen/Griffen	1 Stück	M1 5750	

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE SOCKEN- UND STRUMPFANZIEHHILFE DRAHTGESTELL

Diese Anziehhilfe, bestehend aus weiß beschichtetem Drahtgestell, ist durch seine beiden ausklappbaren seitlichen Griffe ideal für Personen mit beschränkter Reichweite der Hände geeignet. Die Konstruktion bietet eine hervorragende Führung der Füße und erleichtert somit das Anziehen von Socken und Strümpfen.

Höhe: 310 mm

Höhe ausgeklappt: 560 mm

Breite: 205 mm

HMV-Gruppe: 02.40.01.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Strumpfanziehhilfe	1 Stück	M1 4653	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ANZIEHHILFE FÜR KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

Ohne Anstrengung, ohne fremde Hilfe!

- Problemlos über die „kritischen“ Bereiche Ferse und Spann ziehen
- Mehr Unabhängigkeit im Alltag

Höhe: 34,5 cm

Standfläche: 20,5 x 17,2 cm

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe	02.40.01.0900	1 Stück	M1 92231	



Service macht den Unterschied.





servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG


SERVOCARE SOCKEN- UND STRUMPFANZIEHHILFE

Aus flexiblem Kunststoff mit einem Frottée-überzug, damit Socken oder Strümpfe gut anhaften. Innen mit einem Nylonbezug, damit der Fuß besser hineingleiten kann. Bereits bei der ersten Benutzung werden Sie feststellen, wie einfach es geht: Strumpf aufrollen, Fuß hineinstecken und an den beiden Bändern ziehen. Eine praktische, angenehme Anziehhilfe - mit waschbarem Überzug.

HMV-Gruppe: 02.40.01.2xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Anziehhilfe	1 Stück	M1 73852	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE STRUMPFHELPER

Diese Anziehhilfe aus weichem PVC hat Einkerbungen am oberen Rand, die den Strumpf beim Anziehen sicher halten. Handhabung ganz einfach: Strumpf über den Halter schieben, aufrollen, so dass die Strumpfspitze an den Halter stößt, mit dem Fuß in den Halter schlüpfen und den Halter an beiden Bändern vorsichtig am Bein hochziehen. Aus haltbarem, leicht zu reinigendem Kunststoff hergestellt.



	Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
①	Standard	02.40.01.2005	1 Stück	M1 L4	
②	mit Seitenschlitzen	02.40.01.2005	1 Stück	M1 4652	



BREVETTI STRUMPF- UND SCHUHANZIEHER

Dieses Modell ist starr. Hat auf einer Seite einen Schuhanzieher aus ABS-Kunststoff mit Kerbe, welcher das Anziehen von Socken und Schuhen erleichtert. Auf der anderen Seite befindet sich der Halter für das Anziehen von Strümpfen.

HMV-Gruppe: 02.40.01.2xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Strumpf- & Schuhanzieher	1 Stück	M1 L14A	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



SOCKEN- UND STRUMPFANZIEHHILFE

Für Personen mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten im Rücken-, Hüft- oder Kniebereich. Der Strumpf oder die Socke wird über die Anziehhilfe gezogen und mit Hilfe der Bänder am Bein hochgezogen. Sie ist klein, leicht und einfach zu transportieren.


Bandlänge: 650 mm

Länge der Hülse: 400 mm

Gewicht: 96 g

HMV-Gruppe: 02.40.01.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Anziehhilfe	1 Stück	M1 4656	



BETT-AUFSTEHHILFE

Diese Aufstehhilfe aus stabilem Stahlrohr wird einfach auf den Lattenrost gelegt und mit Hilfe von robusten Nylongurten festgezurr. So ist sie sicher platziert ohne zu Rutschen oder zu Wackeln. Viele Menschen haben Probleme mit dem Aufstehen. Der spezielle Hand-Haltegriff ist ergonomisch optimal geformt und bietet maximale Sicherheit. Die Aufstehhilfe hilft gleich zweifach:

- Rückenschonendes Aufrichten aus der Sitzposition
- Sicherer Halt beim Aufstehen

Gewicht: 2,25 kg

Farbe: weiß

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Bett-Aufstehhilfe	19.40.02.0900	1 Stück	M1 92215	





servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE SCHUHANZIEHER LANG

Aus Kunststoff

Er gehört eigentlich in jeden Haushalt, um das unnötige Bücken zu ersparen. Besonders aber ist er für den Behinderten wichtig. Er hat einen gebogenen Handgriff zum festen Halten mit Aufhängeloch.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Schuhanzieher	40 cm	1 Stück	M1 5110	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE KARTENHALTER

zum Aufstellen

Der Kartenhalter besteht aus durchsichtigem Plexiglas, damit die Sicht auf die Karten nicht eingeschränkt ist. Auch geeignet zum Halten von Notizen, Rezepten oder ähnlichen Dingen. Kippsicherer Stand.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kartenhalter	1 Stück	M1 80	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE KARTENHALTER-SET

Optimal für Personen mit Greifschwäche zum Halten des Kartenblattes. Erhältlich im Set mit 4 Stück, farblich sortiert (rot, blau, weiß und gelb).

Maße: 8,6 x 2,6 x 8,2 cm

Gewicht: 100 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Kartenhalter-Set, 4-teilig, farblich sortiert	1 Set	M1 6143	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE KULI-/BLEISTIFTHALTER

Ist aus weichem PVC hergestellt und paßt auf die meisten Schreibgeräte.

3 kräftige Kunststoffrippen sorgen für einen sicheren Halt und ermöglichen ein ermüdungsfreies angenehmes Schreiben. Kein Wegrollen mehr.

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Kuli-/Bleistifthalter	02.40.06.0003	3 Stück	M1 M91	



UNIVERSALLUPE MIT LED-BELEUCHTUNG

Die Linse hat einen komfortablen Durchmesser von 8,5 cm. Auf Knopfdruck beleuchten 6 superhelle, energiesparende LED das Sichtfeld. Eine zusätzliche Lichtquelle, wie z. B. eine Leselampe, wird überflüssig. Die Lupe mit 5-facher Vergrößerung ist nicht nur unentbehrlich, sie hilft auch in vielen Alltagssituationen. Vom Lesen von Kleingedruckten bis zum Entfernen von Splintern. Mit Softgrip Oberfläche. Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Vergrößerung: 5-fach
Maße: 24 x 11 x 2,5 cm
Gewicht: 180 g

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Universallupe mit LED-Beleuchtung	25.21.81.0900	1 Stück	M1 92611	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE UMHÄNGELUPE

Die leichte Umhängelupe hat eine verstellbare Schnur und durch Ihr Gestell steht sie selbstständig vom Körper ab. Ideal für alle Handarbeiten und zum Lesen geeignet. Zusätzlich befindet sich im unteren Teil eine kleine, stark vergrößernde Lupe.

Vergrößerung große Lupe: 2-fach
Vergrößerung kleine Lupe: 5-fach
HMV-Gruppe: 25.21.81.5xxx

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Umhängelupe	21 x 13 x 1,8 cm	1 Stück	M1 6404	



servocare


NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE STANDLUPE

Geeignet zur Vergrößerung Ihrer Bücher, Handarbeiten etc.. Mit zweifacher Vergrößerung. Der Plastikrahmen hat 2 Paar ausklappbare Füße, so dass Ihre Hände frei bleiben können. Wahlweise schwenkbar mit Schrägstellungsbügeln oder in gerader Position nutzbar.

Vergrößerung: 2-fach
Maße: 28 x 21,5 cm
Gewicht: 280 g

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Standlupe	25.21.81.0900	1 Stück	M1 6410	



AUGENTROPFEN-HILFE

Das ideale Produkt zur Unterstützung bei der Benutzung von Augentropfen. Geeignet für alle gängigen Augentropfen-Flaschen. Verhindert Blinzeln.

Maße: 4,8 x 3,5 x 3,0 cm
Gewicht: 3 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Augentropfen-Hilfe	1 Stück	M1 4115	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE SEITEN-GREIFHILFE

Für das sichere Erfassen von empfindlichen Tassen, Gläsern etc., gibt es jetzt eine Aluminium Greifhilfe, welche jeweils einen weichen Gummi-Saugnapf auf der Greifklaue hat. Durch das seitliche Greifen können Gläser und ähnliche Dinge leicht erfaßt werden. Keine Schnüre mehr, die Kraft wird direkt vom Handgriff auf eine elastische Metallfeder übertragen.

Typ	Länge	HMV	VE	REF	Preis VE
Greifhilfe Kurz	57 cm	02.04.04.0900	1 Stück	M1 HE1195	
Greifhilfe Mittel	76 cm		1 Stück	M1 8085L	
Greifhilfe Lang	82 cm	02.04.04.0900	1 Stück	M1 8085	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ECONOMY-GREIFHILFE

Ist aus leichtem, jedoch stabilem Aluminium hergestellt, mit schwarzem Kunststoff-Handgriff und Haken. Der leichtgängige Mechanismus sorgt dafür, daß Sie jederzeit auch schwerere Gegenstände erfassen können.

Komplett mit Magnet am Greifende sowie Haken zum Ziehen, z. B. von Gardinen.

HMV-Gruppe: 02.40.02.1xxx

Typ	Länge	Gewicht	VE	REF	Preis VE
Greifhilfe Lang	82 cm	220 g	1 Stück	M1 303021	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE HANDY-GREIFHILFE ► ECONOMY

Die einfache Version der Pickup-Hilfe. Ihr Handdruck auf die anatomisch geformte Taste wird durch eine stabile Stange, kein Seil, übertragen. Die Greifklaue ist drehbar, hat eine einseitig öffnende gummibeschichtete Klemme mit Magnet und Haken. Ideal zum Aufheben von Abfällen und im Garten.

HMV-Gruppe: 02.40.04.1xxx

Typ	Länge	Gewicht	VE	REF	Preis VE
Lang	76 cm	200 g	1 Stück	M1 8056B	

T.E.N.S. ANALOG



PAINMATE H5 2000 2 KANAL T.E.N.S. ANALOG

Es stehen 3 verschiedene Stimulationsmodi zur Verfügung:

- Burst
- Kontinuierliche Stimulation
- Modulationfrequenz

Wirkt durch die elektrische Nervenstimulation über die Haut und fördert den körpereigenen Substanzaufbau zur Schmerzbekämpfung. Als Heimgerät vom Arzt verordnungsfähig.

Lieferumfang:

- 4 x Elektroden (40 x 40 mm)
- 2 x Elektrodenkabel
- 1 x 9 Volt Batterie
- 1 x Gerätekofter
- 1 x Gürtelclip

Technische Daten

Kanäle:	2 getrennt, 2 unabhängige Stromkreise
Kurvenform:	asymmetrisches Rechteck
Frequenz einstellbar:	2 - 150 Hz
Impulsweite einstellbar:	30 - 260 µS
Submodulation:	M/SD1/SD2, Anti-Gewöhnungseffekt-Regler
Batterie:	9 Volt Batterie oder Akku
Größe:	70 x 103 x 23,5 mm
Gewicht:	115 g (inkl. Batterie)
Timer:	15/30/60 Minuten
HMF-Gruppe: 09.31.01.1xxx	

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Painmate 2000	00348909	1 Stück	H5 2000	



PAINMATE H5 2000-D 2 KANAL T.E.N.S. DIGITAL

Mit dem neuen Anti-Gewöhn Effekt-Regler:

- Mit 2 unabhängig voneinander arbeitenden Stromkreisen
- Fördert körpereigenen Substanzaufbau
- (Endorphine) zur Schmerzbekämpfung
- Ist als Heimgerät vom Arzt verordnungsfähig
- Mit Abdeckklappe für den Intensitätsregler

Lieferumfang:

- 4 x Elektroden (40 x 40 mm)
- 2 x Elektrodenkabel
- 1 x 9 Volt Batterie
- 1 x Gerätekofter

Technische Daten

Kanäle:	2 getrennt
Kurvenform:	asymmetrisches Rechteck
Frequenz:	1 - 150 Hz
Impulsweite:	30 - 260 µS
Betriebsarten:	Konstant/Burst/Modulation
Submodulation:	M/SD1/SD2, Anti-Gewöhnungseffekt-Regler
Batterie:	9 Volt Batterie oder Akku
Größe:	60 x 100 x 21 mm
Gewicht:	120 g (inkl. Batterie)
Timer:	ohne
Speicher:	999 Stunden
HMF-Gruppe: 09.31.01.2xxx	

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Painmate 2000-D	16868077	1 Stück	H5 2000-D	



MIT DEM ANTI-GEWÖHNUNGSEFFEKT-REGLER



Service macht den Unterschied.

VE = Verkaufseinheit. Alle Preise in Euro, zzgl. MwSt.



SERVOCARE T.E.N.S. / E.M.S. KOMBIGERÄT

Kompaktes T.E.N.S. und E.M.S. Gerät mit LCD Display und Bodymap-Guide für vielseitige Anwendungen in Schmerztherapie, Muskelstimulation und Massage. Das T.E.N.S./E.M.S. Kombigerät ist einfach in der Anwendung und vielseitig in seinen Funktionen. 30 unterschiedliche Programme für viele Bereiche der Elektro-Stimulation unterstützen den Anwender in seiner Therapie. Durch die voll digitale Steuerung und die Visualisierung der Therapieareale im Display, werden T.E.N.S.- und E.M.S.-Anwendungen zum Kinderspiel. Zusätzlich stehen dem Anwender zwei manuell anpassbare Programme zur Verfügung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- 2 Kanäle (2 oder 4 Elektroden gleichzeitig nutzbar)
- Integrierte Therapiezeit-Aufzeichnung
- Ermöglicht Training und Schmerztherapie auf dem neuesten Stand der Wissenschaft
- 32 Therapieprogramme, davon zwei frei anpassbar
- Handliche Form und stabiles Gehäuse
- Tastatur mit Sperr-Funktion für die sichere Anwendung
- Betrieb über preiswerte AA Batterien (LR6) oder Akkus
- Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Bedienung mit ausführlicher Bedienungsanleitung
- Pausen-Funktion

Lieferumfang:

- 4 x Elektroden, ca. 40 x 40 mm
- 2 x Elektrokabel
- 2 x AA-Batterien, 1,5 V

Technische Daten:

Kanäle:	2 getrennt, 2 unabhängige Stromkreise
Stromform:	biphasischer Rechteck Impuls
Puls-Dauer:	50 – 400 µs
Puls-Frequenz:	1 – 130 Hz
Therapie-Spannung:	max. 65 Volt (bei 500 Ohm)
Therapie-Leistung:	max. 130 mA (bei 500 Ohm)
Intensität:	regelbar von 0 bis 60
Timer:	einstellbar von 5 bis 90 Minuten
Betrieb bei:	0 °C – 40 °C bei 10 – 93 % relativer Luftfeuchte
Lagerung bei:	-25 °C – 70 °C bei 8 – 93 % relativer Luftfeuchte
Stromversorgung:	2 x AA Batterien (LR6) oder Akkus
Gewicht:	ca. 157 g (inkl. Batterien)
Abmessungen:	122 x 59 x 23 mm



Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
T.E.N.S./E.M.S.-Gerät	15398008	1 Stück	H5 3510	



T.E.N.S GERÄT TN-20

Das TENS Gerät TN-20 ist einfach und sicher in der Bedienung. Sämtliche Informationen zu den Therapieprogrammen, der Laufzeit und zur Stromstärke werden im LCD-Display angezeigt. Das Gerät verfügt über einen integrierten Timer, eine automatische Abschaltfunktion und einen Therapiespeicher. Für die Therapie stehen drei Betriebsarten (kontinuierlich / burst / modulierte Frequenz- und Impulsbreite) zur Verfügung.

Lieferumfang:


- 2 x Patientenkabel
- 4 x Klebeelektroden (40 x 40 mm)
- 2 x AA-Batterien, 1,5 V
- 1 x Systemtasche
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Informationen:

Stromversorgung:	2 Alkalibatterien 1,5 V
Leistung:	einstellbar von 0-150 mA (bei 500 Ω)
Frequenz:	einstellbar von 1 bis 150 Hz
Wellenbreite:	einstellbar von 50 µs bis 250 µs
Wellenformen:	symmetrisch biphasisch rechteckig und monophasisch rechteckig
Zeitvorwahl:	von 15, 30, 45, 60, 90 Minuten und kontinuierlicher Betrieb
Systemsperrung:	zur Verhinderung von unbeabsichtigten Änderungen
Automatische Abschaltung:	nach Ablauf der Therapiezeit
Integrierter Therapiespeicher:	



Typ	VE	REF	Preis VE
T.E.N.S Gerät TN-20	1 Stück	H5 2300	



T.E.N.S. - E.M.S. - ELEKTRODEN

	Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
1	Carbon Plus Elektroden mit Hydrogel und Anschlusskabel	40 x 40 mm	4 Stück	H5 2006	
2	Carbon Plus Elektroden mit Hydrogel und Anschlusskabel	40 x 80 mm	4 Stück	H5 2007	
4	Carbon Plus Elektroden mit Hydrogel und Anschlusskabel	32 mm Ø	4 Stück	H5 2010	
3	Carbon Plus Elektroden mit Hydrogel und Anschlusskabel	50 mm Ø	4 Stück	H5 200800	
5	Druckknopfelektroden, selbstklebend ohne Kabelanschluss	40 x 35 mm	4 Stück	H5 1004	
6	Druckknopfelektroden, selbstklebend ohne Kabelanschluss. 40 x 80 mm	40 x 80 mm	4 Stück	H5 1005	



T.E.N.S. - E.M.S. - ERSATZKABEL


	Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
1	Ersatzkabel für neue analoge und digitale T.E.N.S./E.M.S.-Geräte	115 cm	1 Stück	H5 2003-D	
2	Ersatzkabel für digitale T.E.N.S./E.M.S.-Geräte, mit freiliegenden Bananensteckern	115 cm	1 Stück	H5 2004-D	



GREENCELL BLOCKBATTERIE - 9 V

- Hohe Leistung und Kapazität
- Besonders preisgünstig
- Einzeln cellophaniert

Typ	VE	REF	Preis VE
Blockbatterie 9 V, MN 1604	1 Stück	F3 BLOCK	



T.E.N.S. - E.M.S. - ELEKTRODENBÄNDER

Klettband-Fixierband zum Fixieren von Dauerelektroden, einzeln.

Typ	VE	REF	Preis VE
Brustband, 8 x 80 cm	1 Stück	H5 9458	



ELEKTRODEN-GEL

Für das Benetzen von Gummi-/Silikonelektroden als Kontaktgel

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
250 g Dispenserflasche	60 Stück	1 Stück	H5 03333	
250 g Tube	72 Stück	1 Stück	H5 0409	



SCHWAMMTASCHEN

Für Plastik- und Metallelektroden in der Reizstromtherapie. Mit Schlitz an der kurzen Seite. 20 mm stark.

Größe	Maße	VE	REF	Preis VE
Nr. 2	Außenmaß: 7,5 x 10,5 cm, Elektrodenmaß: 6 x 9 cm	2 Stück	L4 02	
Nr. 3	Außenmaß: 11 x 14 cm, Elektrodenmaß: 9 x 12 cm	2 Stück	L4 03	



SCHWÄMME FÜR REIZSTROMGERÄTE

Passend für Saugglocken, im Polybeutel verpackt.
Zum Beispiel für Bosch / Siemens / Nemectrodyn etc.

Typ	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
4-Loch	60 mm	10 Stück	L4 4	
6-Loch	88 mm	10 Stück	L4 6	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**SERVOCARE SPEZIAL-MASSAGEGERÄT
zur Nervenstimulation**

Bei der Behandlung von senso-motorischen Defiziten hat sich die Hautstimulation mit verschiedenen Aufsätzen bestens bewährt. Die vibrierenden verschiedenen Aufsätze aktivieren die Nervenbahnen und fördern nach Ansicht von Fachleuten auch die cerebrale Entwicklung, vor allem bei behinderten Kindern. Auch empfehlenswert zur persönlichen Entspannung. Mit 4 verschiedenen Massageaufsätzen für: Gesicht, Kopfhaut, Muskel, Augen. Batteriebetrieben mit 2 'AA' Mignon Zellen, komplett im Karton verpackt.

Typ	VE	REF	Preis VE
Massagegerät, inkl. Batterien	1 Stück	M1 LC10	



MINI-MASSAGESTAB

Dieser kompakte, leistungsstarke Massagestab hat drei Aufsätze zur konzentrierten Massage ausgewählter Bereiche. Kappe kann für Massage von größeren Bereichen aufgesetzt werden. Der batteriebetriebene Massagestab vibriert mit einer Frequenz von ca. 5500 Schwingungen pro Minute. Inkl. Batterie.

Typ	VE	REF	Preis VE
Massagestab	1 Stück	R5 A8111	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

MAGNOFLEX®

Die sanfte Naturkraft gegen Schmerzen


Die sanfte Naturkraft für ihr Wohlbefinden ohne Risiko und ohne Nebenwirkungen. Zahlreiche Erfahrungsberichte belegen die gute Wirkung ohne Belastung durch Pharmaka und andere Therapien.

Jetzt aktuell: Magnetfeldtherapie

Untersuchungen beschäftigen sich schon lange mit der Wirkung von Magnetfeldern auf das Wohlbefinden des Menschen. Magnetfelder können bei vielen Beschwerden, wo andere Therapien kaum Besserungen bringen, erfolgreich eingesetzt werden. Dank neuer Werkstoffe und Fertigungstechniken ist es gelungen, in MAGNOFLEX- Artikel Permanentmagnete einzusetzen, deren Kraft tief im Gewebe therapeutische Wirkung erzielen kann. Mit den MAGNOFLEX-Gesundheitsprodukten ist eine Schmerzbehandlung direkt auf den betroffenen Körperstellen, z. B. im HWS-, LWS-, Schulter-, Kniebereich etc., auf natürliche und nebenwirkungsfreie Weise.

Magnoflex Produkteübersicht

Betteinlage
Nackenbandage
Rückenbandage
Armbandage
Schulterbandage
Universalbandage
Allroundkissen
Magnoflex®-forte
Handgelenkbandage
Fußgelenkbandage
Nierenbandage



taubes Gefühl in den Händen
Gelenkschmerzen
Durchblutungsstörungen
Gelenkschmerzen
Migräne
Kopfschmerzen
Schlafstörungen
Schulterschmerzen
Rheuma
Rückenschmerzen
Wirbelsäulenschmerzen
Ischiasschmerzen
Durchblutungsstörungen
Arthritis
Wadenkrämpfe
Gelenkschmerzen
Schmerzen in den Füßen

MAGNOFLEX®

Die sanfte Naturkraft gegen Schmerzen

Weshalb wirkt Magnoflex:

flexible Dauermagnete mit einem stabilen Magnetfeld aktivieren im Organismus die bioenergetischen Energien und beeinflussen die Zellen positiv. Störfelder durch Verwerfungen im Erdreich, Wasseradern oder elektrische Kraftfelder durch Kabel, Antennen, Beton- und Stahlkonstruktionen verändern das vorhandene Magnetfeld. Empfindliche Menschen reagieren auf gestörte Magnetfelder und erkranken ohne Grund. Durch die Magnete werden im Blut kleine permanent arbeitende Wirbelströme erzeugt. Der Zellstoffwechsel wird angeregt, der Ionenaustausch optimiert, der Abbau von Stoffwechselresten wird angeregt. Die risikolose Magnetfeld-Therapie bringt die Zellen wieder in ein magnetisches Gleichgewicht.

Wir weisen darauf hin, dass keine gesicherten, wissenschaftlichen Bestätigungen für die dargestellte Wirkung der Magnetfeld-Therapie vorliegen. Doch unsere Kunden nutzen die Vorteile seit mehr als 20 Jahren.



Hauptwirkungen der Magnetfeldtherapie

- Aktivierung des Stoffwechsels
- Anregung der Durchblutung
- Veränderung des Kalium-Natrium Antagonismus der Zellmembranen
- Förderung der körpereigenen Abwehr- und Selbstheilkräfte
- Linderung akuter und chronischer Schmerzzustände
- Linderung schmerzhafter Verkrampfungen
- Beschleunigter Abbau krankhafter Flüssigkeitsansammlungen und Schwellungen
- Schnellere Regeneration der Haut
- Harmonisierung des Nervensystems und der Psyche



MAGNOFLEX NIERENBANDAGE

Ideal bei Nierenerkrankungen, Nierensteinen und Verletzungen sowie entsprechenden Schmerzen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
❶	Nierenbandage	08525707	1 Stück	M1 7013M	

MAGNOFLEX HANDBANDAGE

Bei allen Schmerzzuständen in der Hand, Rheuma und Arthrose, Verstauchungen, Prellungen und Frakturen sowie Narbennekrosen

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
❷	Handbandage	01418865	1 Stück	M1 7032M	



MAGNOFLEX HANDGELENKBANDAGE

Ideal bei chronischen Schmerzen im Gelenkbereich, Nachbehandlung von Frakturen, Verstauchungen, Arthrose und Rheuma.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
❸	Handgelenkbandage	01095215	1 Stück	M1 7033M	

MAGNOFLEX ARMBANDAGE

Bei „Tennisarm“, chronischen Schmerzen, Prellungen und Frakturen im Armbereich.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
❹	Armbandage	08525765	1 Stück	M1 7003M	



MAGNOFLEX ELLENBOGENBANDAGE

Bei Muskelschmerzen, Prellungen und Zerrungen, Sportunfällen, „Tennisarm“, rheumatischen Erkrankungen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
❺	Ellenbogenbandage	01345089	1 Stück	M1 7034	

MAGNOFLEX KNIEBANDAGE

Bei Schmerzen und Arthrosen im Knie, nach Sportverletzungen, Prellungen, Ödemen und Rheumaerkrankungen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
❻	Kniesbandage	08525759	1 Stück	M1 7002	



MAGNOFLEX FUSSGELENKBANDAGE

Bei chronischen Schmerzen im Fußbereich, nach Frakturen, Prellungen und Verletzungen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
❼	Fußgelenkbandage	01095221	1 Stück	M1 7039	

Besondere Hinweise:
Nicht anzuwenden bei akut entzündlichen Prozessen.
Personen mit Herzschrittmacher sollten MAGNOFLEX nur im Abstand von mindestens 20 cm zum Herzen anwenden.
Die Betteinlage sollte nicht verwendet werden.
Fordern Sie die umfangreiche Lektüre zum Thema MAGNOFLEX an.

MAGNOFLEX®

Die sanfte Naturkraft gegen Schmerzen



MAGNOFLEX BETTEINLAGE

Ideal bei Schlafstörungen und rheumatischen Beschwerden. Verbesserung des Stoffwechsels und Durchblutung.

	Typ	Größe	PZN	VE	REF	Preis VE
1	Betteinlage	190 x 90 cm	08525794	1 Stück	M1 7007	
1	Betteinlage	200 x 90 cm		1 Stück	M1 70071	
1	Betteinlage	200 x 100 cm		1 Stück	M1 70072	

MAGNOFLEX NACKENBANDAGE

Zur Behandlung von Hals- und Nackenschmerzen, Verspannungen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Rückenschmerzen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
2	Nackenbandage	07379563	1 Stück	M1 7010	



MAGNOFLEX KISSEN

Zur doppelten Anwendung.

Tagsüber: bei Verspannungen, im Nackenbereich, Rheuma, Migräne. Nachts: bei Schlafstörungen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
3	Kissen	01345095	1 Stück	M1 7046	

MAGNOFLEX ALLROUNDKISSEN

Bei allen Schmerzen im Rücken- und Nierenbereich, Verspannungen, Durchblutungsmangel, Rheuma, bei Magen- und Darmproblemen, Migräne, Bronchitis oder Asthma.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
4	Allroundkissen	08525788	1 Stück	M1 7005	



MAGNOFLEX KOPF- UND AUGENKOMPRESSE

Bei Migräne, Kopfschmerzen, Nasenleiden, Sehstörungen, tränenden Augen und verstopfter Nase, Diabetes.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
5	Kopf- und Augenkomresse	01277169	1 Stück	M1 7049	

MAGNOFLEX STIRNBANDBANDAGE

Ideal bei Kopfschmerzen, Migräne, Gefäßverengung, Angstzuständen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
6	Stirnbandbandage	08525771	1 Stück	M1 7004M	



MAGNOFLEX RÜCKENBANDAGE

Bei Rückenschmerzen, Hexenschuß, Wirbelsäulenproblemen, Zerrungen und Bandscheibenproblemen.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
7	Rückenbandage	08525742	1 Stück	M1 7001M	

MAGNOFLEX SCHULTERBANDAGE

Bei Schulter- und Armschmerzen, Arthrose im Schulterbereich, Schmerzen nach Operationen und Brüchen im Schulterbereich.

	Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
8	Schulterbandage	07379557	1 Stück	M1 7011M	

Besondere Hinweise: Nicht anzuwenden bei akut entzündlichen Prozessen. Personen mit Herzschrittmacher sollten MAGNOFLEX nur im Abstand von mindestens 20 cm zum Herzen anwenden. Die Betteinlage sollte nicht verwendet werden. Fordern Sie die umfangreiche Lektüre zum Thema MAGNOFLEX an.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GUMMI-WÄRMFLASCHE

Die kräftige Doppelamellen-Qualität, mit Schraubverschluss und Aufhängeöse.

Farbe	Volumen	VE	REF	Preis VE
rot	2 Liter	1 Stück	H7 0701	

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE EISBEUTEL

Der altbewährte Eisbeutel hilft bei Kopf-, Zahn- oder Augenschmerzen. Innen mit Gummibeschichtung, außen Stoffgewebe mit Schraubdeckel und Gummidichtung.

Volumen	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
1,1 Liter	ca. 21,5 cm	1 Stück	M1 60631	
2 Liter	ca. 26 cm	1 Stück	M1 60632	



KALT-WARM-MASKE

Mit kälte-/wärmespeicherndem Gel. Maske leicht auf die Augenpartie auflegen und diese mit dem Klettverschluss fixieren. Wenden Sie die Maske so lange an, wie Sie es als angenehm empfinden. Bei der Wärmebehandlung die Maske nach Erwärmung gut durchkneten, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Wichtig: mit großer Gelfläche an den Schläfen, dort wo es darauf ankommt. Billige Brillen beinhalten nur wenig Gel und haben keine Positionierung bis zur Schläfenpartie. Einzeln im Etui verpackt

Farbe	VE	REF	Preis VE
blau	1 Stück	M1 4000	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



KALT- /WARMKOMPRESSIONEN

Die preiswerten Mehrfach-Kompressen „Kalt-Warm“ bestehen aus einem mit Gel gefüllten Beutel, welcher Kälte bzw. Wärme speichert. Einfach zu handhaben, besonders preiswert, belastbar sowie lang anhaltende Kälte-/ bzw. Wärmewirkung. Ideal bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen, Verbrennung. Bei Fieber, Kopfschmerzen und Blutergüssen anwendbar. Für jeden Bereich gibt es die richtige Größe. Alle einzelne Kompressen werden ohne den abgebildeten Schutzbezug geliefert!!

Gebrauchshinweise

Verwendung als Kältekompressen:

Ca. 2 Stunden ins Gefrierfach legen, danach ist die Kompressen einsetzbar. Um Kälteverbrennungen zu vermeiden, sollten Sie zwischen Kompressen und Haut ein dünnes Tuch legen, eventuell genügt auch eine dünne Zellstofflage. - Oder verwenden Sie das untenstehende Set.

Verwendung als Wärmekompressen:

Ca. 5 - 10 Minuten in fast kochendes Wasser legen. Auch hier zur Vermeidung von Verbrennungen ein dünnes Tuch oder ein feuchtes Handtuch dazwischenlegen.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
extra klein	13 x 14 cm	1 Stück	M1 1314	
klein	12 x 29 cm	1 Stück	M1 1328	
mittel	16 x 26 cm	1 Stück	M1 1828	
groß	21 x 38 cm	1 Stück	M1 2240	
extra groß	30 x 40 cm	1 Stück	M1 3040	
Krawatte	7,5 x 35 cm	1 Stück	M1 7530	
Krawatte, lang	7,5 x 52 cm	1 Stück	M1 7550	



KALT- /WARMKOMPRESSIONEN SET

Ideal: 2 Economy Kalt- /Warm-Kompressen mit einem auswechselbaren Frotteebezug und Klettverschluß.

Eine Kompressen anlegen, die andere vorkühlen oder erhitzen.

Gebrauchshinweise

Verwendung als Kältekompressen:

Ca. 2 Stunden ins Gefrierfach legen, danach ist die Kompressen einsetzbar. Um Kälteverbrennungen zu vermeiden, sollten Sie zwischen Kompressen und Haut ein dünnes Tuch legen, eventuell genügt auch eine dünne Zellstofflage.

Verwendung als Wärmekompressen:

Ca. 5 - 10 Minuten in fast kochendes Wasser legen. Auch hier zur Vermeidung von Verbrennungen ein dünnes Tuch oder ein feuchtes Handtuch dazwischenlegen. Nicht in der Mikrowelle erhitzen!

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
extra klein	13 x 14 cm	1 Set	M1 1314SET	
mittel	16 x 26 cm	1 Set	M1 1828SET	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



INSTANT-KÜHLKOMPRESSEN

Bei Prellungen, Verstauchungen und Blutergüssen sind Instant-Kühlkompressen am besten geeignet, sofort einsetzbar. Kompressen kräftig drücken, so dass die Flüssigkeitskapsel in der Kompressen zerbricht. Durch eine chemische Reaktion entsteht sofort Kälte, welche für ca. 30 Minuten anhält. Einwegprodukt.

Typ	Maße	Artikel-Beschreibung	UK	VE	REF	Preis VE
klein	15 x 17 cm	für Wunden und Prellungen	10 Stück	1 Stück	S3 1516	
mittel	15 x 28 cm	für größere Prellungen	6 Stück	1 Stück	S3 1823	



COOL BOX, LEER

Die ideale Kältebox mit schwenkbarem Deckel. Hält den Inhalt für mehr als 8 Stunden kühl. Fassungsvermögen 6,6 Liter.



Typ	VE	REF	Preis VE
Cool Box, leer	1 Stück	S3 25	





KIRSCHKERNKISSEN

Erleben Sie die natürlich heilende Kraft der Kirschkernkissen. Angewandt bei Muskelverspannungen, zur Linderung von Bauchschmerzen oder aber zur Erwärmung kalter Füße, sind diese „trockenen Wärmeflaschen“ ein altbewährtes und immer noch sehr beliebtes Hausmittel. Waschbar bis 30 °C, mikrowellengeeignet, Hülle aus Baumwolle.

Typ	Größe	VE	REF	Preis VE
Kissen	14 x 55 cm	1 Stück	M4 40062	
Kissen	17 x 17 cm	1 Stück	M4 40060	
Kissen	20 x 30 cm	1 Stück	M4 40061	
Kissen	40 x 50 cm	1 Stück	M4 40063	
Nackenkissen	40 x 50 cm	1 Stück	M4 40059	
Nackenhörnchen		1 Stück	M4 40064	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



Moorpackungen sind durch ihre Beschaffenheit besonders gut für die Wärmetherapie geeignet

MOORPACKS

Moor besteht aus ca. 80 - 90 % Wasser und der Rest aus pflanzlichen Fasern, welche zusätzlich eine wärmedämmende Eigenschaft besitzen.

Dies führt dazu, dass die gespeicherte Wärme im Wasser sehr stark verzögert abgegeben wird, als dies eine normale Wärmeflasche mit Wasser oder ein Gel einer Komresse vermag.

Für die Wärmetherapie bedeutet dies, das Moor eine besonders sanfte und nachhaltige Wärmewirkung auf den Körper hat. Die Moorpacks bestehen aus feinstem aufbereiteten natürlichen Heilmoor. Durch die hohe Homogenität (Feinheit) des Moores ist auch eine Lagerung der Patienten auf den Kompressen möglich, ohne dass harte Stücke von noch nicht vollständig umgesetztem und verholztem Moor unangenehme Druckstellen auf der Haut verursachen.

Maße	UK	VE	REF	Preis VE
20 x 50 cm	4 Stück	1 Stück	M1 72240	
30 x 40 cm	4 Stück	1 Stück	M1 73040	



MEDISPRAY

MEDISPRAY KÄLTESPRAY

Für das schnelle, gezielte Kühlen bei Prellungen und Verletzungen, ideal für die Erste-Hilfe-Tasche.

Mit hohem Menthol- und Pfefferminzanteil.

Auch als Luftverbesserer einsetzbar!

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
300 ml Spraydose	01476584	12 Stück	1 Stück	H7 05	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE EISWASSER

Bei Prellungen, Verstauchungen etc. empfiehlt sich das Anlegen kühlender Verbände. Servocare Eiswasser mit Zitronenduft und dem besonders hohen Alkoholanteil sorgt für eine angenehme Kühlung mit desinfizierender Wirkung.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
150 ml Flasche	10985853	100 Stück	1 Stück	S4 5	
500 ml Praxisflasche	05956766	20 Stück	1 Stück	S4 6	



LATSCHENKIEFER MASSAGE-FLUID

Das altbewährte Einreibemittel mit wohltuender Wirkung. Ideal nach Sport, Anstrengungen, Müdigkeit, Bad und Sauna.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Nicht zur Verwendung als Saunaofen-Zusatz bestimmt!

Typ	UK	VE	REF	Preis VE
500 ml Flasche	12 Stück	1 Stück	S1 25	



CHEMOVINE MASSAGEÖL

Für alle Anwender, welche eine ölige Massageflüssigkeit vorziehen. Der hohe Anteil an wertvollen Ölen sorgt für besondere Ergiebigkeit (wichtig beim Preisvergleich!). Gute Hautaufnahme ergibt besondere Geschmeidigkeit beim Massieren. Wasserlöslich und abwaschbar. Neutral im Geruch.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
500 ml Flasche	05956714	20 Stück	1 Stück	S4 25	
5 Liter Kanister		4 Stück	1 Stück	S4 25000	



CHEMOTHERM MASSAGE-ÖL

Zum schnellen Aufwärmen der Hautoberfläche vor dem Sport und Spiel. Angereichert mit Menthol, Eukalyptus und Fichtennadelöl bewirkt diese Creme eine angenehme Erwärmung durch die angeregte Durchblutung. Keine Hautirritation, wasserlöslich, keine Flecken.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
500 ml Flasche	05956789	20 Stück	1 Stück	S4 35	



CHEMODOL MASSAGECREME FLÜSSIG

Die milde, weiße Creme mit hohem Anteil an wertvollen Ölen ist besonders ergiebig. Leicht einzureiben, wird von der Haut optimal aufgenommen. Mit Wasser abwaschbar, keine Fleckenbildung. Angenehm im Geruch.

Typ	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
500 ml Flasche	05956660	20 Stück	1 Stück	S4 15	
5 Liter Kanister		4 Stück	1 Stück	S4 5000	



CHEMODIS TRAUMENSALBE

Besonders geeignet für die starke Erwärmung und Durchblutungsförderung der Haut. Auch ideal vor den sportlichen Aktivitäten aufzutragen, um die Muskeln zu lockern.

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Hot				
150 ml Dose	05956737	1 Stück	S4 4150	
350 ml Dose		1 Stück	S4 45350	
Medium				
150 ml Dose		1 Stück	S4 150	
350 ml Dose		1 Stück	S4 350	



RÜWO SPORT-GEL

- Lindert Schmerzen
- Wirkt entzündungshemmend
- Löst Verspannungen
- Bietet exzellente Kühlleistung
- Juckreizstillend
- Mit japanischem Minzöl, Arnika und Echinacea
- Auch für Sport und Freizeit

Typ	VE	REF	Preis VE
Tube, 100 ml	1 Stück	T1 23171	
Tube, 200 ml	1 Stück	T1 23172	
Dose inkl. Pumpspender, 1000 ml	1 Stück	T1 23174	



RÜWO WÄRMEBALSAM

- Wärmt und entspannt
- Mit Capsicum
- Pflegt und schützt die Haut
- Für Sport und Freizeit
- Für die Massage
- Als Balsam, verringert die Reibung

Typ	VE	REF	Preis VE
Tube, 50 ml	1 Stück	T1 23177	



RÜWO HIRSCHTALGCREME

- Pflegt stark beanspruchte Haut
- Bewirkt anhaltendes samtiges Hautgefühl
- Beugt Druck- und Scheuerstellen vor
- Verringert Schwielen und Hornhaut
- Ideal auch zur Dekubitusprophylaxe

Typ	VE	REF	Preis VE
Tube, 100 ml	1 Stück	T1 23312	



RÜWO BEIN UND VENEN BALSAM

- Kühlt und erfrischt
- Entspannt müde Beine
- Pflegt und schützt die Haut
- Mit Aloe Vera und Rosskastanie
- Für zu Hause und unterwegs

Typ	VE	REF	Preis VE
Tube, 100 ml	1 Stück	T1 23325	

OHR-AKUPUNKTUR DAUERNADELN ASP

Diese sterile Vorrichtung zur einmaligen Benutzung ermöglicht es, eine winzigkleine, rostfreie Stahlnadel am aurikularen Akupunkturpunkt zu implantieren. Dieses Implantat bleibt mehrere Tage dort und erbringt so eine dauerhafte Stimulierung.

Die ASP-Nadel besteht aus drei Teilen:

- Das Injektionsinstrument aus med. Plastikmaterial, das in seinem Unterteil die Nadel enthält und im Oberteil den Magneten. Dieses Injektionsinstrument garantiert eine sehr große Präzision und ein leichtes Anbringen.
- Die medizinische Stahlnadel hat eine besonders ausgearbeitete Form, um sich mehrere Tage lang nicht zu verlagern, ohne ganz in das Gewebe einzudringen.



- Der bipolare Magnet, dem eine Rotation in der Nähe der Nadel mitgeteilt wird, erzeugt einen Mikrostrom, der die Stimulierung reaktiviert. So kann der Patient mehrmals am Tage die A.S.P. stimulieren.
- Hauptsächliche Indikationen:
- Dauernde Schmerzen
- Chronische Funktionsstörungen
- Gewöhnungsbeschwerden
- Psychische Störungen
- Metabolismusstörungen

OHR AKUPUNKTUR DAUERNADELN ASP

Sterile Ohr-Akupunkturadeln inkl. Pflasterstreifen.

Typ	VE	REF	Preis VE
ASP Akupunkturadeln	200 Stück	S2 ASP	

OHR AKUPUNKTUR DAUERNADELN ASP GOLD

Für eine noch bessere elektrische Übertragung und Stimulation.


Typ	VE	REF	Preis VE
ASP Akupunkturadeln, Gold	200 Stück	S2 6012	

STANGEN-MOXA

Zur Wärmetherapie.

Mit Rauch- und Geruchsentwicklung.

Typ	VE	REF	Preis VE
Stangenmoxa	10 Stück	S8 10SM	



DONGBANG AKUPUNKTURNADELN MIT STAHLGRIFF

Mit Silikonbeschichtung, einzeln geblistert

Größe	Farbcode	VE	REF	Preis VE
0,20 x 15 mm	violett	100 Stück	S8 DV2015	
0,22 x 13 mm	violett	100 Stück	S8 DV2213	
0,22 x 25 mm	violett	100 Stück	S8 DV2225	
0,25 x 25 mm	violett	100 Stück	S8 DV2525	
0,25 x 40 mm	violett	100 Stück	S8 DV2540	
0,30 x 15 mm	violett	100 Stück	S8 DV3015	
0,30 x 30 mm	violett	100 Stück	S8 DV3030	
0,30 x 50 mm	violett	100 Stück	S8 DV3050	
0,30 x 60 mm	violett	100 Stück	S8 DV3060	



DONGBANG AKUPUNKTURNADELN MIT KUNSTSTOFFGRIFF

In der praktischen Spenderbox.

Mit Silikonbeschichtung, leicht gleitend für eine fast schmerzlose Akupunktur.

Größe	Farbcode	VE	REF	Preis VE
0,20 x 15 mm	hellblau	100 Stück	S8 KS2015	
0,25 x 25 mm	violett	100 Stück	S8 KS2525	
0,25 x 40 mm	violett	100 Stück	S8 KS2540	
0,30 x 30 mm	ocker	100 Stück	S8 KS3030	
0,30 x 50 mm	ocker	100 Stück	S8 KS3050	



ORIGINAL SEIRIN AKUPUNKTURNADELN

Höchste Qualität, seit vielen Jahren bewährt. Seirin = Ein Sinnbild für eine optimale Akupunktur. Dreifach geschliffene Nadelspitzen, jede einzelne Nadel wird geprüft, Elektrolytische Reinigung, EO-Gas sterilisiert.

SEIRIN AKUPUNKTURNADELN TYP B

Aus rostfreiem Stahl, silikonisiert, mit geformten Kunststoffgriff für den optimalen Griff. Die neue SEIRIN B-Typ Nadel ist die Weiterentwicklung der beliebten B-Typ Akupunkturadel mit innovativen Verbesserungen. Durch die neue Wellung des Griffs erhalten Sie eine bessere Haftung. Die Farben des neuen Griffes sind jetzt noch leuchtender und kräftiger. Einem Übersehen einer Nadel am Ende der Behandlung wird effektiv vorgebeugt.

Größe	Farbcode	PZN	VE	REF	Preis VE
Nr. 1 (0,16 x 15 mm)	rot		100 Stück	S2 1615B	
Nr. 3 (0,20 x 15 mm)	hellblau	04935294	100 Stück	S2 3B	
Nr. 5 (0,25 x 40 mm)	lila	04941656	100 Stück	S2 5B	
Nr. 8 (0,30 x 30 mm)	braun	04942408	100 Stück	S2 8UB	
Nr. 8 (0,30 x 50 mm)	braun	04947268	100 Stück	S2 8B	
Nr. 10 (0,35 x 50 mm)	schwarz	03637092	100 Stück	S2 10B	

SEIRIN AKUPUNKTURNADELN TYP J

(BISHER TYP C)

Die bewährte Nadel mit Führungsröhrchen und anatomisch geformten Kunststoffgriff, silikonbeschichtet für ein schmerzfreies Eindringen.

Größe	Farbcode	VE	REF	Preis VE
Nr. 1 (0,14 x 15 mm)	hellgrün	100 Stück	S2 1415C	
Nr. 1 (0,14 x 30 mm)	hellgrün	100 Stück	S2 1430C	
Nr. 1 (0,16 x 15 mm)	rot	100 Stück	S2 1615C	
Nr. 1 (0,16 x 30 mm)	rot	100 Stück	S2 1C	
Nr. 2 (0,12 x 15 mm)	dunkelgrün	100 Stück	S2 1215C	
Nr. 2 (0,12 x 30 mm)	grün	100 Stück	S2 2C	
Nr. 2 (0,18 x 30 mm)	elfenbein	100 Stück	S2 200C	
Nr. 3 (0,20 x 30 mm)	blau	100 Stück	S2 3C	
Nr. 3 (0,20 x 40 mm)	blau	100 Stück	S2 300C	
Nr. 5 (0,25 x 30 mm)	violett	100 Stück	S2 500C	
Nr. 5 (0,25 x 40 mm)	violett	100 Stück	S2 5C	
Nr. 8 (0,30 x 30 mm)	braun	100 Stück	S2 3030C	
Nr. 8 (0,30 x 50 mm)	braun	100 Stück	S2 8C	

SEIRIN LANGZEITNADELN PYONEX NEW

Mit farbigem, atmungsaktiven Pflaster für die dauerhafte Fixierung am Körper oder am Ohr. Ideal für die Verwendung bei Kindern oder bei Personen mit sensibler Haut.

Größe	Farbcode	VE	REF	Preis VE
0,11 x 0,3 mm	orange	100 Stück	S2 PN-0	
0,15 x 0,6 mm	gelb	100 Stück	S2 PN-1	
0,17 x 0,9 mm	grün	100 Stück	S2 PN-2	
0,20 x 1,2 mm	blau	100 Stück	S2 PN-3	
0,20 x 1,5 mm	rosa	100 Stück	S2 PN-4	

S-NEEDLE AKUPUNKTURNADELN, TYP B, OHNE FÜHRUNGSRÖHRCHEN

Spitzennadel aus korrosionsfreiem, medizinischem Stahl mit farbigen Kunststoffgriffen mit der bewährten einstichfreundlichen Spitzegeometrie und noch besserer Schaftoberfläche (mehrfach poliert).

Zusätzlich sorgt eine hochwertige Oberflächenbeschichtung, die speziell für medizinische Instrumente entwickelt wurde, für besonders gute Stich- und Gleiteigenschaften, die den Einstich nahezu schmerzfrei macht.

Größe	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
Nr. 3 (0,20 x 15 mm)		100 Stück	S2 S-3B	
Nr. 5 (0,25 x 40 mm)		100 Stück	S2 S-5B	
Nr. 8 (0,30 x 30 mm)	ASI A000651	100 Stück	S2 S-8UB	
Nr. 8 (0,30 x 50 mm)		100 Stück	S2 S-8B	





OHR DAUERNADELN

Isolierte Nadelbasis. Pflastermaterial besonders hautverträglich, atmungsaktiv und duschfest. Steril verpackt

Größe	VE	REF	Preis VE
0,25 x 1,5 mm	100 Stück	S8 2515	
0,25 x 1,0 mm	100 Stück	S8 2510	
0,22 x 1,5 mm	100 Stück	S8 2215	



DONGBANG ► OHR DAUERNADELN

Die interessante Alternative zu Seirin Pyonex Nadeln! Diese Ohrdauernadeln haben den Vorteil, dass die Nadel in einem doppelten Pflaster verankert ist. Je 10 Stück auf Plastikträger.


Typ	VE	REF	Preis VE
Dauernadeln	100 Stück	S8 DB010	



DONGBANG OHRSAMEN

Dieser Ohrsamen dient zur schmerzfreien Akupunktur am Ohr. Im Gegensatz zu Nadeln wird die Haut hier nicht verletzt. Verblüffende Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit dieses Produktes. Ausgewählter Pflanzensamen, einzeln auf Pflaster geklebt.


Typ	VE	REF	Preis VE
Ohrsamen	100 Stück	S8 01	





DONGBANG MAGNETKUGELN VERGOLDET

Für die schmerzfreie Akupunktur am Ohr.
Aktive Magnetstärke = 800 Gauss.

Typ	VE	REF	Preis VE
Ohrkugeln	10 x 10 Stück	S8 800	





AKUPUNKTURMODELL AUS KUNSTSTOFF

Typ	VE	REF	Preis VE
Akupunkturmodell, weiblich ca. 50 cm	1 Stück	S6 FRAU	
Akupunkturmodell, männlich ca. 50 cm	1 Stück	S6 MANN	
Handmodell, ca. 13 cm, links	1 Stück	S8 HAND	
Ohrmodell, ca. 7,5 cm, rechts	1 Stück	S8 OHR	
Fußmodell, ca. 15 cm, links	1 Stück	S8 FUSS	
Kopfmodell, ca. 18 cm	1 Stück	S8 KOPF	

ORIGINAL SEIRIN AKUPUNKTUR MODELL

Besonders präzise und anschaulich gestaltet. Mit detaillierten Akupunkturangaben, ca. 396 Akupunkturpunkten. Höhe = 70 cm, inkl. Sockel.

Die Leitbahnen sind farblich nach den 5 Wandlungsphasen gestaltet

Typ	VE	REF	Preis VE
Akupunkturmodell Mann	1 Stück	S2 AM	

ORIGINAL SEIRIN OHR MODELL

Für das richtige Training:
Anatomisch perfekte Ohrmodelle in Originalgröße. Aus Silikon.

Typ	VE	REF	Preis VE
linkes Ohr	1 Stück	S2 N15L	
rechtes Ohr	1 Stück	S2 N15R	



SCHRÖPFGLÄSER-SET AUS KUNSTSTOFF

Schröpfgläser-Set aus Kunststoff mit Handpumpe im Karton. Set bestehend aus 18 unterschiedlichen großen Schröpfgläsern, Aufsteckschlauch und Handgriff-Vakuumpumpe. (ohne Koffer).

Typ	VE	REF	Preis VE
Schröpfgläser-Set aus Kunststoff	1 Set	S8 500	



SCHRÖPFGLÄSER MIT GUMMIBALL

- Aus Glas, mit Gummiball
- Unsteril

Durchmesser	VE	REF	Preis VE
2,5 cm	1 Stück	S8 SB02	
3,5 cm	1 Stück	S8 SB03	
4,4 cm	1 Stück	S8 SB04	
5,0 cm	1 Stück	S8 SB05	
6,5 cm	1 Stück	S8 SB06	

SCHRÖPFGLÄSER OHNE GUMMIBALL

- Aus Glas, ohne Gummiball
- Zum Feuerschröpfen
- Unsteril

Durchmesser	VE	REF	Preis VE
2,5 cm	1 Stück	S8 02	
3,5 cm	1 Stück	S8 03	
4,4 cm	1 Stück	S8 04	
5,0 cm	1 Stück	S8 05	
6,5 cm	1 Stück	S8 06	



BUCH „MEDI-TAPING“

Schmerzfrei durch den Alltag.

von D. Sielmann & H. Christiansen, 3. Auflage 2010. Schnelle Hilfe bei muskel- und nervenbedingten Schmerzen. Auf 112 Seiten werden dort die verschiedenen Therapiemöglichkeiten dargestellt. Dieses Buch bietet Ihnen:

- Die wichtigsten Infos über Medi-Taping.
- Die wichtigsten Beschwerden von Kopf bis Fuß - von Bandscheibenvorfall bis Zähneknirschen.
- Step-by-Step Anleitungen in Wort und Bild für leichtere Umsetzung.
- Praktische Behandlungstipps für verschiedenste Verspannungen in Alltag und Beruf.

Typ	VE	REF	Preis VE
Buch „Medi-Taping Schmerzfrei durch den Alltag“	1 Stück	S8 MEDI-BUCH*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



AQ-TAPE SPEZIALSCHERE FÜR DAS TAPE

Verhindert ein Verkleben durch Titanbeschichtung.


Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Spezial-Tapingschere	21 cm	1 Stück	S8 AT005	

Was ist eine Gitterform-Tape-Behandlung?

Die Tape-Behandlung basiert auf einer Mischung der östlich-asiatischen Medizin und westlicher Humanmedizin, um das Gleichgewicht im Körper zu regulieren, in dem man die Triggerpunkte, die Akupressur- und Akupunkturpunkte auf der Haut mit dem Tape beklebt. Es fördert die Zirkulation des Stoffwechsels und überwacht die Spannung und Entspannung.


Prinzip des Gitterform-Tapings

- Das AQ Strip Tape ist als Gitter geformt, was der Beziehung der Körpermuskeln untereinander ähnelt.
- Es wird dem Körper kein Schaden zugefügt, da keine Medizin anhaftet.
- Es verursacht fast keine allergischen Reaktionen der Haut bei exzellenter Durchlüftungsfähigkeit und Klebkraft.
- Es hinterlässt keine Rückstände, wenn es entfernt wird.
- Es ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.




Schmerzen beim Zurücklegen des Kopfes

Tapen Sie rechts außen, oberhalb und unterhalb des Schlüsselbeines. Links neben dem Brustbein, am Brustansatz.



Schmerzen im Nacken

Tapen Sie links und rechts über dem Kehlkopf, wie abgebildet.




Schmerzen im Tailenbereich

Tapen Sie links und rechts neben dem Bauchnabel


Die hier dargestellte Methode ist so aufgebaut, dass jedermann sie einfach nutzen kann, aber für einen verbesserten Effekt wird das Taping mit der Diagnose und unter Anleitung eines Experten empfohlen.

Für ein persönliches Taping wird mit ausreichendem Wissen über die Nutzung durch die Bücher und das Internet ein verbessertes Ergebnis erzielt.



Schmerzen im Schulterbereich

Ertasten Sie die Schmerzpunkte und tapen diese.



Husten

Tapen Sie links und rechts der Wirbelsäule unter dem Haaransatz sowie links und rechts am oberen Schulterrand, wie abgebildet.

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.

Mehr Info: www.aq-strip.de





STRIP

GITTERTAPE aus der
PAINMATE Alternativ-Medizinserie
AQ-STRIP GITTERTAPE

Die **AQ Strip** Gittertape „Streifen“ werden auf die Triggerpunkte, auch bekannt als Schmerz-, Reflex- oder Akupunkturpunkte geklebt, die vorher vom behandelnden Therapeuten manuell bestimmt werden.


Durch die Gitterstruktur der „Streifen“ werden Hautatmung und der Feuchtigkeitstransport nicht behindert und die Haut bleibt im physiologischen Gleichgewicht.

- **AQ Strip** ist wasserfest
- Qualitätspolyester mit Acrylatkleber der neuesten Generation
- Extrem belastbar ohne Qualitätsverlust
- Überdurchschnittlich hautfreundlich



Zur alleinigen Anwendung oder auch in Kombination mit dem PAINMATE PEN zu verwenden.

Erhältlich in 3 Größen.

Jetzt bei uns Mehrwert-Packung mit **AQ Strip** Mustern aller Größen.



Typ	Inhalt	PZN	VE	REF	Preis VE
Packung mit 6 Blatt, hautfarben					
A, B, C	je 2 Blatt	08849611	2 Blatt mit je Typ A/B/C	S8 ATC7	
Packung mit 20 Blatt, hautfarben					
A	20 x 9 Strips	08849410	20 Blatt a 9 Pflaster	S8 ATC1	
B	20 x 6 Strips	08849462	20 Blatt a 6 Pflaster	S8 ATC2	
C	20 x 2 Strips	08849479	20 Blatt a 2 Pflaster	S8 ATC3	
Packung mit 20 Blatt, blau					
A	20 x 9 Strips	09539278	20 Blatt a 9 Pflaster	S8 ATC1B	
B	20 x 6 Strips	09539261	20 Blatt a 6 Pflaster	S8 ATC2B	
C	20 x 2 Strips	09539189	20 Blatt a 2 Pflaster	S8 ATC3B	
Packung mit 20 Blatt, rot					
A	20 x 9 Strips	09539195	20 Blatt a 9 Pflaster	S8 ATC1R	
B	20 x 6 Strips	09539226	20 Blatt a 6 Pflaster	S8 ATC2R	
C	20 x 2 Strips	09539255	20 Blatt a 2 Pflaster	S8 ATC3R	



AQ Strip

Mit 10% mehr Inhalt
zum Kennenlernen.

AQ[®] TAPE

Kinesiologie-Tape aus der
PainMate Alternativ-Medizinserie

AQ-TAPES
OHNE STECHEN, OHNE SCHMERZEN
„AKUPUNKT-THERAPIE“ OHNE NADEL!

- Behandlung bei schmerzenden Gelenken
- Ideal für den Einsatz in der Prophylaxe
- Sport-Physiotherapie
- Bei Schmerzproblemen
- Orthopädie
- Lymphologie
- Neurologie



Das kinesiologische Taping wurde Anfang der 70er Jahre in Japan entwickelt. Mit dem elastischen Tape und einer entsprechenden Anlegetechnik ist es möglich, Schmerzen ohne Bewegungseinschränkungen erfolgreich zu behandeln.

Die Tapemethode nutzt den körpereigenen Heilungsprozess. Man erzielt eine stimulierende Wirkung der geklebten Muskelpartien, der Gelenke und des Lymph- und Nervensystems.

Die **AQ Tapes** sind in 3 Breiten lieferbar:

- **2,5 cm breit** / 2 Rollen á 5,5 m
- in der Spenderdose
- **5,0 cm breit** / 1 Rolle á 5,5 m
- in der Spenderdose
- **7,5 cm breit** / 1 Rolle á 7,5 m
- in der Spenderdose

Die AQ-Tapes sind in 7 Farben lieferbar.

Je 6 bzw. 12 Rollen
im Display verpackt.
Die rückseitig
bedruckte Maßein-
teilung erleichtert
das Abmessen
und Schneiden der
Tape-Länge.



IHR VORTEIL:
Rollenlänge jetzt
5,5 m!



Sanft
OHNE SCHMERZEN



Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.



Farbe	PZN	VE	REF	Preis VE
Standard: Rolle 5,5 m x 5 cm, VE = 1 Rolle				
pink	06055580	1 Stück	S8 AT001	
blau	06055597	1 Stück	S8 AT002	
beige	06055605	1 Stück	S8 AT003	
schwarz	01675102	1 Stück	S8 AT104	
grün	01675125	1 Stück	S8 AT105	
gelb	04700289	1 Stück	S8 AT106	
orange	04700295	1 Stück	S8 AT107	
Schmal: Rolle 5,5 m x 2,5 cm, VE = 2 Rollen				
pink	01675154	2 Stück	S8 AT015	
blau	01675332	2 Stück	S8 AT016	
beige	06055611	2 Stück	S8 AT004	
schwarz	01675415	2 Stück	S8 AT017	
grün	01675444	2 Stück	S8 AT018	
orange	04700326	2 Stück	S8 AT020	
Breit: Rolle 5,5 m x 7,5 cm, VE = 1 Rolle				
beige	04700332	1 Stück	S8 AT075	



THERABAND THERAPIE-BEWEGUNGSBAND

Theraband ist ein sehr flexibles Latex-Gummiband, welches in 6 verschiedenen Stärken geliefert wird. Jede Stärke ist farbcodiert zur einfachen Bestimmung. Je stärker das Band, desto stärker ist der Widerstand beim Strecken. Ein ideales Hilfsmittel für die Krankengymnastik und das Training. Leicht gepudert.

Farbe	Stärke	VE	REF	Preis VE
Theraband 5,5 m Standardpackung				
gelb	leicht	1 Stück	M1 709451801	
rot	mittel stark	1 Stück	M1 709451802	
grün	stark	1 Stück	M1 709451803	
blau	extra stark	1 Stück	M1 709451804	
schwarz	spezial stark	1 Stück	M1 709451805	
silber	super stark	1 Stück	M1 709451806	
Theraband 45,70 m Economy-Pack/Vorteilpackung				
gelb	leicht	1 Stück	M1 709452001	
rot	mittel stark	1 Stück	M1 709452002	
grün	stark	1 Stück	M1 709452003	
blau	extra stark	1 Stück	M1 709452004	
schwarz	spezial stark	1 Stück	M1 709452005	
silber	super stark	1 Stück	M1 709452006	



HANDGRIFF FÜR THERABAND

Damit befestigen Sie das Theraband und erleichtern das Anfassen und Üben. Das Band wird einfach eingeklemmt und Sie können wesentlich besser alle Dehn- und Streckübungen vornehmen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Handgriffe	1 Paar	M1 M122	



THERAPIEKITT

Aus einem speziellen Silicon werden diese Handtrainer hergestellt. Durch das kräftige Kneten des Materials werden die Handmuskeln gekräftigt, die Dehnung verbessert, die Finger geübt. Das Material ist angenehm im Griff, wird nicht hart, schmiert nicht, und färbt nicht ab. Die Handtrainer gibt es in 5 verschiedenen Härtegraden, um die Hände von „leicht bis schwer“ zu trainieren.

HMV-Gruppe: 32.07.01.1xxx



Farbe	Stärke	VE	REF	Preis VE
85 g - Portionsdose				
braun	extra weich	1 Stück	R5 AA9005T	
gelb	weich	1 Stück	M1 70935000	
rot	mittel	1 Stück	M1 70935001	
grün	fest	1 Stück	M1 70935002	
blau	extra fest	1 Stück	M1 70935003	
170 g - Portionsdose				
braun	extra weich	1 Stück	R5 AA9006T	
gelb	weich	1 Stück	R5 AA9006Y	
rot	mittel	1 Stück	R5 AA9006R	
grün	fest	1 Stück	R5 AA9006G	
blau	extra fest	1 Stück	R5 AA9006B	
450 g - Portionsdose				
braun	extra weich	1 Stück	R5 AA9007T	
gelb	weich	1 Stück	M1 70936000	
rot	mittel	1 Stück	M1 70936001	
grün	fest	1 Stück	M1 70936002	
blau	extra fest	1 Stück	M1 70936003	



Ideal auch für die Rückenschule und Training

PHYSIO-THERAPIEBÄLLE

Sind eine bewährte und beliebte Hilfe beim Spiel mit Kindern und Erwachsenen.

Die weiche, griffige Oberfläche kann auch benutzt werden, um den Tonus bei spastischen Kindern zu vermindern, bzw. den Tonus bei hypotonischen Patienten zu verbessern.

Auch eine gute Hilfe zur Integration von behinderten Kindern mit nicht behinderten Kindern im gemeinsamen Spiel.

Ideal für Schulen, Kindergärten und überall dort, wo Ballspiele stattfinden.

Typ	Farbe	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
klein	gelb	45 cm	1 Stück	M1 01	
mittel	rot	55 cm	1 Stück	M1 02	
groß	grün	65 cm	1 Stück	M1 03	
spezial	schwarz	85 cm	1 Stück	M1 05	
extra	silber	95 cm	1 Stück	M1 04	



BALLSCHALE

Zum Aufnehmen von Physiotherapiebällen.

Typ	Durchmesser	Farbe	VE	REF	Preis VE
Ballschale	45 cm	schwarz	1 Stück	M1 790708	



DOPPELHUBPUMPE

2-Wegetechnik: beim Drücken und Ziehen wird Luft gefördert, daher ganz schnelles Aufpumpen möglich.

Mit diversen Adaptern und Schlauch.

Typ	VE	REF	Preis VE
Doppelhubpumpe aus Kunststoff, einzeln	1 Stück	M1 7004	



Farbe	Stärke	VE	REF	Preis VE
blau	weich	1 Stück	M1 1513S	
rot	mittel	1 Stück	M1 1514M	
orange	hart	1 Stück	M1 1515F	



HANDMASTER PLUS

Der Handmaster ist ein sinnvolles Übungsgerät um die Muskulatur der Hände und Unterarme zu trainieren. Durch Öffnen und Schließen der Hand wird durch die Spannung des Gummibands, welches über jeden einzelnen Finger befestigt wird die Muskulatur effektiv gestärkt. Die Gefahr von Verletzungen oder frühzeitigen Ermüden wird hiermit erfolgreich verringert.

Im Lieferumfang enthalten: Ball mit zwei Fingerschlingen mit unterschiedlicher Größe.



IGEL MASSAGE-FUSSROLLE

Für die Fußmassage unterwegs

Aus Weichplastik mit abgerundeten Noppen.

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Fußrolle	19 cm	1 Stück	M1 220000	



Für die Finger- und Fußmassage: IGELBÄLLE

Ideal für die Förderung der Sensibilität bei Kindern und Schlaganfall-Patienten. Durch das Kneten und Rollen der Bälle werden die Handmuskeln gestärkt, die Nerven werden mobilisiert. In 4 Größen lieferbar.



Typ	Durchmesser	Farbe	VE	REF	Preis VE
x-klein	60 mm	orange	1 Stück	M1 209000	
klein	78 mm	gelb	1 Stück	M1 210000	
mittel	92 mm	rot	1 Stück	M1 211000	
groß	100 mm	blau	1 Stück	M1 212000	



MOOSGUMMIBÄLLE

Sind griffaktiv, handfreundlich und ideal zum Training der Hände durch Kneten, Rollen, ungefährlich in der Anwendung. Mittlere Kräfteanwendung beim Pressen notwendig. Farblich bunt gemischt.

Typ	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
klein	50 mm	10 Stück	M1 880665	
mittel	63 mm	10 Stück	M1 880675	
groß	75 mm	10 Stück	M1 880680	



BADEBOY

CLASSIC



WANNENLIFTER BADEBOY CLASSIC

Wohlfühlen und entspannen ohne fremde Hilfe. In der Intimsphäre „Bad“ ist es für ältere und behinderte Menschen wichtig, unabhängig und für sich zu sein. Wohlfühlen und entspannen ohne fremde Hilfe ist jetzt möglich.

- Der Badeboy passt in alle gängige Badewannengrößen
- Die schwimmfähige gefahrlose Handsteuerung (Akkubetrieb)
- garantiert dem Benutzer optimalen Komfort
- Neueste Batterietechnologie: Lithium-Ionen-Zellen auf Manganbasis
- sind tiefentladesicher ohne Memory Effekt
- Schnellladefunktion der Handsteuerung (1 Stunde)
- Stufenloses Heben und Senken. Sanft, sicher und leise.
- Die pflegeleichte Kunststoff-Oberfläche ist hautfreundlich,
- rutschsicher und unempfindlich
- Die Möglichkeit des tiefen Herunterfahrens der Sitzfläche und die weite
- Neigung der Rückenstütze garantieren ungetrübten Badegenuss

Produktvorteile

- Optimale Transportfähigkeit
- Rückenlehne absenkbar, hoher Sitzkomfort
- Hautfreundlich und rutschsicher
- Extrem standfest
- Wartungsfreundliche Konstruktion
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang: Badeboy inkl. Seitenteile, Handsteuerung und Akku, ohne Sitz- und Rückenbezüge



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

*Wohlfühlen
und Entspannen*

Technische Daten:

Farbe:	Weiß
Sitzbreite ohne Seitenklappen:	375 mm
Sitzbreite mit Seitenklappen:	710 mm
Sitztiefe:	500 mm
Sitzhöhe:	65 - 455 mm
Gesamthöhe:	1105 mm
Max. Belastbarkeit:	140 kg
Gewicht:	10.8 kg (inkl. Handsteuerung)
Rückenlehne B x H:	350 mm x 680 mm
Rückenlehnenverstellung:	10° - 40°
Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht:	690 mm
Gesamttiefe, Rückenlehne abgesenkt:	900 mm
Energieversorgung:	In der Handsteuerung integrierter Lithium-Ionen-Akku (Ladezeit 1h)
Standfläche:	530 mm x 220 mm


Typ	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
Wannenlifter Badeboy Classic (ohne Bezug)	04.40.01.0060	12595056	1 Stück	M1 913	



BADEBOY SITZ- UND RÜCKENBEZÜGE FÜR MODELL CLASSIC



Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Sitz- u. Rückenbezug mit Stopfen	blau	1 Set	M1 4104	
Sitz- u. Rückenbezug mit Stopfen	weiß	1 Set	M1 4114	
Sitz- u. Rückenbezug mit Stopfen	vollflächig blau	1 Set	M1 4154	
Sitz- u. Rückenbezug mit Stopfen, türkis antibakteriell	türkis	1 Set	M1 4144	
Höhenadapter 2 cm, inkl. Sauger, Set mit 6 Adaptern inkl. 2 Sauger		1 Set	M1 42010	



BADEBOY TRANSFER- UND DREHHILFE

Mit türkisfarbenem, antibakteriellem Sitzpolster.

Typ	VE	REF	Preis VE
Transfer- und Drehhilfe	1 Stück	M1 2003	



KUNSTSTOFFREINIGER - SPEZIAL

Für die Pflege und leichte Reinigung des Badeboys wie auch unserer servocare-Toilettensitzerhöhen.

Typ	VE	REF	Preis VE
Kunststoffreiniger, 1 Liter	1 Stück	M1 2002R	






350 mm



500 mm



520 x 520 mm




SERVOCARE MOBILE WANNENGRIFFE
Die neuen Wannengriffe ohne Schrauben.

Ideal für die Sicherheit beim Einsteigen in Duschkabinen oder Wannen. Alle 3 Griffe lassen sich ohne Bohren und Schrauben befestigen. Durch 2 bzw. 3 kräftige Saugnäpfe werden die Griffe durch einen Vakuumhebel sicher und fest auf einer glatten, nicht porösen Oberfläche befestigt.

In den Haltegriffen ist ein Indikator, der den Benutzer warnt:
Bei **roter** Anzeige ist die Saugleistung nicht ausreichend
bei **grüner** Anzeige haftet der Griff fest und sicher.

Max. Belastbarkeit: 60 kg (lateral und vertikal)
30 kg (abgewinkelt)

Typ	VE	REF	Preis VE
mit 2 Saugnäpfen			
Mobiler Wannengriff, 350 mm	1 Stück	M1 111350	
Mobiler Wannengriff, 500 mm	1 Stück	M1 111500	
mit 3 Saugnäpfen, 5-teilig, mit Gelenk, 45° - 180°			
Mobiler Wannengriff, 520 x 520 mm	1 Stück	M1 111600	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE HALTEGRIFFE AUS KUNSTSTOFF

Diese Haltegriffe sind aus weißem Kunststoff und haben eine geriffelte Oberfläche für einen besseren Halt. Der Durchmesser des Rohres ca. 30 mm. Mit Befestigungsflanschen für je 2 Schrauben.


Rohr-Ø: ca. 30 mm

Wandabstand des Rohres: ca. 50 mm

HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Länge	VE	REF	Preis VE
31 cm	1 Stück	M1 30212	
46 cm	1 Stück	M1 30218	
61 cm	1 Stück	M1 30224	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE UNIVERSAL-HANDGRIFF

Mehr Sicherheit durch gerillte Griffe! Aus kräftigem Kunststoff, ideal überall dort, wo ein Festhalten größere Sicherheit gibt. Komplett mit Dübeln und Schrauben, aus weißem, abwaschbarem, kräftigem ABS-Kunststoff hergestellt.

HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Einzelgriff	24 cm	1 Stück	M1 24810001	
Doppelgriff	44 cm	1 Stück	M1 24810002	
Dreifachgriff	64 cm	1 Stück	M1 24810000	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE HALTEGRIFFE FÜR JEDEN BEREICH

Diese kräftigen Haltegriffe sollte man dort befestigen, wo Unfälle passieren können: im Bad, an der Toilette, an Treppen, in der Küche. Aus kräftigem Stahlrohr (Ø 25 mm) hergestellt, mit Befestigungsflansch für 3 Schrauben. Wandabstand des Rohres ca. 38 mm. Verchromte Ausführung.

HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Gerade	30 cm	1 Stück	M1 3031C	
Gerade	40 cm	1 Stück	M1 3032C	
Gerade	46 cm	1 Stück	M1 3033C	
Gerade	61 cm	1 Stück	M1 3034C	
Gerade	81 cm	1 Stück	M1 3035C	
90°-Winkel	40 x 40 cm	1 Stück	M1 3037C	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE WANNENGRIFF

Mit dem Handrad befestigen Sie den Griff am Wannenrand, zum Säubern ist der Griff leicht zu entfernen. Die kräftige Stahlkonstruktion ist mit weißem, hygienischen Vinyl überzogen. Der Befestigungsmechanismus besteht aus rostfreiem Stahl, die Andruck-Platten sind mit kräftigen Gummipuffern belegt.

Gesamthöhe: ca. 49 cm
Höhe über Wannenrand: ca. 37 cm
Breite: ca. 20 - 29 cm
Klemmenbreite: ca. 7,6 - 17,8 cm
Gewicht: 3,4 kg
Max. Belastbarkeit: 100 kg
04.40.05.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Wannengriff	1 Stück	M1 344001W	



ECONOMY KLAPPGRIFF

Ist ein preiswerter Haltegriff aus kunststoffbeschichtetem Stahl. Eine ideale Einstiegs- und Aufrichthilfe im Bad. Mit 6 Schraubbohrungen, gerauht, ohne Befestigungsmaterial. HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Typ	Länge	VE	REF	Preis VE
Klappgriff, max. Belastbarkeit: 67 kg	55 cm	1 Stück	M1 AA2000	
Klappgriff, max. Belastbarkeit: 80 kg	72 cm	1 Stück	M1 7140	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE WANNEN-EINSTIEGSHILFE

Zum leichteren Einstieg in die Badewanne und sicheren Ausstieg aus der Wanne. Mit einer Antirutsch-Beschichtung auf der Trittfläche.

Trittfläche: 279 x 356 mm
Standfläche: 305 x 406 mm
Höhe Auftritt: 225 mm
Höhe Haltegriff: 910 mm
Max. Belastbarkeit: 190 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
mit Haltegriff	1 Stück	M1 6551	
ohne Haltegriff	1 Stück	M1 6550	





WANNENDREHSITZ

Der Wannendrehsitz zeigt sich als äußerst flexibler Helfer. Mit der variablen Breitereinstellung seiner Auflagebügel passt er in jede Badewanne und erleichtert das Ein- und Aussteigen.

Stabiler Rahmen aus Aluminium; Korrosionsgeschützte Konstruktion; Ergonomische Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff mit Hygieneausschnitt; Sitzfläche 90° drehbar; einfaches Auflegen auf den Badewannenrand; Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel; Fixierung durch gummierte Klemmhebel; Leicht zu reinigende glatte Oberfläche; Sitzhöhe über Badewannenrand 4 cm; Individuell einstellbar auf die jeweilige Badewannenbreite.

Farbe: weiß Gesamthöhe: 54,5 cm
Gesamtbreite: 70 - 84 cm Sitzbreite: 40 cm
Gesamtlänge: 57 cm Sitztiefe: 40 cm
Gewicht: 6,3 kg Max. Belastbarkeit: 120 kg



Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
mit Hygieneausschnitt	04.40.02.3010	1 Stück	M1 SBA01-D	



BADEWANNEN-EINHÄNGESITZ ATLANTIC

Der Badewannensitz Atlantic ermöglicht das Duschen und Abtrocknen in der Sitzposition unterhalb des Badewannenrandes und erleichtert das Ein- und Aussteigen. Die Anti-Rutsch-Struktur, die ergonomische Form und das Abflussloch in der Sitzoberfläche ermöglichen eine sichere Körperreinigung.

Maße (B x T): 77 x 32 cm
Gewicht: 2 kg
Max. Belastbarkeit: 125 kg
Material: eloxiertes Aluminium, Polypropylen, Gummi

Typ	VE	REF	Preis VE
weiß, ohne Rückenlehne	1 Stück	M1 13169048	
weiß, mit Rückenlehne	1 Stück	M1 13169083	



DUSCHKLAPPSITZ WEISS

Der Duschklappsitz ist für das Duschen zu Hause und in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken das perfekte Hilfsmittel. Die Abflusslöcher in der Sitzfläche ermöglichen ein sofortiges Abfließen des Wassers und der Hygiene-Ausschnitt ein einfaches Waschen. Die Gummifüße geben dem Duschklappsitz zusätzliche Stabilität. Wenn der Sitz nicht genutzt oder die Duschwanne gereinigt wird, kann dieser mühelos nach oben geklappt werden.

Sitzfläche:	40 x 40 cm
Gesamtbreite:	ca. 54 cm
Gesamttiefe ausgeklappt:	48 cm
Höhenverstellbar in vier Stufen, von:	ca. 50 – 60 cm
Maße gefaltet:	46 x 12,5 x 65 cm
Gewicht:	5 kg
Max. Belastbarkeit:	113 kg

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Duschklappsitz	04.40.03.0043	1 Stück	M1 80006479	



DUSCHKLAPPSITZ

In zwei Ausführungen erhältlich, mit viersprossigem Kunststoffstisch oder mit gepolsterter Sitzplatte. Ausgestattet mit 2 Stabilitätsfüßen, welche höhenverstellbar sind.

Sitzhöhe:	42 – 52 cm
Gewicht:	4,7 kg
Max. Belastbarkeit:	158 kg
HMV-Gruppe:	04.40.03.0xxx

	Typ	Sitzfläche	VE	REF	Preis VE
1	mit Kunststoffstisch	29,5 x 43,5 cm	1 Stück	M1 1690	
2	mit gepolsterter Sitzplatte	33 x 39 cm	1 Stück	M1 1694	



DREHBARER DUSCHHOCKER AUS ALUMINIUM

Die BLUE SEAT Duschhocker sind mit höhenverstellbaren Aluminiumbeinen und einem weichen, rutschfesten Sitz versehen, um dem Patienten Komfort und Sicherheit zu bieten.

Material: Aluminium, Polypropylen

- Höhenverstellbare, rostfreie Aluminiumbeine
- Wasserablauföffnungen reduzieren die Rutschgefahr
- Gepolsterter, rutschfester Sitz
- Rutschfeste Saugkappen

Max. Belastbarkeit:	110 kg
Gewicht:	1,94 kg
Sitzhöhe verstellbar:	42,5 - 52,5 cm
Durchmesser:	30,5 cm
HMV-Gruppe:	04.40.03.1xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
mit Drehsitz	1 Stück	M1 528025	





DUSCHSTUHL RFM FALTBAR

Es fällt Ihnen zunehmend schwerer eigenständig zu duschen und eine mögliche Alternative durch eine Badewanne steht nicht zur Verfügung?

Der Duschstuhl RFM unterstützt Sie bei beeinträchtigter Standfähigkeit und ermöglicht Ihnen auch das Duschen im Sitzen. Damit erleichtert der Duschstuhl RFM Ihre tägliche Körperpflege. Auch für den Pflegenden ist der faltbare Duschstuhl eine enorme Hilfe, weil der Patient leichter gewaschen werden kann.

Der Duschstuhl hat eine stabile Rückenlehne und bietet einen angenehmen Sitzkomfort. Wenn Sie den Duschstuhl mal nicht benutzen, lässt er sich einfach zusammenfallen und verstauen. Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind leicht zu reinigen. Durch eine Aussparung in der Sitzfläche wird die Intimhygiene erleichtert, sodass Sie während des Duschens nicht aufstehen müssen bzw. der Vorgang für die Pflegekräfte erleichtert wird.



Grundmaße (B x T): 48 x 92-cm

Höhe verstellbar: 92 - 99 cm

Gewicht: 5 kg

Max. Belastbarkeit: 110 kg

Typ	PZN	VE	REF	Preis VE
Duschstuhl RFM faltbar	09674705	1 Stück	M1 9674705	



DUSCHHOCKER MIT ARMLEHNEN UND HYGIENEAUSSCHNITT

Mit Armlehnen und Hygieneausschnitt. Aluminiumrahmen pulverbeschichtet. Standfüße mit Gummikappen, 4-fach höhenverstellbar. Kunststoff sehr leicht mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen.

Breite: 53,5 cm

Länge: 44 cm

Sitzhöhe: 64-71 cm

Seitenteilhöhe: 20 cm

Sitzbreite: 40 cm

Sitztiefe: 40 cm

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Duschhocker	04.40.03.1007	1 Stück	M1 224-D	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE DUSCHHOCKER HÖHENVERSTELLBAR

Mit rundem stabilem Plastiksitz und Aluminiumgestell.

- Hilfreich beim Sitzen in der Dusche oder im Bad
- Antibakterielle und hygienische Sitzfläche
- Standfüße mit rutschfesten Gummikappen

Sitzhöhe verstellbar: 34,5 - 52 cm

Sitzdurchmesser: 32 cm

Gewicht: 1,25 kg

Max. Belastbarkeit: 120 kg

HMV-Gruppe: 04.40.03.1xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Duschhocker	1 Stück	M1 1590	



TAYO DUSCHHOCKER OHNE RÜCKENLEHNE

Gleich mehrere Eigenschaften machen die weißen Duschhocker der TAYO Serie zu einem zuverlässigen Hilfsmittel bei der täglichen Körperhygiene. Das modulare Stecksystem ermöglicht eine flexible Anpassung an den jeweiligen Bedarf. Durch einfaches Einstecken können die Armlehnen seitlich in die Ausschnitte der Sitzfläche ergänzt werden. Der Hygieneausschnitt kann wahlweise vorne oder hinten verwendet werden. Die innovative Softtouch Oberflächenstruktur bietet einen sicheren Halt, ist schmutz- und wasserabweisend und leicht zu reinigen. Die Duschhocker der Serie TAYO erfüllen uneingeschränkt sämtliche Vorgaben der Medical Device Regulation (MDR). Alle Modelle verfügen über eine hohe Kippstabilität bis zu zehn Grad zu jeder Seite und bis zu fünf Grad nach vorne.

Sitzbreite: 50 cm
Sitztiefe: 42 cm
Sitzhöhe: 42 - 59 cm
Max. Belastbarkeit: 130 kg

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Duschhocker, weiß, mit Armlehnen	04.40.03.1028	1 Stück	M1 430102	
Duschhocker, weiß, ohne Armlehnen		1 Stück	M1 430101	



TAYO DUSCHSTÜHLE MIT RÜCKENLEHNE

Der neue Duschstuhl TAYO überzeugt in einem modularen Design mit sinnvoll gestalteten Komponenten. Alle Modelle der Serie TAYO sind mit baugleichen, mittels Stecksystem mit der Sitzfläche verbundenen Beinen ausgestattet. Beim Duschstuhl kann durch ein Umstecken der Rückenlehne der Hygieneausschnitt nach vorne oder hinten ausgerichtet werden, die minimalistische, sich nach oben hin verjüngende Rückenlehne sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und ermöglicht eine bessere Waschbarkeit im Schulter- / Achselbereich, so ist eine bestmögliche Körperpflege gewährleistet. Weiterhin können seitliche Armlehnen durch einfaches Einstecken in die Ausschnitte der Sitzfläche ergänzt werden. Die innovativ geformten Gummifüße sind platzsparend nach innen ausgerichtet – das gewährleistet kompakte Außenabmessungen für das optimale Platzieren des TAYO Duschstuhls bei gleichzeitig erhöhter Rutsicherheit. Die speziell entwickelte schmutz- und wasserabweisende Softtouch-Oberflächenstruktur erleichtert die Reinigung und bietet den Anwendern einen sicheren Halt. Die Duschstühle der Serie TAYO erfüllen uneingeschränkt sämtliche Vorgaben der Medical Device Regulation (MDR). Alle Modelle verfügen über eine hohe Kippstabilität bis zu zehn Grad zu jeder Seite und bis zu fünf Grad nach vorne.

Sitzbreite: 50 cm
Sitztiefe: 42 cm
Sitzhöhe: 44 - 59 cm
Rückenlehne: 37 cm
Max. Belastbarkeit: 130 kg

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Duschstuhl, weiß, mit Armlehnen	04.40.03.2045	1 Stück	M1 430104	



TAYO DUSCHHOCKER DREIECKIG

Als kompaktes, platzsparendes Dreibein-Modell mit ergonomisch geformtem Sattelsitz kann der äußerst stabile dreieckige TAYO Duschhocker auch in kleineren Duscbädern eingesetzt werden. Der Hygieneausschnitt lässt sich ebenfalls wahlweise vorne oder hinten einsetzen und schafft so die Voraussetzung für eine optimale, komfortable Körperhygiene.

Sitzbreite: 38 cm
Sitztiefe: 34 cm
Sitzhöhe: 44 - 59 cm
Max. Belastbarkeit: 130 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
Duschhocker, dreieckig, weiß	1 Stück	M1 430105	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE DUSCHHOCKER MIT AUSSCHNITT

Dieser praktische Hocker hat eine vordere Aussparung, um die Wäsche des ganzen Körpers zu erleichtern. Höhenverstellbar durch Clips. Das kräftige Gestell ist aus nichtrostendem, leichtem Aluminiumrohr, das Sitz- und Rückenteil aus haltbarem Kunststoff. Die Füße sind mit rutschsicheren, nicht färbenden Gummistopfen versehen.

Sitzfläche (B x T): 36 x 40 cm

Grundfläche: 44 x 47 cm

Sitzhöhe: 40 - 50 cm

HMV-Gruppe: 04.40.02.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Duschhocker mit Lehne	1 Stück	M1 1268	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



AQUA STOP

Wiederverwendbarer Verbandsschutz

Der ideale Schutz für Gips und Verbände beim Duschen etc.

Typ	Maße	VE	REF	Preis VE
Unterarm				
Erwachsene	22 x 54 cm	1 Stück	M1 A21	
Kinder	22 x 48 cm	1 Stück	M1 A17	
Oberarm				
Erwachsene	25 x 78 cm	1 Stück	M1 A31	
Kinder	25 x 54 cm	1 Stück	M1 A26	
Unterschenkel, mit rutschfester Sohle				
Erwachsene	29 x 64 cm	1 Stück	M1 L25	
Kinder	29 x 58 cm	1 Stück	M1 L20	
Oberschenkel				
Erwachsene	47 x 99 cm	1 Stück	M1 L44	
Kinder	47 x 64 cm	1 Stück	M1 L33	





servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE DUSCHSTUHL

Mit abnehmbarer Rückenlehne und zwei seitlichen, rutschsicheren Haltegriffen.

Hochwertiger Aluminiumrahmen für besondere Sicherheit, mit Drainageöffnung zum besseren Abfluß des Wassers, um die Oberfläche sauber zu halten. Höhenverstellbar in 5 Schritten.

Gesamtbreite:	50 cm
Gesamttiefe:	42 cm
Gesamthöhe:	73 – 83 cm
Sitzhöhe:	34 - 44 cm (5 x 2,5 cm-Schritte)
Rückenhöhe:	40 cm
Sitzfläche	35 x 39 cm
Handgriffe (B x H):	20 x 9 cm
Gewicht mit Rückenlehne:	3,78 kg
Max. Belastbarkeit:	100 kg

Mit Rückenlehne

HMV-Gruppe: 04.40.03.2xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
mit Rückenlehne	1 Stück	M1 10547-2	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ALUMINIUM-DUSCHHOCKER

„Abbildung ähnlich!“

Mit hoher, fester Sitzfläche und Lehne aus Kunststoff, mit 4 Füßen inkl. rutschfesten Gummistopfen. Gestell aus hochwertigem Aluminium, weißbeschichtet, höhenverstellbar durch Clips, besonders stabil durch schräg ausgestellte Beine. Ein preiswerter, roststärker Badesitz, einzeln kartonverpackt. Ohne Ausschnitt.

Sitzhöhe verstellbar:	33 – 43 cm
Gewicht:	ca. 2,95 kg
Standfläche:	61 x 58 cm

HMV-Gruppe: 04.40.02.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Duschhocker	1 Stück	M1 209020	

BADEWANNENBRETT AUS KUNSTSTOFF WEISS

Praktisch und stabil, mit Griff macht das Duschen und Abtrocknen auf der Höhe des Badewannenrandes möglich. Auch bei eingeschränkter Mobilität ist das Wannenbrett das ideale Hilfsmittel zur Körperreinigung. Der Griff gibt zusätzlichen Halt und erleichtert das Aufstehen und Hinsetzen. Das Wasser kann durch die Drainage-Löcher während der Nutzung sofort abfließen und ein angenehmes Sitzgefühl bleibt erhalten. Die verstellbaren Gummihalierungen unterhalb des Brettes machen den Gebrauch auf nahezu jeder Badewanne möglich und geben dem Wannenbrett einen festen Sitz.

Farbe:	weiß mit gelbem Haltegriff
Maße (B/L/H):	35 x 69 x 4 cm
Max. Belastbarkeit:	150 kg



Maße	PZN	HMV	VE	REF	Preis VE
31 x 70 cm	01840222	04.40.02.0030	1 Stück	M1 01840222	



WANNENSTUFE

Ideal als Ein- und Ausstiegshilfe für die Badewanne oder den alltäglichen Hausgebrauch geeignet. Die große Trittfläche gibt dem Benutzer Vertrauen und die rutschsichere Texturoberfläche liefert zusätzliche Sicherheit und Komfort.

Komplett als 3er Set wie auch einzeln erhältlich:

- Sicherer Ein- und Ausstieg
- Mehr Unabhängigkeit für Senioren und Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Große Trittfläche (35,6 x 45,7 cm)
- Erweiterbar bis auf 35 cm Höhe, 5 cm Erhöhung pro Stufe
- Einzelstufenhöhe 10 cm
- Mit rutschsicherer, komfortabler Schaumstoffmatte
- Anti-Rutsch-Füße an der Unterseite für maximale Trittsicherheit beim Ein- und Ausstieg

Trittfläche:	356 x 457 mm
Gesamtfläche:	381 x 483 mm
Höhe:	100 mm
Max. Belastbarkeit:	190 kg
Gewicht:	1,3 kg (pro Stufe)

Typ	VE	REF	Preis VE
Wannenstufe, einzeln	1 Stück	M1 91071	
Wannenstufen-Set	3 Stück	M1 91074	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE XL-AUFTRITT MIT EINER STUFE

Dieser Auftritt hat ein verstärktes Gestell für eine maximale Belastung von 250 kg, durch zusätzliche Querstreben. Mit einer Antirutsch-Beschichtung auf der Trittfläche.

Trittfläche:	279 x 356 mm
Standfläche:	305 x 406 mm
Höhe:	225 mm
Max. Belastbarkeit:	250 kg

Typ	VE	REF	Preis VE
XL-Auftritt	1 Stück	M1 6560	



HAARWASCHBÜRSTE

Einfache Benutzung durch den langen Griff. Zusätzliche Schnur zum Aufhängen. Ergonomischer Handgriff, beschichtet mit Antirutschbelag.

Länge: 38,4 cm

Gewicht: 129 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Haarwaschbürste	1 Stück	M1 7154	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE BADEMATTE MIT FUSSREINIGER

Kann leicht in die Badewanne oder in die Dusche gelegt werden da auf der Unterseite Saugnäpfe vorhanden sind. Zweifach-Funktion: Massagewirkung durch unterschiedliche Oberflächen-Noppen, wie auch Reinigungsbürste am oberen Ende, zur einfachen Reinigung der Zehen und Fersen im Liegen in der Badewanne oder im Stehen in der Dusche.

Maße: 38 x 27,2 x 2,7 cm

Gewicht: 545 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Badematte mit Fußreiniger	1 Stück	M1 7602	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE FUSSSOHLEN-REINIGER

Optimale Gumminoppenoberfläche zur Reinigung der Fußsohlen ohne sich bücken zu müssen. Mit Saugnäpfen an der Unterseite zur sicheren Befestigung.

Maße: 28 x 14 x 2,8 cm

Gewicht: 296 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Fußsohlen-Reiniger	1 Stück	M1 7156	



RUNDER NOPPENTRAINER

Die ideale Fußmassage

Eine Kunststoffmatte mit eingearbeiteten weichen Fußnoppen, eine ideale, automatische Massage z. B. in der Dusche. Auch als Matte vor der Dusche oder Wanne ideal.

Typ	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
Noppentrainer	50 cm	1 Stück	M1 311000	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE WANNENMATTE GROSS

Für die bessere Sicherheit im Wannenbereich.

Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
weiß	105 x 41 cm	1 Stück	M1 241101W	



SICHERHEITS-BADEMATTE

Verhindert gefährliche Unfälle im Bad beim Ein- und Aussteigen.
Mit Befestigungsnoppen.

Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
weiß	76 x 35 cm	1 Stück	M1 B11	



DUSCH-SICHERHEITSMATTE

Mit Saugnoppen - zum sicheren Benutzen der Dusche, insbesondere beim Aussteigen.

Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
weiß	56 x 35,5 cm	1 Stück	M1 B10A	



SICHERHEITS-VORLEGEMATTE „ELASTIK“

Aus rutschfestem, besonders hautsympathischen Schaumgummi, antibakteriell veredelt. Das weiche Material isoliert Ihre Füße gegen den kalten Boden und gibt Sicherheit gegen Ausrutschen und Stürze.

Mattenstärke: 8 mm

Nicht als Wannen-Duschmatte geeignet.

Farbe	Maße	VE	REF	Preis VE
blau	60 x 40 cm	1 Stück	M1 6040B	
blau	100 x 60 cm	1 Stück	M1 10060B	



RÜCKENWASCH-GURT

Ist praktisch für alle, die Probleme haben, die Rückenpartie zu erreichen.

Mit dem Rückenwascher geht das einfach:

Auf der einen Seite mit Baumwoll-Frottée, auf der anderen Seite mit Schaumgummi beschichtet. Einfach an den beiden Ringen halten und ziehen, schon geht das Waschen leichter. Auch ideal als Trockentuch für den Rücken nach der Dusche.

Maße	VE	REF	Preis VE
79 x 10 cm	1 Stück	M1 B164	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE BADESCHWAMM

Dieser leichte Badeschwamm besteht aus einem 50 cm langen, leicht gebogenem Griff und am Ende befindet sich ein feiner weicher Schwamm. Damit erreichen Sie bequem und leicht alle Körperpartien.

Typ	VE	REF	Preis VE
Badeschwamm	1 Stück	M1 7150	



FUSS- UND ZEHEWASCHER

Der praktische Fuß- und Zehenwascher besteht aus einem handlichen Griff mit Verlängerung und Drahtbügel, über dem ein weißer Frotteéwaschlappen gestreift ist.

Mit Hilfe dieses Fußreinigers können die Füße richtig - vor allem zwischen den Zehen - gereinigt werden.

Länge	VE	REF	Preis VE
71 cm	1 Stück	M1 B43	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



ZEHEWASCHER

Ideal für Leute mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, die Schwierigkeiten haben Ihre Füße problemlos zu erreichen. Während des Duschens oder des Badens in der Wanne ist so ein leichtes Erreichen der Zehenzwischenräume möglich. Mit Bürstenkopf zur Reinigung, wie auch Schwammaufsätzen zum Wechseln (waschen bzw. trocknen).

Typ	VE	REF	Preis VE
Zehenwascher	1 Stück	M4 7151	

BASIC

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG**SERVOCARE TOILETTENSTUHL BASIC***Der Preisbrecher unter den Toilettenstühlen.*

Fahrbarer Toilettenstuhl mit abnehmbarer Rückenlehne. Armlehnen aus PU-Schaum, abschwengbar. Beinstützen abschwengbar, Toiletteneimer universell einsetzbar.

Lieferung: das Unterteil ist vormontiert, die Rückenlehne mit Armlehnenauflagen mit 2 Rändelschrauben fixieren und schon ist der „Basic“-Toilettenstuhl einsatzbereit.

- PVC-Rückenstütze
- Abnehmbares Rückenteil
- Abschwengbare Armlehnen
- 4 Rollen (davon 2 feststellbar)
- Abnehmbare Beinstützen
- PVC-gepolsterter Sitz

Sitzformat: 45 x 43 cm
Gesamtbreite: 57 cm
Sitzhöhe: 56 cm
Gesamthöhe: 99 cm
Überfahrhöhe: 44 cm
Gewicht: 14 kg
Max. Belastbarkeit: 120 kg
HMV-Gruppe: 18.46.02.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Toilettenstuhl Basic	1 Stück	M1 1100B*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG**SERVOCARE GUMMISITZRING**

Aufblasbar, in zwei Größen erhältlich. Ideal für das Sitzen nach Operationen durch Hohlraumlagerung.

Sehr gut auch als Sitzkissen geeignet, wenn Patienten für längere Zeit auf dem Toilettenstuhl verbleiben müssen. Auch im Bett einsetzbar.

HMV-Gruppe: 11.11.01.0xxx

Durchmesser	VE	REF	Preis VE
40,5 cm	1 Stück	M1 60616	
45,5 cm	1 Stück	M1 60618	

NACHTSTUHL-EINSÄTZE KUNSTSTOFF*Aus festem, grauem Kunststoff.*

Mit Deckel und Metallbügel. Für alle Standard-Toilettenstühle geeignet.

Außen-Ø: 30,5 cm
Innen-Ø: 25,0 cm
Höhe: 17,0 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Kunststoff	1 Stück	M1 208001	

NACHTSTUHL-EINSÄTZE EDELSTAHL*Aus Edelstahl.*

Mit Deckel und Metallbügel. Für alle Standard-Toilettenstühle geeignet.

Durchmesser: 29,6 cm
Höhe: 17,7 cm
Volumen: 4 l

Typ	VE	REF	Preis VE
Edelstahl	1 Stück	H8 610	





TOILETTENSITZERHÖHUNG UNIVERSAL

3-fach verstellbar mit Armlehnen und Deckel

Komfortable Hygiene - im Handumdrehen ergonomisch und hygienisch und fest auf der Toilette montiert! Die Toilettensitzerhöhung kann in der Höhe zwischen 8, 12 oder 15 Zentimeter angepasst werden. Die seitlich befestigten Armlehnen können bei Bedarf nach oben abgeklappt werden, erleichtern den Transfer und bieten dem Anwender Sicherheit und Komfort. Dank der stabilen Konstruktion kann die Toilettensitzerhöhung bei geschlossenem Deckel zusätzlich als bequeme Sitzgelegenheit genutzt werden.

Produktdetails:

Einfache Montage; Geeignet für nahezu alle üblichen WC's; Erhöhung einstellbar zwischen 8, 12 oder 15 cm; Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten; Belastbar bis 120 kg; Bei geschlossenem Deckel als bequeme Sitzgelegenheit nutzbar.

Farbe: Weiß
Sitzhöhe Vorderkante: 17,7 cm
Breite: 44,5 / 56 cm (mit/o. Armlehnen) Sitzhöhe verstellbar: 8 / 12 / 15 cm
Länge: 49,7 cm Max. Belastbarkeit: 120 kg
Höhe: 37,7 cm Gewicht: 4,1 kg / 2,8 kg (mit / o. Armlehnen)

Typ	VE	REF	Preis VE
Toilettensitzerhöhung Universal	1 Stück	M1 429100	

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE TOILETTENSITZE

Aus glattem Kunststoff.

Komplett versiegelte Form ohne Seitennähte, mit Hygieneausschnitt. Die kräftige Deckelkonstruktion, die auch ein Sitzen auf dem heruntergeklappten Deckel problemlos möglich macht. Mit 2 verstellbaren Schraubhalterungen zum Fixieren.

Wahlweise lieferbar mit oder ohne Deckel.

Einzel kartonverpackt

Max. Belastbarkeit: 200 kg
Tiefe: 40 cm
Breite: 37 cm
Höhe: 10 cm
Öffnung: 27,7 cm



Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
ohne Deckel	33.40.01.0069	1 Stück	M1 2114-SC	
mit Deckel	33.40.01.0070	1 Stück	M1 2114L-SC	

SAVANAH TOILETTENSITZ

Aus glattem, hautsympathischem warmen Kunststoff.

Komplette versiegelte Form ohne Seitennähte oder Vertiefungen, daher besonders hygienisch. Kräftige, haltbare Konstruktion.

Anatomisch perfekt geformt, richtiger

Ausschnitt vorn und hinten für die optimale Körperpflege. Mit 2 verstellbaren Kunststoff-Schraubhaltern zu befestigen. Die besonders gestaltete Frontlippe paßt sich optimal der Toilette an, so daß eine sichere Fixierung ermöglicht wird.

Einzel kartonverpackt. In 3 Höhen lieferbar.

Max. Belastbarkeit: 190 kg
Gesamtlänge: 40 cm
Breite: 41 cm



Typ	HMV	Höhe	VE	REF	Preis VE
mit Deckel		5 cm	1 Stück	M1 2112L	
mit Deckel	33.40.01.0050	10 cm	1 Stück	M1 2114L	
ohne Deckel		15 cm	1 Stück	M1 2116	
mit Deckel		15 cm	1 Stück	M1 2116L	



nanoCOMFORT

comfort SITZERHÖHUNG

NANOCOMFORT TOILETTENSITZERHÖHUNG

- Durch Nanotechnik veredeltes Material, keine abreibende Oberfläche
- Hygienisch
- Hautsympathisch
- 99,9 % antibakteriell durch Silberionen

Komfort & Hygiene

Durch das innovative Material mit Silberionen wird eine bis zu 99,99% antibakterielle Umgebung geschaffen. So können Sie in Zukunft sorglos auf chemische Sprays und Reiniger verzichten, denn diese Technologie beugt Infektionen vor und verhindert Geruchsbildung und Verfärbungen.

Die vom Fraunhofer Institut entwickelte Oberfläche ist einzigartig. Durch den Einsatz und durch die Vervollkommenung der „Nanotechnologie“ ist eine optimale Reinigung gewährleistet. Zwei große Hygieneausschnitte im vorderen und hinteren Bereich sorgen zusätzlich für einen deutlich höheren Komfort.

Funktionalität

Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung ist dann hilfreich und bequem, wenn man sich nicht auf eine normale, tiefe Toilette setzen kann. Auch die Montage ist ohne Werkzeug und in kurzer Zeit auf jede handelsübliche Toilette möglich. Durch diese leichte Montage ist die Toilette auch "reisetauglich".

Design

Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung wird sowohl optischen als auch komforttechnischen Ansprüchen gerecht. Die anatomisch geformte Sitzfläche bietet höchsten Komfort. Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung kann ohne Werkzeug und in kurzer Zeit auf jede handelsübliche Toilette angebracht werden. Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung ist von geprüfter und zertifizierter Qualität - Made in Germany. Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung ist einzigartig und konkurrenzlos. 99,9 % antibakteriell durch Silberionen.

Technische Daten:

Höhe:	10 cm	Öffnung, Tiefe:	27,7 cm
Breite mit Deckel:	37 cm	Gewicht mit Deckel:	1,45 kg
Breite ohne Deckel:	36,8 cm	Gewicht ohne Deckel:	1,03 kg
Tiefe:	40 cm	Max. Belastbarkeit:	200 kg
Öffnung, Breite:	20,5 cm	Standardfarbe:	keramikweiß

Typ	VE	REF	Preis VE
nanoComfort Toilettensitzerhöhung	1 Stück	M1 720	



Oberfläche entwickelt von:
Fraunhofer Institut Chemische Technologie



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE TOILETTEN-POLSTERAUFSATZ

Dieser vinylbezogene, weiche Toilettenaufsatz passt auf alle üblichen Standardtoiletten. Er reduziert Druckstellen und ist besonders bequem.

Mit Klettbandern zum Fixieren.

Farbe: weiß

Breite: 40 cm

Länge: 37,5 cm

Höhe: 10 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Polsteraufsatz	1 Stück	M4 7251	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE BIDETBECKEN

Mit Seifenablage, auskochbar bis 100 °C, zum Einsatz in Toilettenbecken.

Format: ca. 420 x 360 x 110 mm (L x B x H)

Farbe	PZN	VE	REF	Preis VE
weiß	15385690	1 Stück	I9 20130	



TRANSPORTABLES BIDET

Aus weißem Kunststoff, mit Seifenablage, geeignet zum Einhängen in alle Standardtoiletten.

Breite: 33,5 cm

Länge: 35,2 cm

Tiefe: 12 cm

Gewicht: 325 g

Autoclavierbar bis: 135 °C

HMV-Gruppe: 33.40.05.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Bidet	1 Stück	M1 B39	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE TOILETTENRAHMEN AUS ALUMINIUM
Höhenverstellbar und mit Anti-Rutsch-Gummikappen ausgerüstet. Durch einfaches Eindrücken der Befestigungslasche können die Füße einzeln in der Höhe verstellt werden. Die Arme des Toilettenrahmens sind mit Kunststoffauflagen versehen.

Maße: 59,5 x 46 cm
Sitzhöhe verstellbar: 66,5 - 76 cm
Max. Belastbarkeit: 120 kg
HMV-Gruppe: 33.40.02.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Toilettenrahmen	1 Stück	M1 B31	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE TOILETTENGESTELL

- Toilettengestell aus Aluminium mit klappbarer Kunststoff-Toilettenbrille.
- Kann als Toilettengestell über der Toilette platziert werden, oder auch mit einem einschiebbaren Toiletteneimer mit Deckel als Toilettenstuhl verwendet werden.

Sitzhöhe verstellbar: 51 - 61 cm
Max. Belastbarkeit: 100 kg
HMV-Gruppe: 33.40.02.1xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Toilettenstuhl	1 Stück	M1 700600	





HYGIENISCH
PRAKTISCH
GUT



Moderne Toilettenhygiene
So einfach geht's!
1 Toilettenpapier um die Spitze des Hygienehelfers wickeln und kurz eindrücken.
2 Reinigen auf leichte und problemlose Weise.
3 Entfernen Sie einfach das Toilettenpapier durch einen Druck auf den Knopf.



Für die bessere Toilettenhygiene: „EASY WIPE“ AFTERREINIGER

Dieses innovative und praktische Pflegeutensil unterstützt Sie bei Ihrer persönlichen Toilettenhygiene! Seine ergonomische, abgerundete Form macht den Hygienehelfer angenehm in der täglichen Anwendung.

Ein unkomplizierter Mechanismus sorgt dafür, dass er das Toilettenpapier fest „im Griff“ hat. Anschließend gibt er das Papier wieder frei, ohne dass Sie es dabei anfassen müssen. Sie können ihn sowohl mit Toilettenpapier als auch mit Feuchttüchern verwenden. Der Hygienehelfer ist latexfrei und einfach zu reinigen. Er wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert.

VORTEILE:

- Stellt die Toilettenhygiene für Menschen mit Bewegungseinschränkungen sicher.
- Einfache Handhabung durch ergonomisches Design
- Der Silikonkopf klemmt das Toilettenpapier ein und der Knopf löst das Papier ohne dessen Berührung nach Gebrauch.
- Für Toilettenpapier und Feuchttücher geeignet.
- Pflegeleicht und latexfrei.
- Mit Aufbewahrungstasche.

Maße: Länge 38 cm x Durchmesser 4 cm

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Easy Wipe Afterreiniger	02.40.05.3002	1 Stück	M4 7202	

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE BIDET-SITZ

Das praktische, in jede Toilette einsetzbare Sitzbad. Bidet-Schüssel mit vorder- und rückseitiger Öffnung. Komplett mit einem Wasserreservoirbeutel.

Den Beutel mit angenehm temperiertem Wasser befüllen und auf einen Stuhl, Wannenrand oder Spülkasten legen. Den Zulaufschlauch entweder von vorne oder von hinten durch die Schlitzöffnung im Bidetsitz einführen, um die Sprühdüse optimal zu positionieren. Durch leichtes Drücken auf den Beutel (2000 ml) wird der Wasserdruck kontrolliert und Sie können ein angenehmes Sitzbad nehmen.

Komplettsatz mit Beutel, Sprühdüse und Sitz-Bidet.

Max. Belastbarkeit: 100 kg
Farbe: hellblau
Maße: 37,5 x 37 x 11,7 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Bidet-Sitz mit Wasserreservoir (2000 ml)	1 Stück	M4 11499	





KOWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE BETT-BADEWANNE

Diese aufblasbare Bett-Badewanne ermöglicht bettlägerigen Patienten die komplette Körperpflege innerhalb weniger Minuten ohne umständliches Transportieren. Im unaufgeblasenen Zustand leicht wie ein Bettlaken unter den Patienten zu führen. Nach Positionierung über die mitgelieferte Doppelhubpumpe die Seitenränder aufblasen. Somit entsteht eine Seitenwulst, die das benutzte Wasser auffängt. Inklusiv seitlichem Ablauf, um das Badewasser nach Gebrauch in einen Eimer ablaufen lassen zu können.


Das Wasserreservoir mit 10 Liter kann an einen Infusionsständer oder an der Wand aufgehängt werden. Die Handbrause mit 150 cm langem Schlauch ist mit einfachem Tastendruck regelbar. Die Brause verteilt das Wasser mit einem feinen, großflächigen Strahl. Mit 1,5 m Ablassschlauch.

Nachdem der Abwasserablauf über den Ablaufschlauch erfolgt ist, kann über ein Großventil ein Schnellablass der Luft aus den Seitenwülsten vorgenommen werden, um danach die Bettwanne aus dem Bett leicht zu entfernen.

Größe: 90 x 200 cm

Höhe der Seitenränder: 20 cm

HMV-Gruppe: 51.45.01.1xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Bett-Badewanne Komplettsset; bestehend aus: Wanne, Luftpumpe und Kopfbrause mit Reservoir	1 Set	M1 1876-SET	
Bett-Badewanne und Luftpumpe	1 Stück	M1 1876-7004	
Bett-Badewanne einzeln	1 Stück	M1 1876	
Doppelhubpumpe aus Kunststoff, einzeln	1 Stück	M1 7004	

LAVASET

DIE MOBILE KRANKENBETT-DUSCHE für

- Krankenhaus
- Altenheim
- Rehaklinik

Die tragbare Krankenwascheinrichtung für die richtige Körperpflege von Patienten und Behinderten.

Die flexible, wasserfeste Bettwanne wird im Bett unter den Patienten gerollt, mit Klettverschlüssen befestigt und zur Wannenform gespannt.

Die Wanne ist bis zu 150 °C autoklavierbar, d.h. universell im Pflegebereich einsetzbar.

Komplett mit Handbrause, Abwasserschlauch und Anschluß an Mischbatterie im Patienten-Zimmer.

Mehr Hygiene, mehr Wohlbefinden, weniger Decubitusprobleme. Komplett im handlichen Transportkoffer verpackt.

LAVASET 3 KRANKENBETT-DUSCHE

Komplett mit elektrischer Absaugpumpe (12 V), Akku und Koffer. Das Badewasser wird einfach ins Haarwasch- bzw. Abwasserbecken gesaugt.

LAVASET 1 KRANKENBETT-DUSCHE

Komplett im Koffer, ohne Absaugpumpe, zum manuellen Ablassen des Abwassers.

Zubehör:

SCHNELLSPANNER

Zum Aufspannen der Bettwanne.

Nur für Krankenhaus- und Pflegebetten ohne Rundrohr-Rahmen geeignet. Bei Betten mit Rundrohr ist die Befestigung am Rahmen möglich!

Satz = 4 Stück



Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Lavaset 3 Krankenbett-Dusche	51.45.01.1003	1 Stück	M1 LM3	
Lavaset 1 Krankenbett-Dusche	51.45.01.1002	1 Stück	M1 LM	
Schnellspanner-Satz Satz = 4 Stück		1 Satz	M1 LMS	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT WANDSCHIRM, 3-TEILIG

- Fahrbar
- Die ideale Abschirmung bzw. Trennung zwischen Patientenbett und Waschbecken
- Kann zusammengeklappt werden und ist schnell aufgestellt
- Rahmen aus Aluminium, mit schwer entflammbarem PVC-Bezugsstoff
- Ideal für jedes Krankenzimmer und die Praxis
- Preiswert, kartonverpackt

Einzelbreite: 68 cm

Gesamtbreite: 204 cm

Höhe: 180 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Wandschirm	1 Stück	M1 10295	
Ersatzbezug, 3-teilig	1 Set	M1 10295E	





servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GROSSES KOPFWASCHBECKEN

Dieses aufblasbare Becken hat ein besonders großes Volumen und erlaubt eine sichere Haarwäsche.

Es besteht aus zwei übereinanderliegenden, aufblasbaren Ringen mit einem Nackenausschnitt.

Der Abflußschlauch mit Ventil und Klemme leitet das Waschwasser in einen Eimer, Schlauchlänge: 90 cm.

NEU: mit Blasebalg, zur Hand oder Fußbetätigung.

HMV-Gruppe: 51.45.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
1 Kopfwaschbecken	1 Stück	M1 1874	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE MOBILE DUSCHE / KOPFBRAUSE

Passend zum aufblasbaren Haarwaschbecken gibt es jetzt bei uns auch die mobile Haarbrause.

Ein praktisches Hilfsmittel für zu Hause und für mobile Pflegedienste.

Das Wasserreservoir kann an einem Infusionsständer oder an der Wand aufgehängt werden.

Wahlweise für 8 oder 10 Liter Inhalt erhältlich.

Die Handbrause mit 150 cm langem Schlauch ist mit einfachem Tastendruck regelbar. Diese Brause verteilt das Wasser mit einem feinen großflächigen Strahl.

HMV-Gruppe: 51.45.01.0xxx

Inhalt	VE	REF	Preis VE
2 Mobile Dusche/Brause			
8 Liter	1 Set	M1 1880	
10 Liter	1 Set	M1 1875	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE AUFBLASBARES HAARWASCHBECKEN

Für die problemlose Haarwäsche auf Reisen, auf Wöchnerinnen-Stationen und in Pflegeheimen.


Aus kräftigem Vinyl hergestellt, auf das kleinste Format zusammenfaltbar.

Aufgeblasen hat das Becken einen Durchmesser von 52 cm. Der angeschlossene Abfluß sorgt dafür, daß das Schmutzwasser nach der Wäsche abgelassen werden kann.

Nach Ablassen der Luft kann das Becken leicht verstaut werden.

HMV-Gruppe: 51.45.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Kopfwaschbecken	1 Stück	M1 76430	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



SERVOCARE LEICHTGEWICHT ROLLATOR

Der Servocare Leichtgewicht Rollator vereint ein geringes Gewicht (nur 6,7 kg) mit hoher Stabilität und Komfort. Das hochwertige Gestell bietet ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Die Höhe ist mehrfach verstellbar und mit einer einfach bedienbaren Rasten-Funktion ausgestattet. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe bieten sicheren Halt und einen optimalen Zugriff auf die Bremsgriffe. Die starke Feststellbremse verhindert das unbeabsichtigte Wegrollen und integrierte Rückstrahler tragen zur Sicherheit in Dämmerung und Dunkelheit bei. Falls nötig bietet die geräumige Sitzfläche einen sicheren Platz zum Ausruhen. Auch an die Unterstützung für den täglichen Einkauf wurde gedacht. Verwenden Sie einfach die praktische Tasche im Frontbereich des Rollators. Und wenn Sie Ihren comfort Leichtgewicht Rollator einmal platzsparend transportieren möchten, lässt sich Ihr Rollator einfach zusammenfallen.

Produkteigenschaften

- Leichtgewicht-Rollator aus stabilem Aluminium
- Besonders ruhiges Laufverhalten
- Höhenverstellung mit Rast-Funktion für eine einfache Anpassung der Griffhöhe
- Leichtgängige Bremsen und Loop-Griffe mit Feststell-Funktion
- Einfache Falt-Technik für stabilen Stand und leichten Transport
- Integrierte Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dämmerung oder Dunkelheit
- Tasche und Stockhalter im Lieferumfang enthalten

Max. Belastbarkeit:	136 kg
Gewicht:	6,7 kg
Sitzhöhe:	54,7 cm
Sitzbreite:	46,1 cm
Sitztiefe:	25,0 cm
Höhenverstellbarer Griff:	86 - 96 cm
Gesamtbreite:	60 cm (inkl. Stockhalter)
Breite zusammengeklappt:	ca. 27 cm (inkl. Stockhalter)
Max. Belastbarkeit Tasche:	3,5 kg
Räder Durchmesser:	vorne / hinten 20 cm



Typ	VE	REF	Preis VE
Servocare Leichtgewicht Rollator	1 Stück	M1 9414*	
Ersatztasche zum Servocare Leichtgewicht Rollator	1 Stück	M1 9414-TA	

SERVER HD - HEAVY DUTY ROLLATOR

Die Heavy-Duty Version der Server-Rollatoren Reihe.

Stabiler Rahmen aus Aluminium mit einem Gewicht von weniger als 8 kg, geeignet für den Außen- und Innenbereich. Der Server HD ist einfach zusammenzuklappen und bleibt in geklappter Position dank dem einfachen Verschlusssystem mit Doppelfunktion eines ergonomisch gestalteten Tragegriffes. Der Rahmen und Sitz wurden auf ein maximales Benutzergewicht von 200 kg zugelassen. Der Bremsmechanismus ist leichtgängig aber dennoch sehr stark. Bruchfeste Räder, mit dämpfender TPE Lauffläche sorgen für hohen Komfort auch bei unebenen Böden und runden die Ausstattung ab. Die stabilen Schiebegriffe sind ergonomisch geformt und höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 cm bis 102 cm. Die Sitzhöhe beträgt 62 cm, mit besonders breiter Sitzfläche von 55 cm. Optimales Rahmendesign und ergonomische Schiebegriffe garantieren den Benutzerkomfort. Der Rollator Server HD ist CE gekennzeichnet und entspricht damit Anforderungen der EU-Richtlinie 2017/745 (MDR) für Medizinprodukte. Besondere Merkmale:

- Stockhalter im Lieferumfang enthalten
- Trittpedal und Sicherheitsreflektoren rundum
- Praktische abnehmbare Einkaufstasche (max. 5 kg Ladegewicht)

Technische Daten

Farbe:	anthrazit
Höhe der Sitzfläche:	62cm
Breite der Sitzfläche:	55cm
Griffe:	höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 cm bis 102 cm
Gewicht:	ca. 8 kg.
Tasche:	Ladegewicht ca. 5 kg.
Belastung:	200 kg max.
Garantie:	8 Jahre (bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung)



Typ	VE	REF	Preis VE
Server HD - Heavy Duty Rollator	1 Stück	M1 94600	

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



**Für Beweglichkeit
in der Wohnung**

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ROLLATOR INDOOR

- Gebogener Handgriff mit direkt anliegender Zugbremse, somit auch gut zur einhändigen Benutzung geeignet
- Einfaches Zusammenfallen zur Erleichterung des Transports und der Verstauung
- Leicht verstellbare Griffhöhe
- Zusätzlich angebrachte Tasche als Stauraum
- Moderne Optik
- Das Tablett kann zum Essen oder für andere Zwecke benutzt werden. Leicht abnehmbar

Max. Belastbarkeit:	100 kg
Griffhöhe:	83,5 - 94,5 cm (5 Einstellungen)
Radstand außen:	54 cm
Tiefe der Tasche:	29 cm
Breite der Tasche:	39 cm
Höhe der Tasche:	68 cm
Reifengröße:	7"
Bremsmethode:	Bremszugstange
Max. Belastung des Tablett:	5 kg
Max. Belastung der Tasche:	5 kg
Gewicht:	5,9 kg inkl. Tasche und Tablett
Farbe:	weiß

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

Typ	VE	REF	Preis VE
Rollator mit Stangenbremse	1 Stück	M1 9290*	
Ersatztasche zum Servocare Indoor Rollator	1 Stück	M1 9290-BAG	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

servomobil

....bewegt Dich!

SERVOMOBIL ROLLSTUHL AUS STAHL

Die neuen servomobil Rollstühle sind ideale Begleiter für drinnen und draußen.

Mit höhenverstellbarem Sitz von 47 – 51 cm, nach innen- und außen schwenkbare Beinstützen.

Serienmäßig Radstandverlängerung und Steckachsen. Die Stahlausführung hat ca. 20 kg

Gewicht und ist mit Sitzbreiten 43 - 45 cm und 48 - 50 cm erhältlich.

Leicht montierbare Desk- und Langversion der hochklappbaren Seitenteile.

Sitzbreite:	45 / 50 cm
Breite gesamt:	65 cm / 70 cm
Breite gefaltet:	30 cm
Sitztiefe:	42 cm
Fußstützenlänge verstellbar:	38 cm - 46 cm
Rückenlehnenhöhe:	38 cm
Armlehnenabstand zum Sitz:	22 cm
Höhe gesamt:	91 cm
Tiefe gesamt:	100 cm
Sitzhöhe vorne:	51,5 cm
Sitzhöhe hinten:	49 cm
Gewicht:	20,5 / 21,5 kg
Max. Belastbarkeit:	135 kg
Rahmenfarbe:	Metallic silbergrau
Standardbestückung:	pannensichere Bereifung



Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Rollstuhl, 43-45 cm Sitzbreite	18.50.02.0065	1 Stück	M1 845*	
Rollstuhl, 48-50 cm Sitzbreite	18.50.02.0065	1 Stück	M1 850*	
Beinstützen-Set, höhen- u. winkelverstellbar, silber/schwarz		1 Paar	M1 845BS	
Infusionsstange mit Fixierklaue 22,4/19 mm Ø für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Kloben	18.99.09.0999	1 Stück	M1 2333	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

**SERVOMOBIL ROLLSTUHL ALU-LIGHT***Nur 15 kg Gewicht!*

Mit höhenverstellbarem Sitz von 47 – 51 cm, nach innen- und außen schwenkbare Beinstützen. Serienmäßig Radstandverlängerung und Steckachsen. Die Aluminium-Ausführung hat ca. 15 kg Gewicht und ist in Sitzbreiten von 43-45 cm und 48-50 cm erhältlich.

Sitzbreite:	45 / 50 cm
Breite gesamt:	65 cm / 70 cm
Breite gefaltet:	30 cm
Sitztiefe:	42 cm
Fussstützenlänge verstellbar:	38 cm - 46 cm
Rückenlehnenhöhe:	38 cm
Armlehnenabstand zum Sitz:	22 cm
Höhe gesamt:	91 cm
Tiefe gesamt:	100 cm
Sitzhöhe vorne:	51,5 cm
Sitzhöhe hinten:	49 cm
Gewicht:	15,1 kg / 16 kg
Max. Belastbarkeit:	135 kg
Rahmenfarbe:	Metallic silbergrau
Standardbestückung:	pannensichere Bereifung



Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Rollstuhl, 43-45 cm Sitzbreite	18.50.02.2900	1 Stück	M1 945*	
Rollstuhl, 48-50 cm Sitzbreite	18.50.02.2900	1 Stück	M1 950*	
Beinstützen-Set, höhen- u. winkelverstellbar, silber/schwarz		1 Paar	M1 845BS	
Infusionsstange mit Fixierklau 22,4/19 mm Ø für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Kloben	18.99.09.0999	1 Stück	M1 2333	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



ARTHRODESENKISSEN „VARIO“

Eine optimale Sitzhilfe nach operativen Versteifungen, eine Sitzunterlage bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden und bei Arthrosen oder Kontrakturen der Hüfte. Gefertigt aus PU-Elastikschaum und einem anthrazitfarbenen Polyacrylbezug (Abbildung ähnlich) bietet somit einen hervorragenden Sitzkomfort. Der Frontkeil lässt sich durch zwei Klettstreifen sowohl links wie auch rechts auf dem Kissen befestigen. Erhältlich auch mit Antirutschbeschichtung auf der Unterseite der Kissen.

HMV-Gruppe: 26.46.01.0xxx

Größe	VE	REF	Preis VE
40 x 40 x 10 cm	1 Stück	M1 1096	
43 x 43 x 10 cm	1 Stück	M1 1105	
Mit Antirutschbeschichtung			
43 x 43 x 10 cm	1 Stück	M1 1105-ANTI	



KEILKISSEN MIT KUNSTLEDERBEZUG

Das Keilkissen entlastet den Rücken auf eine natürliche Art und Weise.

Durch die leicht abschüssige Form des Kissens wird das Becken nach vorn gekippt, die Bandscheibe entlastet und die Wirbelsäule in die anatomisch richtige Lage gebracht.

Ideal für alle sitzenden Tätigkeiten im Büro, zu Hause und beim Autofahren geeignet.

Format: 38 x 38 x 7,5 cm

HMV-Gruppe: 11.11.01.3xxx

Farbe	VE	REF	Preis VE
schwarz	1 Stück	M1 1011	



SCHAUMSTOFFSITZKISSEN

5 cm hoch, mit kräftigem Bezug, schwarz. Besonders preisgünstig.

Größe	VE	REF	Preis VE
43 x 40 x 5 cm	1 Stück	M1 85	
43 x 45 x 5 cm	1 Stück	M1 86	





INKONTINENZ-POLSTER-SITZAUFLAGEN

Dient als Polsterschutz bei Rollstühlen.

Pflegehinweise:

- 95° kochfest
- Tumblerbeständig
- Nicht heiß bügeln
- Chemische Reinigung unter Vorbehalt möglich
- Chlorbleiche nicht möglich



Der medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen, hat mit dem Prüfverfahren MDS 1/93 die Mindestanforderung für aufsaugende Inkontinenzhilfen festgestellt.

Flüssigkeitsaufnahme: 1808,0 ml/m² (MDS-Anforderung 624 ml/m²)

Die oben angeführten Werte wurden laut Prüfprotokoll /MDS vom 20.04.1999 bestätigt.

Material: PES-Velours und Vlies versteppt
laminiert mit innenliegender PU-Folie

Gewicht: ca. 450 g/m²

Maße: 44 x 44 cm

Farbe	VE	REF	Preis VE
blau-grün-kariert	1 Stück	M1 206BG	
rot-orange-gelb-grau-kariert	1 Stück	M1 206RG	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ROLLSTUHLTASCHE

Diese wasserdichte Nylontasche paßt über die Handgriffe des Rollstuhls. Mit oberem Reißverschluß, Tragegurten und Aufhängeschlaufen.

Gewicht: 378 g

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Rollstuhl-Tasche	18.99.09.0999	1 Stück	M1 8630	



MIKROFASER THERMOSACK

Dieser Schlupfsack ist in bequemer Körperform geschnitten und besteht aus wasserabweisender und atmungsaktiver Mikrofaser, innenseitig gesteppt. Seitlich ist eine verschließbare Falttasche angebracht und das Oberteil ist durch einen Rundum-Reißverschluss komplett abnehmbar. Universalgröße. Farbe: marineblau.

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Schlupfsack Mikrofaser	18.99.09.0019	1 Stück	M1 2415	



REGENCAPE

Dieses Regencape ist aus leichtem wasserdichtem blauen Nylonstoff gearbeitet und ist mit einer Kapuze mit seitlichen Sichtfenstern ausgestattet. Wahlweise ist das Cape mit oder ohne Arme erhältlich. Auf der Vorderseite des Capes befindet sich eine Brusttasche. Rückseite und unten offen.

Vordere Gesamtlänge: 155 cm.

Farbe: marineblau.

	Typ	VE	REF	Preis VE
①	Regencape, mit Arm	1 Stück	M1 208004	
②	Regencape, ohne Arm	1 Stück	M1 208404	



ROLLSTUHL-SCHLUPFSACK EXCLUSIV


Exklusiv-Schlupfsack mit Wollpelz und Thermowatte. Das Oberteil des Schlupfsacks kann komplett vom Basisteil getrennt werden. Somit ermöglicht er einen leichten Ein- und Ausstieg und bewährt sich auch bei kürzerem Aufenthalt in warmen Räumen. Für die Herstellung wird ein atmungsaktives, flammenhemmendes Material verwendet. Das Obermaterial besteht aus wasserdichtem Nylongewebe.

Das Wollpelz Innenfutter ist zum zusätzlichen Wärmeschutz mit einer Thermowatte hinterstept und hat einen Echtfell-Rand.

Farbe: anthrazit, Vorderseite: gemustert.

Lieferung ohne Handmuff.

Typ	Länge	HMV	VE	REF	Preis VE
Gr. 4 Medium, ohne Handmuff	132 cm	18.99.99.0910	1 Stück	M1 21140-A	
Gr. 5 Senior, ohne Handmuff	143 cm	18.99.99.0910	1 Stück	M1 2115-A	





SERVOMOBIL INFUSIONSSTANGE

mit Rollstuhl-Befestigung

Bisher mußte die Infusionsstange zusammen mit dem Patientenstuhl bewegt werden. Jetzt wird die Infusionsstange an der Schraubklemme befestigt und der Patient kann während des Transportes weiterhin seine Infusion/Nährlösung erhalten. Komplett mit Kloben.



Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Infusionsstange mit Fixierklaue 22,4/19 mm Ø für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Kloben	18.99.09.0999	1 Stück	M1 2333	
Fixierklaue für 22,4/19 mm Rohrdurchmesser, einzeln		1 Stück	M1 900BLOCK	
Infusionsstange mit Fixierklaue 25,4/19 mm Ø, für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Kloben	18.99.09.0999	1 Stück	M1 900IS	
Fixierklaue für 25/19 mm Rohrdurchmesser, einzeln		1 Stück	M1 900BLOCK-2	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ROLLSTUHLRAMPE

TRAGBAR

Paarweise verpackt

2,0 m Länge
 ausziehbar: bis auf 2,0 m Länge
 Breite x Höhe: 16,8 cm x 5 cm
 zusammengeschoben: 120 x 18 x 10 cm
 Gewicht: 8,5 kg
 Max. Belastbarkeit per Set: 300 kg
 HMV-Gruppe: 22.50.01.0xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Rollstuhlrampe, 2,0 m Länge	1 Paar	M1 10298L	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE SCOOTERRAMPE

Für die größeren Hürden.

Die tragbare Scooterrampe aus Aluminium mit rutschfester Oberfläche, stabil und witterungsbeständig, gibt es in 2 Ausziehlängen. Paarweise verpackt.

Scooterrampe: ausziehbar auf 1,5 m Länge
 Packmaß: 75 x 26 x 10 cm
 Gewicht: 11,5 kg
 Max. Belastbarkeit: 400 kg

Scooterrampe: ausziehbar auf 2,0 m Länge
 Packmaß: 100 x 26 x 10 cm
 Gewicht: 16,0 kg
 Max. Belastbarkeit: 400 kg
 HMV-Gruppe: 22.50.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Scooterrampe bis 1,5 m	1 Paar	M1 10299	
Scooterrampe bis 2,0 m	1 Paar	M1 10299L	



SCOOTER GARAGE

Sichert Ihren Scooter vor Witterungseinflüssen. Aus wasserdichtem Nylon, abwaschbar. Unten mit Gummizug. Eine praktische Hilfe für alle, die ein Transportmittel draußen lassen müssen.

Universalgröße, schwarz.
 Maße: 145 x 70 x 100 cm

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Scooter-Garage	18.99.09.0017	1 Stück	M1 7041100	



ROLLATOR-PONCHO

Der Rollator-Poncho ist als verkürzte Form des Ponchos ideal für Benutzer eines Rollators oder Scooters geeignet. Für einen besseren Halt sind im inneren Vorderteil für die Arme 2 Gummischlaufen vorgesehen.

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Rollator-Poncho	marineblau	1 Stück	M1 208605R	

ROLLSTUHL- / ROLLATORTASCHE

Befestigung möglich mit zwei großen, verstellbaren Schlaufen und Clipsystem um den Sitz herum oder mit 4 kleinen Schlaufen um die Rollstuhlgriffe/-stangen, zum Einhängen in D-Ringe. Aus schwarzem Nylon.

Maße: 45 x 35 x 12 cm (H x B x T)

Typ	VE	REF	Preis VE
Rollstuhl-Tasche	1 Stück	M1 208951	



UNTERARM-GEHSTÜTZE STANDARD

- Sicherheitsstrahler in Griff und Schale
- Höhenverstellbar durch Druckknopf
- Aus kräftigem Leichtmetall und abriebfester Kappe
- Rohrfarbe silber

Einzeln lieferbar

Höhenverstellbar bis Griff: 76 - 96 cm

Max. Belastbarkeit: 140 kg

Gewicht: 600 g

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Mit Hartgriff				
Griff-Farbe silber	10.50.02.0008	1 Stück	M1 4*	
Griff-Farbe blau	10.50.02.0008	1 Stück	M1 4B*	
Griff-Farbe rot	10.50.02.0008	1 Stück	M1 4R*	
Mit Softgriff				
Griff-Farbe silber	10.50.02.0043	1 Stück	M1 8*	
Griff-Farbe blau	10.50.02.0043	1 Stück	M1 8B*	
Griff-Farbe rot	10.50.02.0043	1 Stück	M1 8R*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

UNTERARM-GEHSTÜTZE MIT ERGO SOFT-GRIFF

Der auswechselbare gepolsterte, weiche Kunststoffgriff schmiegt sich der Hand hervorragend an. Die Gehstütze ist durch Clip höhenverstellbar, mit zusätzlicher Überwurfmutter und großer, rutschfester Latexkappe. Einzeln lieferbar.

Höhenverstellbar bis Griff: 76 - 96 cm

Max. Belastbarkeit: 140 kg

Gewicht: 600 g

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
1 türkis-blau Kombination	10.50.02.1007	1 Stück	M1 5TB*	
2 gelb-blau Kombination	10.50.02.1007	1 Stück	M1 5GB*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



UNTERARM-GEHSTÜTZE ANATOM

Der anatomische Handgriff kann durch Drehen individuell auf die Patientenhand eingestellt werden. Eine Überbeanspruchung oder Druckstellen können vermieden werden. Aus silberfarbigem Alurohr, mit Kappe und Kunststoffteilen. Einzeln lieferbar.

- Sicherheitsstrahler in Griff und Schale
- Höhenverstellbar durch Druckknopf


Höhenverstellbar bis Griff: 76 - 96 cm

Max. Belastbarkeit: 140 kg

Gewicht: 600 g

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Mit Hartgriff				
Ausführung links, Griff-Farbe: grau	10.50.02.1017	1 Stück	M1 11410*	
Ausführung rechts, Griff-Farbe: grau	10.50.02.1017	1 Stück	M1 11411*	
Mit Softgriff				
Ausführung links, Griff-Farbe: aubergine	10.50.02.1016	1 Stück	M1 11412*	
Ausführung rechts, Griff-Farbe: aubergine	10.50.02.1016	1 Stück	M1 11413*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



GEHSTÜTZE FÜR KINDER

Besonders farbenfrohes Design, per Druckknopf höhenverstellbar. Einzeln lieferbar.

Höhenverstellbar bis Griff: 57 - 75 cm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Gewicht: 450 g

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
6 rot-gelb-blau Kombination	10.50.02.0065	1 Stück	M1 6K*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GRIFFPOLSTER

Aufschiebbar, aus Neopren-Polsterschaum, besonders handfreundlich. Diese schützen vor Druck und Schwielen. Einfach aufschieben, Reißverschluß ziehen, fertig. Einzeln verpackt.



Farbe	HMV	VE	REF	Preis VE
grau	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802G	
schwarz	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802S	
blau	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802B	
rot	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802R	



POLSTER FÜR GEHSTÜTZE

Wenn Sie Ihre Gehstütze längere Zeit benutzen, sollten Sie dieses beigefarbene Polster über die Stützschaale stecken. Damit verhindern Sie Reibung und Druckprobleme. Einzeln verpackt.

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Gehstützen-Polster	10.99.99.2002	1 Stück	M1 80111389	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE UNIVERSALKAPPEN

Für Stöcke, Gehgestelle und Stühle

Innen metallverstärkt für eine längere Haltbarkeit. Paarweise verpackt.



Durchmesser	HMV	VE	REF	Preis VE
schwarz				
16 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M51	
19 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M52	
grau				
16 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M40	
19 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M41	
22 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M42	
25 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M43	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE EISFUSS ► AUFKLAPPBAR

Sicher bei Eis und Schnee

Einfach nach unten klappen und der Stock greift auch bei unsicherem Untergrund. Auch ideal bei Unterarm-Gehstützen. Aus rostfreiem Edelstahl, mit 5 Zähnen. Bei Nichtbenutzen nach oben schwenken.

HMV-Gruppe: 10.99.01.1xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Eisfuss	1 Stück	M1 303155	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GEHSTOCKHALTER

Durch einfaches Einklicken wird der Gehstock oder die Krücke sicher gehalten. Ideal für die Montage an Rollstuhl/Gehgestell oder am Sessel. Aus kräftigem Kunststoff hergestellt.

Zur Rohrbefestigung mit Schelle, inkl. Fußteller.

Passend für 22 mm und 25 mm dicke Rohre.

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Gehstockhalter	18.99.09.0016	1 Stück	M1 22103	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GEHSTOCK-HALTER

Die praktische Kunststoff-Klemme paßt auf jeden Stock und erlaubt ein Auflegen auf jede Tischplatte. Einfach und praktisch.

HMV-Gruppe: 10.99.01.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Gehstock-Halter	1 Stück	M1 1023	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE DERBY GEHSTOCK

Mit Zweikomponentengriff

Der Handgriff des Gehstocks besteht aus Leichtmetall und ist mit einem weichen Comfort Soft Derbygriff auf der Oberseite überzogen. Somit bietet er eine hautfreundliche, gepolsterte und rutschsichere Oberfläche.

Höhenverstellbar: 76 - 96 cm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Gewicht: 350 g



Typ	VE	REF	Preis VE
rot	1 Stück	M1 H26	
schwarz	1 Stück	M1 H25	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GEHSTOCK ANATOMISCH

Mit Zweikomponentengriff

Der anatomische Handgriff dieses Gehstocks besteht aus festem Kunststoff und ist mit einer weichen Gummischicht ummantelt und bietet noch mehr Komfort und Sicherheit für den Benutzer.

Höhenverstellbar: 75 - 95 cm

Max. Belastbarkeit: 130 kg

Gewicht: 350 g



Typ	VE	REF	Preis VE
Für Rechtshänder			
schwarz	1 Stück	M1 H45-R	
silber	1 Stück	M1 H35-R	
Für Linkshänder			
silber	1 Stück	M1 H35-L	
schwarz	1 Stück	M1 H45-L	

KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE STOCKSCHLAUFE

Mit dieser praktischen Stockschlaufe fällt Ihnen nie wieder der Stock aus der Hand! Einfach zu befestigen. Aus schwarzem Kordelband.

HMV-Gruppe: 10.99.01.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Stockschlaufe	1 Stück	M1 60	



ULTRALEICHTE TELESKOP-TREKKINGSTÖCKE

Ergonomisch und robust, mit Anti-Schock-Federung. Die ultraleichten Trekking-Stöcke sind schnell in Ihre drei Segmente zusammengeschoben und überzeugen mit einem Packmaß von 60 x 10 x 5 cm. Die integrierte Anti-Schock Federung absorbiert Stöße und Erschütterungen. Die ergonomisch geformten, rutschsicheren Griffe mit verstellbaren Schlaufen garantieren ein komfortables und sicheres Laufgefühl. Abnehmbare Teller und Spitzen gewährleisten einen sicheren Gang, auch in schwierigem Gelände (Schnee, Schlamm, Geröll, Eis etc.).

Höhenverstellbar: 100 - 120 cm

Eine cm-Skala erleichtert das Einstellen.

Max. Belastbarkeit: 80 kg pro Trekking-Stock

Typ	VE	REF	Preis VE
Teleskop-Trekkingstöcke	1 Paar	M1 92331	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG


SERVOCARE PEDAL BEINTRAINER MIT ELEKTRONISCHEM PEDOMETER

Im Mittelsegment befindet sich das digitale Display: es zeigt Runden, die Trainingszeit und verbrauchte Kalorien an. Der Bremswiderstand ist individuell, stufenlos einstellbar. Das Gerät ist mit den einklappbaren Füßen besonders platzsparend zu verstauen.

Gestellfarbe: schwarz




Typ	VE	REF	Preis VE
Pedal Beintrainer, mit elektronischem Pedometer	1 Stück	M1 SPE004	



UNIVERSALHALTER GNUßBEL

Wir haben alle nur zwei Hände, doch manchmal bräuchten wir drei. Dafür gibt es jetzt den Gnußbel, er hält, was Sie nicht halten können. Schnell und stabil, fest und flexibel, ohne Schäden an den Oberflächen zu verursachen. Mit dem Gnußbel bleibt alles immer griffbereit – und beide Hände frei. Gnußbel hält, fixiert, klemmt und sortiert. Im Haushalt, der Werkstatt sowie im therapeutischen Bereich. Der Universal-Halter hält Objekte bis zu einem Kilogramm, beweglich und gleichzeitig robust. Der Gnußbel ist für (fast) jeden Einsatz gewappnet, er ist der praktisch-elastische Helfer.

Typ	Farbe	VE	REF	Preis VE
Universalhalter				
Gnußbel 2/3, mit 2 und 3 Kugeln	grün	1 Stück	M1 65G	
Gnußbel 4/4, mit 2 x 4 Kugeln	grün	1 Stück	M1 66G	
Halbgnußbel, mit 2 Kugeln	grün	1 Stück	M1 67G	
Gnußbel 2/3, mit 2 und 3 Kugeln	rot	1 Stück	M1 65R	
Gnußbel 4/4, mit 2 x 4 Kugeln	rot	1 Stück	M1 66R	
Halbgnußbel, mit 2 Kugeln	rot	1 Stück	M1 67R	
Zubehör				
Winkel für Halbgnußbel, zur Untertischmontage, inkl. Befestigungsmaterial		1 Stück	M1 64	
Magnet - Neodym für Halbgnußbel, zur Befestigung an magnetischen Flächen		1 Stück	M1 68	
Abstandshalter für Halbgnußbel, inkl. Befestigungsmaterial		1 Stück	M1 69	



GLEITSCHUTZ

Sicherheit bei Eis- und Schneeglätte.

- Passt an fast alle Schuhe
- Robuste Konstruktion und Materialien
- Effektiv und praktisch
- Leicht an- und ausziehbar



Durch die an der Unterseite befindlichen gehärteten und robusten Metallnägeln und die besonders strukturierte Sohle wird die Rutschgefahr um ein Vielfaches vermindert. Ein Reflektor an der Rückseite erhöht Ihre Sicherheit im Dunkeln. Das Material des Gleitschutzes widersteht selbst extremer Kälte, ohne Schaden zu nehmen.

Größe	VE	REF	Preis VE
S	1 Paar	M1 905-S	
M	1 Paar	M1 905-M	
L	1 Paar	M1 905-L	
XL	1 Paar	M1 905-XL	





servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GEHGESTELL STARR

- Aus stabilem, leichtem Alurohr
- Per Knopfdruck platzsparend zusammenklappbar
- Vielfach höhenverstellbar durch Clip
- Die hohen Seitenstreben ermöglichen auch eine Nutzung als Toilettengestell
- Die weichen, geformten Handgriffe sorgen für einen sicheren Halt
- Ein besonders formschönes, preiswertes Gehgestell

Höhenverstellbar: 77 - 88 cm
Breite: ca. 61 cm
Tiefe: ca. 45 cm
Gefaltet: ca. 10 cm
Gewicht: 2,4 kg
Max. Belastbarkeit: 135 kg
HMV-Gruppe: 10.46.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Gestellfarbe: bronze	1 Stück	M1 204081BR	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE ACHSELSTÜTZE

Wenn eine übliche Unterarmgehstütze nicht ausreicht, sind diese Achselstützen zu empfehlen! Aus kräftigem Alurohr mit weicher Schaumgumpolsterung am Handgriff und im Achselbereich. Durch Clips höhenverstellbar, Griff ebenfalls verstellbar. Komplett mit kräftiger Gummikappe.

Gewicht: 900 g
Höhenverstellbar: 112 - 133 cm
Max. Belastbarkeit: 114 kg
HMV-Gruppe: 10.50.03.0xxx



Typ	VE	REF	Preis VE
Achselstütze	1 Stück	M1 40A*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT DOPPELFUNKTIONS- UNIVERSALTISCH

- Mit teilbarer, schwenkbarer Tischplatte
- Mit Knebelschraubenarretierung
- Geteilte Tischplatte:

Schwenkbare Tischfläche= 60,5 x 38,5 cm zum Lesen etc.

Waagerechte, feste Standfläche= 20,5 x 38,5 cm für Getränke, Essen etc.

Tischplatte: 81 x 38,5 cm

Höhenverstellbar: 70 - 110 cm

HMV-Gruppe: 50.45.04.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
mit geteilter Tischplatte	1 Stück	M1 10213C	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT UNIVERSALTISCH MIT SCHWENKBARER PLATTE

- Auf stabilem Stahlgestell mit 4 Rollen
- Die Platte ist kunststoffbeschichtet
- 2 aufgesetzte Kanten für sicheren Halt
- Platte um 90° schwenk- und fixierbar
- Kartonverpackt geliefert, mit nur 2 Schrauben montierbar

Tischplatte: 60,5 x 38,5 cm

Höhenverstellbar: 73 - 112 cm

HMV-Gruppe: 50.45.04.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
mit schwenkbarer Tischplatte	1 Stück	M1 HE6000F	



servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT

SERVOCOMFORT BETTTISCH

Ein praktischer Bettisch mit einer stufenlos automatische Höhenverstellung. Durch Hochziehen des seitlichen Hebels lässt sich die Tischplatte stufenlos nach oben oder unten verstellen. Wahlweise auch erhältlich als Modell mit Schwenkfunktion der Tischplatte und zusätzlichen aufgesetzten Kanten gegen ein Verrutschen von Lesematerial.

Tischplatte: 80,5 x 38,5 cm

HMV-Gruppe: 50.45.04.0xxx

	Typ	Höhe	VE	REF	Preis VE
①	Bettisch	verstellbar: 70 - 107 cm	1 Stück	M1 HE6000	
②	Bettisch, schwenkbar	verstellbar: 73 - 111 cm	1 Stück	M1 HE6001FA	





CARE PLUS ECONOMY

Die besonders preiswerte Allergie-Bettwäsche. Bekanntlich werden Hausstaub-Allergien durch die Ausscheidungen der Hausmilben ausgelöst. Dieses neue, besonders hautverträgliche Material ist weich wie Baumwolle, ohne Knistereffekt.

- Waschbar bis 60 °C (bei dieser Temperatur werden die Milben abgetötet)
- Die sehr gute Luftdurchlässigkeit verhindert das Schwitzen

Das Material wurde am Medical Entomological Center / Univ. Cambridge mit sehr gutem Erfolg getestet.

Maße	VE	REF	Preis VE
Oberbett mit Reißverschluß			
100 x 135 cm	1 Stück	M1 1100135	
135 x 200 cm	1 Stück	M1 1135200	
155 x 200 cm	1 Stück	M1 1155200	
Matratzen-Gesamtbezug mit Reißverschluß			
90 x 190 x 17 cm	1 Stück	M1 290190	
90 x 200 x 17 cm	1 Stück	M1 290200	
100 x 200 x 17 cm	1 Stück	M1 2100200	
140 x 200 x 17 cm	1 Stück	M1 2140200	
Kissenbezug mit Reißverschluß			
40 x 60 cm	1 Stück	M1 44060	
80 x 80 cm	1 Stück	M1 48080	
40 x 80 cm	1 Stück	M1 4080	



- Untergestelle mit stabiler, formschöner Scherenmechanik
- Durchgehende Seitensicherungen
- Sicheres 24-Volt-Antriebssystem
- Selektiv sperrbarer Handschalter

Lieferumfang: Pflegebett, inkl. Seitensicherung und Aufrichter
Technische Daten

Liegefläche:	90 x 200 cm
Außenmaße:	100 x 212 cm
Höhenverstellung:	35 - 80 cm
Seitensicherung:	2 Holme bds
Seitengitter-Schutzhöhe:	ca. 40 cm
Dekor Kopf-/Fussbrett:	Buche Natur
Dekor Liegefläche:	topas
Kopfteil/Fussteil:	ohne Rundstollen
Aufrichter:	ja
Gewicht:	136 kg
Max. Belastbarkeit:	145 kg
Laufrollen:	einzel feststellbar
Stecker-Netzleitung:	SMPS12 C/CEE 7/16

PFLEGE BETT WESTFALIA IV

Die Betten der Westfalia-Serie verbinden hohen Komfort, ausgereifte Sicherheit und ein besonders wohnliches Aussehen. Sie bringen Freude in den Pflegealltag. Die Betten der Westfalia-Serie sind eine attraktive Alternative für Nutzer, die ein stabiles, schlankes und formschönes Scherengestell für die Höhenverstellung bevorzugen. Über die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes hinaus ist keine Ableitstrommessung notwendig.

Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Pflegebett Westfalia IV	50.45.01.1078	1 Stück	M1 284050	



NACHTSCHRANK

Der Schrank ist kunststoffbeschichtet, in buchefarbenem Design gearbeitet und besitzt eine beidseitig ausziehbare Schublade, mit seitlich ausschwenkbarer Tischplatte.

Der Einlegeboden im Schrank ist problemlos zu verschieben und durch die gummibereiften Gleitlager-Rollen leicht und bequem umstellbar.

Typ	Maße	HMV	VE	REF	Preis VE
höhenverstellbar	87 x 52 x 50 cm (H/B/T)	50.45.04.1009	1 Stück	M1 92	



PFLEGE BETT DALI STANDARD

Robustes und wartungsarmes Bett, hergestellt aus hochwertigen Materialien. Die 4-geteilte Liegefläche lässt sich bequem mit einem kabellosen Handschalter bedienen, der sich per Bluetooth mit dem Bett vernetzt. Durch die Fußtieflagerung ist eine gesundheitsfördernde Sitzposition zum Essen oder Fernsehen möglich.

- Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteillösungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- Sicheres 24-Volt-Antriebssystem
- Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar
- Die durchgehende Seitensicherung rastet mit dem Easy-Click-System einfach an vormontierten Halterungen ein. Dadurch wird ein schneller Aufbau des Bettes erheblich leichter
- Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009

Lieferumfang: Pflegebett, inkl. Seitensicherung und Aufrichter
Technische Daten

Liegefläche:	90 x 200 cm, 4-geteilt
Außenmaße:	102 x 218 cm
Höhenverstellbar:	40 - 80 cm
Seitengitter-Schutzhöhe:	ca. 40 cm
Dekor:	Buche Natur
Metallteile:	pulverbeschichtet, Farbe: topas
Aufrichter:	ja
Gewicht:	101 kg
Max. Belastbarkeit:	145 kg
Laufrollen:	einzel feststellbar



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.



Typ	HMV	VE	REF	Preis VE
Pflegebett Dali Standard	50.45.01.1179	1 Stück	M1 51062433	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE BETTLEITER

Hilft dem Patienten, sich selbstständig in die senkrechte Sitzposition zu bewegen. Schnurlänge = 3 Meter.
HMV-Gruppe: 19.40.02.3xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Bettleiter	1 Stück	M1 L5	



BETTGALGEN AUFRICHTHILFE 3-FUSS

Durch den stabilen 3-Fuß kann diese Aufrichthilfe (Bettgalgen) freistehend an jedem Bett verwendet werden, auch an Holzbetten. Die seitlichen Ausleger sind für Bettbreiten von 74 bis 95 cm geeignet. Die Aufstehhilfe ist in der Höhe von 158 bis zu 188 cm verstellbar. Lieferung inkl. Handgriff
Farbe: reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet
HMV-Gruppe: 19.40.02.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Aufrichthilfe	1 Stück	M1 21310	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE RÜCKENSTÜTZE

Hat einen stufenlos verstellbaren Stahlrahmen mit einer kräftigen Nylonbespannung. Bei Nichtbenutzung zusammenklappbar. Diese Rückenstütze gibt dem Kranken sicheren Halt beim Schreiben, Lesen und Essen. Kann auch als Bettverkürzer am Fußende verwendet werden.

Höhe: 53 cm
Breite: 69 cm
Tiefe: 45 cm
Max. Belastbarkeit: 100 kg
HMV-Gruppe: 50.45.03.1xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Rückenstütze	1 Stück	M1 L80	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE PATIENTENDREHSCHIBE

Die Plattform hat eine Gummiunterlage und eine rutschfeste Oberfläche. Während der Patient auf der Plattform steht, kann diese gedreht werden; das Unterteil der Plattform bleibt fest stehen. Diese Plattform gibt dem Patienten Sicherheit.

Durchmesser: 40,5 cm
Gewicht: 1 kg
HMV-Gruppe: 22.29.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Patientendrehscheibe	1 Stück	M1 9500	



DER GLEITER

Diese neuartige, mit Silikon beschichtete gleitförmige Unterlage sorgt für eine sichere, schnelle und einfache Verlagerung von Patienten von einer Sitz- oder Liegefläche zur anderen.

DER GLEITER > TYP: I

Eine Gleitunterlage zur Verlagerung sitzender Patienten.

DER GLEITER > TYP: II

Zwei Gleitunterlagen und Gurte für die Umbettung liegender Patienten.

Max. Belastbarkeit: 120 kg

HMV-Gruppe: 22.29.01.2xxx



Typ	Breite	Länge	VE	REF	Preis VE
Gleiter, Typ 1	34,5 cm	64 cm	1 Stück	I6 16400	
Gleiter, Typ 2	34,5 cm	64 cm	2 Stück	I6 26400	



GESCHWUNGENES UMLAGERUNGSBRETT

Das geschwungene Umlagerungsbrett erleichtert Ihnen das Umsitzen z. B. von einem Stuhl in einen Rollstuhl, oder von einem Rollstuhl ins Auto.

Die gebogene Form ermöglicht mehrere Sitzpositionen und unterstützt bei der Umlagerung die natürliche Drehbewegung.

Max. Belastbarkeit: 152 kg

HMV-Gruppe: 22.29.01.3xxx

Maße	VE	REF	Preis VE
70,1 x 37 cm	1 Stück	M1 8835	



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE DREHKISSEN


Komfortables Drehkissen / Ausstiegshilfe für's Auto, Bett etc.. Die beiden Kissensteile sind durch einen zentralen Drehkern verbunden, der eine Drehung von 360° ermöglicht. Die Sitzfläche ist mit weicher Baumwolle in Velouroptik bezogen und bequem gepolstert. Die Unterseite mit seiner haftenden Anti-Rutsch-Struktur hält das Kissen sicher an seinem Platz.

Max. Belastbarkeit: bis 120 kg

Durchmesser: 40 cm

Sitzhöhe: 2 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Drehkissen	1 Stück	M1 92006	



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.

MoveMate

DIE PRAKTISCHE UMLAGERUNGSHILFE



MoveMate

MOVEMATE

Die praktische Umlagerungshilfe

Mit Hilfe von MoveMate, der handlichen und leichten Umlagerungshilfe, können jetzt bettlägerige Patienten von nur einem oder zwei Helfern problemlos umgelagert werden; ohne Heben oder Schieben.

Die in zwei Größen erhältliche Umlagerungshilfe ermöglicht durch die besondere Gleitfähigkeit ein einfaches und problemloses Umbetten.

Leichte Höhenunterschiede bis max. 12 cm können überwunden werden, z. B. das Umlagern vom Bett auf eine Fahrliège oder umgekehrt. Falls ein Höhenunterschied zwischen dem Patientenbett und einer Fahrtrage entsteht, ist es ratsam, ein zusätzliches Bettlaken unter den Patienten zu führen und mit dem Tragelaken zu transferieren.

MoveMate ist voll röntgenfähig und muss nicht von einer Fahrliège entfernt werden. Der Bezug kann bei 60 °C gewaschen oder mit jedem herkömmlichen Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden.

Nach der Benutzung einfach in der Mitte zusammenklappen und verstauen. Über die 2 praktischen Griffe leicht tragfähig.

So einfach geht es mit MoveMate:

1. Patienten seitlich leicht kippen.
2. MoveMate unter den Patienten fahren
3. Patienten vorsichtig auf MoveMate herablassen und mit dem Umlagern beginnen.
4. Patienten wieder seitlich anheben und MoveMate entfernen

Max. Belastbarkeit: 150 kg

Farbe: dunkelgrün



Typ	Breite	Länge	VE	REF	Preis VE
MoveMate Mini	50 cm	85 cm	1 Stück	S1 37200-I	
Ersatzbezug grün, passend für MoveMate Mini	50 cm	85 cm	1 Stück	S1 37200EB-I	
MoveMate Groß	50 cm	170 cm	1 Stück	S1 37100-I	
Ersatzbezug grün, passend für MoveMate Groß	50 cm	170 cm	1 Stück	S1 37100EB-I	



SERVOHIP PROTECTOR

Schützt vor Schenkelhalsbruch

- Dämpft Schläge
- Tag und Nacht tragbar
- Unisex Unterhose
- Formstabil
- Bequem & unsichtbar

VERMEIDEN SIE SCHENKELHALSBRÜCHE!

Jedes Jahr verbringen mehrere tausend Menschen eine lange Zeit im Krankenhaus wegen eines Schenkelhalsbruchs. Das heißt viel Leiden für die einzelnen Patienten, aber auch sehr hohe Kosten für die Gesellschaft. Alarmierend ist, dass durch das Altern der Bevölkerung das Risiko von Hüftfrakturen in den nächsten Jahren noch beträchtlich ansteigen wird! Das Vermeiden von Schenkelhalsbrüchen ist eine bessere Lösung, als einen Bruch zu heilen!

MACHEN SIE NICHT DEN FEHLER ZU DENKEN „DAS WIRD MIR NICHT PASSIEREN“!

Statistiken belegen, dass 40 % aller Menschen, die an einem Schenkelhalsbruch leiden, nie wieder ein normales Leben führen können. Weitere 20 % sterben innerhalb eines Jahres nach dem Bruch an Komplikationen. Nur gerade 40 % können wieder ein normales Leben führen. Warum solche Risiken eingehen wenn es eine so einfache und zuverlässige Methode gibt, sich zu schützen? Schützen Sie sich rechtzeitig vor den negativen Auswirkungen eines Schenkelhalsbruchs. Jede Person über 65 Jahre hat ein erhöhtes Risiko von Brüchen aufgrund der Alterung der Knochen.

BENUTZEN SIE DEN SERVOHIP PROTECTOR BEI TAG & NACHT, ES GIBT WELTWEIT KEIN BESSERES MATERIAL FÜR DIESEN ZWECK

Unsere Unisex Unterhosen helfen Ihnen, bei Stürzen Schenkelhalsbrüche zu vermeiden. Sie sind bequem zu tragen und können Tag und Nacht benutzt werden. Der SERVOHIP PROTECTOR hat schlagdämpfende Polster, da wo es am sinnvollsten ist: um die Hüfte. Die Polster stecken in Taschen, die auf die Unterhosen aufgenäht sind. Das Material, aus dem die Polster bestehen, ist dünn, hoch elastisch, hautfreundlich und hat unglaubliche schlagdämpfende Eigenschaften.

Der SERVOHIP PROTECTOR bleibt in Form, ist angenehm zu tragen und behält seine schützenden Eigenschaften auch nach x-maligem Waschen.

WARUM WEICHE HÜFTPOLSTER UND NICHT WIE IM EISHOCKEY STABILERE HARTSCHALEN VERWENDEN?

Auf dem Markt gibt es schützende Hartschalenpolster, welche dem selben Zweck dienen, wie unsere weichen Polster. Bei einem Sturz schützen auch Hartschalenpolster meistens genügend, um einen Schenkelhalsbruch zu vermeiden.



servoHIP
Protector

Die Frage „Welchen Typ Polster soll ich verwenden?“ müsste also besser heißen „Welches Polster, weich oder hart, ist so angenehm, dass ich es Tag und Nacht tragen kann?“ Hartschalenpolster sind im Bett schwierig zu tragen. Wenn man sich drehen will, um auf der Seite zu schlafen, sind sie im Weg und können sogar schmerzhaft sein. Um dies zu vermeiden und statt dessen gut zu schlafen, werden Sie die Hartschalenpolster auf einem Stuhl neben dem Bett ablegen. Ziehen Sie die Polster wirklich an, wenn Sie nachts um drei Uhr auf die Toilette gehen müssen? Ein Grossteil aller Hüftfrakturen passiert während der Nacht!

DER SERVOHIP-PROTECTOR: Der ideale Hüftgelenkschutz zur Absicherung bei Stürzen und Stößen (z. B. Schutz vor Oberschenkelhalsbruch). Hohe Stoßabsorption (60 %), bequem und komfortabel zu tragen, waschbar bei 60 °C. Die beiden Stoßkissen sind nicht waschbar.

Typ	VE	REF	Preis VE
Modell weiß			
servohip - Grundmodell, Farbe: weiß = Paar Protectoren und 1 Unterhose	1 Paar + 1 Hose	M1 HP-1*	
servohip - Set, Farbe: weiß = Paar Protectoren und 3 Unterhosen	1 Paar + 3 Hosen	M1 HP-3*	
servohip - Ersatzunterhosen, Farbe: weiß = 3 Unterhosen	3 Hosen	M1 HPT*	
Modell schwarz			
servohip - Grundmodell, Farbe: schwarz = Paar Protectoren und 1 Unterhose	1 Paar + 1 Hose	M1 HP-1BL*	
servohip - Set, Farbe: schwarz = Paar Protectoren und 3 Unterhosen	1 Paar + 3 Hosen	M1 HP-3BL*	
servohip - Ersatzunterhosen, Farbe: schwarz = 3 Unterhosen	3 Hosen	M1 HPT-BL*	
Modell weiß, mit Öffnung für Inkontinenz-Vorlage			
servohip Inkontinenz - Grundmodell, Farbe: weiß = Paar Protectoren und 1 Unterhose	1 Paar + 1 Hose	M1 IH-1*	
servohip Inkontinenz - Set, Farbe: weiß = Paar Protectoren und 3 Unterhosen	1 Paar + 3 Hosen	M1 IH-3*	
servohip Inkontinenz - Ersatzunterhosen, Farbe: weiß = 3 Unterhosen	3 Hosen	M1 IHT*	
Polster			
servohip - Ersatzpolster Einzeln	1 Stück	M1 HP-P	

* = XS, S, M, L, XL oder XXL

** = S, M, L, XL oder XXL

Bitte ergänzen Sie Ihre Bestellung indem Sie die Größenbezeichnung angeben: XS = extra klein, S = klein, M = mittel, L = groß, XL = extra groß, XXL = maximal groß



POLYFELL MATRATZENAUFLAGE

Polyfell bildet ein wärmendes- und druckausgleichendes Luftpolster. Seine spezifischen Eigenschaften bringen Feuchtigkeit zum Verdunsten und leiten sie nach außen ab. Das Luftpolster zwischen Körper und Matratze reduziert die Gefahr des Wundliegen wesentlich. Waschbar bis 95 °C.

HMV-Gruppe: 11.11.03.1xxx

Größe	VE	REF	Preis VE
65 x 140 cm	1 Stück	M1 1809140	
90 x 150 cm	1 Stück	M1 1809150	



ECHTFELL REHASTIEFEL - HOHE FORM

Der med. Fellstiefel für die Wärmetherapie und Dekubitus-Prophylaxe.

Wadenhoch mit 4 mintfarbenen Klettverschlüssen

Größe	VE	REF	Preis VE
37 - 38	1 Paar	M1 283738	
39 - 40	1 Paar	M1 283940	
41 - 42	1 Paar	M1 284142	
43 - 44	1 Paar	M1 284344	
45 - 46	1 Paar	M1 284546	



ECHTFELL REHASTIEFEL - NIEDRIGE FORM

Für die Wärmetherapie und die Dekubitus-Prophylaxe.

Knöchelhoch mit 3 mintfarbenen Klettverschlüssen.

Größe	VE	REF	Preis VE
37 - 38	1 Paar	M1 263738	
39 - 40	1 Paar	M1 263940	
41 - 42	1 Paar	M1 264142	
43 - 44	1 Paar	M1 264344	
45 - 46	1 Paar	M1 264546	



ECHTFELL FUSSWÄRMER

Ideal bei ständig kalten Füßen zum Wärmen. Mehr Gemütlichkeit zum Beispiel beim Fernsehen. Innen mit Echtfell gefüttert, außen ist dunkelgrauer Cord.

Typ	VE	REF	Preis VE
Fußwärmer	1 Stück	M1 213601	



POLYFELL FERSENPOLSTER

Polyfell bildet ein wärmendes- und druckausgleichendes Luftpolster. Das Luftpolster reduziert die Gefahr des Wundliegens. Einfaches Fersenpolster mit zwei Klettverschlüssen. Einfache Handhabung.

HMV-Gruppe: 11.03.01.0xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Fersenpolster, einzeln	1 Stück	M1 1809	



ECHTFELL GELENKSCHONER

- Diese Schonner sind ideal für bettlägerige Menschen.
- Speziell für empfindliche Körperpartien wie Ellenbogen, Knie und Fersen geeignet.
- Einfach und schnell mit den Klettverschlüssen anzulegen.

HMV-Gruppe: 11.03.01.0xxx gilt für Fersenschoner

HMV-Gruppe: 11.08.01.0xxx gilt für Ellenbogenschoner

	Typ	VE	REF	Preis VE
①	Fersenschoner	1 Paar	M1 201007	
②	Ellenbogenschoner	1 Stück	M1 201010	
③	Knieschoner	1 Stück	M1 201015K	



SPEZIAL-FELLWASCHMITTEL

Dieses Fellwaschmittel ist biologisch abbaubar, alkali- und phosphatfrei. Die schonende Pflege für Ihre Fellprodukte.

Typ	VE	REF	Preis VE
Flasche, 500 ml	1 Stück	M1 2080	



RÜCKENSTÜTZKEIL

Der praktische Rückenstützkeil mit Lasche, ist auch ideal für die Seitenlagerung. Durch Liegen auf der angenähten Lasche wird ein Verrutschen des Keils verhindert. Mit weißem Kunstlederbezug. HMV-Gruppe: 20.29.01.2xxx



Maße	VE	REF	Preis VE
70 x 30 x 30 cm	1 Stück	F6 790000	

NACKEN- UND KNIEROLLEN

Mit weißem Kunstleder-Bezug zur unterstützenden Nacken- u. Knielagerung.

Andere Maße auf Anfrage!
HMV-Gruppe: 53.45.01.0xxx



Breite	Durchmesser	VE	REF	Preis VE
40 cm	13 cm	1 Stück	F6 40710	
40 cm	15 cm	1 Stück	F6 40713	
50 cm	15 cm	1 Stück	F6 0402	
65 cm	15 cm	1 Stück	F6 0403	
65 cm	20 cm	1 Stück	F6 40721	
50 cm	25 cm	1 Stück	F6 40724	



HALBROLLEN

Zur Lagerung von Nacken, Knie und Fersen. Aus weichem Schaumstoff mit weißem Kunstlederbezug.

Andere Maße auf Anfrage!

HMV-Gruppe: 53.45.01.1xxx



Maße	VE	REF	Preis VE
40 x 15 x 7,5 cm	1 Stück	F6 4092	
40 x 22 x 11 cm	1 Stück	F6 4091	
50 x 22 x 11 cm	1 Stück	F6 0904	



BEINHOCHLAGERUNGSSCHIENEN

Für die erhöhte Beinfixierung, geschlossene Form, sog. „Braunschweiger“ ABC-Schiene.

Verbessertes Modell, aus grauem Schaumstoff, ohne Bezug. Ideal bei Venenentzündungen und Thrombosen.

Für Erwachsene, 75 cm Beinlänge.

Typ	VE	REF	Preis VE
Lagerungsschiene, ohne Bezug	1 Stück	F6 7200	
Trikotstoffbezug, weiß	1 Stück	F6 72002	
Kunstlederbezug, weiß	1 Stück	F6 72004	



BEINLAGERUNGSSCHIENE

Nach Art der sog. Volkmann-, Schweizer-, oder Kehlschen Schiene.

Offene Form, verbessertes Modell, aus grauem Schaumstoff, ohne Bezug. Für die gestreckte Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das gepolsterte Fußbett verhindert die sog. Spitzfußbildung.

Für Erwachsene, 75 cm Beinlänge.



Typ	VE	REF	Preis VE
Lagerungsschiene, ohne Bezug	1 Stück	F6 7100	
Trikotstoffbezug, weiß	1 Stück	F6 71002	
Kunstlederbezug, weiß	1 Stück	F6 71004	



LAGERUNGSHILFEN MIT NEOPOLENKUGELFÜLLUNG

Lagerungskissen mit Neopolenkugelfüllung zur Kopf-, Bein-, Arm- oder Ganzkörperlagerung. Die Kugeln sind leicht beweglich und passen sich dank optimaler Druckverteilung den Körperkonturen an.

Maße	VE	REF	Preis VE
Mit hellem Nesselbezug			
35 x 40 cm	1 Stück	F6 640401	
40 x 40 cm	1 Stück	F6 640402	
40 x 60 cm	1 Stück	F6 640403	
Mit Kunstlederbezug, weiß			
35 x 40 cm	1 Stück	F6 640501	
40 x 40 cm	1 Stück	F6 640502	
40 x 60 cm	1 Stück	F6 640503	

HAFTBAND-FIXIERUNGEN

Zur Sicherung des Patienten. Haftband aus gewebtem Band mit Metallschleife zur Befestigung. Wahlweise ist die Innenseite gepolstert oder ungepolstert.



Maße	VE	REF	Preis VE
ohne Polster			
17 x 3 cm	1 Stück	F6 780001	
30 x 3 cm	1 Stück	F6 780002	
30 x 5 cm	1 Stück	F6 780003	
40 x 5 cm	1 Stück	F6 780004	
80 x 5 cm	1 Stück	F6 780005	
mit Polster			
17 x 3 cm	1 Stück	F6 780101	
30 x 3 cm	1 Stück	F6 780102	
30 x 5 cm	1 Stück	F6 780103	
40 x 5 cm	1 Stück	F6 780104	
80 x 5 cm	1 Stück	F6 780105	



U-PILLOW BAUCLAGEKISSEN

- Entspannt die Nacken- & Rückenmuskulatur während der Therapie.
- Nase und Mund liegen frei, das Atmen wird durch die seitlichen und die vordere Luftöffnung erleichtert.
- Anatomisch dem Gesicht angepasst
- Stützt den Schulterbereich und entlastet den Rücken.
- Erhöht den allgemeinen Liegekomfort
- Durch seitliches Variieren der schrägen Schulterauflagen kann U-pillow an individuelle Liegebedürfnisse angepasst werden

Material:

- Elasto-Komfortschaum, latexfrei.
- Bezug: Original Skai mit rutschhemmenden Einsätzen an der Unterseite.
- Leicht feucht abwischbar und desinfizierbar.

Größe: 46 x 35 x 11 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
U-Pillow Bauchlagekissen	1 Stück	M4 5901	
Ersatz-Komplettbezug	1 Stück	M4 5908	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE BEIN- UND RÜCKENKISSEN AUFBLASBAR

Aus weichem PVC Material, leicht aufzublasen mit 4 Sektionen. Kann genauso gut als Keilkissen zum Anheben der Beine genutzt werden.

Minipumpe zum leichten Aufblasen und Ablassen der Luft liegt bei.

Größe: 62 x 61 cm

Gewicht: 500 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Aufblasbares Rücken- und Beinkissen, inkl. Pumpe	1 Stück	M1 4510	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE SITZKISSEN

Das ovale Polyurethan Schaumkissen verringert den Druck und bietet mehr Bequemlichkeit auf Stühlen wie auch im Bett. Lindert Schmerzen beim Sitzen, beispielsweise nach einer schweren Geburt, bei Hämorrhoiden oder bei Steißbeinverletzungen. Die offene Mitte sorgt für Druckentlastung beim Sitzen. Der Bezug ist aus waschbarer Baumwolle.

Größe: 40,7 x 33,5 x 7 cm

Gewicht: 370 g

Typ	VE	REF	Preis VE
Sitzkissen, inkl. Bezug	1 Stück	M1 4783	



servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

SERVOCARE GUMMISITZRING

Aufblasbar, in zwei Größen erhältlich. Ideal für das Sitzen nach Operationen durch Hohlraumlagerung.

Sehr gut auch als Sitzkissen geeignet, wenn Patienten für längere Zeit auf dem Toilettenstuhl verbleiben müssen. Auch im Bett einsetzbar.

HMV-Gruppe: 11.11.01.0xxx

Durchmesser	VE	REF	Preis VE
40,5 cm	1 Stück	M1 60616	
45,5 cm	1 Stück	M1 60618	





MEDI-CELL PLUS

A/B Grosszellenauflegesystem für Stufe I (nach Seiler)

Erfahrungswerte zeigen, daß Matratzen mit wabenförmiger Oberfläche nur für den kurzzeitigen Pflegezeitraum zu empfehlen sind. Bei längerer Dauer sollte die großzellige Version wie Medi-Cell Plus gewählt werden! Großzellige, rippenförmige Oberfläche mit 22 Zellen, davon 12 x Micro-Vent belüftet, einzeln austauschbar (ohne Auflage), aus PVC. An Kopf- und Fußende mit Einschlaglaschen versehen. Medi-Cell Plus kann mit einem dehnbaren, blauen wasserundurchlässigen Überzug aus luftdurchlässigen Nylon (abnehmbar und waschbar bis 60 °C) ausgestattet werden. Einfach aufknöpfen und zur Reinigung in die Waschmaschine geben.

Matratzenauflage

Gesamtmaße: 190 cm x 80 cm, 2 Einschlaglaschen am Ende je 50 cm lang
 Höhe: 9 cm (aufgeblasen).
 Maße der Kammern: ca. 9 cm Ø einzeln auswechselbar
 Gesamtanzahl: 22 Druckkammern, 12 belüftet

Membranpumpe

besonders leise laufende Membranpumpe, 220 Volt, 50Hz, regelbar
 Druck: stufenlos regelbar von 70 - 130 mm Hg
 Luftleistung: regelbar 2 bis 7 l/min.
 Wechselrhythmus: alle 6 Minuten
 Maße (LxBxH): 26 x 11,5 x 9,5 cm

HMV-Gruppe: 11.11.04.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Medi-Cell Plus Grosszellenauflage mit Aggregat Komplettsystem	1 Stück	M1 MCP7400	
Medi-Cell Plus PVC-Bezug einzeln	1 Stück	M1 MCP7401BE	
Medi-Cell Plus Aggregatpumpe, 220 V	1 Stück	M1 7402	



MEDI-FLOW

Antidekubitus System mit belüfteter Wechseldruckauflage für Stufe II (nach Seiler)

Diese Wechseldruckmatratze mit großen, austauschbaren Luftkammern bietet zusätzlichen Komfort: Aus 8 der insgesamt 18 Kammern entweicht ständig durch Mikroöffnungen Luft, um das Bettklima zu optimieren. Medi-Flow kann mit einem dehnbaren, blauen wasserundurchlässigen Überzug aus luftdurchlässigen Nylon (abnehmbar und waschbar bis 60 °C) ausgestattet werden. Einfach aufknöpfen und zur Reinigung in die Waschmaschine geben. Der Aufblasdruck, der sich automatisch füllenden und entleerenden Kammern, kann - je nach Körpergewicht des Patienten - auf den optimalen Wert eingestellt werden. Die Polster ab Schulterhöhe bis zu den Hüften werden belüftet, so daß vor allem im Sakralbereich größtmöglicher Liegekomfort gewährleistet ist.

Matratzenauflage

Gesamtmaße: 200 x 90 cm, 2 Einschlaglaschen am Ende je 60 cm lang
 Höhe: 13 cm (aufgeblasen)
 Maße der Kammern: ca. 12,7 cm Ø, einzeln auswechselbar
 Gesamtanzahl: 18 Luftkammern aus Nylon ITPU Gewebe
 8 Luftkammern mit microfeinen Luftlöchern
 Luftschnellablass:
 Max. Belastbarkeit: 150 kg

Membranpumpe

besonders leise laufende Membranpumpe, 220 Volt, 50Hz
 Druck: stufenlos regelbar von 70 - 130 mm Hg
 Luftleistung: regelbar 2 bis 7 l/min.
 Wechselrhythmus: alle 6 Minuten
 Maße (LxBxH): 25,4 x 13 x 10 cm
 Kontrollanzeige: Druckwahl stufenlos
 HMV-Gruppe: 11.11.04.2xxx

Typ	VE	REF	Preis VE
Medi-Flow Komplettsystem	1 Stück	M1 EX5000	
Medi-Flow Aggregatpumpe, 220 V	1 Stück	M1 EX5000-PUMPE	



SERVOFILL-MED SERVOFILL-PREMIUM



Servofill-Med Stützlagerung

Das von uns eingesetzte Füllmaterial (EPS-Mikropellets) liefert hervorragende Lagerungseigenschaften und zeichnet sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit aus. Das geringe Gewicht macht die Handhabung darüber hinaus angenehm und komfortabel. Es ist haltbar, hygienisch, antiallergisch und preiswert. Guter Wärme- und Feuchtigkeitstransport macht es zum idealen Helfer.

- OEKO-TEX 100 zertifiziert
- Qualität 'Made in Germany'
- Mit PU-beschichtetem Kisseninlett
- Abwaschbar und wischdesinfizierbar



Servofill-Premium Weichlagerung

Die Kombination aus rhombenförmig geschnittenem Polyurethanschaum mit EPP-Kügelchen schafft eine ideale Füllungsalternative für den täglichen Pflegeeinsatz. Hohe punktelastische Anpassungsfähigkeit verbindet sich hier mit robusten Pflegeeigenschaften.

- OEKO-TEX 100 zertifiziert
- Desinfizierbar / Kochbar
- Rhombschaumgemisch aus Polyurethan & Polypropylen.



Lieferbare Bezugsfarben
pastellgrün

Material:
100 % Baumwolle



KÖWE
Medizinbedarf
Service macht den Unterschied.




THERALINE BABYKOPFKISSEN

Prävention & Sicherheit

Hilft die natürliche Kopfform Ihres Babys zu erhalten. Eine einfache Idee und ein einmaliges Design schaffen sicheren Schlaf- und Liegekomfort für Ihr Baby. Ein anatomisch geformtes und gelochtes Hi-Tech-Abstandsgewebe stützt das Babyköpfchen gleichmäßig und effektiv. Das verwendete Gewebe ist so offen, dass selbst wenn Ihr Baby beginnt sich zu drehen und mit dem Gesicht in die Kissenmulde gerät, frei durch dieses hindurchgeatmet werden kann.

- Hilft, Verformungen zu verhindern
- Unterstützt deren schnellere Rückbildung
- Ohne Bezug – höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe
- Ergonomische und komfortable Schlaf- und Liegeposition
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Temperatúrausgleichend
- Hygienisch, bei 60 °C waschbar

Größe	Maße	VE	REF	Preis VE
1, bis 7 kg	ca. 23 x 21 x 3 cm	1 Stück	M1 3400	
2, ab 7 kg	ca. 24,5 x 23 x 5 cm	1 Stück	M1 3402	





SERVOFILL ARMRAMPE, KLEIN

35 x 20 x 12 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Armrampe klein, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 925805	
Servofill-Jerseybezug für kleine Armrampe, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 9200118	



SERVOFILL GEKAMMERTES BEINKISSEN

75 x 75 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med gekammertes Beinkissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 865805	
Servofill-Jerseybezug für gekammertes Beinkissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 8600118	



SERVOFILL GESÄßKISSEN

60 x 70 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Premium Gesäßkissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 850100	
Servofill-Jerseybezug für Gesäßkissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 8500118	



SERVOFILL KISSEN

40 x 80 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Kissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 205805	
Servofill-Premium Kissen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 200100	
Servofill-Jerseybezug für Kissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 2000118	



SERVOFILL LAGERUNGSHÖRNCHEN

110 x 34 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Lagerungshörnchen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 025805	
Servofill-Premium Lagerungshörnchen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 020100	
Servofill-Jerseybezug für Lagerungshörnchen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 0200118	

SERVOFILL VATI-LAGERUNGSKISSEN

25 x 80 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Vati-Lagerungskissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 305805	
Servofill-Premium Vati-Lagerungskissen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 300100	
Servofill-Jerseybezug für Vati-Lagerungskissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 3000118	

SERVOFILL LAGERUNGSROLLEN LANG

220 x 20 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Lagerungsrolle, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 275805	
Servofill-Premium Lagerungsrolle, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 270100	
Servofill-Jerseybezug für Lagerungsrolle, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 2700118	

SERVOFILL LAGERUNGSROLLEN

120 x 20 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Lagerungsrolle, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 265805	
Servofill-Premium Lagerungsrolle, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 260100	
Servofill-Jerseybezug für Lagerungsrolle, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 2600118	

SERVOFILL LAGERUNGSROLLEN KURZ

55 x 18 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Lagerungsrolle, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 885805	
Servofill-Premium Lagerungsrolle, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 880100	
Servofill-Jerseybezug für Lagerungsrolle, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 8800118	

SERVOFILL UNIVERSALKISSEN GROSS

50 x 70 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Universalkissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 385805	
Servofill-Premium Universalkissen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 380100	
Servofill-Jerseybezug für Universalkissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 3800118	

SERVOFILL UNIVERSALKISSEN KLEIN

38 x 38 cm

Typ	VE	REF	Preis VE
Servofill-Med Universalkissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 245805	
Servofill-Premium Universalkissen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 240100	
Servofill-Jerseybezug für Universalkissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 2400118	